



Aquatec **Pico: sedia da doccia modulare**

- Regolabile in altezza da 420 a 575 mm
- Gambe in alluminio e scocca in PVC anticorrosione
- Schienale e i braccioli estraibili per trasformare la sedia in sgabello
- Superficie antiscivolo e sagomatura anteriore
- Lo schienale può essere montato anche sul davanti, così da invertire la posizione della sagomatura del sedile
- 4 ventose per fissare la sedia sul piatto della doccia
- Assemblaggio senza utensili
- Portata massima 160 Kg



AQUATEC®

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



Aquatec **Pico 3 in 1**



Aquatec **Pico 3 in 1: sedia da doccia e WC**

Tre prodotti in uno:

- sedia da doccia e WC, sgabello da doccia e WC, sgabello da doccia e WC con braccioli.
- Sedia e/o sgabello da doccia e WC modulare regolabile in altezza da 425 a 575 mm
- Gambe in alluminio e scocca PVC anticorrosione
- Schienale, braccioli estraibili
- Sedile con superficie antiscivolo
- 4 ventose per fissare la sedia sul piatto della doccia
- Assemblaggio senza utensili
- Consegnato con secchio con coperchio

Optional e caratteristiche



Pico



Pico senza schienale.



Pico senza braccioli.



Pico 3 in 1 con un bracciolo.



Pico 3 in 1 senza schienale.



Pico 3 in 1 con sedile morbido (accessorio **Ocean**)

Dati tecnici

Codice prodotto	Aquatec Pico	Aquatec Pico 3 in 1
Sedia da doccia completa	9.22.001	1525887
Sgabello da doccia	9.20.001	
Sgabello con braccioli	9.21.001	
Sedia da doccia con schienale e senza braccioli	9.23.001	
Nr. Repertorio DM	243154/R	243154/R

Dimensioni		
Larghezza del sedile	430 mm (A)	430 mm (A)
Profondità seduta	420 mm (B)	420 mm (B)
Altezza seduta	425 - 575 mm (C)	425 - 575 mm (C)
Larghezza totale	575 mm (D)	575 mm (D)
Profondità totale	520 mm (E)	520 mm (E)
Altezza totale	825 - 975 mm (F)	825 - 975 mm (F)
Altezza fino ai braccioli	605 - 755 mm (G)	605 - 755 mm (G)
Larghezza tra i braccioli	430 mm (H)	430 mm (H)
Larghezza foro	180 mm	-
Profondità foro	145 mm	-
Regolazione in altezza, a passi di	25 mm	25 mm
Altezza da terra al sedile:	-	340 - 490 mm
con vaschetta WC	-	375 - 525 mm
senza vaschetta WC	-	

Maggiori informazioni	Aquatec Pico	Aquatec Pico 3 in 1
Peso sgabello da doccia	3,2 Kg	-
Peso sgabello con bracciolo	4,1 Kg	-
Peso sedia da doccia con schienale e senza braccioli	4,0 Kg	-
Peso sedia da doccia completa	4,8 Kg	4,8 Kg
Portata	160 Kg	160 Kg
Colore	Bianco	Bianco

Aquatec **Pico / Pico 3 in 1**

