



Invacare® | **Platinum® 9**

O desempenho otimizado de um concentrador com alto débito

Trusted Solutions,
Passionate People



Apresentamos o concentrador de alto débito **Invacare Platinum 9** compatível com o compressor **Invacare HomeFill® II**. Assegurando uma concentração de oxigénio otimizada no dia a dia, o **Platinum 9** oferece uma nova autonomia ao utilizador porque necessita de poucas intervenções por parte do prestador, comparando com os fornecimentos habituais de oxigénio líquido. Os utilizadores poderão apreciar o conforto e a segurança deste aparelho graças à sua simples utilização.

Performance e segurança no dia a dia **Económico**

- Uma tecnologia inovadora e uma electrónica de ponta
- Assegura uma concentração de oxigénio até 95.6 % a 9 lt / min
- Sistema de auto diagnóstico identificado por sinais luminosos e alarmes visuais e sonoros
- O sistema **SensO2** controla em permanência a FiO2

A manutenção é simplificada graças a :

- Somente 4 parafusos a desapertar para aceder aos componentes internos
- Filtros de admissão de fácil acesso (portas laterais)
- A memorização dos códigos de erro no cartão eletrónico identificada por luzes para ajudar ao diagnóstico do técnico



Opções e características técnicas



Porta de acesso ao filtro de admissão



Saída para conexão do **Invacare Homefill II**



Conexão do cabo de energia segura

Compatibilidade com **Homefill II**

O sistema **Homefill II** acoplado ao **Platinum 9** permite o enchimento de botijas no domicílio para a deambulação e permite ainda tratamento em posto fixo.

Características técnicas

Para informação mais detalhada sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare - www.invacare.pt.

Platinum 9	Profundidade total	Largura total	Altura total	Peso	Carregador AC	Consumo de energia	Volume débito pulsado	Outlet pressure
	365 mm	467 mm	670 mm	24 kg	230 V, 50 Hz	475 W	1 - 9 l/min	62 kPa
Platinum 9	Nível sonoro	Pureza do oxigénio	Altitude	ISO Compliant				
	< 47 dB(A)	87-96%	Up to 1230m	ISO8359, AMD1				

SensO₂-System

Intervalo de serviço

Garantia

Sistema de controlo da concentração de oxigénio SensO2	
	Superior a 85 % Sinal verde Normal
	Entre 73% e 85 % Sinal amarelo Verificar os filtros e o débito
	Abaixo de 73 % Sinal vermelho Ligue ao serviço técnico

Sem manutenção programada 3 anos.
Substituição preventiva de componentes de manutenção conforme necessidade.

2 anos