

LINX



INVACARE
Yes, you can.

AVIVA FX 40

MPS Maxx

PORTEFÓLIO



ÍNDICE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	4
ASSENTO	5
ENCOSTO	6
FAIXA PEITORAL	7
BARRA DE SUPORTE PEITORAL	7
TABULEIRO	8
CINTO PÉLVICO	8
ALMOFADA DO APOIO DE CABEÇA	9
BARRA DE SUPORTE DO APOIO DE CABEÇA	10
APOIO BRAÇO	10
ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO	11
ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO	12
SUPORTE LATERAL DE TRONCO	13
SUPORTE DE ANCA	14
APOIO DE PERNAS	16
COMANDO LINX	17
COMANDOS ALTERNATIVOS	20
JOYSTICKS BODYPOINT	21
CAIXA DE FUNÇÕES LINX	22
CORES	22
PERFORMANCE	23

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

AVIVA FX40 MPS



Largura de assento

405 - 510 mm



Profundidade de assento

405 - 510 mm



Altura de assento

470 / 495 mm



Altura do encosto

305 - 710 mm



Altura do apoio de braço

241 - 330 mm



Comprimento do apoio de pés

203 - 430 mm



Ângulo do assento

0 - 45°



Ângulo do assento

170° com elevada compensação



Altura total

1115 - 1445 mm



Comprimento total incl. apoio de pés

1250 - 1305 mm



Comprimento total sem apoio de pés

1070 mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

AVIVA FX40 MPS



Largura total da cadeira

604 mm



Peso total do utilizador

113 kg



Baterias

60 Ah



Diametro de viragem

1360 mm



Altura máxima de um obstáculo

83 mm



Inclinação máxima

9°



Capacidade do motor

2 x 340W



Velocidade

10 / 12 km/h



Autonomia

Até 27 km



Peso total

190 - 210 kg

ASSENTO

Reclinação e basculação do encosto

Unidade de assento MPS Maxx com basculação elétrica do assento de 0° a 45°
Com compensação do centro de gravidade e reclinação elétrica do encosto de 90° a 170°


JEA0300



Elevação assento elétrica

178 MM

JEA0500



Almofada de assento

Almofada de assento em espuma com bolsa de gel fluido


JEA0800



Capa do assento


Capa Startex preta

JEA0800



Capa Spacer

JEA0810



ENCOSTO

High Back

Revestimento em malha micro ventilada preta

JEA1500



Matrx Elite E2

Revestimento em malha micro ventilada preta

JEA1510



Matrx Elite E2 Deep

Revestimento em malha micro ventilada preta

JEA1530



Matrx Posture Back

Revestimento em malha micro ventilada preta

JEA1540



Matrx Posture Back Deep

Revestimento em malha micro ventilada preta

JEA1550



FAIXA PEITORAL

Faixa Peitoral acolchoada de 2 pontos

JEA0900



Cinto peitoral Bodypoint Monoflex

Tam. S - 75 x 395 mm **JEA0910**

Tam. M - 100 x 464 mm **JEA0920**

Tam. L - 114 x 546 mm **JEA0930**



Cinto peitoral Bodypoint Monoflex ajuste e fixação central

Tam. S - 63.5 x 395 mm **JEA0940**

Tam. M - 83 x 464 mm **JEA0950**

Tam. L - 89 x 546 mm **JEA0960**



BARRA DE SUPORTE PEITORAL

Montagem á esquerda **JEA0970**

Montagem á direita **JEA0980**



Montagem á esquerda

Montagem á direita **JEA0990**

JEA1000



TABULEIRO

Tabuleiro regulável em altura,
em plástico transparente

533 x 305 mm

Montagem à esquerda **JEA1010**

Montagem à direita **JEA1020**



CINTO PÉLVICO

Cinto pélvico com fivela
metálica push button

1220 mm **JEA1030**

1524 mm **JEA1040**

1803 mm **JEA1050**



**Cinto pélvico com fivela
metálica push button**

2 pontos **JEA1060**

4 pontos **JEA1070**

JEA1060



JEA1070

ALMOFADA DO APOIO DE CABEÇA

Matrx Elan standard

152 mm **JEA1100**

254 mm **JEA1110**

355 mm **JEA1120**



Matrx Elan occipital

229 mm **JEA1130**

305 mm **JEA1140**



Matrx Elan 4 pontos

229 mm x 177 mm **JEA1150**

280 mm x 254 mm **JEA1160**



Capa Anti- Bacteriana para MatrX Elan

JEA1170



BARRA DE SUPORTE DO APOIO DE CABEÇA

Suporte fixo

Suporte fixo, não amovível

JEA1180



Suporte Matrix Elan

Standard, destacável,
380 mm de tamanho

JEA1190



Prolongado, destacável,
380 mm de tamanho

JEA1200

Suporte Loxx

Standard, 380 mm de tamanho
Mini, 280 mm de tamanho

JEA1210

JEA1220



APOIO BRAÇO

Apoio de braço rebatível e paralelo


reguláveis em largura,
ângulo e altura (240-330 mm)

JEA1800



com rotação, reguláveis em largura,
ângulo e altura (240-330 mm)

JEA1805



ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO

Almofada standard

Longa (355mm) Esq.	JEA1850
Longa (355mm) Dir.	JEA2000
Curta (254 mm) Esq.	JEA1860
Curta (254 mm) Dir.	JEA2010



Almofada Modular com espuma suave skin

Longa (355mm) Esq.	JEA1870
Longa (355mm) Dir.	JEA2020
Curta (254 mm) Esq.	JEA1880
Curta (254 mm) Dir.	JEA2030



Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex

Longa (355mm) Esq.	JEA1890
Longa (355mm) Dir.	JEA2040
Curta (254 mm) Esq.	JEA1900
Curta (254 mm) Dir.	JEA2050



Almofada multiposições

Longa (355mm) Esq.	JEA1910
Longa (355mm) Dir.	JEA2060
Curta (254 mm) Esq.	JEA1920
Curta (254 mm) Dir.	JEA2070



ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO

Almofada de Gel, estreita

Esq. (51 x 305 mm)

JEA1930

Dir. (51 x 305 mm)

JEA2080



Almofada de Gel, larga

Esq. (89 x 305 mm)

JEA1940

Dir. (89 x 305 mm)

JEA2090



Almofada de Gel, longa

Esq. (89 x 355 mm)

JEA1950

Dir. (89 x 355 mm)

JEA2100



Almofada Ergonómica côncava

Esq. (114 x 330 mm)

JEA1960

Dir. (114 x 330 mm)

JEA2110



Almofada Ergonómica côncava

Esq. (114 x 127 mm)

JEA1970

Dir. (114 x 127 mm)

JEA2120



SUPORTE LATERAL DE TRONCO

Almofada com suporte de tronco fixo MAXX

Tamanho XS

Esq. (83 x 108 mm)

JEA2200

Dir. (83 x 108 mm)

JEA2240

Tamanho S

Esq. (89 x 133 mm)

JEA2210

Dir. (89 x 133 mm)

JEA2250

Tamanho M

Esq. (95 x 146 mm)

JEA2220

Dir. (95 x 146 mm)

JEA2260

Tamanho L

Esq. (108 x 165 mm)

JEA2230

Dir. (108 x 165 mm)

JEA2270



Almofada com suporte de tronco fixo MAXX

Suporte MAXX Style rebatível

Esq.

JEA2280

Dir.

JEA2300



Suporte telescópico adicional

Suporte telescópico adicional, Maxx Style

Esq. 25 mm

JEA2290

Dir. 25 mm

JEA2310



SUPORTE DE ANCA

Tamanho XS

Esq. (140 x 102 mm)

JEA2400

Dir. (140 x 102 mm)

JEA2440

Tamanho S

Esq. (178 x 152 mm)

JEA2410

Dir. (178 x 152 mm)

JEA2450

Tamanho M

Esq. (229 x 102 mm)

JEA2420

Dir. (229 x 102 mm)

JEA2460


Tamanho L

Esq. (330 x 110 mm)

JEA2430

Dir. (330 x 110 mm)


JEA2470



Suporte fixo, montagem ao nível da anca

Esq. **JEA2480**

Dir. **JEA2540**



Suporte Destacável, montagem ao nível da anca

Esq. **JEA2490**


Dir. **JEA2550**



**MAXX Style multiajustável,
extração rápida, montagem ao
nível da anca**

Esq. **JEA2500**

Dir. **JEA2560**



**MAXX Style multiajustável,
extração rápida, montagem ao
nível do joelho**

Esq. **JEA2510**


Dir. **JEA2570**



**MAXX Style com extensão,
multiajustável, extração
rápida, montagem ao nível
da anca**

Esq. **JEA2520**


Dir. **JEA2580**



**MAXX Style com extensão,
multiajustável, extração
rápida, montagem ao nível
da joelho**

Esq. **JEA2530**

Dir. **JEA2590**



APOIO DE PERNAS

Apoio de pernas central elétrico BDC

Com compensação inclui apoio de gêmeos

JEA2600



Almofada de apoio de gêmeos

140 x 102mm

JEA2640

190 x 150 mm

JEA2650



Patim

Tamanho S

Esq. (140 x 102 mm)

Dir. (140 x 102 mm)

JEA2660

JEA2690



Small

Tamanho M

Esq. (178 x 152 mm)

Dir. (178 x 152 mm)

JEA2670

JEA2700



Medium

Tamanho L

Esq. (229 x 102 mm)

Dir. (229 x 102 mm)

JEA2680

JEA2710



Large

Suporte de joelhos

Ajustável em altura,
profundidade e ângulo

JEA2720



Com possibilidade de
ajuste assimétrico em
altura, profundidade e ângulo

JEA2730



Almofada suporte de joelhos

254 mm **JEA2740**

203 mm **JEA2750**

150 mm **JEA2760**



COMANDO LINX

DLX-REM211

3 perfis de condução e funções elétricas

JEA3000



DLX-REM216

3 perfis de condução, funções elétricas
e Kit de Luzes (apenas possível de
selecionar em combinação c/ JEA5400)

JEA3010



DLXREM400

Com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch

JEA3020



DLXREM500

com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch)

JEA3030



E SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM400

2 Switch laterais para facilitar acesso a on/ off e regulação de velocidade

JEA3040



POSIÇÃO DE MONTAGEM

Suporte standard montado direita

JEA3100

Suporte standard montado esquerda

JEA3110



Suporte rebatível ajustável

Suporte standard montado direita

JEA3120

Suporte standard montado esquerda

JEA3130



Suporte Maxx Resolve

Rebatível interior/exterior,
regulável em tensão, direita

JEA3140

Rebatível interior/exterior,
regulável em tensão, esquerda


JEA3150



Suporte para REM 500

Rebatível, direita **JEA3160**

Rebatível, esquerda **JEA3170**



Comando duplo LiNX+ tipo de suporte

Comando compacto na
posição de acompanhante

JEA3200

Fixação à Dir
Fixação à Esq

JEA3210

JEA3220



Comando compacto + suportes

Comando compacto
proporcional (força deflexão
192g)

JEA3300

Comando compacto
proporcional joystick baixa
força (força deflexão 112g)

JEA3310



COMANDOS ALTERNATIVOS

Comando de cabeça

Com sensores de proximidade **JEX3500**
(ATOM, ASL104)



Com sensores de proximidade **JEX 3510**
(PROTON, ASL104P)



Comando quatro sensores de proximidade

Comando quatro sensores
de proximidade (ASL106) **JEX3600**

Comando montagem
central (ASL619) Dir. **JEX 3610**

Comando montagem
central (ASL619) Esq. **JEX 3620**



Acessórios Wireless para Atom

Recetor Switch triplo
wireless(ASL557-3) **JEX3700**



Emulador de Rato wireless
(ASL558) **JEX 3710**



Comando de sopro

Comando de Cabeça e Sopro (ASL109),
inclui módulo de input e switch de lábio
(ASL301 LIP) (combina comando de sopro
com movimentos da cabeça)

JEX3720



Opções de interface

Módulo de Input DLX-IN500-A

JEX3740



Módulo de output LiNX (DLX-OUT500)

JEX 3750



Acessórios

Carregador USB

JEX3760



JOYSTICKS BODYPOINT

Joystick ergonómico

Manípulo de condução 3" em forma de U

JEX3800



Manípulo de condução 4" em forma de U

JEX 3810

Joystick em arco

Manípulo de condução, arco palma

JEX3760



CAIXA DE FUNÇÕES LINX

Caixa multifunções

Caixa multifunções de 8 botões

JEX4000

Caixa multifunções de 10 botões

JEX 4010



Suporte caixa multifunções

Montagem na almofada

JEX4030

Montagem na almofada dir.

JEX4040

Montagem no suporte do comando Linx

JEX4050

Sem montar

JEX4060



CORES

Cor do chassis

Preto Obsidiano

JEA4130

Vermelho Rubi

JEA4140

Azul

JEA4150

Rosa Flamingo

JEA4160

Púrpura

JEA4170

Azul-Marinho

JEA4180

Verde Lima

JEA4190

Azul Ártico

JEA4200



Cor das jantes

Preto Obsidiano

JEA4240

Vermelho Rubi

JEA4250

Azul

JEA4260

Rosa Flamingo

JEA4270

Púrpura

JEA4280

Azul-Marinho

JEA4290



Verde Lima
Azul Ártico
Amarelo
Laranja
Cinzeno

JEA4300
JEA4310
JEA4320
JEA4330
JEA4340



Cor do guarda-lamas

Mesma cor do chassis **JEA4400**
Preto **JEA4410**



PERFORMANCE

Forquetas traseiras

Forqueta única **JEA4500**



Rodas traseiras

8", maciças, pretas **JEA4600**




Rodas de tração

14" x 3" , pneumáticas, pretas

14" x 3", com gel anti-furo, pretas

JEA4700

JEA4710



Tipo de suspensão

Sistema de suspensão de 4 barras, tecnologia Broken-Link

JEA4800



Carregador

Carregador Opti Charge 10A **JEA5210**



Rodas anti-volteio dianteiras

Rodas anti-volteio **JEA5300**



Luzes

Luzes LED com piscas
Potência 30 Lux

JEA5400



Kit de transporte

4-Pontos (para transportar
a cadeira sem utilizador)

JEA5500

