



Invacare®

Bora® / Bora® Plus

Portfolio

LINX®



Sommaire

Informations Techniques	218
Assise Modulite™	220
Ajustement de l'assise et du dossier Modulite™	228
Commandes Electroniques LiNX	233
Base Motrice	236
Suspensions	241
Gyroscope	242
Options	243

LES PRODUITS	NR
BORA AA1	ASA
BORA AA2	ASB
NOUVEAU BORA AA1	ASH
NOUVEAU BORA AA2	ASK
BORA PLUS AA1	ASF
BORA PLUS AA2	ASG

Bora® & Bora® Plus



Autonomie (km) 30



Vitesse (km/h) 6/10



Puissance des moteurs 2 x 230W / 2 x 250W (version Plus)



Batteries 40 Ah / 50 Ah (version Plus)



Diamètre de giration 1600 / 1630



Pente Max sécurité 18%



Franchissement (mm) 60



Suspensions 2 sur roues arrière



Largeur hors tout (mm) 590 (roues 8") / 620 (roues 9")



Longueur hors tout (mm) 1160 (sans lift) / 1210 (avec lift)

Bora® & Bora® Plus



Hauteur (mm) 930 / 970



Poids du fauteuil (kg) 98



Poids max. utilisateur (kg) 130



Inclinaison du dossier (en degrés) 0 - 30°



Inclinaison de l'assise (en degrés) 0° à 20°/ 0° à 30°



Hauteur sol/siège (mm) 450 à 750 (selon config.)

Assise Modulite™

Type d'assise

ASA2110
ASF2110
ASH2110

Assise Modulite Standard

Largeur d'assise 43 cm,
accoudoirs réglables de 44 à 48 cm
Profondeur d'assise réglable en continue de 41 à 51 cm.



ASA2111
ASB2111
ASF2111
ASG2111
ASH2111
ASK2111

Assise Modulite Modulable

Rigide réglable en largeur
(de 38 à 53 cm par pallier de 5 cm)
et en profondeur (en continue de 41 à 51 cm),
accoudoirs réglables en largeur (+ 2.5 cm par côté)



ASA2112
ASB2112
ASF2112
ASG2112
ASH2111
ASK2111

Assise Modulite Modulable

Souple réglable en tension, en largeur
(de 38 à 53 cm par pallier de 5cm)
et en profondeur (en continue de 41 à 51 cm),
accoudoirs réglables en largeur (+ 2.5 cm par côté)



ASA2141
ASF2141
ASH2141

Coussin d'assise Standard

Nylon noir,
hauteur 5 cm



ASA2142
ASB2142
ASF2142
ASG2142
ASH2142
ASK2142

Matrx Flo-tech Lite / Contour

Coussin d'assise



ASA2143
ASB2143
ASF2143
ASG2143
ASH2143
ASK2143

Matrx Flo-tech Contour Visco

Coussin d'assise



ASA2147
ASB2147
ASF2147
ASG2147
ASH2147
ASK2147

Matrx Libra

Coussin d'assise



Type d'assise

ASA2144
ASB2144
ASF2144
ASG2144
ASH2144
ASK2144


Matrx Vi
Coussin d'assise



Type de revêtement

ASA2151
ASB2151
ASF2151
ASG2151
ASH2151
ASK2151

Nylon noir



ASA2152
ASB2152
ASF2152
ASG2152
ASH2152
ASK2152

Dartex noir




ASA2153
ASB2153
ASF2153
ASG2153
ASH2153
ASK2153

Extra LK
(Skaï noir, coutures orange)



ASA2154
ASB2154
ASF2154
ASG2154
ASH2154
ASK2154

Mesh noir



Type de poignées

ASA2154
ASB2154
ASF2154
ASG2154
ASH2154
ASK2154

Avec poignées à pousser



ASA2154
ASB2154
ASF2154
ASG2154
ASH2154
ASK2154

Sans poignées à pousser
Uniquement pour dossiers **Flex 3**



Type de dossier

(dossier rabattable ou démontable sans outils de série selon configurations)

ASA2171
ASB2171
ASF2171
ASG2171
ASH2171
ASK2171

Dossier réglable en tension

Avec toile rembourrée bi-matière
et pochette arrière



ASA2173
ASB2173
ASF2173
ASG2173
ASH2173
ASK2173

Dossier rigide *Flex 3*,

réglable en largeur et en hauteur (de 56 à 79 cm),
avec coussin de dossier **Laguna**



ASA2174
ASB2174
ASF2174
ASG2174
ASH2174
ASK2174

Matrx Posture Back,

hauteur 40 cm



ASA2175
ASB2175
ASF2175
ASG2175
ASH2175
ASK2175

Matrx Posture Back,

hauteur 50 cm



ASA2176
ASB2176
ASF2176
ASG2176
ASH2176
ASK2176

Matrx Elite,

hauteur 50 cm



ASA2177
ASB2177
ASF2177
ASG2177
ASH2177
ASK2177

Matrx Elite TR,

hauteur 50 cm



Type de dossier

(dossier rabattable ou démontable sans outils de série selon configurations)

ASA2178
ASB2178
ASF2178
ASG2178
ASH2178
ASK2178

Matrx Elite Deep

hauteur 50 cm



ASA2179
ASB2179
ASF2179
ASG2179
ASH2179
ASK2179

Dossier réglable en tension Flex 3,

avec coussin de dossier **Lateral**



ASA2191
ASB2191
ASF2191
ASG2191
ASH2191
ASK2191

Accoudoirs réglables en hauteur

de 29 à 36 cm,
en profondeur et amovible,
la paire



ASA2181
ASB2181
ASF2181
ASG2181
ASH2181
ASK2181

Accoudoirs réglables en hauteur

de 34 à 40 cm,
en profondeur et amovible,
la paire



ASA2195
ASB2195
ASF2195
ASG2195
ASH2195
ASK2195

Manchettes standard

longueur 32,5 cm,
la paire



ASA2196
ASB2196
ASF2196
ASG2196
ASH2196
ASK2196

Manchettes longues

longueur 37,5 cm,
la paire



ASA2197
ASB2197
ASF2197
ASG2197
ASH2197
ASK2197

Manchettes longues ergonomiques

Longueur 39,7 cm,
la paire



ASA2198
ASB2198
ASF2198
ASG2198
ASH2198
ASK2198

Accoudoirs enveloppants,

la paire



ASA2183
ASB2183
ASF2183
ASG2183
ASH2183
ASK2183

Accoudoirs courbés

Vers l'intérieur



ASA2193
ASB2193
ASF2193
ASG2193
ASH2193
ASK2193

Accoudoirs relevables

Hauteur ajustable de 230 à 360 mm



ASA2192
ASB2192
ASF2192
ASG2192
ASH2192
ASK2192

Accoudoirs relevables et parallèles

Hauteur ajustable de 230 à 300 mm



ASA2194
ASB2194
ASF2194
ASG2194
ASH2194
ASK2194

Accoudoirs relevables et parallèles

Hauteur ajustable de 300 à 360 mm



ASA1432
ASB1432
ASF1432
ASG1432
ASH1432
ASK1432

Appui-tête revêtement Dartex
réglable en profondeur et en largeur



ASB1350
ASG1350
ASK1350

Appui-nuque revêtement Dartex
réglable en profondeur



ASA1427
ASB1427
ASF1427
ASG1427
ASH1427
ASK1427

Appui-tête Kontour multi réglable
avec oreillettes latérales revêtement Dartex



ASA2323
ASF2323
ASG2323
ASH2323
ASK2323

Appui-tête Elan standard 6"
Housse noire respirante



ASA2324
ASF2324
ASG2324
ASH2324
ASK2324

Appui-tête Elan standard 10"
Housse noire respirante



ASA2322
ASF2322
ASG2322
ASH2322
ASK2322

Appui-tête Elan standard 14"
Housse noire respirante



ASA2325
ASF2325
ASG2325
ASH2325
ASK2325

Appui-tête Elan Occipital 19"
Housse noire respirante



ASA2326
ASF2326
ASG2326
ASH2326
ASK2326

Appui-tête Elan occipital 12"
Housse noire respirante



ASA2327
ASF2327
ASG2327
ASH2327
ASK2327

Appui-tête Elan 4 points 11"
Housse noire respirante



ASA1445
ASB1445
ASF1445
ASG1445
ASH1445
ASK1445

Cale-tronc articulé, amovible,
réglable en profondeur/hauteur/largeur,
Revêtement Dartex
(la paire)



ASA1446
ASB1446
ASF1446
ASG1446
ASH1446
ASK1446

Cale-tronc amovible,
réglable en profondeur/hauteur/largeur,
Revêtement Dartex
(la paire)



ASA2184
ASB2184
ASF2184
ASG2184
ASH2184
ASK2184

Cale-cuisse gauche
140 x 100 mm



ASA2186
ASB2186
ASF2186
ASG2186
ASH2186
ASK2186

Cale-cuisse gauche
230 x 100 mm



ASA2188
ASB2188
ASF2188
ASG2188
ASH2188
ASK2188

Cale-cuisse gauche
330 x 100 mm



ASA2185
ASB2185
ASF2185
ASG2185
ASH2185
ASK2185

Cale-cuisse droit
140 x 100 mm



ASA2187
ASB2187
ASF2187
ASG2187
ASH2187
ASK2187

Cale-cuisse droit
230 x 100 mm



ASA2189
ASB2189
ASF2189
ASG2189
ASH2189
ASK2189

Cale-cuisse droit
330 x 100 mm



ASA1307
ASB1307
ASF1307
ASG1307
ASH1307
ASK1307

Tendeur de dossier



Ajustement de l'assise et du dossier Modulite™

Inclinaison d'assise

ASA1091
ASF1091
ASH1091

Manuelle
de 0° à 20°

visuel non disponible

ASA1092
ASB1092
ASF1092
ASG1092
ASH1092
ASK1092

Electrique
de 0° à 20°



ASA1093
ASB1093
ASF1093
ASG1093
ASH1093
ASK1093

Electrique
à compensation de 0° à 30°



ASA1094
ASB1094
ASF1094
ASG1094
ASH1094
ASK1094

Lift 30 cm
Assise élévatrice électriquement avec inclinaison
d'assise électrique à compensation



Inclinaison de dossier

ASA0975
ASF0975
ASH0975

Manuelle

de 0° à 30° par paliers de 3,75°

visuel non disponible

ASA0977
ASB0977
ASF0977
ASG0977
ASH0977
ASK0977

Electrique

de 0° à 30°

visuel non disponible

ASA0533
ASB0533
ASF0533
ASG0533

Repose-jambes manuels
réglables en angle type
Storm®3



ASA0531
ASB0531
ASF0531
ASG0531

Repose-jambes
ergonomiques électrique de 0° à 80°



ASA0526
ASF0526

Potence repose-pieds

fixes 80°,
escamotables int./ext.



ASA0529
ASB0529
ASF0529
ASG0529

Repose-jambes manuels

réglables en angle type **Azalea**®



ASA0503
ASF0503

Potences repose-pieds

réglables 90°-65°
escamotables int./ext.
type **Storm**® 3



ASA0512
ASB0512
ASF0512
ASG0512

Fixes



ASA0504
ASB0504
ASF0504
ASG0504

Réglables en angle



ASA0513
ASB0513
ASF0513
ASG0513

Réglables en angle et profondeur



ASA0522
ASB0522
ASF0522
ASG0522

Palette monobloc



Commandes Electroniques LiNX

Commande principale pour électronique LiNX

(également disponible en tierce-personne)

ASA2201
ASB2201
ASF2201
ASG2201
ASH2201
ASK2201

Manipulateur LiNX REM 110

Conduite



ASA2203
ASF2203
ASG2203
ASH2203
ASK2203

Manipulateur LiNX REM211

Conduite et contrôle des vérins



ASA2204
ASB2204
ASF2204
ASG2204
ASH2204
ASK2204

Manipulateur LiNX REM216

Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage



ASA2205
ASB2205
ASF2205
ASG2205
ASH2205
ASK2205

Manipulateur LiNX REM400

Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth
Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage

Émulation souris



ASA2206
ASB2206
ASF2206
ASG2206
ASH2206
ASK2206

Manipulateur LiNX REM500

Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth
Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage

Émulation souris

Nécessite une commande spéciale



ASA2270
ASB2270
ASF2270
ASG2270
ASH2270
ASK2270

Interrupteurs à bascule programmables LiNX

Par défaut : marche/arrêt et potentiomètre de vitesse
(la paire)



Double commande LiNX

(utilisateur + tierce-personne)

ASA2220
ASB2220
ASF2220
ASG2220
ASH2220
ASK2220

Double commande LiNX REM050

Montage à droite (___1207) ou à gauche (___1208)



ASA2219
ASB2219
ASF2219
ASG2219
ASH2219
ASK2219

Double commande Compact LiNX

3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins
Montage à droite (___1207) ou à gauche (___1208)



ASA1221
ASB2245
ASF2245
ASG2245
ASH2245
ASK2245

Double commande intuitive LiNX

Profil de conduite dédié
Montage à droite (___1221) ou à gauche (___1222)



Joysticks externes & commandes spéciales

ASA2231
ASB2231
ASF2231
ASG2231
ASH2231
ASK2231

Joystick LiNX Compact proportionnel

Force de déflexion : 160g
Montage à droite (___1207), à gauche (___1208),
centrale escamotable à droite (___2213), centrale
escamotable à gauche (___2214), ou personnalisé
(sur devis)



ASA2232
ASB2232
ASF2232
ASG2232
ASH2232
ASK2232

Joystick LiNX Compact proportionnel Low Force

Force de déflexion : 112g
Montage à droite (___1207), à gauche (___1208),
centrale escamotable à droite (___2213), centrale
escamotable à gauche (___2214), ou personnalisé
(sur devis)



ASA2229
ASB2229
ASF2229
ASG2229
ASH2229
ASK2229

Commande au menton ASL1368 + contacteur Egg

Fixation escamotable manuellement à droite (___1289)
Fixation escamotable manuellement à gauche (___1288)
Fixation escamotable électriquement à droite (___1287)
Fixation escamotable électriquement à gauche
(___1286)
Appui-tête ELAN obligatoire



ASA2251
ASB2251
ASF2251
ASG2251
ASH2251
ASK2251

Clavier multifonctions

10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack). Fixation utilisateur à droite (___2217), ou à gauche (___2218), fixation tierce-personne à droite (___2227) ou à gauche (___2228), ou sans montage (___2225)



ASA2252
ASB2252
ASF2252
ASG2252
ASH2252
ASK2252

Câble sortie double Jack

Pour connexion des contacteurs. Défilement des fonctions et activation des vérins

visuel non disponible

ASA2253
ASB2253
ASF2253
ASG2253
ASH2253
ASK2253

Prises de charge USB

2 prises USB
Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)



ASA168_
ASB168_
ASF168_
ASG168_
ASH168_
ASK168_

Contacteurs ronds et plats

Diamètre : 63 mm, livrés non montés
Compatible REM400 et REM500. Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252
1685 : Rouge / 1686 : Jaune / 1687 : Vert / 1688 : Bleu



ASA2254
ASB2254
ASF2254
ASG2254
ASH2254
ASK2254

Contacteur Egg, noir


Compatible REM400 et REM500
Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252



ASA171_
ASB171_
ASF171_
ASG171_
ASH171_
ASK171_

Mini contacteurs ronds et plats

Diamètre : 30 mm, livrés non montés
Compatible REM400 et REM500. Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252. 1711 : Rouge / 1712 : Jaune / 1713 : Vert / 1714 : Orange / 1715 : Bleu / 1716 : Noir



ASA2721
ASB2721
ASF2721
ASG2721
ASH2171
ASK2721

Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")



ASA2722
ASB2722
ASF2722
ASG2722
ASH2722
ASK2722

Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")



ASA2723
ASB2723
ASF2723
ASG2723
ASH2723
ASK2723

Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm



ASA2724
ASB2724
ASF2724
ASG2724
ASH2724
ASK2724

Embout champignon rainuré - diamètre 42 mm

Possibilité de le couper pour réduire sa hauteur



Base Motrice

Coloris de châssis

ASA0228
ASB0228
ASF0228
ASG0228
ASH0228
ASK0228

Noir



ASA0233
ASB0233

Gris Métallique



ASA0252
ASB0252
ASF0252
ASG0252
ASH0252
ASK0252

Blanc Arctique



Coloris de carénages avant et arrière

ASF0242
ASG0242
ASH0242
ASK0242

Bleu Nuit Brillant



ASF0243
ASG0243
ASH0243
ASK0243

Gris Métallique



ASF0224
ASG0224
ASH0224
ASK0224

Noir



ASF0204
ASG0204
ASH0204
ASK0204

Rouge cerise Transparent



ASF0222
ASG0222
ASH0222
ASK0222

Blanc Arctique



ASF0248
ASG0248
ASH0248
ASK0248

Vert



ASF0279
ASG0279
ASH0279
ASK0279

Jaune



ASF0290
ASG0290
ASH0290
ASK0290

Blanc Arctique



ASF0292
ASG0292
ASH0292
ASK0292

Gris Métallique



ASF0291
ASG0291
ASH0291
ASK0291

Noir



Roues Avant

ASA0811
ASB0811

230 x 60 - 9"

Pneumatique gris avec suspensions latérales
avant - Maxi-confort
Jantes grises



ASA0813
ASB0813

230 x 60 - 9"

Bandage Plein gris avec suspensions latérales
avant - Maxi-confort
Jantes grises



ASA0807
ASB0807

200 x 45 - 1.1/4

Bandage PU gris 8"
Jantes noires



ASF0835
ASG0835
ASH0835
ASK0835

9"

Pneumatique noir



ASF0836
ASG0836
ASH0836
ASK0836

9"

Bandage plein noir



ASF0828
ASG0828
ASH0828
ASK0828

8"

Bandage PU noir



Roues Avant

ASA0711
ASB0711

12 ½ x 2 ¼
Pneumatique gris 12''



ASA0727
ASB0727

12 ½ x 2 ¼
Bandage plein gris 12''



ASF0714
ASG0714
ASH0714
ASK0714

12,5 x 1,25''
Pneumatique noir



ASF0715
ASG0715
ASH0715
ASK0715

12'' x 1,25''
Bandage plein noir



Suspensions

Suspensions latérales arrière

ASA1264
ASB1264

Suspensions arrière
Standards orange



ASA1265
ASB1265

Suspensions arrière
Rigides grises



ASF1264
ASG1264
ASH1264
ASK1264

Suspensions arrière
Standards grises



ASF1265
ASG1265
ASH1265
ASK1265


Suspensions arrière
Rigides noires



Gyroscope

G-Trac

ASA1215	G-Trac
ASB1215	Contrôle directionnel
ASF1215	de la trajectoire durant la conduite
ASG1215	
ASH1215	
ASK1215	



Options

Rampe

1440530

Mono rampe pliante

en carbone 2430x820 mm
Poids : 13.2 kg
(poids max : 300kg)



Eclairage

ASA1367
ASB1367
ASF1367
ASG1367
ASH1367
ASK1367

Equipement route de sécurité

standard
Clignotants,
feux de position,
warning



ASA1437
ASB1437
ASF1437
ASG1437
ASH1437
ASK1437

Equipement route

de sécurité Led,
clignotants,
feux de position,
warning



Monte-trottoir

ASA1244
ASB1244
ASF1244
ASG1244
ASH1244
ASK1244

Monte-trottoir

(incluant position Parking)



Ceinture de maintien

ASA1329
ASB1329
ASF1329
ASG1329
ASH1329
ASK1329

Fermeture à boucle type Automobile



ASA2113
ASB2113
ASF2113
ASG2113
ASH2113
ASK2113

Fermeture à boucle type automobile

avec points d'attache réglable sur l'assise



Ceinture de positionnement

ASA1329
ASB1329
ASF1329
ASG1329
ASH1329
ASK1329

Ceinture de positionnement Bodypoint Evoflex

Loquet Rehab

2701 : taille L / 2702 : taille M



ASA2113
ASB2113
ASF2113
ASG2113
ASH2113
ASK2113

Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points

Bouton à pousser, ajustement central

2703 : taille L / 2704 : taille M



ASA2113
ASB2113
ASF2113
ASG2113
ASH2113
ASK2113

Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points

Verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'avant

2705 : taille L / 2706 : taille M




Rétroviseur

ASA1____
ASB1____
ASF1____
ASG1____
ASH1____
ASK1____

Côté droit (____1415)

ou gauche (____1339)



Porte bagage

ASA2128
ASB2128
ASF2128
ASG2128
ASH2128
ASK2128

Crochets porte-sac

Charge max : 6kg

Uniquement avec l'assise Modulite Modulable



ASA1438
ASH1438

Porte bagage

arrière



Porte-canne

ASA _____
ASB _____
ASF _____
ASG _____

Côté droit (___1312)
ou gauche (___1363)



Garde-boue

ASA1417
ASB1417
ASF1417
ASG1417

Garde-boue pour
roue arrière bicolore
noir/ellipse orange



Tablette escamotable

ASA _____
ASB _____
ASF _____
ASG _____


Côté droit (___1404)
ou gauche (___1405)



Trousse à outils

ASA1333
ASB1333
ASF1333
ASG1333

Trousse à outils



Accroche-taxi

ASA1493
ASF1493

Accroche-taxi
(2 fixations int. Avant
Et 2 fixations arrière)



ASA1494
ASF1494

Accroche-taxi pour
Le transport des personnes





Yes, you can.®