

# Le portfolio de la gamme *Action*®



## Sommaire

Introduction	3
Comment utiliser ce portfolio	3
Vue générale des produits	3
Informations / Données techniques	4
Pictogrammes	8
Visuels des options	9
Type de dossier standard	9
Type de propulsion	11
Toiles d'assise	12
Dossiers	13
Dossiers Matrx	18
Toiles de dossier	19
Potences / repose-jambes / Palettes	21
Accoudoirs	24
Options d'assise	28
Coloris de châssis	33
Roues avant	35
Roues arrière	37
Options de châssis	41
Freins	42
Options de sécurité	43
Autres options	46
Accessoires	46



*Indications données à titre d'information (informations et photos non contractuelle).*

*Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.*

***Action®** est une marque déposée par Invacare® International.*

## Introduction

La gamme de produit de la famille **Action®** ne cesse de s'enrichir, avec de nouvelles options toujours plus innovantes, et une inter-compatibilité entre les produits de la gamme en constante augmentation.

Cette multitude d'options est un véritable avantage pour nos clients et nous nous efforçons de communiquer des informations systématiquement à jour. Ainsi, nous cherchons à réduire au maximum la complexité de notre gamme de produit, avec comme objectif principal l'inter-compatibilité dans le but de rendre notre gamme de produits plus transparente et plus facile à travailler par nos clients.

Ainsi, nous avons créé le **Portfolio Invacare® Action® Family**, un outil qui vous permettra de :

- Comparer les produits de la gamme **Action®** à l'aide de données techniques.
- Vous donner un aperçu de l'inter-compatibilité entre les produits de la gamme **Action®**.
- Pouvoir visualiser chaque options et accessoires à l'aide d'images.

## Utilisation de ce portfolio

Lorsqu'une option ou un accessoire est, soit compatible, soit disponible, sur un produit de la gamme **Action®**, le code de l'option est noté dans la colonne de droite.

Tous les options et accessoires disponibles sur la gamme **Action®** sont listés dans les pages suivantes et sont classés par catégories et sous-catégories.

## Les produits



### **Action 3 NG Rocking Chair**

Fauteuil roulant pliant en aluminium, 6 roues et doté d'une inclinaison d'assise de 25°.

Disponible en 4 versions : **Action 3 NG RC avec pack Comfort**, **Action 3 NG RC**, **Action 3 NG RC Matrx** et **Action 3 NG RC Plus**.

### **Action<sup>2</sup> NG**

Fauteuil roulant pliant en aluminium, simple croisillon. Configuration limitée.

### **Action 3 NG, Action 3 NG Light & Action 3 NG Light Xtra**

Fauteuil roulant léger, simple croisillon, multi-configurable avec une large gamme d'options. Disponible en différentes versions : levier pendulaire, double mains-courantes, confort, surbaissée, transit, Matrx, Hémi, Light.

Découvrez dès à présent l'Action 3 NG Light Xtra : la version suréquipée de l'Action 3 NG Light avec de série entre autre : une paire de roulettes anti-bascule, un dossier réglable en tension 4 sangles, une paire de gouttières étroites courtes sans rotation....



### **Action 1 R**

Fauteuil manuel en acier pliant par croisillon. Dossier fixe, hauteur 410 mm, poignées à pousser fixes.

Disponible en version Transit et freins tambours.



### **Action<sup>4</sup> NG**






Fauteuil roulant léger, double, multi-configurable avec une large gamme d'options. Disponible en différentes versions : levier pendulaire, double mains-courantes, surbaissée, transit, Matrx et XLT pour un poids max utilisateurs de 160 kg.



### **Action<sup>3</sup> Junior & Action<sup>3</sup> Junior Evolutif**

Fauteuil roulant léger, simple croisillon, pour enfant à partir de 3 ans et plus. Largeur d'assise de 20,5 à 38 cm.










# Informations techniques

		Assise				Dossier		Accoudoirs	Potences / Repose-jambes	
										
<b>Action<sup>1</sup>NG R / Freins / tambours / Transit</b>	Standard	380/405/430/455/480 / 505	425	3°	495 mm	7°	430	240	80° 0 - 80°	330 à 460
<b>Action<sup>2</sup>NG</b>	Standard	405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 à 425	3°	460 / 485	7°/ 0° à 30°	430	240	80°/ 0°-80°	330 à 460
	Transit	405 / 430 / 455 / 480	400 à 425	3°	485	0° à 30°	430	240	80° 0 - 80°	330 à 460
<b>Action<sup>3</sup>NG</b>	Standard	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510	0° / 7° / 0° à 30° / -15° à +15°	380 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	Transit	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510	7° / 0° - 30°	430 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	Dual HR	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450	0° / 3° / 6°	435 / 460 / 485	7° / 0° - 30°	380 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	LP	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510	7° / 0° - 30°	380 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	Comfort	405 / 430 / 455 / 505	400 / 450	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460	0° - 30°	510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	Matrix	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510	0° / 7° / 0° - 30°	390 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	Light et Light Xtra	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 555	400 / 450	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510	7° / 0° - 30° / -15° / + 15°	325 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	Hémi	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510	0° / 7° / 0° - 30° / -15° / + 15°	380 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	RC	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450	3° / 0° - 25°	460 / 485	7° / 0° - 30° / -15° / + 15°	325 - 510	230 (n°2) / 170 - 295 (n°3)	80° 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	RC MATRIX									

# Informations techniques

		Dimensions hors-tout					Poids		
									
<b>Action<sup>1</sup> NG R/ Freins tambours / Transit</b>	Standard	Largeur d'assise + 195	250 mm	1085 / 1125	835 / 875	950	125 kg	17,5 kg	10 kg
<b>Action<sup>2</sup> NG</b>	Standard	Largeur d'assise + 200	325	1080	820 / 870	920 / 945	125 kg	16,2 kg	8,9 kg
	Transit	Largeur d'assise + 145	240	1080		945	125 kg	14,9 kg	12,1 kg
<b>Action<sup>3</sup> NG</b>	Standard	Largeur d'assise + 190	295	980 - 1105	835 - 960	820 - 1050	125 kg	14,2 kg	7,5 kg
	Transit	Largeur d'assise + 160	260	950 - 1050	710 - 910	920 - 1050	125 kg	13,5 kg	10,7 kg
	Dual HR	Largeur d'assise + 190	300	980 - 1105	835 - 960	890 - 1030	125 kg	15 kg	7,6 kg
	LP	Largeur d'assise + 220	305	980 - 1105	835 - 960	920 - 1050	125 kg	18 kg	14,5 kg
	Comfort	Largeur d'assise + 200	330	980 - 1105	835 - 960	900 - 1050	125 kg	26,5 kg	10 kg
	Matrix	Largeur d'assise + 190	295	980 - 1105	835 - 960	-	125 kg	15 kg	7,6 kg
	Light et Light Xtra	Largeur d'assise + 190	295 mm	980 - 1105	835 - 960	820 - 1050	125 kg	13 kg	7,1 kg
	Hémi	Largeur d'assise + 220	295 mm	980 - 1105	835 - 960	820 - 1050	125 kg	15,2 kg	7,5 kg
	RC	Largeur d'assise + 190	295 mm	1036 - 1124	816 - 890	810 - 1040	125 kg	17,6 kg	11,2 kg
	RC MATRIX								

# Informations techniques



		Assise				Dossier		Accoudoirs	Repose-jambes	
										
<b>Action<sup>4</sup>ng</b>	Standard	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 555	400 / 450 / 500 / 400 - 450 / 450 - 500 / 550	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510	7° / 0° - 30°	350 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° / 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	Transit	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 555	400 / 450 / 500 / 400 - 450 / 450 - 500	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510	7° / 0° - 30°	350 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° / 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	Dual HR	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450 / 500 / 400 - 450 / 450 - 500	0° / 3° / 6°	460 / 485	7° / 0° - 30°	350 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° / 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	LP	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450 / 400 - 450	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510	7° / 0° - 30°	350 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° / 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	XLT	505 / 555 / 605	400 / 450 / 500 / 400 - 450 / 550	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510	7° / 0° - 30°	380 - 460	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° / 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
	Matrix	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	450 - 500	0° / 3° / 6°	360/385/410/435/460/485/510	7° / 0° - 30°	350 - 510	200 - 280 (n°1) / 230 (n°2) / 170 - 295 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	80° / 0° - 75°	200 - 400 (montées haut) / 330 - 460 (tube court) / 440 - 510 (tube long)
<b>Action<sup>3</sup> Junior</b>	Standard	305 / 330 / 355	250 - 300 / 300 - 350 / 300 ou 350	1,5° / 5° / 8,5°	410 / 435 / 460	7° / 0° - 30°	370/400/430 / 350 - 430	150 - 250 / 180 - 250	80° / 0° - 75°	125 - 450
	Evolutif	205 à 280 / 305 à 380	200 - 250 / 250-300 / 300-350 / 275-325 / 325-375	1,5° / 5° / 8,5°	410 / 435 / 460	7° / 0° - 30°	370/400/430 / 350 - 430	150 - 250 / 180 250	80° / 0° - 75°	125 - 450


## Informations techniques

		Dimensions hors-tout					Poids		
									
<b>Action<sup>4</sup> NG</b>	Standard	Largeur d'assise + 190	305	995 – 1170	850 – 1025	810 – 1040	125 kg	14,4 kg	8,4 kg
	Transit	Largeur d'assise + 160	265	950 – 1050	805 – 905	910 – 1040	125 kg	13,7 kg	10,9 kg
	Dual HR	Largeur d'assise + 190	310	995 – 1170	850 – 1025	910 – 1015	125 kg	15,2 kg	8,4 kg
	LP	Largeur d'assise + 220	315	995 – 1170	850 – 1025	910 – 1040	125 kg	18,2 kg	14,7 kg
	XLT	Largeur d'assise + 200	325	995 – 1170	850 – 1025	910 – 1040	160 kg	20,2 kg	12,2 kg
	Matrx	Largeur d'assise + 190	305	995 – 1170	850 – 1025	-	125 kg	15,2 kg	8,4 kg
<b>Action<sup>3</sup> Junior</b>	Standard	Largeur d'assise + 190	315	900 – 1000	670 – 770	870 – 1130	80 kg	15 kg	8,5 kg
	Evolutif	Largeur d'assise + 190	315	740 – 965	510 – 740	870 – 1130	80 kg	15 kg	8,5 kg

## Les réfs






## Les Pictos

<b>FAUTEUILS ROULANTS MANUELS</b>	<b>CODE REF</b>
Action1 R	∞
Action2 <sub>NG</sub>	
Action2 <sub>NG</sub> Transit	
Action3 <sub>NG</sub> RC	CET
Action3 <sub>NG</sub> RC Matrix	CEU
Action3 <sub>NG</sub> RC Plus	CEV
Action3 <sub>NG</sub>	CEB
Action3 <sub>NG</sub> Hémi	CEP
Action3 <sub>NG</sub> Light	CES
Action3 <sub>NG</sub> Light Xtra	CEW
Action3 <sub>NG</sub> Transit	CEF
Action3 <sub>NG</sub> Dual HR	CEH
Action3 <sub>NG</sub> LP	CEI
Action3 <sub>NG</sub> Confort	CEG
Action3 <sub>NG</sub> Matrix	CEO
Action3 Junior	CNB
Action3 Junior Evolutif	CNC
Action4 <sub>NG</sub>	CKB
Action4 <sub>NG</sub> Dual HR	CKH
Action4 <sub>NG</sub> LP	CKI
Action4 <sub>NG</sub> Matrix	CKO
Action4 <sub>NG</sub> XLT	CKG













# Les Visuels

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> <sup>NG</sup> Transit	Action <sup>3</sup> <sup>NG</sup> Family	Action <sup>4</sup> <sup>NG</sup> Action <sup>4</sup> <sup>NG</sup> Dual HR/LP/XL/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Type de dossiers</b>						
Dossier fixe		∞	●	CEB0031 CEQ0031 CEI0031 CEH0031 CES0031 CEP0031 CET0031 CEU0031 CEV0031	CKB0031 CKO0031 CKO0031 CKG0031 CKH0031	CNB0030 CNC0030
Dossier pliant à mi-hauteur				CEB0036 CEQ0036 CEI0036 CEH0036 CEF0036 CES0036 CEP0036 CET0036 CEU0036	CKB0036 CKO0036 CKI0036 CKH0036	CNB0035 CNC0030
Dossier inclinable / rabattable et réglable en angle			● △	CEB0041 CEQ0041 CEI0041 CEH0041 CEF0041 CES0041 CEP0041 CET0041 CEU0041 CEV0041	CKB0041 CKO0041 CKI0041 CKG0041 CKH0041	CNB0040 CNC0040
Fixation pour assistance électrique à la propulsion <i>alber e-motion M25</i>				CEW0070		
Fixation pour assistance Electrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <i>alber Viamobil V25</i>				CEB0080 CES0080 CEG0080 CEP0080 CEW0080	CKB0080 CKG0080	
Fixation pour assistance Electrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <i>alber Viamobil ECO</i>				CEB0090 CES0090 CEG0090 CEP0090 CEW0090	CKB0080	

	Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> MG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> MG Family	Action <sup>4</sup> MG Action <sup>4</sup> MG Dual HR/LP/XLT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Packs</b>					
<b>Pack dossier +</b> : dossier inclinable par crémaillère + toile de dossier bi-matière 7 sangles				CKB0050 CKI0050 CKH0050	
<b>Pack accoudoirs +</b> : dossier inclinable par crémaillères + accoudoirs relevables amovibles et réglables en hauteur				CKB0055 CKI0055 CKH0055	
<b>Pack confort +</b> : <b>Pack dossier +</b> et <b>Pack Accoudoirs +</b>			CEV0060	CKB0060 CKI0060 CKH0060	
<b>Pack Comfort</b> : dossier inclinable par vérins hauteur 510 mm + coque de dossier rigide et amovible permettant le pliage du fauteuil + coussin de dossier <b>Laguna</b> + paire de repose-jambes avec palettes réglables + appui-nuque			CET0050		



		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/L PXL/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Types de propulsion</b>						
Standard		∞	●	CEB0100 CEG0100 CEQ100 CES0100 CEP0100 CET0100 CEU0100 CEV0100 CEW0100	CKB0100 CKG0100 CKO0100	CNB0100
Standard avec freins tambour de série		∞				
Transit		∞	△	CEG0110 CEQ0110 CEF0110	CKB0110 CKG0110 CKO0110	0110
Double main courante (Système Dual HR)				CEH0140 CEG0140 CEP0140  CEH0150 CEG0150 CEP0150	CKH0113 CKH0114  CKO0113 CKO0114	
Levier pendulaire (Système OADL)				CEI0160 CEI0170	CKI0115 CKI0116	



		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XLT/Mat rx	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Toile d'assise</b>						
Ajustable en profondeur			●  △	CEB0252 CEH0252 CEI0252 CEQ0252 CES0252 CEP0252 CET0252 CEU0252	CKB0200 CKH0200 CKI0200 CKO0200  CKB0201 CKH0201	CNC0335
Nylon noir				CEB0330 CEH0330 CEI0330 CEQ0330 CEF0330 CES0330 CEP0330 CET0330 CEU0330 CEV0330 CEW0330		
Nylon noir avec Scratch				CEB0340 CEH0340 CEI0340 CEG0340 CEQ0340 CEF0340 CES0340 CEP0340 CET0340 CEU0340 CEV0340 CEW0340	CKB0290 CKH0290 CKI0290 CKG0290 CKO0290	CNB0330







Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> MG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> MG Family	Action <sup>4</sup> MG Action <sup>4</sup> MG Dual HR/LP/XLT/Mat RX	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
--	---	----------------------------------	---	---







### Toiles d'assise





Nylon noir rembourrée		∞	CEB0350 CEH0350 CEI0350 CEQ0350 CEF0350 CES0350 CEP0350 CET0350 CEU0350 CEV0350 CEW0350	CKB0295 CKH0295 CKI0295 CKG0295 CKO0295	CNB0340
Assise garde-robe		●	CEB0351 CEG0351 CEP0351	CKB0296 CKH0296 CKI0296	
Toile d'assise réglable en tension pour version XLT				CKG0292	
Coussin d'assise Confort Revêtement PU bi-extensible noir TR26			CEG0372		

### Types de dossier





Fixe 0°, 2 hauteurs : 430 mm 510 mm			CEB0380 CEQ0380 CEP0380  CEB0390 CEQ0390 CEP0380 CET0380 CET0380		
Fixe 7°, hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré en 380 mm			CEB0395 CEP0395 CEH0395 CEI0395 CET0395	CKB0300 CKH0300 CKG0300	

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XLT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Types de dossier</b>						
Fixe 7°, hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré en 380 mm, poignées externes réglables en hauteur de 450 à 530 mm				CEB0396 CEH0396 CEI0396 CES0396 CEP0396 CET0396 CEW0396	CKB0310 CKH0310	
Fixe 7°, 2 hauteurs : 400 et 430 mm, livré en 430 mm 3 hauteurs sur la version junior : 370,400 et 430 Livré en en 370 mm			●	CEB0410 CEH0410 CEI0410 CEQ0410 CES0410 CEP0410 CET0410 CEU0410 CEV0410 CEW0410	CKB0311 CKH0311 CKI0311 CKO0311	
Fixe 7°, hauteur 510 mm				CEB0420 CEH0420 CEI0420 CEQ0420 CES0420 CEP0420 CET0420 CEU0420 CEV0420 CEW0420	CKB0312 CKH0312 CKI0312 CKO0312	
Fixe 7° - Hauteur 430 mm, poignées à pousser fixes		∞				
Fixe 7°, dossier actif, hauteur 350 mm ajustable à 400 mm, livré à 350 mm					CKB0315 CKH0315 CKI0315 CKO0315	
Fixe 7°, 3 hauteurs : 370, 400 et 430 mm, livré à 370 mm pour les largeurs de 205 à 280mm et à 400 mm pour les largeurs de 305 à380 mm						CNB0380 CNC0380

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XL/Mat FX	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Types de dossier</b>						
<p>Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes</p> 				<p>CES0431 CEP0431 CET0431 CEU0431 CEW0431</p>	<p>CKB0317 CKH0317 CKI0317 CKO0317</p>	
<p>Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile livrée à 425 mm, réglable à 430 mm, poignées à pousser longues</p> 				<p>CES0432 CEP0432 CET0432 CEU0432 CEW0432</p>	<p>CKB0318 CKH0318 CKI0318 CKO038</p>	
<p>Fixe 7°, hauteur 400 mm, poignées à pousser réglables en hauteur de 400 à 550 mm</p> 						<p>CNB0425 CNC0425</p>
<p>Inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° avec tendeurs, 3 hauteurs : 390, 410 et 430 mm, livré à 430 mm</p> 			<p>● △</p>	<p>CEB0435 CEH0435 CEI0435 CEQ0435 CEF0435 CES0435 CEP0435 CEW0435</p>	<p>CKB0320 CKH0320 CKI0320 CKO0320</p>	
<p>Inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° avec tendeurs, 3 hauteurs : 470, 490 et 510 mm, livré à 510 mm</p> 				<p>CEB0440 CEH0440 CEI0440 CEQ0440 CEF0440 CES0440 CEP0440 CEW0440</p>	<p>CKB0330 CKH0330 CKI0330 CKO0330</p>	
<p>Inclinable par vérins 0°-30°, hauteur 510 mm, pour dossier Laguna</p> 				<p>CEG0442 CEV0442</p>		




	Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XLT/Mat RX	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Types de dossier</b>					
<p>Inclinable par vérins 0°-30° avec tendeur, 3 hauteurs : 390, 410 et 430 mm, livré à 430 mm</p> 			CEB0445 CEH0445 CEI0445 CEQ0445 CEF0445 CES0445 CEP0445 CET0445 CEU0445 CEV0445 CEW0445	CKB0333 CKH0333 CKI0333 CKG0333 CKO0333	
<p>Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur, 3 hauteurs : 470, 490 et 510 mm, livré à 510 mm</p> 			CEB0450 CEH0450 CEI0450 CEQ0450 CEF0450 CES0450 CEP0450 CET0450 CEU0450 CEV0450 CEW0450	CKB0334 CKH0334 CKI0334 CKO0334	
<p>Inclinable par vérin 0° - 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur – hauteur 430 mm – toile réglable à 390 et 410 mm</p> 				CKB0345 CKH0345	
<p>Inclinable par vérin 0° - 30° - hauteur 400 mm Sans tendeur</p> 					CNB0395 CNC0395



	Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HRLP/XLT/Mat rx	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Types de dossier</b>					
<p>Inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° 2 hauteurs 390,410, 430 mm, livré à 370 mm pour largeurs 205 à 280 mm et à 390 mm pour largeurs de 305 à 380 mm.</p> 					CNB0390 CNC0390
<p>Dossier pliant à mi-hauteur Hauteur 430 mm, 240 mm plié 3 hauteurs sur la version junior : 370,400 et 430 Livré à 370 mm pour largeurs 205 à 280 mm Livré à 400 mm pour largeurs 305 à 380 mm</p> 			CEB0455 CEH0455 CEI0455 CEQ0455 CEF0455 CES0455 CEP0455 CET0455 CEU0455 CEW0455	CKB0341 CKH0341 CKI0341 CKO0341	CNB0400 CNC0400
<p>Dossier pliant à mi-hauteur Hauteur 510 mm, 240 mm plié 2 hauteurs</p> 			CEB0460 CEQ0460 CEF0460 CEH0460 CES0460 CEP0460 CET0460 CEU0460 CEW0460	CKB0342 CKH0342 CKI0342 CKO0342	
<p>Pliant à mi-hauteur Hauteur 400 mm Poignées à pousser réglables en hauteur de 430 à 530 mm</p> 					CNB0420 CNC0420

Action <sup>1</sup> R/ Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XT/Mat rx	Action <sup>5</sup> Junior & Évolutif
---	---	----------------------------------	--	---

**Dossiers Matrx**

<p><b>Matrx Elite E2</b> – Hauteur 160 à 510 mm – Galbe 80 mm</p>				<p>CEQ/CKO/C EP/CEU/CE W00451 à 0457</p>	<p>CKO0321 à 0326</p>	
<p><b>Matrx Elite Deep E2</b> – Hauteur 160 ou 510 mm – Galbe 160 mm</p>				<p>CEQ/CKO/C EP/CEU/CE W00458 à 0469</p>	<p>CKO0327 à 0338</p>	
<p><b>Matrx Mini</b> – Hauteur 260, 310 ou 360 mm – Galbe 80 mm Poids max utilisateur : 68 kg</p>						<p>CNB0492 CNB0495  CNC490 CNC0492 CNC495</p>

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XL/T/Mat TX	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Toiles de dossier</b>						
Toile de dossier rembourrée		∞	● △			
Toile de dossier rembourrée				CEB0471 CES0471 CEP0471 CET0471 CEW0471	CKB0360 CKH0360 CKG0360	
Toile de dossier rembourrée réglable en tension, 1 sangle, Nylon noir				CEB0475 CEH0475 CEI0475 CEF0475 CEP0475 CET0475 CEV0475	CKG0365	
Toile de dossier rembourrée, réglable en tension, 4 sangles, Nylon noir Livré avec un tendeur de dossier				CEB0479 CEH0479 CEI0479 CEF0479 CEP0479 CET0479 CEV0479	CKG0369	
Toile de dossier rembourrée bi- matière noire avec pochette arrière réglable en tension 1 sangle				CEB0474 CEH0474 CEI0474 CEF0474 CES0474 CEP0474 CET0474 CEW0474	CKB0364 CKH0364 CKI0364	
Toile de dossier rembourrée bi- matière avec pochette arrière réglable en tension 4 sangles Livré avec ou sans tendeur de dossier.				CEB0478 CEH0478 CEI0478 CEF0478 CES0478 CET0478 CEW0478 CES0477 CEP0477 CET0477 CEW0477	CKB0367 CKH0367 CKI0367  CKB0368 CKH0368 CKI0368	
Toile de dossier rembourrée bi- matière avec pochette arrière réglable en tension 7 sangles. Livré avec tendeur de dossier.				CEB0481 CEH0481 CEI0481 CEF0481 CES0481 CEP0481 CET0481 CEW0481	CKB0375 CKH0375 CKI0375	

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XLT/Mat TX	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Toiles de dossier</b>						
<p>Toile de dossier rembourrée, réglable en tension, 7 sangles, Nylon noir Livré avec un tendeur De dossier</p>				<p>CEB0480 CEH0480 CEI0480 CEF0480 CEP0480 CET0480 CEV0480</p>	CKG0370	<p>CNB0480 CNC0480</p>
<p>Toile de dossier Réglable en largeur et en hauteur, Nylon noir</p>						<p>CNB0475 CNC0475</p>
<p>Dossier <b>Laguna</b>, <b>Revêtement PU bi-extensible noir TR26</b> Hauteur 510 mm</p>				<p>CEG0490 CET0490 CEV0490</p>		
<p>Dossier <b>Passad 2</b> enveloppant Grand Confort, Revêtement PU bi-extensible noir TR26 Hauteur 510 mm</p>				<p>CEG0491 CET0491 CEV0491</p>		

Action<sup>1</sup>R/  
Freins  
tambour /  
Transit

Action<sup>2</sup>NG  
Action<sup>2</sup>  
Transit

Action<sup>3</sup>NG  
Family




Action<sup>4</sup>NG  
Action<sup>4</sup>NG  
Dual  
HR/LP/XLT/  
Matrix

Action<sup>3</sup>  
Junior &  
Évolutif

## Potences et palettes

### Potences

<p>Potence 80° escamotable intérieur / extérieur et amovible Livré avec sangle talonnière UL : 330 à 460 mm</p> 			<p>CEB0510 CEH0510 CEI0510 CEQ0510 CEF0510 CES0510 CEP0510 CET0510 CEU0510 CEV0510 CEW0510</p> <p>CEB0560 CEH0560 CEI0560 CEQ0560 CEF0560 CES0560 CEP0560 CET0560 CEU0560 CEV0560 CEW0560</p>	<p>CKB0390 CKH0390 CKI0390 CKG0390 CKO0390</p> <p>CKB0440 CKH0440 CKI0440 CKG0440 CKO0440</p>	
<p>Potence 80° Junior escamotable intérieur / extérieur et amovible Tube court : UL = 220 à 320 mm Tub long : UL = 300 à 450 mm</p> 					<p>CNB0510 CNC0510</p> <p>CNB0512 CNC0512</p> <p>CNB0560 CNC0560</p> <p>CNB0562 CNC0562</p>
<p>Potence 80° Junior escamotable intérieur / extérieur et amovible Montée à 30° d'abduction Tube court : UL = 220 à 320 mm Tub long : UL = 300 à 450 mm</p> 					<p>CNB0511 CNC0511</p> <p>CNB0513 CNC0513</p> <p>CNB0561 CNC0561</p> <p>CNB0563 CNC0563</p>
<p>Potence 90° Junior escamotable intérieur / extérieur et amovible, noir (UL = 125 mm à 260 mm)</p> 					<p>CNB0505 CNC0505</p> <p>CNB0555 CNC0555</p>
<p>Repose-jambe inclinable de 0° à 75°, escamotable intérieur / extérieur et amovible, avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur 1 seul tube porte-palette : UL : 350 à 580 mm</p> 			<p>CEB0520 CEH0520 CEI0520 CEG0520 CEQ0520 CEF0520 CES0520 CEP0520 CET0520 CEU0520 CEV0520 CEW0520</p> <p>CEB0570 CEH0570 CEI0570 CEG0570 CEQ0570 CEF0570 CES0570 CEP0570 CET0570 CEU0570 CEV0570 CEW0570</p>	<p>CKB0400 CKH0400 CKI0400 CKG400 CKO0400</p> <p>CKB0450 CKH0450 CKI0450 CKG0450 CKO0450</p>	
<p>Potence 80°escamotable intérieur/extérieur et amovible avec bras soudé Livré avec sangle talonnière UL : 330 à 455 mm</p> 	<p>∞</p>	<p>●</p> <p>△</p>			

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XL/Mat TX	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Potences et palettes</b>						
<b>Potences</b>						
<p>Repose-jambe Standard avec palette réglable en inclinaison et en profondeur, droit ou gauche. UL : 400 à 475 mm</p>		∞	● △			
<p>Repose-jambe Junior inclinable de 0° à 80°, escamotable intérieur / extérieur et amovible, avec appui-mollet rembourrée Tube court : UL = 235 à 295 mm Tube long : UL = 275 à 375 mm</p>						CNB0520 CNC0520  CNB0530 CNC0520  CNB0570 CNC0570  CNB0580 CNC0580
<p>Support amputé</p>				CEB0545 CEH0545 CEI0545 CEQ0545 CEF0545 CES0545 CEP0545 CET0545 CEU0545 CEV0545 CEW0545  CEB0595 CEH0595 CEI0595 CEQ0595 CEF0595 CES0595 CEP0595 CET0595 CEU0595 CEV0595 CEW0595	CKB0420 CKH0420 CKI0420 CKG0420 CKO0420  CKB0470 CKH0470 CKI0470 CKG0470 CKO0470	

			Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XT/Matrix	Action <sup>5</sup> Junior & Évolutif
<b>Palettes</b>							
Fixe et relevable		∞	● △	CEB0600 CEH0600 CEI0600 CEQ0600 CEF0600 CES0600 CEP0600 CET0600 CEU0600 CEV0600 CEW0600	CEB0620 CEH0620 CEI0620 CEQ0620 CEF0620 CES0620 CEP0620 CET0620 CEU0620 CEV0620 CEW0620	CKB0480 CKH0480 CKI0480 CKG0480 CKO0480  CKB0500 CKH0500 CKI0500 CKG0500 CKO0500	CNB0600 CNC0600  CNB0620 CNC0620
Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm			●	CEB0610 CEH0610 CEI0610 CEG0610 CEQ0610 CEF0610 CES0610 CEP0610 CET0610 CEU0610 CEV0610 CEW0610		CKB0490 CKH0490 CKI0490 CKG0490	CNB0605 CNC0605
Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm et en largeur sur 28 mm si commandée avec repose- jambe				CEB0630 CEH0630 CEI0630 CEG0630 CEQ0630 CEF0630 CES0630 CEP0630 CET0630 CEU0630 CEV0630 CEW0630		CKB0510 CKH0510 CKI0510 CKG0510 CKO0510	CNB0625 CNC0625
Monobloc réglable en profondeur, en angle et totalement relevable				CEB0611 CEH0611 CEI0611 CEQ0611 CEF0611 CES0611 CEP0611 CET0611 CEU0611 CEW0611		CKB0491 CKH0491 CKI0491 CKG0491 CKO0491	
Palette monobloc évolutive Junior, réglable en profondeur, en angle, en largeur, et totalement relevable							CNC0611

Action<sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit





Action<sup>2</sup>NG  
Action<sup>2</sup> Transit

Action<sup>3</sup>NG  
Family

Action<sup>4</sup>NG  
Action<sup>5</sup>NG  
Dual HR/LP/XLT/Matrix







Action<sup>3</sup> Junior &  
Evolutif








Accoudoirs

<p>Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 à 250 mm Manchette courte</p> 			<p>CEB0640 CEH0640 CEQ0640 CEF0640 CES0640 CEP0640 CEW0640</p> <p>CEB0740 CEH0740 CEQ0740 CEF0740 CES0740 CEP0740</p>		<p>CNB0640 CNC0740</p> <p>CNB0740 CNC0740</p>
<p>Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 à 280 mm Manchette longue</p> 			<p>CEB0650 CEH0650 CEQ0650 CEF0650 CES0650 CEP0650 CEW0650</p> <p>CEB0750 CEH0750 CEQ0750 CEF0750 CES0750 CEP0750 CEW0750</p>		
<p>Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation</p> 			<p>CEW0656 CEW0756</p>		
<p>Amovible et réglable en hauteur de 150 à 250 mm Protège-vêtements Junior (n°1) Manchette 50 ou 60 mm</p> 					<p>CNB0645 CNC0645</p> <p>CNB0646 CNC0646</p> <p>CNB0745 CNC0745</p> <p>CNB0746 CNC0746</p>



<p>RIO, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 à 280 mm Manchette courte</p>					<p>CKB0520 CKH0520 CKG0520</p> <p>CKB0580 CKH0580 CKG0580</p>	
<p>Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm – gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique</p>				<p>CEW0672 CEW0772</p>		
<p>Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil, découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique</p>				<p>CEV0675 CEW0675</p> <p>CEV0775 CEW0775</p>		
<p>Gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix</p>				<p>CEP0657 CEP0757</p>		
<p>Gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix</p>				<p>CEP0677 CEP0777</p>		
<p>Appui palmaire plat et ambidextre</p>				<p>CEP0662 CEP0762</p>		
<p>Appui palmaire bombé et ambidextre</p>				<p>CEP0664 CEP0764</p>		
<p>Appui palmaire à corne courbé droit</p>				<p>CEP0666 CEP0766</p>		

		Action <sup>1</sup> R/ Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/L/P/XT/ Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Accoudoirs</b>						
RIO, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 à 280 mm Manchette longue					CKB0530 CKH0530  CKB0590 CKH0590	
Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 240 mm (n°2) Manchette courte			●  △	CEB0660 CEH0660 CEI0660 CEQ0660 CEF0660 CES0660 CET0660 CEU0660 CEW0660  CEB0760 CEH0760 CEI0760 CEQ0760 CEF0760 CES0760 CET0760 CEU0760 CEW0760	CKG0537 CKB0537 CKH0537 CKI0537  CKG0597 CKB0597 CKH0597 CKI0597	
Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 240 mm (n°2) Manchette longue				CEB0670 CEH0670 CEI0670 CEQ0670 CEF0670 CES0670 CET0670 CEU0670 CEW0670  CEB0770 CEH0770 CEI0770 CEQ0770 CEF0770 CES0770 CET0770 CEU0770 CEW0770	CKG0538 CKB0538 CKH0538 CKI0538  CKG0598 CKB0598 CKH0598 CKI0598	
Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm (n°3) Manchette courte Largeur entre protège-vêtements = largeur d'assise + 5 mm				CEB0680 CEH0680 CEI0680 CEQ0680 CEF0680 CES0680 CET0680 CEU0680 CEW0680  CEB0780 CEH0780 CEI0780 CEQ0780 CEF0780 CES0780 CET0780 CEU0780 CEW0780	CKB0539 CKH0539 CKI0539  CKB0599 CKH0599 CKI0599	
Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm (n°3) Manchette longue Largeur entre protège-vêtements = largeur d'assise + 5 mm				CEB0690 CEH0690 CEI0690 CEQ0690 CEF0690 CES0690 CET0690 CEU0690 CEW0690  CEB0790 CEH0790 CEI0790 CEQ0790 CEF0790 CES0790 CET0790 CEU0790 CEW0790	CKB0540 CKH0540 CKI0540  CKB0600 CKH0600 CKI0600	
Cranté, relevable et amovible avec poignée et appui		∞				

			Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XL/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Accoudoirs</b>							
<p>Amovible, réglable en hauteur de 210 à 345 mm et en profondeur (n°4) Manchette courte Largeur entre protège-vêtements = largeur d'assise + 5 mm</p>					CEB0695 CEH0695 CEQ0695 CEF0695 CES0695 CEW0695  CEB0795 CEH0795 CEQ0795 CEF0795 CES0795 CEW0795	CKB0533 CKH0533 CKG0533  CKB0593 CKH0593 CKG0593	
<p>Amovible, réglable en Hauteur de 210 à 345 mm et en profondeur (n°4) Manchette longue Largeur entre protège-vêtements = largeur d'assise + 5 mm</p>					CEB0696 CEH0696 CEF0696 CES0796 CEW0696  CEB0796 CEH0796 CEF0796 CES0796 CEW0796	CKB0536 CKH0536 CKG0536  CKB0596 CKH0596 CKG0596	
<p>Amovible et réglable en hauteur – gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation</p>					CEW0698 CEW0798		
<p>Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur de 210 à 345 mm et en profondeur (n°4) Largeur entre protège-vêtements = largeur d'assise + 5 mm</p>					CEB0732 CEH0732 CEI0732 CEG0732 CEQ0732 CEF0732 CES0732 CEW0732  CEB0832 CEH0832 CEI0832 CEG0832 CEQ832 CEF0832 CES0832 CEW0832	CKB0555 CKH0555 CKI0555  CKB0615 CKH0615 CKI0615	
<p>Garde-boue amovible et réglable en hauteur (n°6)</p>					CEB0738 CEQ738 CES0738 CEW0738  CEB0838 CEQ0838 CES0838 CEW0838	CKB0556  CKB0616	CNB0650 CNC0650  CNB0750 CNC0750
<p>Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue</p>					CES0739 CEW0739  CES0839 CEW0839		
<p>Protège-vêtements Junior réglable en hauteur</p>							CNB0655 CNC0655  CNB0755 CNC0755

## Manchettes

Sur **Action1R**, manchette courte avec inserts métallique (2 positions possibles)

Epaisseur de la manchette : 20 mm  
Longueur : 310 mm  
Largeur : 36 mm



Sur **Action2NG**, **Action3NG** et **Action4NG**, manchette longue

Epaisseur de la manchette : 33 mm  
Hauteur : 58 mm  
Longueur : 380 mm


Manchette Longue



Sur **Action2NG**, **Action3NG** et **Action4NG**, manchette courte

Epaisseur de la manchette : 33 mm  
Hauteur : 58 mm  
Longueur : 280 mm

Manchette courte



Sur **Action3NG** et **Action4NG**, manchette hémi


Epaisseur de la manchette : 30 mm  
Hauteur : 105 mm  
Longueur : 460 mm

Manchette Hémi



Sur **Action3NG** et **Action4NG**, manchette confort

Longueur : 460 mm




Sur **Action3NG** et **Action4NG**, manchette confort

Largeur à l'avant : 60 mm  
Largeur à l'arrière : 100 mm



Sur **Action3NG RC Plus** et **Action3NG Light Xtra**, gouttière étroite longue sans rotation





Longueur : 430 mm  
Largeur à l'avant : 65 mm  
Largeur à l'arrière : 85 mm












Sur **Action3NG Light Xtra**, gouttière étroite courte sans rotation

Longueur : 330 mm  
Largeur à l'avant : 65 mm  
Largeur à l'arrière : 85 mm





<p>Sur <b>Action3<sub>NG</sub> Hémi</b>, manchette gouttière concave Hémi, partie arrière coudière</p>	
<p>Sur <b>Action3<sub>NG</sub> Hémi</b>, appui palmaire plat pour manchette gouttière concave Hémi</p>	
<p>Sur <b>Action3<sub>NG</sub> Hémi</b>, appui palmaire à corne pour manchette gouttière concave Hémi</p>	
<p>Sur <b>Action3<sub>NG</sub> Hémi</b>, appui palmaire bombé pour manchette gouttière concave Hémi</p>	

## **DIMENSIONS DES MANCHETTES D'ACCOUDOIRS GAMME ACTION**

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> MG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> MG Family	Action <sup>4</sup> MG Action <sup>4</sup> MG Dual HR/LPXL/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Options d'assise</b>						
<b>Coussins</b>						
<p>Coussin d'assise en mousse 5 cm – housse en nylon avec base antidérapante Profondeur 400, 450 ou 500mm</p> 	∞	●  △	CEB0849 CEH0849 CEI0849 CEF0849 CEP0849 CET0849 CEV0849 CEW0849	CKB0641 CKH0641 CKI0641 CKG0641  CKB0642 CKH0642 CKI0642 CKG0642  CKB0643 CKI0643 CKH0643		
<p>Coussin d'assise <b>Essential Junior</b> bi-densité – réglable en profondeur – épaisseur 50 mm</p> 						CNB0362 CNC0362
<p>Coussin d'assise <b>Matrix PS</b> – Pédiatrique avec housse <b>Kidabra</b> Poids max utilisat. : 68 kg</p> 						CNB0360 CNC0360
<p>Coussin <b>Flo-Tech Lite</b> – Epaisseur 55 mm</p> 				CEQ0869 CEU0869		
<p>Coussin d'assise <b>Flo-tech Image (gel)</b> – Profondeur 400 ou 450 mm Poids utilisateurs max: 140 kg</p> 				CEB0873 CEH0873 CEI0873 CEQ0873 CEF0873 CEP0873 CEW0873	CKB0661 CKH0661 CKI0661 CKG0661	
<p>Coussin d'assise <b>Flo-tech Contour Visco</b> – Profondeur 400 ou 450 mm</p> 		●		CEH0871 CEI0871 CEG0871 CEQ0871 CES0871 CEP0871 CET0871 CEU0871 CEV0871 CEW0871	CKB0681 CKH0681 CKI0681 CKG0681	
<p>Coussin <b>Solution Xtra</b> Epaisseur 55 mm</p> 				CEQ0874 CET0874 CEU0874		
<p>Coussin <b>Matrix VI</b> Epaisseur 82 mm</p> 				CEQ0875 CET0875 CEU0875	CKO0692	
<p>Coussin <b>Matrix Libra</b> Epaisseur 70 mm</p> 				CEQ0876 CET0876 CEU0876	CKO0693	

		<i>Action<sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit</i>	<i>Action<sup>2</sup> NG Action<sup>2</sup> Transit</i>	<i>Action<sup>3</sup> NG Family</i>	<i>Action<sup>4</sup> NG Action<sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XLT/Matrix</i>	<i>Action<sup>3</sup> Junior &amp; Évolutif</i>
<b>Options d'assise</b>						
<b>Coussins</b>						
<p>Coussin Visco, plat, réversible, épaisseur : 75 mm, poids max utilisateur 100 kg (50 kg pour la plus petite taille)</p> 				CE*0853 CE*0854 CE*855 CE*0856	CK*0657 CK*0663 CE*0664 CK*0665	
<p>Base rigide</p>  <p>Base rigide</p>				CEB0852 CEQ0852 CEI0852 CEH0852 CES0852 CEP0852 CET0852 CEU0852 CEV0852 CEW0852	CKB0656 CKO0656 CKI0656 CKH0656	

		<i>Action<sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit</i>	<i>Action<sup>2</sup> NG Action<sup>2</sup> Transit</i>	<i>Action<sup>3</sup> NG Family</i>	<i>Action<sup>4</sup> NG Action<sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XLT/Matrix</i>	<i>Action<sup>3</sup> Junior &amp; Évolutif</i>
<b>Appui-tête</b>						
<p>Appui-tête avec Réglage latéral et oreillettes réglables – livré avec tendeur de dossier</p> 				CEB0906 CEH0906 CEI0906 CEG0906 CEQ0906 CEF0906 CES0906 CEP0906 CET0906 CEU0906 CEV0906 CEW0906	CKB0717 CKH0717 CKI0717 CKG0717	
<p>Appui-tête multi-réglable. Livré avec tendeur de dossier sur A3 Junior et avec barre de poussée sur A3 Junior Evolutif</p> 						CNB0860 CNC0860

			Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Appui-tête</b>							
Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables.					CEB0907 CEH0907 CEI0907 CEG0907 CEQ0907 CEF0907 CES0907 CEP0907 CET0907 CEU0907 CEV0907 CEW0907	CKB0718 CKH0718 CKI0718 CKG0718	CNB0865 CNC0865
Appui-tête Matrix Elan avec coussin standard 6" housse noire respirante et support d'appui-tête multi-réglable.							CNB0866 CNC0866
Cale-tronc multi réglable, housse Revêtement PU bi-extensible noir TR26, la paire					CEG0881		
Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)					CEB0882 CEH0882 CEI0882 CEF0882 CES0882 CEP0882 CET0882 CEV0882 CEW0882	CKB0721 CKH0721 CKI0721	
Appui-nuque Livré avec tendeur de dossier				● △	CEB0905 CEH0905 CEI0905 CEG0905 CEQ0905 CEF0905 CES0905 CEP0905 CET0905 CEU0905 CEV0905 CEW0905	CBK0716 CKH0716 CKI0716 CKG0716	
Cale tronc fixes (la paire) pour dossier Matrix Mini (H 115 mm X l 76 mm)							CNB0868 CNC0868



		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> <sup>NG</sup> Transit	Action <sup>3</sup> <sup>NG</sup> Family	Action <sup>1</sup> <sup>NG</sup> Action <sup>4</sup> <sup>NG</sup> Dual HR/LP/XT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Autres options</b>						
Sangle appui-mollet ajustable				CEB0930 CEH0930 CEI0930 CEQ0930 CEF0930 CES0930 CEP0930 CET0930 CEU0930 CEV0930 CEW0930	CKB0760 CKH0760 CKI0760 CKG0760	CNB0880 CNC0880
Tube porte-palette long, distance toile d'assise – palette de 440 à 510 mm.				CEB0935 CEH0935 CEI0935 CEG0935 CEQ0935 CEF0935 CES0935 CEP0935 CET0935 CEU0935 CEV0935 CEW0935	CKB0770 CKH0770 CKI0770 CKG0770	
Palettes montées haut – UL courts (200-400 mm si palettes fixes, 250- 380 mm si palettes réglables)				CEB0936 CEH0936 CEI0936 CEQ0936 CEF0936 CES0936 CEP0936 CET0936 CEU0936 CEV0936 CEW0936	CKB0771 CKH0771 CKI0771	
Tendeur de dossier			● △	CEB0940 CEH0940 CEI0940 CES0940 CEP0940 CET0940 CEW0940	CKB0780 CKH0780 CKI0780	
Tendeur de dossier pliant				CEB0945 CEH0945 CES0945 CEP0945 CET0945 CEW0945	CKB0782 CKH0782	
Appui-tête <b>Matrix</b> avec coussin Soft largeur 255 mm – livré avec fixation				CEB0908 CEQ0908 CES0908 CEP0908 CEU0908 CEW0908	CKO0719	
Revêtements rembourrés pour palettes réglables				CEB0931 CEH0931 CES0931 CEP0931 CET0931 CEU0931 CEV0931 CEW0931	CKB0773 CKH0773 CKI0773 CKG0773	

Action<sup>1</sup> R / Freins  
tambour / Transit

Action<sup>2</sup> NG  
Action<sup>2</sup> Transit

Action<sup>3</sup> NG  
Family

Action<sup>4</sup> NG  
Action<sup>4</sup> NG  
Dual  
HR/LP/XLT/Matrix

Action<sup>3</sup> Junior &  
Évolutif

Autres options

Kit Stabilizer –  
Elargisseur de voie  
avant de + 10 cm



CNB0881  
CNC0881

Kit Maximizer pour  
palettes réglables en  
profondeur et  
inclinaison –  
augmente le réglage  
en profondeur de 50  
mm



CNB0886  
CNC0886

Pack de 2 repose-  
jambes réglables  
0-80° avec appui-  
mollet rembourré et  
palettes réglables

Visuel indisponible

CNB0890  
CNC0890

Pack de 2 repose-  
jambes réglables  
0-80° avec sangle  
appui-mollet et  
palettes réglables










Visuel indisponible







CNB0900  
CNC0900





Maintiens de cheville  
**Bodypoint** ouverte à  
boucle, ajustables  
sur le côté, Small (la  
paire)



CNB0875  
CNC0875

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Couleurs</b>						
Gris Ardoise				CEB0961 CEH0691 CEI0961 CEG0961 CEQ0961 CEF0961 CES0961 CEP0961 CET0961 CEU0961 CEV0961 CEW0961	CKB0801 CKH0801 CKI0801 CKG0801	
Bleu Océan		∞				
Blanc Perle				CEB0964 CEH0964 CEI0964 CEG0964 CEQ0964 CEF0964 CES0964 CEP0964 CEW0964	CKB0804 CKH0804 CKI0804 CKG0804	CNB0952 CNC0952
Bleu Acqua				CES0972 CEW0972	CKB0815 CKH0815 CKI0815 CKG0815 CKO0815	
Noir Brillant				CEB0980 CEH0980 CEI0980 CEG0980 CEQ0980 CEF0980 CES0980 CEP0980 CEW0980	CKB0820 CKH0820 CKI0820 CKG0820	
Gris Argent		∞ (avec version freins tambour)	● △			
Bleu Polaire						CNB0956 CNC956
Rose Bonbon						CNB0957 CNC0957

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> MG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> MG Family	Action <sup>4</sup> MG Action <sup>4</sup> MG Dual HR/LP/XT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Evoluttif
<b>Couleurs</b>						
Vert Electrique				CES0965 CEW0965	CKB0806 CKO0806 CKI0806 CKG0806 CKH0806	
Jaune Ardent						CNB0955 CNC0955
Rouge Mat				CEB0969 CEQ0969 CEI0969 CEG0969 CEF0969 CES0969 CEP0969 CET0969 CEU0969 CEV0969 CEW0969	CKB0811 CKO0811 CKI0811 CKH0811	CNC0954 CNC0954
Noir Mat				CEB0966 CEQ0966 CEI0966 CEG0966 CEF0966 CES0966 CEP0966 CET0966 CEU0966 CEV0966 CEW0966	CKB0807 CKO0807 CKI0807 CKH0807	CNB0953 CNC0953
Bleu Pop				CEB0967 CEQ0967 CEI0967 CEG0967 CEF0967 CES0967 CEP0967 CET0967 CEU0967 CEV0967 CEW0967	CKB0808 CKO0808 CKG0808 CKH0808	
Violet Hypnotique				CES0968 CEW0968	CES0809	
Coloris Spécial				CEB0991 CEQ0991 CEI0991 CEG0991 CEF0991 CES0991 CEP0991 CET0991 CEU0991 CEV0991 CEW0991	CKB0821 CKO0821 CKG0821 CKH0821	CNB0991 CNC0991

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>3</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XLT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Roues avant</b>						
8" x 1.1/4", Pneumatique noir				CEB1005 CEH1005 CEI1005 CEG1005 CEQ1005 CEF1005 CES1005 CEP1005 CEW1005	CKB0845 CKH0845 CKI0845	
8" x 1.1/4", Bandage noir			△	CEB1010 CEH1010 CEI1010 CEG1010 CEQ1010 CEF1010 CES1010 CEP1010 CEW1010	CKB0850 CKH0850 CKI0850 CKG0850	
8" x 2", bandage noir				CEB1030 CEH1030 CEI1030 CEQ1030 CEF1030 CES1030 CEP1030 CEW1030	CKB0870 CKH0870 CKI0870 CKH0870	
8" x 1.1/4" Bandage noir			∞			

Action<sup>1</sup> R / Freins  
tambour / Transit


Action<sup>2</sup> NG  
Action<sup>2</sup> Transit




Action<sup>3</sup> NG  
Family




Action<sup>4</sup> NG  
Action<sup>4</sup> NG  
Dual  
HR/LP/XLT/Matrix








Action<sup>3</sup> Junior &  
Évolutif

Roues avant








<p>6" x 1.1/4", Bandage Noir standard</p> 			<p>CEB1050 CEH1050 CEI1050 CEG1050 CEQ1050 CEF1050 CES1050 CEP1050 CET1050 CEU1050 CEV1050 CEW1050</p>	<p>CKB0890 CKH0890 CKI0890</p>	
<p>6" x 1.1/4", Bandage Noir standard</p> 		<p>●</p>			
<p>6" x 1.1/4", bandage noir soft CASTORS_OF01.jpg</p> 			<p>CEB1035 CEH1035 CEI1035 CEG1035 CEQ1035 CEF1035 CES1035 CEP1035 CET1035 CEU1035 CEW1035</p>	<p>CKB0895 CKH0895 CKI0895</p>	
<p>5,5" x 1.3/4", bandage noir soft</p> 			<p>CEB1056 CEH1056 CEQ1056 CES1056 CEP1056 CET1056 CEU1056 CEW1056</p>	<p>CKB0905 CKG0905</p>	
<p>5" x 1", bandage Noir</p> 			<p>CEB1054 CEG1054 CEQ1054 CES1054 CEP1054 CEW1054</p>	<p>CKB0925</p>	








		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Evolutif
Roues avant						
5" x 1", bandage noir						CNB1000 CNC1000
5" x 1", bandage lumineux						CNB1001 CNC1001
5" x 1.3/4", bandage noir						CNB1005 CNC1005







Diamètre de roues arrière						
12"		∞	△	CEF1062 CEG1062 CEQ1062	CKB0942 CKG0942 CKO0942	
20"				CEB1064 CEG1064 CEP1064 CEQ1064 CES1064 CEW1064	CKB0944 CKO0944	CNB1020 CNC1020
22"				CEB1066 CEG1066 CEH1066 CEP1066 CEQ1066 CES1066 CET1066 CEU1066 CEV1066 CEW1066	CKB0946 CKG0946 CKH0946 CKO0946	CNB1030 CNC1030






		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XLT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Diamètre de roues arrière</b>						
24"		8	●	CEB1068 CEG1068 CEH1068 CEI1068 CEP1068 CEQ1068 CES1068 CET1068 CEU1068 CEV1068 CEW1068	CKB0948 CKG0948 CKH0948 CKI0948 CKO0948	
<b>Type de roues arrière</b>						
Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)				CEB1071 CEG1071 CEI1071 CEP1071 CEQ1071 CES1071 CET1071 CEU1071 CEV1071 CEW1071	CKB0961 CKI0961 CKO0961	CNB1040 CNC1040
Renforcée (moyeu gris, jante frise, et rayons gris renforcés en acier)				CEB1072 CEG1072 CEP1072 CEQ1072 CES1072 CET1072 CEU1072 CEV1072 CEW1072	CKB0962 CKG0962 CKO0962	CNB1045 CNC1045
Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)				CEB1073 CEG1073 CEF1073 CEP1073 CEQ1073 CES1073 CEW1073	CKB0963 CKG0963 CKO0963	CNB1050 CNC1050
Composite (moyeu et jante en composite noir)				CEB1074 CEG1074 CEF1074 CEP1074 CEQ1074 CES1074 CEW1074	CKB0964 CKO0964	
Actives ( moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)				CES1076 CEW1076		
Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)				CEG1075 CEH1075 CEP1075	CKH0965 CKO0965	



	Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HRL/P/XL/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
Types de revêtement roues arrière					
Bandage noir 1.3/8" – 35 mm    1.3/8"	∞	●	CEB1082 CEF1082 CEG1082 CEH1082 CEI1082 CEP1082 CES1082 CET1082 CEU1082 CEV1082 CEW1082	CKB0972 CKG0972 CKH0972 CKI0972 CKO0972	CNB1120 CNC1120
Pneumatique noir à crampons 1.3/8" – 35 mm    1.3/8"	∞	●	CEB1084 CEG1084 CEI1084 CEP1084 CES1084 CET1084 CEU1084 CEV1084 CEW1084	CKB0974 CKG0974 CKI0974 CKO0974	CNB1130 CNC1130
Pneumatique gris / noir fin et lisse – moyenne pression 1" – 25 mm    1"			CEB1088 CEG1088 CEH1088 CEP1088 CES1088 CET1088 CEU1088 CEV1088 CEW1088	CKB0978 CKG0978 CKH0978 CKO0978	
Pneumatique Schwalbe Marathon Plus 1" – 25 mm  			CES1092 CEW1092		

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LPXL/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Mains courantes</b>						
Aluminium anodisé ①		∞	●	CEB1140 CEG1140 CEQ1140 CES1140 CEP1140 CET1140 CEU1140 CEV1140 CEW1140	CKB1020 CKG1020	CNB1140 CC1140
Noires, plastiques antidérapant ②				CEB1150 CEG1150 CEQ1150 CES1150 CEP1150 CET1150 CEU1150 CEW1150	CKB1030 CKG1030	CNB1141 CNC1141
<b>Position axes des roues arrière</b>						
Position Standard		∞		CEB1190 CEH1190 CEG1190 CEQ1190 CES1190 CEP1190 CEW1190	CKB1060 CKG1060 CKH1060	CNB1190 CNC1190
Position reculée (axes 25 mm devant les tubes de dossier)				CEB1200 CEH1200 CEI1200 CEG1200 CEQ1200 CEF1200 CES1200 CEP1200 CEW1200	CKB1070 CKH1070 CKI1070 CKG1070	CNB1200 CNC1200
Position très reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier – de série avec dossier inclinable)				CEB1201 CEQ1201 CEF1201 CES1201 CEP1201 CEW1201	CKB1075 CKH1075	
Position avancée					CKB1055 CKH1055	
Position active	<i>Visuel indisponible</i>			CEB1185 CEQ1185 CES1185 CEP1185 CEW1185		
Position confort						CNB1195 CNC1195
Position double départ arrière (60 mm à l'arrière des cannes de dossier)	<i>Visuel indisponible</i>					CNB1201 CNC1201
Position standard. Axes 90 mm devant les cannes de dossier pour <b>Action NG 3 RC</b>				CET1195 CEU1195		

	Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> <sup>NG</sup> Transit	Action <sup>3</sup> <sup>NG</sup> Family	Action <sup>4</sup> <sup>NG</sup> Action <sup>4</sup> <sup>NG</sup> Dual HR/LP/XLT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Evolutif
<b>Options de châssis</b>					
Pompe et support		SBB1230 SBE1230	CEB1230 CEH1230 CEI1230 CEG1230 CEQ1230 CEF1230 CEP1230 CET1230 CEU1230 CEV1230 CEW1230	CKB1090 CKH1090 CKI1090 CKG1090	CNB1230 CNC1230
Pompe haute pression jusqu'à 12 Bar			CES1235 CEW1235		
Protège-rayons noirs, la paire			CEB1260 CEQ1260 CES1260 CEP1260 CET1260 CEU1260 CEW1260	CKB1110 CKG1110	
Protège-rayons transparents			CEB1261 CEQ1261 CES1261 CEP1261 CET1261 CEU1261 CEW1261	CKB1111 CKG1111	CNB1253 CNC1253
Protège-rayons Pixels					CNB1254 CNC1254
Protège-rayons Flocons de neige					CNB1255 CNC1255

		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>3</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LPXL/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Options de châssis</b>						
Protège-rayons Coloriez-moi						CNB1256 CNC1256
Ecarteur de fourche La paire				CEB1241 CEH1241 CEI1241 CEG1241 CEF1241 CES1241 CEP1241 CET1241 CEU1241 CEV1241 CEW1241	CKB1101 CKH1101 CKI1101 CKG1101	
<b>Freins</b>						
Freins à pousser à poignée escamotable		∞	●	CEB1270 CEH1270 CEI1270 CEG1270 CEQ1270 CEF1270 CES1270 CEP1270 CEW1270	CKB1120 CKH1120 CKI1120 CKG1120	CNB1270 CNC1271
Freins à tirer à poignée escamotable				CEB1275 CEH1275 CEI1275 CEG1275 CEQ1275 CES1275 CEP1275 CEW1275	CKB1125 CKH1125 CKI1125 CKG1125	CNB1275 CNC1275
Freins tambour, tierce- personne, avec freins à pousser		∞		CEB1280 CEG1280 CEQ1280 CEF1280 CES1280 CEP1280 CEW1280	CKB1130 CKG1130	CNB1280 CNC1280
Freins à câble à commande unilatérale à droite ou à gauche				CEB1320 CEH1320 CEG1320 CEQ1320 CES1320 CEP1320 CEW1320  CEB1330 CEH1330 CEG1330 CEQ1330 CES1330 CEP1330 CEW1330	CKB1150 CKH1150  CKB1160 CKH1160	
Freins à tirer par câble <b>Action 3 NG RC</b>				CET1272 CEU1272 CEV1272		

Action<sup>1</sup> R / Freins  
tambour / Transit








Action<sup>2</sup>NG  
Action<sup>2</sup>NG Transit






Action<sup>3</sup>NG  
Family




Action<sup>4</sup>NG  
Action<sup>4</sup>NG  
Dual  
HRLP/XL/Matrix

Action<sup>3</sup> Junior &  
Évolutif

Options de sécurité



<p>Kit de transport, ceinture de maintien à boucle incluse.</p>				<p>CEB1345 CEH1345 CEI1345 CEQ1345 CEF1345 CES1345 CEP1345 CEV1345 CEW1345</p>	<p>CKB1190 CKH1190 CKI1190 CKG1190</p>	<p>CNB1345 CNC1345</p>
<p>Ceinture de maintien à boucle</p>				<p>CEB1345 CEH1345 CEI1345 CEQ1345 CEF1345 CES1345 CEP1345 CEV1345 CEW1345</p>	<p>CKB1190 CKH1190 CKI1190 CKG1190</p>	
<p>Ceinture de Hanche 2 points <b>BodyPoint</b><sup>®</sup> Medium ou Large</p>				<p>CEB1361 CEQ1361 CEI1361 CEH1361 CES1361 CEP1361 CEW1361</p> <p>CEB1362 CEQ1362 CEI1362 CEH1362 CES1362 CEP1362 CEW1362</p>	<p>CKB1189 CKO1189 CKI1189 CKG1189 CKH1189</p> <p>CKB1192 CKO1192 CKI1192 CKG1192 CKH1192</p>	
<p>Ceinture de Hanche 4 points <b>BodyPoint</b><sup>®</sup> Medium ou Large</p>				<p>CEB1363 CEQ1363 CEI1363 CEH1363 CES1363 CEP1363 CEW1363</p> <p>CEB1364 CEH1364 CEI1364 CEH1364 CES1364 CEP1364 CEW1364</p>	<p>CKB1193 CKO1193 CKI1193 CKG1193 CKH1193</p> <p>CKB1194 CKO1194 CKI1194 CKG1194 CKH1194</p>	
<p>Roulettes de transfert 4"</p>				<p>CEB1365 CEQ1365 CEP1365 CEW1365</p>		<p>CNB1375 CNC1275</p>
<p>Roulette anti-bascule</p>		<p>∞</p>	<p>● △</p>	<p>CEB1370 CEH1370 CEI1370 CEQ1370 CEF1370 CES1370 CEP1370 CEW1370</p>	<p>CKB1195 CKH1195 CKI1195</p>	
<p>Roulette anti-bascule avec tube basculeur, la paire</p>				<p>CEB1375 CEH1375 CEI1375 CEG1375 CEQ1375 CEP1375 CES1375 CEW1375</p>	<p>CKB1200 CKH1200 CKI1200 CKG1200</p>	<p>CNC1370 CNC1370</p>

			Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>3</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XLT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
<b>Options de sécurité</b>							
Kit réflecteurs – roues et châssis – roues rayonnées uniquement 					CEB1380 CEH1380 CEI1380 CEQ1380 CES1380 CEP1380 CET1480 CEU1480 CEW1380	CKB1210	CNB1380 CNC1380
Extensions de levier de frein, la paire 					CEB1390 CEH1390 CEG1390 CEQ1390 CES1390 CEP1390 CEW1390	CKG1220 CKB1220 CKH1220	CNB1390 CNC1390
<b>Options / accessoires</b>							
Porte-canne 		∞			CEB1430 CEH1430 CEI1430 CEG1430 CEQ1430 CEF1430 CES1430 CEP1430 CEW1430	CKB1240 CKI240 CKG1240	
Tube basculeur 					CEB1440 CEH1440 CEI1440 CEG1440 CEQ1440 CEF1440 CES1440 CEP1440 CEW1440	CKB1246 CKH1246 CKI1246 CKG1246	CNB1430 CNC1430
Tige porte sérum et support 		∞		●	CEB1451 CEH1451 CEI1451 CEQ1451 CEF1451 CES1451 CEP1451 CET1451 CEU1451 CEV1451 CEW1451	CKB1241 CKH1241 CKI1241 CKG1241	


		Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XLT/Matrix	Action <sup>5</sup> Junior & Évolutif
Options & Accessoire						
<p>Porte bouteille oxygène livré à 3 droite, diamètre max. de la bouteille : 110 mm. Poids max. 3.6 kg (roulettes anti-bascule recommandées)</p> 					CKB1252 CKI1252 CKH1252 CKO1252	
<p>Demi-tablette transparente escamotable à droite ou à gauche</p> 		AP1604624 AP1604623	CES1483 CES1484 CET1483 CET1484 CEU1483 CEU1484 CEW1483 CEW1484	CKB1271 CKI1271 CKH1271 CKO1271 CKB1272 CKI1272 CKH1272 CKO1272		
<p>Coussin pour demi-tablette droite ou gauche</p> 		AP1604625	CES1485 CET1485 CEU1485 CEW1485	CKB1273 CKI1273 CKH1273 CKO1273		

Action <sup>1</sup> R / Freins tambour / Transit	Action <sup>2</sup> NG Action <sup>2</sup> Transit	Action <sup>3</sup> NG Family	Action <sup>4</sup> NG Action <sup>4</sup> NG Dual HR/LP/XLT/Matrix	Action <sup>3</sup> Junior & Évolutif
---	---	----------------------------------	--	--

### Options / accessoires

<p>Poignées à pousser Multi réglable en angle</p> 					CNB1426 CNC1426
<p>Ceinture pédiatrique <b>Flo-Tech</b> rembourée</p> 					CNB1361 CNC1361

### Accessoires

<p>Tablette réglable en largeur, transparente</p> 	∞	● ☆ △	CEB1480 CEH1480 CEI1480 CEQ1480 CEF1480 CES1480 CET1480 CEU1480 CEW1480	CKB1270 CKH1270 CKI1270 CKG1270	CNB1470
<p>Tablette escamotable transparente relevable à droite ou à gauche</p> 					CNB1471 CNC1471  CNB1472 CNC1472
<p>Tablette escamotable</p> 			CEG01481 CEW1481		
<p>Goupilles de verrouillage pour tablette, la paire</p> 			CEG1482 CEW1482		





**Tel: +33 (0)2 47 62 64 00**  
**Fax: +33 (0)2 47 42 12 24**  
[contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com)  
[www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

**Invacare Poirier SAS**  
Route de St Roch  
37230 Fondettes

© 2019 Invacare International Sarl. Tous droits réservés. Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre d'un perfectionnement continu des produits, Invacare se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés. Toute utilisation de ce catalogue, dans son intégralité ou par extraits, ainsi que toute reproduction des illustrations sont interdites sans autorisation préalable écrite de la part d'Invacare.

