

Portfolio Fauteuils Roulants Electriques – *Power*



Introduction :

Les options proposées sur nos fauteuils roulants électriques sont nombreuses et variées. Cet outil vous permettra de mieux vous y retrouver parmi les assises, les options ainsi que les accessoires proposés. Il vous permettra également de découvrir en détails les nouvelles catégories ci-dessous, en lien avec la Nouvelle Nomenclature 2025 :

- **FRE classe A & classe B** : Fauteuils roulants modulaire à propulsion par moteur électrique
- **FREP** : Fauteuils roulants modulaires à propulsion par moteur électrique multi-position
- **FREV** : Fauteuils roulants modulaires à propulsion par moteur électrique verticalisateur

Un de nos objectifs est de rendre notre gamme plus compréhensible et de la présenter clairement. Compte tenu de cet objectif, nous vous présentons ici notre nouveau portfolio sur la gamme des fauteuils roulants électriques *Invacare*®

Toutes les options et accessoires disponibles sur les fauteuils roulants électriques *Invacare*® sont listés dans les pages suivantes et sont classés par catégories et sous-catégories.

Sommaire :

- Introduction
- Pictogrammes
- **FRE classe A et classe B**
- Les produits
- Les options
 - Châssis
 - Assise
 - Packs de positionnement (PAP)
 - Commandes électroniques
 - Type de dossier
 - Toile de dossier
 - Accoudoirs
 - Options d'assise
 - Potences et palettes
 - Coloris de châssis
 - Coloris de jantes
 - Roues avant
 - Roues arrière
 - Appuis-tête
 - Suspensions
 - Performances
 - Gyroscope
 - Options de sécurité
 - Options diverses
 - Accessoires

- **FREP classe B**
- Les produits
- Les options
 - Châssis
 - Packs de positionnement (PAP)
 - Commandes électroniques
 - Type de dossier
 - Toile de dossier
 - Accoudoirs
 - Options d'assise
 - Potences et palettes
 - Coloris de châssis
 - Coloris de jantes
 - Roues avant
 - Roues arrière
 - Appuis-tête
 - Suspensions
 - Performances
 - Gyroscope
 - Options de sécurité
 - Options diverses
 - Accessoires

Pictogrammes :



Autonomie



Vitesse



Batterie



Pente max.
de sécurité



Franchissement
(mm)



Diamètre
de giration



Largeur hors
tout (mm)



Longueur hors
tout (mm)



Hauteur
totale (mm)



Poids total du
fauteuil



Poids max.
utilisateur



Inclinaison du
dossier



Inclinaison de
l'assise



Hauteur
sol/siège

Les produits :



ERIVO (FRE classe A)

ERIVO PREMIUM (FRE classe B)

Le fauteuil roulant électrique *Erivo*, léger et pliable. Grâce à sa facilité de transport et de rangement, il convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Il accroît également l'autonomie et l'indépendance de l'utilisateur, à la maison comme en déplacement.

Adjonction disponible : Double commande



ESPRIT ACTION – disponible en FRE classe A et B

Le fauteuil roulant *Esprit Action*, conçu à partir d'un châssis pliant et léger de la famille Action. Ce fauteuil équipé de roues arrière motorisées et d'une batterie amovible, se transporte facilement et s'utilise dans des pentes allant jusqu'à 6°.

Adjonctions disponibles :

PAP membres inférieurs et supérieurs
Appui-tête
Double commande
Tablette








AVIVA RX20 MODULITE – FRE classe B



Fauteuil roulant à usage mixte intérieur et extérieur pour des besoins cliniques modérés. Conçu avec des roues arrière motrice, offrant un large choix de fonctionnalités.

Adjonctions disponibles :






Lift, bascule d'assise 45°
Repose-jambes électrique
PAP membres inférieurs et supérieurs
Appui-tête
Double commande
Tablette






Les options :

	<i>Esprit Action classe A</i>	<i>Esprit Action classe B</i>	<i>Aviva RX20 Modulite</i>
Type de châssis :			
Simple croisillon poids max. utilisateur 80 kg 	SPB0200	SPF0200	
Double croisillon poids max. utilisateur 125 kg 	SPB0210	SPF0210	
Châssis étroit – 560 mm 			JB2810
Type d'assise :			
Assise Modulite Standard 			JB2105
Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur 			JB2111






<p>Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur</p> 			<p>JB2112</p>
Packs de positionnement PAP :			
<p>Pack PAP : Coussin Matrx Solution Xtra ou Libra + Dossier Matrx + Ceinture Bodypoint</p> 	<p>SPB0190</p>	<p>SPA0190</p>	

Les options :







	<i>Esprit Action classe A</i>	<i>Esprit Action classe B</i>	<i>Aviva RX20 Modulite</i>
Commandes électroniques :			
Commande principale escamotable vers l'extérieur 	SPB0300	SPF0300	
Commande principale escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable (type E-Fix E35) 	SPB0310	SPF0310	
Double commande intuitive montée à droite ou à gauche, 2 poignées 	SPB0440 SPB0450	SPF0440 SPF0450	
Double commande intuitive une poignée Incluse dans Esprit Action tierce-personne 	SPB0460	SPF0460	
Remote Linx DLX-REM110 = Drive only 			JB12201

<p>Manipulateur Linx REM211 : conduite et contrôle des vérins</p> 			<p>JB2203</p>
<p>Manipulateur LinX REM 216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage</p> 			<p>JB2204</p>
<p>Double commande LinX utilisateur + tierce- personne (REM050)</p> 			<p>JB2220</p>
<p>Double commande Compact LinX</p> 			<p>JB2219</p>
<p>Double commande intuitive LinX</p> 			<p>JB2245</p>






Les options :

	<i>Esprit Action classe A</i>	<i>Esprit Action classe B</i>	<i>Aviva RX20 Modulite</i>
Type de dossier :			
Fixe hauteurs : 400, 430 ou 510 mm 	SPB2000 SPB2010	SPF2000 SPF2010	
Réglable en angle et rabattable – hauteur 425 mm 	SPB2040	SPF2040	
Réglable par vérins 0° à 30° avec tendeur 	SPB2050 SPB2080 SPB2090	SPF2050 SPF2080 SPF2090	
Réglable par crémaillère 0° à 30° avec tendeur 	SPB2060 SPB2070	SPF2060 SPF2070	
Réglable par vérins pneumatiques 0° à 30° avec tendeur pour dossier confort Passad 2 	SPB2100	SPF2100	






<p>Dossier réglable en tension avec toile rembourrée bi-matière</p> 			<p>JBJ2171</p>
<p>Dossier réglable en tension Flex 3</p> 			<p>JBJ2179</p>
<p>Matrx Posture Back</p> 			<p>JBJ2174 JBJ2175</p>
<p>Matrx Elite TR</p> 			<p>JBJ2177</p>
<p>Matrx Elite E2</p> 	<p>SPB2200 SPB2210</p>	<p>SPF2200 SPF2210</p>	<p>JBJ2176</p>
<p>Matrx Elite E2 Deep</p> 	<p>SPB2220 SPB2230</p>	<p>SPF2220 SPF2230</p>	<p>JBJ2178</p>
<p>Toile de dossier :</p>			
<p>Rembourré, réglable en tension (1 sangle) nylon noir et tissu aéré</p> 	<p>SPB2300</p>	<p>SPF2300</p>	

<p>Rembourrée, réglable en tension (4 sangles) pour double croisillon uniquement</p> 	<p>SPB2310</p>	<p>SPF2310</p>	
<p>Rembourrée, réglable en tension (10 sangles) nylon noir et tissu aéré</p> 	<p>SPB2320</p>	<p>SPF2320</p>	
<p>Dossier confort Passad 2 revêtement PU bi-extensible (pour double croisillon seulement)</p> 	<p>SPB2330</p>	<p>SPF2330</p>	
<p>Housse de dossier nylon noir</p> 			<p>JB12151</p>
<p>Housse de dossier PU bi-extensible noir</p> 			<p>JB12152</p>
<p>Housse de dossier mesh noir</p> 			<p>JB12155</p>

Les options :






	<i>Esprit Action classe A</i>	<i>Esprit Action classe B</i>	<i>Aviva RX20 Modulite</i>
Accoudoirs :			
<p>Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm en profondeur et amovibles</p> 			JBJ2191
<p>Manchettes standards, longueur 325 mm – la paire</p> 			JBJ2195
<p>Accoudoirs amovibles, manchette courte 280 mm</p> 	SPB4000 SPB4100	SPF4000 SPF4100	
<p>Accoudoirs amovibles, manchette longue 380 mm</p> 	SPB4010 SPB4110	SPF4010 SPF4110	
<p>Accoudoirs amovibles, gouttière concave et système de rotation latérale indexée</p> 	SPB4020 SPB4120	SPF4020 SPF4120	








Les options :

	<i>Esprit Action classe A</i>	<i>Esprit Action classe B</i>	<i>Aviva RX20 Modulite</i>
Options d'assise :			
Coussin d'assise en mousse Essential junior, hauteur 50 mm 	SPB5000	SPF5000	
Coussin d'assise en mousse, housse en nylon noir base anti-dérapante 	SPB5010	SPF5010	
Nylon noir avec scratch – réglable en largeur et en profondeur pour simple croisillon 	SPB1400	SBF1400	
Nylon noir avec scratch pour double croisillon 	SPB1410	SPF1410	
Coussin d'assise Flo-tech Lite 	SPB5020	SPF5020	JB12142

<p>Coussin d'assise Flo-tech Image</p> 	<p>SPB5030</p>	<p>SPF5030</p>	
<p>Coussin d'assise Classic Visco</p> 	<p>SPB5042 SPB5044 SPB5046 SPB5048</p>	<p>SPF5042 SPF5044 SPF5046 SPF5048</p>	
<p>Coussin d'assise Matrx Contour ViscoNG</p> 	<p>SPB5040</p>	<p>SPF5040</p>	<p>JB2143</p>
<p>Coussin d'assise Matrx Libra</p> 	<p>SPB5070</p>	<p>SPF5070</p>	<p>JB2147</p>
<p>Coussin d'assise Matrx Flo-tech Solution Xtra</p> 	<p>SPB5050</p>	<p>SPF5050</p>	





Les options :

	<i>Esprit Action classe A</i>	<i>Esprit Action classe B</i>	<i>Aviva RX20 Modulite</i>
Potences & Palettes :			
Potences à 80° courtes, UL 200 mm à 330 mm (simple croisillon uniquement) 	SPB3000 SPB3100	SPF3000 SPF3100	
Potences à 80° longues, UL 340 à 470 mm 	SPB3010 SPB3110	SPF3010 SPF3110	
Repose-jambes réglables en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm 	SPB3020 SPB3120	SPF3020 SPF3120	
Support amputé - potence 80° avec palette fixe offerte 	SPB3030 SPB3130	SPF3030 SPF3130	
Potences repose-pieds fixes 80° escamotables intérieur/extérieur (la paire) 			JBJ0526







<p>Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° (la paire)</p> 			<p>JB0531</p>
<p>Potences reposer-pieds standards réglables 90° - 65° et escamotables</p> 			<p>JB0503</p>
<p>Palette fixe avec sangle talonnière</p> 	<p>SPB3200 SPB3300</p>	<p>SPF3200 SPF3300</p>	
<p>Palettes fixes (la paire)</p> 			<p>JB0512</p>
<p>Palettes réglables en angle (la paire)</p> 			<p>JB0504</p>
<p>Palette réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière</p> 	<p>SPB3210 SPB3310</p>	<p>SPF3210 SPF3310</p>	
<p>Palette monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable</p> 	<p>SPB3220</p>	<p>SPF3220</p>	









Les options :

	<i>Esprit Action classe A</i>	<i>Esprit Action classe B</i>	<i>Aviva RX20 Modulite</i>
Coloris de châssis :			
Bleu Ultramarin 	SPB6035	SPF6035	
Gris ardoise 	SPB6040	SPF6040	
Bleu Acqua 		SPF6020	
Violet foncé 		SPF6015	
Noir anthracite 	SPB6000	SPF6000	JB2871
Argenté 			JB2872
Rouge Bengale 			JB2873
Bleu mercure 			JB2874








<p>Violet midnight</p> 			<p>JB2875</p>
<p>Coloris des fourches :</p>			
<p>Noir</p> 	<p>SPB6100</p>	<p>SPF6100</p>	
<p>Jaune Citron</p> 		<p>JBF6120</p>	
<p>Coloris des jantes :</p>			
<p>Noir Anthracite</p> 			<p>JB2882</p>









Les options :

	<i>Esprit Action classe A</i>	<i>Esprit Action classe B</i>	<i>Aviva RX20 Modulite</i>
Roues avant :			
8" x 2" – 200 x 50 mm bandage noir 	SPB700	SPF7000	
8" x 2" – 200 x 50 mm pneumatique noir 	SPB7010	SPF7010	
9" pneumatique et pneumatique anti- crevaison bandage plein noir 			JB0835 JB0836 JB0838
Roues arrière :			
14" – 355 x 70 mm bandage ou pneumatique noir 	SPB7100 SPB7110	SPF7100 SPF7110	
Roues arrière type Storm 4 pneumatique noir à crampons 14 x 3 			JB0704
Roues arrière type Storm 4 bandage plein noir à crampons 14 x 3 			JB0705

<p>Roues arrière type Storm 4 pneu anti-crevaison noir à crampons 14x3</p> 			JBJ0706
Appuis-tête :			
<p>Appui-nuque incluant tendeur de dossier</p> 	SPB5100	SPF5100	
<p>Appui-nuque réglable en profondeur</p> 			JBJ1350
<p>Appui-tête Rea avec oreillettes réglables, incluant tendeur de dossier</p> 	SPB5110	SPF5110	JBJ1432
<p>Appui-joue Rea avec oreillettes longues réglables, incluant tendeur de dossier</p> 	SPB5120	SPF5120	JBJ1427
<p>Appui-tête Elan Standard 10'' – housse noire respirante</p> 			JBJ2324
<p>Appui-tête Elan Occipital 9'' – housse noire respirante</p> 			JBJ2325
<p>Appui-tête Elan 4 points 11'' – housse noire respirante</p> 			JBJ2327

Les options :

	<i>Esprit Action classe A</i>	<i>Esprit Action classe B</i>	<i>Aviva RX20 Modulite</i>
Options de sécurité :			
Roulettes anti-bascules 	SPB8000	SPF8000	JB11205
Roulettes anti-bascules avec fonction béquille 	SPB8010	SPF8010	
Points de fixation latéraux pour accroche-taxis 			JB12894
Equipement route de sécurité (LED, clignotants, feux de position, warning) 	SPB8050	SPF8050	JB11437
Ceinture de maintien fermeture à boucle type automobile 	SPB8020	SPF8020	JB11329
Ceinture de positionnement Bodypoint 	SPB8021 SPB8022 SPB8023 SPB8024	SPF8021 SPF8022 SPF8023 SPF8024	JB12701 JB12702 JB12703 JB12704 JB12705 JB12706
Options diverses :			
Tablette transparente escamotable – côté opposé du manipulateur 	SPB8200	SPF8200	

Porte-canne 	SPB8100	SPF8100	
Monte-trottoir 			JB1244
Accessoires :			
Tablette escamotable côté droit et gauche 			JB1404 JB1405
Trousse à outils 			JB1333
Accessoires manipulateur Alber (livrés séparément) :			
Boule pour joystick souple 70 mm 	1566196	1566196	
Boule pour joystick spéciale 40 mm 	1565669	1565669	
Commande en T pour tétraplégique 	1565670	1565670	
Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main) 	1566197	1566197	

Les produits :



Aviva RX20 & RX40 Modulite

Découvrez nos fauteuils **Aviva RX20 & RX40 Modulite** à roues motrices arrière, équipé de notre assise modulaire Modulite pour vous offrir un confort maximal quel que soit votre environnement.

Adjonctions disponibles :

- Lift /Bascule d'assise 45°
- Repose-jambes électriques
- PAP membres inférieurs & supérieurs
- Appui-tête
- Commande personnalisée
- Tablette
- Bariatrique (pour RX40)



Aviva RX40 Ultra Low Maxx

Découvrez notre fauteuil roulant **Aviva RX40** équipé de notre assise multi-positions ULM (**Ultra Low Maxx.**) Destiné à un usage mixte extérieur/intérieur pour des besoins cliniques complexes.

Adjonctions disponibles :

- Lift/Bascule d'assise 45°
- Repose-jambes électriques
- PAP membres inférieurs et supérieurs
- Appui-tête
- Commande personnalisée
- Tablette



Storm® 4 Modulite & Storm® 4 Max

Fauteuil roulant à usage mixte à dominante extérieure pour des besoins cliniques modérés à élevés.

Adjonctions disponibles :

- Lift/Bascule d'assise 45°
- Repose-jambes électriques
- PAP membres inférieurs et supérieurs
- Appui-tête
- Commande personnalisée
- Tablette

FREP classe B



TDX SP2 & SP2 NB Modulite

Fauteuils roulants à usage mixte intérieur/extérieur pour des besoins cliniques élevés.

Adjonctions disponibles :

- Lift/ d'assise 45°
- Repose-jambes électriques
- PAP membres inférieurs et supérieurs
- Appui-tête
- Commande personnalisée
- Tablette
- Bariatrique



TDX SP2 & SP2 NB Ultra Low Maxx

Fauteuils roulants à usage mixte intérieur/extérieur pour des besoins cliniques complexes.

Adjonctions disponibles :

- Lift/Basculé d'assise 45°
- Repose-jambes électriques
- PAP membres inférieurs et supérieurs
- Appui-tête
- Commande personnalisée
- Tablette

Les options :

	<i>RX20 Modulite</i>	<i>RX40 Modulite</i>	<i>RX40 Ultra Low Maxx</i>	<i>Storm 4, Storm 4 X-plore Storm 4 Max</i>	<i>TDX SP2 Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Ultra Low Maxx</i>	<i>TDX SP2 Ultra Low Maxx</i>
Packs de positionnement (PAP) :								
Pack PAP 1 : Coussin Matrx Libra , Ceinture Bodypoint , Dossier Flex 3 , Appui-tête Elan 	JBB0150	JBF0150		ATB0150	ARQ0150	ARM0150		
Pack PAP 2 : Coussin Matrx Libra Cale-cuisse (la paire) 	JBB0155	JBF0155		ATB0155	ARQ0155	ARM0155		
Pack PAP 3 : Coussin Matrx Libra Dossier Matrx Mac ou Hug 	JBB0160	JBF0160		ATB0160	ARQ0160	ARM0160		



*les codes options commençant par « JBZ » correspondent au fauteuil Aviva RX40 Modulite Teen

*les codes options commençant par « JBH » correspondent au fauteuil Aviva RX40 Modulite HD






Les options :





	<i>RX20 Modulite</i>	<i>RX40 Modulite</i>	<i>RX40 Ultra Low Maxx</i>	<i>Storm 4, Storm 4 X-plore Storm 4 Max</i>	<i>TDX SP2 Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Ultra Low Maxx</i>	<i>TDX SP2 Ultra Low Maxx</i>
Commandes électroniques :								
Manipulateur LinX REM 211 : conduite et contrôle des vérins 	JBB2203	JBF2203 JBZ2203 JBH2203	JAA2203	ATB2203 AWA2203*	ARQ2203	ARM2203	ARP2203	ARO2203
Manipulateur LinX REM216 : conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage 	JBB2204	JBF2204 JBZ2204 JBH2204	JAA2204	ATB2204 AWA2204	ARQ2204	ARM2204	ARP2204	ARO2204
Manipulateur LinX REM400 : écran couleur tactile 3,5" et bluetooth 		JBF2205 JBZ2205 JBH2205	JAA2205	ATB2205	ARQ2205	ARM2205	ARP2205	ARO2205
LinX REM500 : conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris 	JBB2206	JBF2206 JBZ2206 JBH2206	JAA2206	ATB2206	ARQ2206	ARM2206	ARP2206	ARO2206
Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 		JBF2270 JBZ2270 JBH2270	JAA2270	ATB2270	ARQ2270	ARM2270	ARP2270	ARO2270
Double commande LinX 	JBB2220	JBF2220 JBZ2220 JBH2220		ATB2220 AWA2220	ARQ2220	ARM2220		

*Les codes options commençant par « AWA » correspondent au fauteuil Storm 4 Max



<p>Double commande Compact LinX – 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins</p> 	JBB2219	JBF2219 JBZ2219 JBH2219	JAA2219	ATB2219 AWA2219	ARQ2219	ARM2219	ARP2219	ARO2219
<p>Double commande intuitive LinX – profil de conduite dédié</p> 	JBB2245	JBF2245 JBZ2245 JBH2245	JAA2245	ATB2245 AWA2245	ARQ2245	ARM2245	ARP2245	ARO2245

Les options :






	<i>RX20 Modulite</i>	<i>RX40 Modulite</i>	<i>RX40 Ultra Low Maxx</i>	<i>Storm 4, Storm 4 X-plore Storm 4 Max</i>	<i>TDX SP2 Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Ultra Low Maxx</i>	<i>TDX SP2 Ultra Low Maxx</i>
Types de dossier :								
Dossier réglable en tension avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière 	JBB2171	JBF2171 JBZ2171 JBH2171		ATB2171	ARQ2171	ARM2171 ARZ2171*		
Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible 	JBB2179	JBF2179		ATB2179	ARQ2179	ARM2179		
Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna 	JBB2173	JBF2173		ATB2173	ARQ2173	ARM2173		
Matrx Posture Back 	JBB2174 JBB2175	JBF2174 JBF2175	JAA2174 JAA2175	ATB2174 ATB2175	ARQ2174 ARQ2175	ARM2174 ARM2175	ARP2174 ARP2175	ARO2174 ARO2175
Matrx Elite E2 	JBB2176	JBF2176	JAA2550 JAA2551 JAA2552 JAA2553	ATB2176	ARQ2176	ARM2176	ARP2550 ARP2551 ARP2552 ARP2553	ARO2550 ARO2551 ARO2552 ARO2553
Matrx Elite TR 	JBB2177	JBF2177	JAA2556 JAA2557 JAA2177	ATB2177	ARQ2177	ARM2177	ARP2556 ARP2557 ARP2177	ARO2556 ARO2557 ARO2177

Matrx Elite E2 Deep 	JBB2178	JBF2178	JAA2558 JAA2559 JAA2178	ATB2178	ARQ2178	ARM2178	ARP2558 ARP2559 ARP2178	ARO2558 ARO2559 ARO2178
Matrx Mac & Mac Hug 	JBB2168 JBB2169	JBF2168 JBF2169	JAA2168 JAA2169	ATB2168 ATB2169	ARQ2168 ARQ2169	ARM2168 ARM2169	ARP2168 ARP2169	ARO2168 ARO2169
High Back hauteur 410, 460 ou 510 mm 			JAA2050 JAA2051 JAA2320				ARP2050 ARP2051 ARP2320	ARO2050 ARO2051 ARO2320
Matrx Elite Max hauteur 410 ou 510 mm 			JAA2554 JAA2555				ARP2554 ARP2555	ARO2554 ARO2555
Matrx Posture Back Deep hauteur 410 ou 510 mm 			JAA2560 JAA2561				ARP2560 ARP2561	ARO2560 ARO2561
Matrx Elite Deep Max hauteur 510 mm 			JAA2562				ARP2562	ARO2562
Dossier réglable en tension 				AWA1106				
Dossier Matrx Mini , profondeur du galbe 80 mm 						Fab spé pour dossier Modulite Teen		

Toile de dossier :




Nylon noir 	JBB2151	JBF2151 JBH2156		ATB2151	ARQ2151	ARM2151		
PU bi-extensible noir	JBB2152	JBF2152		ATB2152	ARQ2152	ARM2152 ARZ2152		
Mesh noir 	JBB2155	JBF2155		ATB2155	ARQ2155	ARM2155		




Les options :

	<i>RX20 Modulite</i>	<i>RX40 Modulite</i>	<i>RX40 Ultra Low Maxx</i>	<i>Storm 4, Storm 4 X- plore Storm 4 Max</i>	<i>TDX SP2 Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Ultra Low Maxx</i>	<i>TDX SP2 Ultra Low Maxx</i>
Accoudoirs & manchettes :								
<p>Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire</p> 	JBB2191	JBF2191 JBH2191		ATB2191	ARQ2191	ARM2191		
<p>Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire</p> 	JBB2181	JBF2181 JBH2181		ATB2181	ARQ2181	ARM2181		
<p>Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir – la paire</p> 		JBF2198		ATB2198	ARQ2198	ARM2198		
<p>Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)</p> 		JBF2183 JBZ2183		ATB2183	ARQ2183	ARM2183 ARZ2183		
<p>Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm</p> 		JBF2193	JAA2097	ATB2193	ARQ2193	ARM2193	ARP2097	ARO2097






<p>Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de : 230 à 300 mm ou de 300 à 360 mm</p> 		JBF2192 JBF2194		ATB2192 ATB2194	ARQ2192 ARQ2194	ARM2192 ARM2194		
<p>Accoudoirs réglables en hauteur de 250 à 340 mm amovibles – la paire</p> 				AWA0635				
<p>Manchette standard, longueur 325 mm – la paire</p> 	JBB2195	JBF2195 JBZ2195 JBH2195		ATB2195	ARQ2195	ARM2195		
<p>Manchette longues, longueur 375 mm – la paire</p> 	JBB2196	JBF2196 JBH2196		ATB2196	ARQ2196	ARM2196		
<p>Manchette standard, coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex Longuer 255 ou 355 mm</p> 			JAA2012 JAA2013 JAA2016 JAA2017				ARP2012 ARP2013 ARP2016 ARP2017	ARO2012 ARO2013 ARO2016 ARO2017
<p>Gouttière longueur 300 mm, épaisseur 30 mm</p> 			JAA2014 JAA2018				ARP2014 ARP2018	ARO2014 ARO2018
<p>Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm – la paire</p> 		JBF2197 JBH2197		ATB2197	ARQ2197	ARM2197		








Les options :




	<i>RX20 Modulite</i>	<i>RX40 Modulite</i>	<i>RX40 Ultra Low Maxx</i>	<i>Storm 4, Storm 4 X- plore Storm 4 Max</i>	<i>TDX SP2 Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Ultra Low Maxx</i>	<i>TDX SP2 Ultra Low Maxx</i>
Options d'assise :								
Assise Modulite Modulable rigide largeur 380 à 530 mm 	JBB2111	JBF2111		ATB2111	ARQ2111	ARM2111		
Assise Modulite Modulable souple largeur 380 à 530 mm 	JBB2112	JBF2112		ATB2112	ARQ2112	ARM2112		
Assise Modulite Teen rigide largeur 305 à 355 mm 		JBZ2111				ARZ2111		
Assise Modulite HD rigide largeur 530 à 550 mm 		JBH2101						
Assise Ultra Low Maxx 			JAA2020				ARP2020	ARO2020
Coussin d'assise Flo-tech Lite 	JBB2142	JBF2142	JAA2145	ATB2142	ARQ2142	ARM2141	ARP2145	ARO2145
Coussin d'assise Matrix Contour Visco 	JBB2143	JBF2143	JAA2146	ATB2143	ARQ2143	ARM2143	ARP2146	ARO2146

<p>Coussin d'assise Matrix Libra</p> 	JBB2147	JBF2147	JAA2147	ATB2147	ARQ2147	ARM2147	ARP2147	ARO2147
<p>Coussin d'assise Matrix Vi</p> 	JBB2144	JBF2144	JAA2144	ATB2144	ARQ2144	ARM2144	ARP2144	ARO2144
<p>Assise Max poids max. utilisateur 220 kg</p> 				AWA1145				

Les options :












	<i>RX20 Modulite</i>	<i>RX40 Modulite</i>	<i>RX40 Ultra Low Maxx</i>	<i>Storm 4, Storm 4 X- plore Storm 4 Max</i>	<i>TDX SP2 Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Ultra Low Maxx</i>	<i>TDX SP2 Ultra Low Maxx</i>
Potences & Palettes :								
Potences repose-pieds fixes 80° et escamotables intérieur/extérieur – la paire 	JBB0526	JBF0526			ARQ0526	ARM0526 ARZ0526		
Potences repose-pieds standards réglables 90° - 65° escamotables 	JBB0503	JBF0503 JBH0503		ATB0503	ARQ0503			
Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm 4 	JBB0533	JBF0533 JBH0533		ATB0533	ARQ0533	ARM0533 ARZ0533		
Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° 	JBB0531	JBF0531 JBH0531		ATB0531	ARQ0531	ARM0531 ARZ0531		
Repose-jambes central manuel 		JBF0556 JBH0556			ARQ0556	ARM0556		

Repose-jambes électroniques LinX avec compensation, amplitude de 90° 		JBF0589 JBH0589	JAA0589		ARQ0589	ARM0589		
Repose-jambes central manuel LinX réglable en inclinaison avec appui-mollet 				PW-2006			ARP0589	ARO0589
Repose-jambes central électrique LinX 				PW-2007				
Repose-jambes manuels courts type Storm 4 pour assise Teen 		JBZ0533						
Repose-jambes ergonomiques électriques courts pour assise Teen 		JBZ0531						
Palettes fixes – la paire 	JBB0512	JBF0512 JBH0512		ATB0512	ARQ0512	ARM0512		
Palettes réglables en angle – la paire 	JBB0504	JBF0504 JBH0504						

<p>Palettes réglables en inclinaison – la paire</p> 			<p>JAA0509 JAA0506</p>	<p>ATB0504</p>	<p>ARQ0504</p>	<p>ARM0504</p>	<p>ARP0509 ARP0506</p>	<p>ARO0509 ARO0506</p>
<p>Palettes réglables en inclinaison et en profondeur – la paire</p> 		<p>JBF0513 JBZ0513 JBH0513</p>	<p>JAA0511 JAA0508</p>	<p>ATB0513</p>	<p>ARQ0513</p>	<p>ARM0513 ARZ0513</p>	<p>ARP0511 ARP0508</p>	<p>ARO0511 ARO0508</p>
<p>Palette monobloc réglable en hauteur et en angle</p> 		<p>JBF0517 JBH0517</p>	<p>JAA0517</p>		<p>ARQ0517</p>		<p>ARP0517</p>	<p>ARO0517</p>




Les options :

	<i>RX20 Modulite</i>	<i>RX40 Modulite</i>	<i>RX40 Ultra Low Maxx</i>	<i>Storm 4, Storm 4 X- plore Storm 4 Max</i>	<i>TDX SP2 Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Ultra Low Maxx</i>	<i>TDX SP2 Ultra Low Maxx</i>
Coloris de châssis :								
Noir anthracite 	JBB2871	JBF2871 JBZ2871 JBH2871	JAA2871					
Argenté 	JBB2872	JBF2872 JBZ2872 JBH2872	JAA2872					
Rouge Bengale 	JBB2873	JBF2873 JBZ2873 JBH2873	JAA2873					
Bleu mercure 	JBB2874	JBF2874 JBZ2874 JBH2874	JAA2874					
Violet midnight 	JBB2875	JBF2875 JBZ2875 JBH2875	JAA2875					
Premium coloris châssis et dossier vert british racing métalisé 		JBF2865 JBZ2865 JBH2865	JAA2865					







Premium coloris châssis et dossier bleu océan satiné métallisé 		JBF2866 JBZ2866 JBH2866	JAA2866					
Premium coloris châssis et dossier bleu givré métallisé 		JBF2867 JBZ2867 JBH2867	JAA2867					
Premium coloris châssis et dossier beige perle métallisé 		JBF2868 JBZ2868 JBH2868	JAA2868					
Coloris des carénages :								
Gris et bleu transparent 				ATB0202				
Gris et noir shiny 				ATB0228				
Gris et rouge cerise 				ATB0204				
Noir obsidien 					ARQ2640	ARM2640	ARP2640	ARO2640
Rouge Rubis 					ARQ2641	ARM2641	ARP2641	ARO2641
Violet pourpre 					ARQ2642	ARM2642	ARP2642	ARO2642
Bleu Jacinthe 					ARQ2643	ARM2643	ARP2643	ARO2643
Bleu Artic 					ARQ2644	ARM2644	ARP2644	ARO2644








Coloris des jantes :

<p>Noir anthracite</p> 	JBB2882	<p>JBF2882 JBZ2882 JBH2882</p>	JAA2882					
<p>Argenté</p> 	JBB2883	<p>JBF2883 JBZ2883 JBH2883</p>	JAA2883					
<p>Rouge Bengale</p> 	JBB2884	<p>JBF2884 JBZ2884 JBH2884</p>	JAA2884					
<p>Bleu Mercure</p> 	JBB2885	<p>JBF2885 JBZ2885 JBH2885</p>	JAA2885					
<p>Violet midnight</p> 	JBB2886	<p>JBF2886 JBZ2886 JBH2886</p>	JAA2886					
<p>Noir obsidien</p> 					ARQ2650	ARM2650	ARP2650	ARO2650
<p>Rouge Rubis</p> 					ARQ2651	ARM2651	ARP2651	ARO2651
<p>Violet pourpre</p> 					ARQ2652	ARM2652	ARP2652	ARO2652
<p>Bleu Jacinthe</p> 					ARQ2653	ARM2653	ARP2653	ARO2653
<p>Bleu Artic</p> 					ARQ2654	ARM2654	ARP2654	ARO2654
<p>Premium – coloris jantes vert british racing métallisé</p> 		<p>JBF2888 JBZ2888 JBH2888</p>	JAA2888					

<p>Premium – coloris jantes bleu océan satiné métallisé</p> 		<p>JBF2889 JBZ2889 JBH2889</p>	<p>JAA2889</p>					
<p>Premium – coloris jantes bleu givré métallisé</p> 		<p>JBF2890 JBZ2890 JBH2890</p>	<p>JAA2890</p>					
<p>Premium – coloris jantes beige perle métallisé</p> 		<p>JBF2891 JBZ2891 JBH2891</p>						

Les options :

	<i>RX20 Modulite</i>	<i>RX40 Modulite</i>	<i>RX40 Ultra Low Maxx</i>	<i>Storm 4, Storm 4 X- plore Storm 4 Max</i>	<i>TDX SP2 Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Ultra Low Maxx</i>	<i>TDX SP2 Ultra Low Maxx</i>
Roues avant :								
9" Pneumatique Noir 	JBB0835	JBF0835 JBZ0835 JBH0835	JAA0835					
9" Bandage Plein Noir 	JBB0836	JBF0836 JBZ0836 JBH0836	JAA0836					
9" Pneumatique Anti Crevaison Noir	JBB0838	JBF0838 JBZ0838 JBH0838	JAA0838					
8" Bandage Plein Noir		JBF0828 JBZ0828 JBH0828	JAA0828					
3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris 				ATB0851 AWA0840				
3.00 x 6 - 10" Pneu anti- crevaison gris 				ATB0853 AWA0858				
3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris 				ATB0855 AWA0842				
Roues arrière / roues motrices :								
Roues type Storm 4 14x3 Pneumatique noir à crampons 	JBB0704	JBF0704 JBZ0704 JBH0704	JAA0704					

Roues type Storm 4 14x3 Bandage plein noir à crampons 	JBB0705	JBF0705 JBZ0705 JBH0705	JAA0705					
Roues type Storm 4 14x3 Pneu anti-crevaisson noir à crampons 	JBB0706	JBF0706 JBZ0706 JBH0706	JAA0706					
3.00 x 8 - 14" Pneumatique gris à Crampons 				ATB0771 AWA0771				
3.00 x 8 - 14" Pneu anti- crevaisson gris à crampons 				ATB0773 AWA0773				
3.00 x 8 - 14" Bandage plein gris à crampons 				ATB0750 AWA0750				
Roues centrales motrices 14"x3" pneumatique noir à crampons 					ARQ0704	ARM0704	ARP0704	ARO0704
Roues centrales motrices 14"x3" bandage noir à crampons 					ARQ0705	ARM0705	ARP0705	ARO0705

Roues centrales motrices
14"x3" bandage noir à
crampons









ARQ0706

ARM0706


ARP0706






ARO0706

Les options :







	<i>RX20 Modulite</i>	<i>RX40 Modulite</i>	<i>RX40 Ultra Low Maxx</i>	<i>Storm 4, Storm 4 X- plore Storm 4 Max</i>	<i>TDX SP2 Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Ultra Low Maxx</i>	<i>TDX SP2 Ultra Low Maxx</i>
Appuis-têtes :								
Appui-nuque, réglable en profondeur 	JBB1350	JBF1350 JBH1350		ATB1350	ARQ1350	ARM1350		
Appui-tête <i>Rea</i> revêtement PU bi- extensible noir, réglable en profondeur et en largeur 	JBB1432	JBF1432 JBH1432		ATB1432 AWA1432	ARQ1432	ARM1432		
Appui-tête <i>Rea Kontour</i> multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi- extensible noir 	JBB1427	JBF1427 JBH1427		ATB1427 AWA1427	ARQ1427	ARM1427		
Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" – housse noire respirante 	JBB2324	JBF2324 JBZ2324 JBH2324	JAA2324	ATB2324	ARQ2324	ARM2324	ARP2324	ARO2324
Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" – housse noire respirante 	JBB2325	JBF2325 JBZ2325 JBH2325	JAA2325	ATB2325	ARQ2325	ARM2325	ARP2325	ARO2325
Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 11" – housse noire respirante 	JBB2327	JBF2327 JBH2327			ARQ2327	ARM2327	ARP2327	

Les options :








	<i>RX20 Modulite</i>	<i>RX40 Modulite</i>	<i>RX40 Ultra Low Maxx</i>	<i>Storm 4, Storm 4 X- plore Storm 4 Max</i>	<i>TDX SP2 Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Ultra Low Maxx</i>	<i>TDX SP2 Ultra Low Maxx</i>
Suspensions :								
Suspensions arrière réglables pour Storm 4 faibles 				ATB1240				
Suspensions arrière réglables pour Storm 4 moyennes 				ATB1241				
Suspensions arrière réglables pour Storm 4 fortes 				ATB1242				
Suspensions arrière Heavy Duty 				AWA1203				
Suspensions arrière Hitec 				ATB1233				
Suspensions avant jusqu'à ou au dessus de 100 kg 				ATB1238 ATB1239				

Performances / moteur :								
Moteurs OPS Drive 6 km/h 	JBB1282	JBF1282 JBZ1282 JBH1282	JAA1282	ATB1227 AWA1227	ARQ1282	ARM1282	ARP1282	ARO1282
Moteur OPS Drive 10 km/h 	JBB1283	JBF1283 JBZ1283 JBH1283	JAA1283	ATB1283	ARQ1283	ARM1283	ARP1283	ARO1283
Moteur OPS Drive 10 km/h programmable jusqu'à 12 km/h 		JBF1223 JBZ1223 JBH1223	JAA1223		ARQ1223			ARO1223
Moteur DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h 				ATB1223				
Gyroscope :								
Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite) 	JBB1215	JBF1215 JBZ1215 JBH1215	JAA1215	ATB1215 AWA1215	ARQ1215	ARM1215	ARP1215	ARO1215

Les options :

	<i>RX20 Modulite</i>	<i>RX40 Modulite</i>	<i>RX40 Ultra Low Maxx</i>	<i>Storm 4, Storm 4 X- plore Storm 4 Max</i>	<i>TDX SP2 Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Modulite</i>	<i>TDX SP2 NB Ultra Low Maxx</i>	<i>TDX SP2 Ultra Low Maxx</i>
Options de sécurité :								
Roulettes anti-bascule standards 	JBB1205	JBF1205 JBZ1205 JBH1205	JAA1205	ATB1205				
Roulettes anti-bascule 				ATB1204				
Equipement route de sécurité LED – Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning 	JBB1437	JBF2837 JBZ2837 JBH2837	JAA1437	ATB2837 AWA1437	ARQ2837	ARM2837	ARP1437	ARO1437
Accroche-taxi 4 fixations Avant/Arrière 	JBB1493	JBF1493 JBZ1493 JBH1493		ATB1493	ARQ1493	ARM1493		
Accroche-taxi 4 fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 	JBB1494	JBF1494 JBZ1494 JBH1494		ATB1494 AWA1494	ARQ1494	ARM1494		
Accroche-taxi 6 fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 	JBB1401	JBF1401 JBZ1401 JBH1401	JAA1401				ARP1401	ARO1401

<p>Ceinture de maintien avec fermeture à boucle type automobile</p> 	JBB1329	JBF1329 JBZ1329 JBH1329		ATB1329	ARQ1329	ARM1329		
<p>Ceinture de maintien fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise</p> 		JBF2113 JBZ2113 JBH2113	JAA2113	ATB2113	ARQ2113	ARM2113	ARP2113	ARO2113
<p>Harnais de maintien en H</p> 				ATB1332	ARQ1332	ARM1332		
<p>Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab taille M ou L</p> 	JBB2701 JBB2702	JBF2701 JBF2702 JBZ2702	JAA2701 JAA2702	ATB2701 ATB2702	ARQ2701 ARQ2702	ARM2701 ARM2702	ARP2701 ARP2702	ARO2701 ARO2702
<p>Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser taille M ou L</p> 	JBB2703 JBB2704	JBF2703 JBF2704 JBZ2704	JAA2703 JAA2704	ATB2703 ATB2704	ARQ2703 ARQ2704	ARM2703 ARM2704	ARP2703 ARP2704	ARO2703 ARO2704
<p>Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage sur clip taille M ou L</p> 	JBB2705 JBB2706	JBF2705 JBF2706 JBZ2706	JAA2705 JAA2706	ATB2705 ATB2706	ARQ2705 ARQ2706	ARM2705 ARM2706	ARP2705 ARP2706	ARO2705 ARO2706
<p>Ceinture de maintien adaptée fermeture à boucle XL type automobile rallongée</p> 				AWA1455				
Options diverses :								
<p>Monte-trottoir</p> 	JBB1244	JBF1244 JBZ1244 JBH1244	JAA1244	ATB1244				

Préparation base motrice montage station d'accueil Dahl 	JBB1450	JBF1450 JBZ1450	JAA1450	ATB1450	ARQ1450	ARM1450	ARP1450	ARO1450
Accessoires :								
Tablette escamotable à droite et/ou à gauche 	JBB1404 JBB1405	JBF1404 JBZ1404 JBH1404 JBF1405 JBZ1405 JBH1405	JAA1404 JAA1405	ATB1404 ATB1405	ARQ1404 ARQ1405	ARM1404 ARM1405	ARP1404 ARP1405	ARO1404 ARO1405
Trousse à outils 	JBB1333	JBF1333 JBZ1333 JBH1333	JAA1333	ATB1333				
Rétroviseur côté droit et/ou gauche 		JBF1415 JBZ1415 JBH1415 JBF1339 JBZ1339 JBH1339	JAA1415 JAA1339	ATB1415 ATB1339 AWA1415 AWA1339	ARQ1415 ARQ1339	ARM1415 ARM1339	ARP1415 ARP1339	ARO1415 ARO1339
Crochets porte-sac (uniquement avec assise Modulite Modulable) 		JBF2128 JBZ2128 JBH2128		ATB2128	ARQ2128	ARM2128		
Porte-canne côté droit et/ou gauche 		JBF1312 JBZ1312 JBH1312 JBF1363 JBZ1363 JBH1363		ATB1312 ATB1363 AWA1312 AWA1363	ARQ1312 ARQ1363	ARM1312 ARM1363		
Garde-boue (la paire) pour roues avant ou roues arrière 		JBF1416 JBZ1416 JBH1416 JBF1417 JBZ1417 JBH1417	JAA1416 JAA1417	ATB1416 ATB1417 AWA1417				

FREV classe B



Aviva FX40 MPS Maxx

Fauteuil électrique verticalisateur conçu pour garantir un maintien et un confort exceptionnel en position assise ou debout.



Adjonctions disponibles :

- PAP membres inférieurs et supérieurs
- Appui-tête
- Commande personnalisée
- Tablette

Les options :

		Aviva FX40 MPS Maxx
Commandes électroniques :		
<p>Manipulateur LinX REM211 : Conduite et contrôle des vérins</p> 	JEA3000	
<p>Manipulateur LinX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage</p> 	JEA3010	
<p>Manipulateur LinX REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris</p> 	JEA3020	
<p>Ecran de contrôle LinX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris (nécessite une commande spéciale)</p> 	JEA3030	
<p>Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur 400 REM</p> 	JEA3040	
<p>Fixation non escamotable</p> 	JEA3100 JEA3110	

<p>Support de fixation</p> 	<p>JEA3120 JEA3130</p>
<p>Support de fixation Maxx escamotable à droite ou à gauche, réversible, réglable en hauteur</p> 	<p>JEA3140 JEA3150</p>
<p>Montage REM500 fixation escamotable à droite ou à gauche</p> 	<p>JEA3160 JEA3170</p>
<p>Double commande LinX Compact – 3 profils de conduites dédiés</p> 	<p>JEA3200 JEA3210 JEA3220</p>
<p>Joystick Compact LinX</p> 	<p>JEA3300 JEA3310</p>
<p>Commande occipitale à capteur de proximité</p> 	<p>JEX3500 JEX3510</p>
<p>Contacteurs à capteurs de proximité</p> 	<p>JEX3600 JEX3610 JEX3620 JEX3630</p>
<p>Accessoires sans fil pour ATOM</p> 	<p>JEX3700 JEX3710</p>








<p>Commande au souffle et à capteur de proximité</p> 	<p>JEA3720</p>
<p>Option d'interface LinX</p> 	<p>JEA3740 JEA3750</p>
<p>Accessoires LinX – chargeur USB</p> 	<p>JEA3760</p>
<p>Joysticks Bodypoint :</p>	
<p>Embout ergonomique U Largeur 76 ou 100 mm</p> 	<p>JEA3800 JEA3810</p>
<p>Autre joystick embout dôme en caoutchouc – diamètre 66 mm</p> 	<p>JEA3820</p>
<p>Electronique multifonctions LinX :</p>	
<p>Montage sur manchette droite ou gauche</p> 	<p>JEA4030 JEA4040</p>

Les options :

		Aviva FX40 MPS Maxx
Type de dossier :		
Dossier High Back 	JEA1500	
Dossier Matrx Elite E2 	JEA1510	
Dossier Matrx Elite TR 	JEA1520	
Dossier Matrx E2 Deep 	JEA1530	
Dossier Matrx Posture Back 	JEA1540	
Dossier Matrx Posture Back Deep 	JEA1550	
Accoudoirs et manchettes :		
Accoudoirs relevables vers l'extérieur et parallèles 	JEA1800 JEA1805	
Manchette standard longue 355 mm 	JEA1850 JEA2000	

<p>Manchette standard courte 254 mm</p> 	<p>JEA1860 JEA2010</p>
<p>Manchette longue ou standard avec coussin mousse Soft (longueur 355 ou 254 mm)</p> 	<p>JEA1870 JEA1880 JEA2020 JEA2030</p>
<p>Manchette longue coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex (longueur 355 ou 254 mm)</p> 	<p>JEA1890 JEA1900 JEA2040 JEA2050</p>
<p>Manchette multi-position longueur 355 ou 254 mm</p> 	<p>JEA1910 JEA1920 JEA2060 JEA2070</p>
<p>Manchette gel courte, médium ou longue</p> 	<p>JEA1930 JEA1940 JEA1950 JEA2080 JEA2090 JEA2100</p>
<p>Gouttière 114 x 330 mm</p> 	<p>JEA1960 JEA2110</p>
<p>Appui palmaire 114 x 127 mm</p> 	<p>JEA1970 JEA2120</p>








Les options :

		Aviva FX40 MPS Maxx
Options d'assise :		
<p>Bascule d'assise électrique à translation MPS Maxx de 0° à 45° et inclinaison de dossier électrique biomécanique à forte compensation de 90° à 170°</p> 	JEA0300	
<p>Elévation d'assise 18 cm</p> 	JEA0500	
<p>Coussin d'assise Matrx Libra</p> 	JEA0810 JEA0820	
<p>Coussin d'assise Matrx Vi</p> 	JEA0840	
Revêtements coussins :		
<p>Housse startex bi-extensible noire</p> 	JEA0800	
<p>Housse Spacetex (Mesh)</p> 	JEA0860	
Potences & palettes :		
<p>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets synchronisé avec la verticalisation Inclus : appuis sous-rotuliens</p> 	JEA2600 JEA2720 (appuis sous-rotuliens) JEA2730 (appuis sous-rotuliens)	

<p>Coussins sous-rotuliers 254, 203 ou 150 mm</p> 	<p>JEA2740 JEA2750 JEA2760</p>
<p>Palette MAXX ajustable 140 – 150 x 240 – 290 mm (conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes)</p>	<p>JEA2655 JEA2685</p>
<p>Palette taille S 140 x 190 mm</p> 	<p>JEA2660 JEA2690</p>
<p>Palette taille M 140 x 240 mm</p> 	<p>JEA2670 JEA2700</p>
<p>Palette taille L 150 x 290 mm</p> 	<p>JEA2680 JEA2710</p>

Les options :








		Aviva FX40 MPS Maxx
Coloris de châssis :		
Noir obsidien		JEA4130
Rouge rubis		JEA4140
Bleu jacinthe		JEA4150
Rose flamingo		JEA4160
Violet pourpre		JEA4170
Bleu océan		JEA4180
Vert citron		JEA4190
Bleu arctic		JEA4200
Coloris de jantes :		
Noir obsidien		JEA4240
Rouge rubis		JEA4250
Bleu jacinthe		JEA4260
Rose flamingo		JEA4270
Violet pourpre		JEA4280
Bleu océan		JEA4290
Vert citron		JEA4300
Bleu arctic		JEA4310
Jaune		JEA4320










Orange		JEA4330
Gris		JEA4340
Coloris des garde-boue :		
Garde-boue assortis au châssis		JEA4400
Noir		JEA4410
Roues avant :		
Roues motrices avant 14x3 pneumatiques noir à crampons		JEA4700
Roues motrices avant 14x3 bandage noir à crampons		JEA4710
Roues arrière :		
Roues arrière 8" – bandage plein noir		JEA4600

Les options :

<i>Aviva FX40 MPS Maxx</i>	
Appuis-tête :	
Appui-tête Elan Standard 6", 10" ou 14" 	JEA1100 JEA1110 JEA1120
Appui-tête Elan Occipital 9" ou 12" 	JEA1130 JEA1140
Appui-tête Elan 4 points 9" ou 12" 	JEA1150 JEA1160
Performance / moteur :	
Fourches arrière 	JEA4500
Moteur 10 km/h programmable à 12 km/h 4 pôles	JEA4905
Gyroscope :	
Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite) 	JEA5100

Les options :

		Aviva FX40 MPS Maxx
Options de sécurité :		
Harnais rembourré 2 points		JEA0900
Support de tronc antérieur Monoflex small, medium ou large 		JEA0910 JEA0920 JEA0930
Support de tronc antérieur Monoflex ouverture centrale small, medium ou large 		JEA0940 JEA0950 JEA0960
Coussin de cale-tronc Maxx fixe – tailles XS, S, M et L 		JEA2200 JEA2240 JEA2210 JEA2250 JEA2220 JEA2260 JEA2230 JEA2270 JEA2280 JEA2300
Support de cale-tronc Maxx escamotable 		JEA2280 JEA2300
Support de cale-tronc rallongé 25 mm 		JEA2290 JEA2310
Coussin de cale-cuisse – tailles XS, S, M et L 		JEA2400 JEA2440 JEA2410 JEA2450 JEA2420 JEA2460 JEA2430 JEA2470
Ceinture Bodypoint rembourrée 2 points 		JEA1060

<p>Ceinture Bodypoint rembourrée 4 points</p> 	JEA1070
<p>Chargeur opti-charge 10 A</p> 	JEA5210
<p>Roulettes anti-bascule</p> 	JEA5300
<p>Equipement route de sécurité LED 30 LUX</p> 	JEA5400
<p>Accroche-taxis 4 points pour transport du fauteuil uniquement</p> 	JEA5500
<p>Fixation au niveau de la hanche</p> 	JEA2480 JEA2540
<p>Fixation amovible au niveau de la hanche</p> 	JEA2490 JEA2550
<p>Fixation à démontage rapide au niveau de la hanche multi-réglable</p> 	JEA2500 JEA2560
<p>Fixation à démontage rapide au niveau du genou multi-réglable</p> 	JEA2510 JEA2570