

POWER SERIES

TDX[®] SP2 Modulite



Cadeira de rodas elétrica de tração central altamente reativa
com unidade de assento Modulite.



| TDX® SP2 Modulite

Ótimo Conforto e Performance.

A TDX® SP2 Modulite é uma das nossas cadeiras de rodas elétricas de tração central com melhor desempenho.


A qualidade e a tecnologia estão em foco, combinadas com o nosso assento Modulite altamente adaptável e os comandos avançados LiNX, para proporcionar sempre o melhor conforto e desempenho.



| TDX® SP2 Modulite

É mais do que uma base.

A TDX® SP2 foi construída para ter um bom desempenho e levá-lo sem esforço onde quiser ir. Fácil de controlar e de manobrar para ajudá-lo a ter mais liberdade e independência.



Nova gama de carenagens

Escolha entre uma seleção de novas e entusiasmantes carenagens coloridas para um visual elegante.



Largura **650 mm**



Raio de viragem de **560 mm**



Excelente manobrabilidade

A tração central facilita a navegação em espaços apertados e proporciona-lhe um movimento mais controlado.



Suspensão patenteada SureStep®

Proporciona uma condução suave e confortável, mesmo em superfícies difíceis.



Maior estabilidade e segurança

Concebida para garantir que as seis rodas permanecem firmes no chão com a função de Stability Lock.

| TDX® SP2 Modulite

Novas cores. Durabilidade extra.

Dê um toque fresco e elegante com uma nova cor de revestimento. A durabilidade extra do revestimento ajuda a proteger e a suportar os desafios do dia a dia.



Preto Obsidiano

Vermelho Rubi

Púrpura

Azul

Azul Ártico

| TDX® SP2 Modulite

Vastas opções de posicionamento.


A nossa versátil unidade de assento Modulite proporciona uma posição personalizada para maior conforto e suporte.

Desde os requisitos de assento mais básicos até às necessidades posturais mais complexas, o design modular maximiza as possibilidades de posicionamento.



Soluções completas

Vasta gama de opções de posicionamento sentado, incluindo encostos, almofadas de assento, apoios de braços, apoios de cabeça e muitos outros.



Concebida para segurança e conforto

a basculação de 50° e a elevação do assento de 300 mm com inclinação de 45°, promovem maior alívio de pressão.



Apoios de pernas central elétrico LNX

Ajustam-se tanto em ângulo como em comprimento, funcionando com a reclinção elétrica para ajudar a reduzir as forças de cisalhamento.



Soluções premiadas Matrix®

Opções de assentos Matrix personalizados para garantir sempre um ótimo ajuste.

Várias de opções de basculação

para alívio de pressão e maximizar o conforto.



300 mm de elevação do assento combinados com uma basculação até **45°**

| TDX® SP2 Modulite

Assento Modulite. Ajustabilidade modular.

A nossa solução de assentos mais popular de sempre. Uma abordagem modular ao assento que maximiza as possibilidades. Ajusta-se facilmente para um encaixe perfeito e um elevado nível de conforto.



Dados Técnicos

Largura do assento: 330 - 580 mm

Profundidade do assento: 410 - 560 mm

Altura do assento: a partir de 450 mm

Altura do apoio de braços: 230 - 365 mm

Comprimento do apoio de pés: 280 - 460 mm



Assento
ajustável para
um encaixe
perfeito



| TDX® SP2 Modulite

Com tecnologia avançada **LiNX**®

A tecnologia **LiNX**® ajuda a proporcionar uma experiência de condução personalizada e confiável. A tecnologia inovadora aprende os hábitos e as preferências ao longo do tempo, tornando-a num sistema super intuitivo.



| TDX® SP2 Modulite

Descubra mais.

360°

Novo suporte de comando Resolve

- Gama excepcional de posições de comando para um conforto otimizado.
- Ajustável em tensão.
- Conforto e controlo otimizados.



Ecrã tátil de 3,5"

Impressionante ecrã tátil a cores de 3,5" com joystick, velocímetro e conta-quilómetros.



Comandos especiais

Incluindo comandos compactos, de cabeça e com sensores de proximidade.



Bluetooth® incorporado

Permite a conectividade com dispositivos e comandos externos.



Opções de input

Uma grande variedade de opções input de comandos, permite uma configuração personalizada para um controlo máximo e a garantia de que a cadeira elétrica reagirá de forma consistente.




| TDX® SP2 Modulite

Dados técnicos.

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite o nosso sítio www.invacare.pt

Novas cores



	Largura do assento	Profundidade do assento	Altura do assento	Altura do encosto	Altura do apoio de braços	Apoios de pés	Ângulo do assento
Placa de assento única ▶	430 mm	410 - 510 mm	450 - 475 mm	480, 540 mm	275 - 390 mm	290 - 460 mm	0° - 8°
Assento telescópico ▶	330 - 530 mm	410 - 560 mm	450 - 475 mm	480, 540, 560 - 610 mm	230 - 365 mm	280 - 460 mm	0° - 50°
Assento Max ▶	490 - 610 mm	560 - 630 mm	470 - 495 mm	570 - 680 mm	250 - 340 mm	290 - 510 mm	0° - 20°
	Ângulo do encosto	Altura total	Comprimento total incluindo apoios de pés	Comprimento total sem apoios de pés	Largura da base de tração	Peso máximo do utilizador	Capacidade da bateria
Placa de assento única ▶	90° - 120°	1010 - 1170 mm	1160 mm	980 mm	650 mm	180 kg	73.5 Ah
Assento telescópico ▶	90° - 120°	1010 - 1170 mm	1160 mm	980 mm	650 mm	180 kg	73.5 Ah
Assento Max ▶	90° - 115°	1100 - 1125 mm	1240 mm	970 mm	650 mm	180 kg	73.5 Ah
	Diâmetro de viragem	Altura máxima de obstáculos transponíveis	Máxima inclinação	Velocidade	Autonomia	Peso total	
Placa de assento única ▶	1120 mm	75 mm	9° / 15.8%	Até 12 km/h	Até 41 km	138 kg	
Assento telescópico ▶	1120 mm	75 mm	9° / 15.8%	Até 12 km/h	Até 41 km	183 kg	
Assento Max ▶	1120 mm	75 mm	9° / 15.8%	Até 6 km/h	Até 41 km	164 kg	

| TDX® SP2 Modulte

Partilhe as suas ideias e ajude a moldar o futuro das cadeiras elétricas.

Convidamo-lo/a a **partilhar a sua opinião**. As suas perspetivas ajudar-nos-ão a servir melhor os utilizadores de cadeiras elétricas.

Digitalize e preencha o formulário.



Obrigado por nos deixar participar na sua viagem.

Equipa Invacare Power Series





Partilhe a sua opinião

SUBSCRIBE



A minha cadeira permite-me viver uma vida independente e sair à rua todos os dias.

Ian Mackay
Embaixador da Invacare



P O W E R S E R I E S

TDX SP2

AVIVA RX

AVIVA FX

Esprit Action

Kompas

Storm 4

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

©2024 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados.
Todas as informações citadas são consideradas corretas no
momento da impressão. A Invacare reserva-se o direito de alterar
as especificações do produto sem consulta prévia. PT - TDX SP2
Modulite - 11/2024.

