

POWER SERIES

# TDX<sup>®</sup> SP2 NB Modulite



Carrozzina elettronica a trazione centrale agile e compatta  
con seduta Modulite estremamente adattabile e confortevole.



| TDX® SP2 NB Modulite

## Facilità di movimento.

La **TDX® SP2 NB** (Base stretta) è la nostra carrozzina elettronica a trazione centrale compatta e versatile. Facile da guidare in spazi ristretti, ti permette di muoverti ovunque in un'ampia varietà di ambienti. Goditi la tranquillità di un'esperienza di guida affidabile e altamente performante!



| TDX® SP2 NB Modulite

## Si parte da una base compatta.

La TDX® SP2 NB (base stretta) è progettata per muoversi negli spazi più angusti, garantendo prestazioni di guida uniformi e fluide.



### Nuova collezione di carenature

Scegli tra una selezione di nuove ed entusiasmanti carenature colorate per un look elegante.



Ampiezza compatta **610 mm**



Raggio di sterzata scattante di **560 mm**



#### Eccellente manovrabilità

La base a trazione centrale consente una guida agevole in spazi ristretti, al chiuso e all'aperto.



#### Sospensioni brevettate SureStep®

Garantiscono una guida confortevole e fluida e permettono di affrontare anche percorsi impegnativi.



#### Maggiore stabilità e sicurezza

Progettate per garantire che tutte e sei le ruote rimangano saldamente a terra grazie alla funzione di blocco della stabilità integrato.

| TDX® SP2 NB Modulite

# Nuovi colori. Maggiore durata.

Aggiungi un tocco fresco ed elegante con una carenatura di colore diverso. La maggiore resistenza della carenatura assicura più protezione e consente di affrontare le sfide quotidiane.



Nero ossidiana

Rosso rubino

Viola passione

Azzurro pavone

Blu artico

| TDX® SP2 NB Modulite

# Numerose opzioni di posizionamento.


Il nostro sistema di seduta Modulite, estremamente versatile, permette di personalizzare la propria posizione per ottenere il massimo comfort e supporto.

Dalle sedute più semplici alle necessità posturali più complesse, il design modulare offre la massima flessibilità di posizionamento.



## Soluzioni complete

Vasta gamma di opzioni posturali che include schienali, cuscini, braccioli, poggiatesta e molto altro ancora.



## Comodo e sicuro

Il basculamento motorizzato fino a 50° o la combinazione della seduta elevabile fino a 300mm e basculamento fino a 45° garantiscono sicurezza e comfort.



## Pedana LNX

Si estende in lunghezza ed altezza, lavorando in combinazione con il basculamento motorizzato riduce notevolmente le forze di taglio che si possono formare.



## Matrix®: uno schienale pluripremiato

Opzione di seduta Matrix per garantire una "vestibilità" ottimale.

## Gamma di opzioni di inclinazione

per garantire la gestione della pressione e massimizzare il comfort.



Seduta sollevabile fino a **300 mm**  
con inclinazione fino a **45°**

| TDX® SP2 NB Modulite

# Seduta Modulite. Versatilità modulare.

La nostra soluzione di seduta più popolare, è progettata pensando a te. Grazie all'approccio modulare, la seduta Modulite può essere personalizzata facilmente per adattarsi perfettamente e garantire comfort e supporto eccezionali.

## Specifiche tecniche

Larghezza seduta: 330 - 580mm

Profondità seduta: 410 - 560mm

Altezza seduta: da 450mm

Altezza bracciolo: 230 - 390mm

Altezza pedana: 280 - 460mm



Seduta  
regolabile  
per una  
"vestibilità"  
perfetta



| TDX® SP2 NB Modulite

# Con tecnologia **LiNX**® di nuova generazione.

La tecnologia **LiNX**® offre un'esperienza di guida personalizzata e disinvolta. L'innovativa tecnologia apprende le abitudini e le preferenze nel corso del tempo, rendendo il sistema super intuitivo.



| TDX® SP2 NB Modulite

# LINX®

## Scopri di più.

360°

### Nuovo attacco per joystick Resolve

- Vastissima gamma di posizioni del joystick per un comfort ottimale.
- Sgancio con resistenza regolabile.
- Comfort e controllo ottimizzati.



### Touchscreen 3.5"

Grande display a colori da 3.5" con joystick, tachimetro e contachilometri.



### Comandi alternativi

Tra cui rientrano i comandi compatti per accompagnatore, comandi occipitali e comandi di prossimità a quattro sensori.



### Bluetooth® integrato

Assicura la connettività ai dispositivi e ai comandi ambientali.



### Opzioni di comando

Una vasta gamma di opzioni di comando consente una configurazione personalizzata per ottenere il massimo controllo e la certezza che la carrozzina reagisca in modo affidabile.



| TDX® SP2 NB Modulite

# Dati tecnici.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, incluso il manuale utente, visitate il nostro sito web [www.invacare.it](http://www.invacare.it).

## Nuovi colori



Nero ossidiana   Rosso rubino   Viola passione   Azzurro pavone   Blu artico



Larghezza della seduta	Profondità della seduta	Altezza della seduta	Altezza dello schienale	Altezza del bracciolo	Poggiapiedi	Basculamento

### Base seduta Modulite fissa

430 - 480 mm	410 - 510 mm	450 - 475 mm	480/540 mm	275 - 390 mm	290 - 460 mm	0° - 8°
--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------

### Base seduta Modulite telescopica

330 - 530 mm	410 - 560 mm	450 - 475 mm	480/540/ 560 - 610 mm	230 - 365 mm	280 - 460 mm	0° - 50°
--------------	--------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------	----------

Inclinazione dello schienale	Altezza totale	Lunghezza totale inclusa la pedana	Lunghezza totale esclusa la pedana	Ampiezza dell'unità di trazione	Peso massimo dell'utente	Capacità della batteria

### Base seduta Modulite fissa

90° - 120°	1010 mm	1160 mm	980 mm	610 mm	150 kg	50 Ah
------------	---------	---------	--------	--------	--------	-------

### Base seduta Modulite telescopica

90° - 120°	1010 - 1170 mm	1160 mm	980 mm	610 mm	150 kg	50 Ah
------------	----------------	---------	--------	--------	--------	-------

Diametro di sterzata	Altezza massima degli ostacoli superabili	Pendenza massima in sicurezza	Velocità	Distanza percorribile	Peso totale

### Base seduta Modulite fissa

1120 mm	75 mm	9° / 16%	fino a 10 km/h	fino a 26 km	138 kg
---------	-------	----------	----------------	--------------	--------

### Base seduta Modulite telescopica

1120 mm	75 mm	9° / 16%	fino a 10 km/h	fino a 26 km	164 kg
---------	-------	----------	----------------	--------------	--------

| TDX® SP2 NB Modulite

# Condividi le tue idee e aiutaci a progettare il futuro delle carrozzine elettroniche.

Ti invitiamo a **condividere la tua opinione**.  
Le tue considerazioni ci aiuteranno a fornire un servizio migliore alla comunità degli utenti di carrozzine elettroniche.

Scannerizza e compila il modulo.



Grazie per consentirci di essere i tuoi compagni di viaggio.

**Il Team della POWER SERIES di Invacare**



Condividi la tua opinione.

SUBSCRIBE



La mia carrozzina mi permette di essere indipendente e di uscire tutti i giorni.

**Ian Mackay**  
Ambasciatore Invacare



POWER SERIES

**TDX SP2**

AVIVA RX

AVIVA FX

Esprit Action

Kompas

Storm 4

**Telefono: +39 0445 380059**

[italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

[www.invacare.it](http://www.invacare.it)

©2024 Invacare International GmbH. Tutti i diritti sono riservati. Tutte le informazioni citate sono ritenute corrette al momento della stampa. Invacare si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche del prodotto senza preavviso. IT - TDX SP2 NB Modulite - 12/2024.

