



Yes, you can.®

Invacare NV  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**Invacare® MatrX Ruggen**

Voorgevormd rugsysteem



- Garantie: 2 jaar


Datum:

Referentie:

Verdeler:

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje     Standaard optie     Optie zonder meerprijs

CODE	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in € , 6% BTW inbegrepen			
<b>Stap 1 : Kies uw type van het rugsysteem</b>					
<b>Type rugsysteem (geleverd met een lumbale steun)</b>					
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem in carbon MatrX MX2 - zonder bevestiging - diepte 80 mm - max gebruikersgewicht: 114 kg	<b>700,00</b>			
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem MatrX Mini - bevestiging incl. - diepte 60 mm - max gebruikersgewicht : 68 kg	<b>700,00</b>			
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem MatrX Elite E2 - met bevestiging - diepte 80 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	<b>750,00</b>			
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem MatrX Elite E2 Deep - met bevestiging - diepte 160 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	<b>850,00</b>			
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem MatrX MAC - schuimkussen - met bevestiging - zonder laterale steun - max gebruikersgewicht: 136 kg	<b>550,00</b> <b>NIEUW</b>			
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem MatrX MAC - HUG kussen - met bevestiging - zonder laterale steun - max gebruikersgewicht: 136 kg	<b>650,00</b> <b>NIEUW</b>			
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem MatrX Elite HD - zonder bevestiging - diepte 80 mm	<b>1.300,00</b>			
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem MatrX Elite Deep HD - zonder bevestiging - diepte 160 mm	<b>1.350,00</b>			
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem MatrX Posture Back - zonder bevestiging - diepte 130 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	<b>520,89</b>			
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem MatrX Posture Back Deep - zonder bevestiging - diepte 180 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	<b>619,60</b>			
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem MatrX Posture Back Max - bevestiging incl. - diepte 130 mm - max gebruikersgewicht: 227 kg	<b>1.300,00</b>			
<input type="checkbox"/>	Rugsysteem MatrX Posture Back Deep Max - bevestiging incl. - diepte 180 mm - max gebruikersgewicht: 227 kg	<b>1.350,00</b>			
<b>Stap 2 : Kies uw grootte van het rugsysteem</b>					
<b>MatrX MX2 carbon: Lumbale steun met zachte uitvoering - zonder bevestiging</b>					
Diepte van het rugsysteem: 80 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 114 kg					
Breedte v/h rugsysteem (A) <sup>(2)</sup>	Hoogte van het rugsysteem (D)				Voor stoelen met een zitbreedte van:
	150 mm	230 mm	310 mm	410 mm	
360 mm	1629002 <input type="checkbox"/>	1629003 <input type="checkbox"/>	1629004 <input type="checkbox"/>	1629005 <input type="checkbox"/>	360mm - 380mm
380 mm	1629006 <input type="checkbox"/>	1629007 <input type="checkbox"/>	1629008 <input type="checkbox"/>	1629009 <input type="checkbox"/>	380mm - 410mm
410 mm	1629010 <input type="checkbox"/>	1629011 <input type="checkbox"/>	1629012 <input type="checkbox"/>	1629013 <input type="checkbox"/>	410mm - 430mm
430 mm	1629014 <input type="checkbox"/>	1629015 <input type="checkbox"/>	1629016 <input type="checkbox"/>	1629017 <input type="checkbox"/>	430mm - 460mm
460 mm	1629018 <input type="checkbox"/>	1629019 <input type="checkbox"/>	1629020 <input type="checkbox"/>	1629021 <input type="checkbox"/>	460mm - 480mm
(2)Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen					
<b>MatrX Mini: bevestigingen inclusief</b>					
Diepte van het rugsysteem: 60 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 68 kg					
Breedte v/h rugsysteem (A) <sup>(2)</sup>	Hoogte van het rugsysteem (D)				Voor stoelen met een zitbreedte van:
	180 mm	260 mm	310 mm	360 mm	
260 mm	1626804 <input type="checkbox"/>	1626805 <input type="checkbox"/>	1626806 <input type="checkbox"/>		250mm - 270mm
280 mm	1626807 <input type="checkbox"/>	1626808 <input type="checkbox"/>	1626809 <input type="checkbox"/>		280mm - 300mm
310 mm	1626810 <input type="checkbox"/>	1626811 <input type="checkbox"/>	1626812 <input type="checkbox"/>	1626813 <input type="checkbox"/>	300mm - 320mm
330 mm	1626814 <input type="checkbox"/>	1626815 <input type="checkbox"/>	1626816 <input type="checkbox"/>	1626817 <input type="checkbox"/>	330mm - 360mm
360 mm	1626818 <input type="checkbox"/>	1626819 <input type="checkbox"/>	1626820 <input type="checkbox"/>	1626821 <input type="checkbox"/>	360mm - 380mm
(2)Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen					



### MatrX Elite E2 : Lumbale steun in harde uitvoering - met bevestiging

Diepte van het rugsysteem: 80 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte rug (A) <sup>(2)(3)</sup>	Hoogte van het rugsysteem (D)														Voor stoelen met een zitbreedte van: <sup>(1)</sup>		
	160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm			510 mm	
360 mm	1632513	<input type="checkbox"/>	1632514	<input type="checkbox"/>	1632515	<input type="checkbox"/>	1632516	<input type="checkbox"/>	1632517	<input type="checkbox"/>	1632518	<input type="checkbox"/>	1632519	<input type="checkbox"/>	1632520	<input type="checkbox"/>	360mm - 380mm
380 mm	1632521	<input type="checkbox"/>	1632522	<input type="checkbox"/>	1632523	<input type="checkbox"/>	1632524	<input type="checkbox"/>	1632525	<input type="checkbox"/>	1632526	<input type="checkbox"/>	1632527	<input type="checkbox"/>	1632528	<input type="checkbox"/>	380mm - 410mm
410 mm	1632529	<input type="checkbox"/>	1632530	<input type="checkbox"/>	1632531	<input type="checkbox"/>	1632532	<input type="checkbox"/>	1632533	<input type="checkbox"/>	1632534	<input type="checkbox"/>	1632535	<input type="checkbox"/>	1632536	<input type="checkbox"/>	410mm - 430mm
430 mm	1632537	<input type="checkbox"/>	1632538	<input type="checkbox"/>	1632539	<input type="checkbox"/>	1632540	<input type="checkbox"/>	1632541	<input type="checkbox"/>	1632542	<input type="checkbox"/>	1632543	<input type="checkbox"/>	1632544	<input type="checkbox"/>	430mm - 460mm
460 mm	1632545	<input type="checkbox"/>	1632546	<input type="checkbox"/>	1632547	<input type="checkbox"/>	1632548	<input type="checkbox"/>	1632549	<input type="checkbox"/>	1632550	<input type="checkbox"/>	1632551	<input type="checkbox"/>	1632552	<input type="checkbox"/>	460mm - 480mm
480 mm	1632553	<input type="checkbox"/>	1632554	<input type="checkbox"/>	1632555	<input type="checkbox"/>	1632556	<input type="checkbox"/>	1632557	<input type="checkbox"/>	1632558	<input type="checkbox"/>	1632559	<input type="checkbox"/>	1632560	<input type="checkbox"/>	480mm - 510mm
510 mm	1632561	<input type="checkbox"/>	1632562	<input type="checkbox"/>	1632563	<input type="checkbox"/>	1632564	<input type="checkbox"/>	1632565	<input type="checkbox"/>	1632566	<input type="checkbox"/>	1632567	<input type="checkbox"/>	1632568	<input type="checkbox"/>	510mm - 530mm

(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.

(2) Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.

(3) wij raden aan een rugsysteem te kiezen die 20mm groter in het geval u kiest voor een rompsteun.

### MatrX Elite E2 Deep: Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op de lumbale harde steun - met bevestiging

Diepte van het rugsysteem: 160 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte rug (A) <sup>(2)</sup>	Hoogte van het rugsysteem (D)														Voor stoelen met een zitbreedte van: <sup>(1)</sup>		
	160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm			510 mm	
360 mm	1632634	<input type="checkbox"/>	1632635	<input type="checkbox"/>	1632636	<input type="checkbox"/>	1632637	<input type="checkbox"/>	1632638	<input type="checkbox"/>	1632639	<input type="checkbox"/>	1632640	<input type="checkbox"/>	1632641	<input type="checkbox"/>	360mm - 380mm
380 mm	1632642	<input type="checkbox"/>	1632643	<input type="checkbox"/>	1632644	<input type="checkbox"/>	1632645	<input type="checkbox"/>	1632646	<input type="checkbox"/>	1632647	<input type="checkbox"/>	1632648	<input type="checkbox"/>	1632649	<input type="checkbox"/>	380mm - 410mm
410 mm	1632650	<input type="checkbox"/>	1632651	<input type="checkbox"/>	1632652	<input type="checkbox"/>	1632653	<input type="checkbox"/>	1632654	<input type="checkbox"/>	1632655	<input type="checkbox"/>	1632656	<input type="checkbox"/>	1632657	<input type="checkbox"/>	410mm - 430mm
430 mm	1632658	<input type="checkbox"/>	1632659	<input type="checkbox"/>	1632660	<input type="checkbox"/>	1632661	<input type="checkbox"/>	1632662	<input type="checkbox"/>	1632663	<input type="checkbox"/>	1632664	<input type="checkbox"/>	1632665	<input type="checkbox"/>	430mm - 460mm
460 mm	1632666	<input type="checkbox"/>	1632667	<input type="checkbox"/>	1632668	<input type="checkbox"/>	1632669	<input type="checkbox"/>	1632670	<input type="checkbox"/>	1632671	<input type="checkbox"/>	1632672	<input type="checkbox"/>	1632673	<input type="checkbox"/>	460mm - 480mm
480 mm	1632674	<input type="checkbox"/>	1632675	<input type="checkbox"/>	1632676	<input type="checkbox"/>	1632677	<input type="checkbox"/>	1632678	<input type="checkbox"/>	1632679	<input type="checkbox"/>	1632679	<input type="checkbox"/>	1632770	<input type="checkbox"/>	480mm - 510mm
510 mm	1632771	<input type="checkbox"/>	1632772	<input type="checkbox"/>	1632773	<input type="checkbox"/>	1632774	<input type="checkbox"/>	1632775	<input type="checkbox"/>	1632776	<input type="checkbox"/>	1632777	<input type="checkbox"/>	1632778	<input type="checkbox"/>	510mm - 530mm

(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.

(2) Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.

### MatrX MAC - schuimkussen: bevestigingen inclusief (zonder laterale steun)

Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte v/h rugsysteem (A)	Hoogte van het rugsysteem (D)								Voor stoelen met een zitbreedte van:
	410 mm		460 mm		510 mm		560 mm		
410 mm	1634608	<input type="checkbox"/>	1634609	<input type="checkbox"/>	1634610	<input type="checkbox"/>	1634611	<input type="checkbox"/>	385mm - 460mm
430 mm	1634612	<input type="checkbox"/>	1634613	<input type="checkbox"/>	1634614	<input type="checkbox"/>	1634615	<input type="checkbox"/>	405mm - 480mm
460 mm	1634616	<input type="checkbox"/>	1634617	<input type="checkbox"/>	1634618	<input type="checkbox"/>	1634619	<input type="checkbox"/>	435mm - 510mm
480 mm	1634620	<input type="checkbox"/>	1634621	<input type="checkbox"/>	1634622	<input type="checkbox"/>	1634623	<input type="checkbox"/>	455mm - 530mm
510 mm	1634624	<input type="checkbox"/>	1634625	<input type="checkbox"/>	1634626	<input type="checkbox"/>	1634627	<input type="checkbox"/>	485mm - 560mm

**NIEUW**



### MatrX MAC - HUG kussen: bevestigingen inclusief (zonder laterale steun)

Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte v/h rugsysteem (A)	Hoogte van het rugsysteem (D)								Voor stoelen met een zitbreedte van:
	410 mm		460 mm		510 mm		560 mm		
410 mm	1634678	<input type="checkbox"/>	1634679	<input type="checkbox"/>	1634680	<input type="checkbox"/>	1634681	<input type="checkbox"/>	385mm - 460mm
430 mm	1634682	<input type="checkbox"/>	1634683	<input type="checkbox"/>	1634684	<input type="checkbox"/>	1634685	<input type="checkbox"/>	405mm - 480mm
460 mm	1634686	<input type="checkbox"/>	1634687	<input type="checkbox"/>	1634688	<input type="checkbox"/>	1634689	<input type="checkbox"/>	435mm - 510mm
480 mm	1634690	<input type="checkbox"/>	1634691	<input type="checkbox"/>	1634692	<input type="checkbox"/>	1634693	<input type="checkbox"/>	455mm - 530mm
510 mm	1634694	<input type="checkbox"/>	1634695	<input type="checkbox"/>	1634696	<input type="checkbox"/>	1634697	<input type="checkbox"/>	485mm - 560mm


**NIEUW**



### MatrX Elite Max: bevestiging inclusief

Diepte van het rugsysteem: 80 mm (C)

Breedte v/h rugsysteem (A) <sup>(2)</sup>	Hoogte van het rugsysteem (D)				Voor stoelen met een zitbreedte van: <sup>(1)</sup>
	410 mm		510 mm		
530 mm	1628240	<input type="checkbox"/>	1628241	<input type="checkbox"/>	530mm - 560mm
560 mm	1628242	<input type="checkbox"/>	1628243	<input type="checkbox"/>	560mm - 590mm
580 mm	1628244	<input type="checkbox"/>	1628245	<input type="checkbox"/>	580mm - 610mm
610 mm	1628246	<input type="checkbox"/>	1628247	<input type="checkbox"/>	610mm - 640mm




MatrX Elite Deep Max: bevestiging inclusief			
Diepte van het rugsysteem: 160 mm (C)			
Breedte v/h rugsysteem (A) <sup>(2)</sup>	Hoogte van het rugsysteem (D)		Voor stoelen met een zitbreedte van: <sup>(1)</sup>
	510 mm		
530 mm	1584177	<input type="checkbox"/>	530mm - 560mm
560 mm	1584179	<input type="checkbox"/>	560mm - 590mm
580 mm	1584181	<input type="checkbox"/>	580mm - 610mm
610 mm	1583933	<input type="checkbox"/>	610mm - 640mm



MatrX Posture Back: Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering - zonder bevestiging							
Diepte van het rugsysteem: 130 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg							
Breedte v/h rugsysteem (A) <sup>(2)</sup>	Hoogte van het rugsysteem (D)			Voor stoelen met een zitbreedte van: <sup>(1)</sup>			
	310 mm	410 mm	510 mm				
360 mm	1544783	<input type="checkbox"/>	1544784	<input type="checkbox"/>		330mm - 380mm	
410 mm	1544785	<input type="checkbox"/>	1515727	<input type="checkbox"/>	1515728	<input type="checkbox"/>	380mm - 430mm
430 mm	1544786	<input type="checkbox"/>	1515729	<input type="checkbox"/>	1515730	<input type="checkbox"/>	410mm - 460mm
460 mm	1544787	<input type="checkbox"/>	1515731	<input type="checkbox"/>	1515732	<input type="checkbox"/>	430mm - 480mm
510 mm	1544788	<input type="checkbox"/>	1518131	<input type="checkbox"/>	1518132	<input type="checkbox"/>	480mm - 530mm

(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.  
(2) Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.




MatrX Posture Back Deep: Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem - zonder bevestiging							
Diepte van het rugsysteem: 180 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg							
Breedte v/h rugsysteem (A) <sup>(2)</sup>	Hoogte van het rugsysteem (D)			Voor stoelen met een zitbreedte van: <sup>(1)</sup>			
	310 mm	410 mm	510 mm				
360 mm	1545001	<input type="checkbox"/>	1545002	<input type="checkbox"/>		330mm - 380mm	
410 mm	1545003	<input type="checkbox"/>	1545058	<input type="checkbox"/>	1545059	<input type="checkbox"/>	380mm - 430mm
430 mm	1545060	<input type="checkbox"/>	1545061	<input type="checkbox"/>	1545062	<input type="checkbox"/>	410mm - 460mm
460 mm	1545063	<input type="checkbox"/>	1545064	<input type="checkbox"/>	1545065	<input type="checkbox"/>	430mm - 480mm
510 mm	1545066	<input type="checkbox"/>	1545067	<input type="checkbox"/>	1545068	<input type="checkbox"/>	480mm - 530mm

(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.  
(2) Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.



MatrX Posture Back Max: bevestiging inclusief					
Diepte van het rugsysteem: 130 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 227 kg					
Breedte v/h rugsysteem (A) <sup>(2)</sup>	Hoogte van het rugsysteem (D)		Voor stoelen met een zitbreedte van: <sup>(1)</sup>		
	310 mm	410 mm			
510 mm	1544538	<input type="checkbox"/>	1544657	<input type="checkbox"/>	510mm - 530mm
560 mm	1544658	<input type="checkbox"/>	1544659	<input type="checkbox"/>	560mm - 590mm
610 mm	1544660	<input type="checkbox"/>	1544661	<input type="checkbox"/>	610mm - 640mm



MatrX Posture Back Deep Max: bevestiging inclusief					
Diepte van het rugsysteem: 130 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 227 kg					
Breedte v/h rugsysteem (A) <sup>(2)</sup>	Hoogte van het rugsysteem (D)		Voor stoelen met een zitbreedte van: <sup>(1)</sup>		
	310 mm	410 mm			
510 mm	1543486	<input type="checkbox"/>	1543487	<input type="checkbox"/>	510mm - 530mm
560 mm	1543488	<input type="checkbox"/>	1543489	<input type="checkbox"/>	560mm - 590mm
610 mm	1543490	<input type="checkbox"/>	1543491	<input type="checkbox"/>	610mm - 640mm



CODE		OMSCHRIJVING	Aantal	Publieke prijs in € 6% BTW inbegrepen
<b>Stap 3 : Kies het bevestigingssysteem</b>				
<b>Bevestigingen voor MatrX rugsysteem</b>				
<b>Voor Posture Back (Deep)</b>				
1545275	<input type="checkbox"/>	Standaard bevestigingssysteem voor rugsysteem Posture Back, per paar (voor rugbuizen van 17 tot 30 mm diameter)		240,00
1545278	<input type="checkbox"/>	Bevestigingssysteem Split voor Posture Back, per paar (aanbevolen voor montage op een stoel met vaste rugbuizen) (voor rugbuizen van 17 tot 30 mm diameter)		240,00
<b>Voor Max rugsysteem</b>				
1544776	<input type="checkbox"/>	Standaard versterkt bevestigingssysteem voor rugsysteem Max, per paar		480,00
<b>Voor MX2</b>				
1629027	<input type="checkbox"/>	Vaste bevestiging carbon MX2		290,00
1629028	<input type="checkbox"/>	Quick release bevestiging carbon MX2		310,00



Stap 4 : Kies de accessoires

Accessoires voor MatrX rugsysteem

Laterale steun voor MatrX MAC

1634628	<input type="checkbox"/>	Laterale steun 90mm diepte, ambidexter, regelbaar in breedte en hoogte - per stuk		100,00	<b>NIEUW</b>
1634629	<input type="checkbox"/>	Laterale steun 150mm diepte, ambidexter, regelbaar in breedte en hoogte - per stuk		100,00	<b>NIEUW</b>
1634630	<input type="checkbox"/>	Laterale steun 230mm diepte, ambidexter, regelbaar in breedte en hoogte - per stuk		100,00	<b>NIEUW</b>

Rompsteun (enkel voor rugsysteem Elite)

1544800	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte L		220,00
1544852	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte L		220,00
1544853	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte M		220,00
1544854	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte M		220,00
1544855	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte S		220,00
1544856	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte S		220,00
1544857	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte XS		220,00
1544858	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte XS		220,00
1545684	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte L		220,00
1545685	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte L		220,00
1545686	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte M		220,00
1545687	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte M		220,00
1545688	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte S		220,00
1545689	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte S		220,00
1545690	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte XS		220,00
1545691	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte XS		220,00
1545167	<input type="checkbox"/>	Vaste rompsteun links - Grootte L		120,00
1545168	<input type="checkbox"/>	Vaste rompsteun rechts - Grootte L		120,00



CODE		OMSCHRIJVING	Aantal	Publieke prijs in € , 6% BTW inbegrepen
1545172	<input type="checkbox"/>	Vaste rompsteun links - Grootte S		120,00
1545225	<input type="checkbox"/>	Vaste rompsteun rechts - Grootte S		120,00
1545169	<input type="checkbox"/>	Vaste rompsteun links positie hoog of laag - Grootte L		120,00
1545170	<input type="checkbox"/>	Vaste rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte L		120,00



Elan Hoofdsteun voor Elite en Posture Back

Pad van de hoofdsteun

1603253	<input type="checkbox"/>	Standaard pad 14" - zwarte ademende stof		<b>205,00</b>
1603254	<input type="checkbox"/>	Standaard pad 10" - zwarte ademende stof		<b>205,00</b>
1603255	<input type="checkbox"/>	Standaard pad 6" - zwarte ademende stof		<b>205,00</b>
1603292	<input type="checkbox"/>	Standaard pad 14" - dartex stof		<b>205,00</b>
1603293	<input type="checkbox"/>	Standaard pad 10" - dartex stof		<b>205,00</b>
1603294	<input type="checkbox"/>	Standaard pad 6" - dartex stof		<b>205,00</b>
1603290	<input type="checkbox"/>	Occipitale pad 12" - zwarte ademende stof		<b>205,00</b>
1603291	<input type="checkbox"/>	Occipitale pad 9" - zwarte ademende stof		<b>205,00</b>
1603295	<input type="checkbox"/>	Occipitale pad 12" - dartex stof		<b>205,00</b>
1603296	<input type="checkbox"/>	Occipitale pad 9" - dartex stof		<b>205,00</b>
1626823	<input type="checkbox"/>	4-punts pad 11" - zwarte ademende stof		<b>400,00</b>
1626824	<input type="checkbox"/>	4-punts pad 11" - dartex stof		<b>400,00</b>



Multi-instelbare hardware hoofdsteun

1603250	<input type="checkbox"/>	Standaard hardware Elan, multi-instelbaar (380mm hoogte)		306,21
1603251	<input type="checkbox"/>	Hardware voor Elan Mini, multi-instelbaar (280mm hoogte)		306,21
1603252	<input type="checkbox"/>	Adapter voor bevestiging van hoofdsteun op Flex3 rug		71,45

Hoofdsteun bevestiging voor Elite en Posture Back

1544187	<input type="checkbox"/>	Bevestiging hoofdsteun voor breedte 460 tot 510mm van het rugsysteem		61,24
1544188	<input type="checkbox"/>	Bevestiging hoofdsteun voor breedte 330 tot 430mm van het rugsysteem		61,24
1544189	<input type="checkbox"/>	Bevestiging hoofdsteun voor breedte 310 mm van het rugsysteem		61,24



Accessoires

1632756	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteunbevestiging voor Elite E2		50,00
SP1581931	<input type="checkbox"/>	Universele bevestiging voor hoofdsteun		61,24
1446010	<input type="checkbox"/>	Bevestiging voor Invacare hoofdsteun op MatrX		40,00

Andere accessoires (voor alle rugsystemen MatrX)

1544237	<input type="checkbox"/>	Kit met 4 verlengde installatiepinnen(+50 mm) - Geleverd met gereedschap		61,24
1551799	<input type="checkbox"/>	Privacy flap - Grootte XS (260 x 410 mm)		70,43
1551800	<input type="checkbox"/>	Privacy flap - Grootte S (330 x 410 mm)		70,43
1551903	<input type="checkbox"/>	Privacy flap - Grootte M (380 x 410 mm)		70,43
1551904	<input type="checkbox"/>	Privacy flap - Grootte L (430 x 410 mm)		70,43
1580358	<input type="checkbox"/>	Bevestigingsstuk voor harnas op MatrX Posture Back		86,76
1580359	<input type="checkbox"/>	Bevestigingsstuk voor harnas op MatrX Elite		86,76

