

Yes, you can.®

Invacare NV

Invacare® MatrX Ruggen

Voorgevormd rugsysteem

matrx®
SCIENCE OF SEATING



- Garantie: 2 jaar

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen			
Stap 1 : Kies uw type van het rugsysteem					
Type rugsysteem (geleverd met een lumbale steun)					
☐	Rugsysteem in carbon MatrX MX2 - zonder bevestiging - diepte 80 mm - max gebruikersgewicht: 114 kg	700,00			
☐	Rugsysteem MatrX Mini - bevestiging incl. - diepte 60 mm - max gebruikersgewicht : 68 kg	700,00			
☐	Rugsysteem MatrX Elite E2 - met bevestiging - diepte 80 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	750,00			
☐	Rugsysteem MatrX Elite E2 Deep - met bevestiging - diepte 160 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	850,00			
☐	Rugsysteem MatrX MAC - schuimkussen - met bevestiging - zonder laterale steun - max gebruikersgewicht: 136 kg	550,00 NIEUW			
☐	Rugsysteem MatrX MAC - HUG kussen - met bevestiging - zonder laterale steun - max gebruikersgewicht: 136 kg	650,00 NIEUW			
☐	Rugsysteem MatrX Elite HD - zonder bevestiging - diepte 80 mm	1.300,00			
☐	Rugsysteem MatrX Elite Deep HD - zonder bevestiging - diepte 160 mm	1.350,00			
☐	Rugsysteem MatrX Posture Back - zonder bevestiging - diepte 130 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	532,04			
☐	Rugsysteem MatrX Posture Back Deep - zonder bevestiging - diepte 180 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	632,85			
☐	Rugsysteem MatrX Posture Back Max - bevestiging incl. - diepte 130 mm - max gebruikersgewicht: 227 kg	1.300,00			
☐	Rugsysteem MatrX Posture Back Deep Max - bevestiging incl. - diepte 180 mm - max gebruikersgewicht: 227 kg	1.350,00			
Stap 2 : Kies uw grootte van het rugsysteem					
MatrX MX2 carbon: Lumbale steun met zachte uitvoering - zonder bevestiging					
Diepte van het rugsysteem: 80 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 114 kg					
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)	Voor stoelen met een zitbreedte van:			
150 mm	230 mm	310 mm	410 mm		
360 mm	1629002 ☐	1629003 ☐	1629004 ☐	1629005 ☐	360mm - 380mm
380 mm	1629006 ☐	1629007 ☐	1629008 ☐	1629009 ☐	380mm - 410mm
410 mm	1629010 ☐	1629011 ☐	1629012 ☐	1629013 ☐	410mm - 430mm
430 mm	1629014 ☐	1629015 ☐	1629016 ☐	1629017 ☐	430mm - 460mm
460 mm	1629018 ☐	1629019 ☐	1629020 ☐	1629021 ☐	460mm - 480mm
(2) Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen					
MatrX Mini: bevestigingen inclusief					
Diepte van het rugsysteem: 60 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 68 kg					
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)	Voor stoelen met een zitbreedte van:			
180 mm	260 mm	310 mm	360 mm		
260 mm	1626804 ☐	1626805 ☐	1626806 ☐		250mm - 270mm
280 mm	1626807 ☐	1626808 ☐	1626809 ☐		280mm - 300mm
310 mm	1626810 ☐	1626811 ☐	1626812 ☐	1626813 ☐	300mm - 320mm
330 mm	1626814 ☐	1626815 ☐	1626816 ☐	1626817 ☐	330mm - 360mm
360 mm	1626818 ☐	1626819 ☐	1626820 ☐	1626821 ☐	360mm - 380mm
(2) Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen					



MatrX Elite E2 : Lumbale steun in harde uitvoering - met bevestiging

Diepte van het rugsysteem: 80 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte rug (A) ⁽²⁾⁽³⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)														Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾		
	160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm			510 mm	
360 mm	1632513	☐	1632514	☐	1632515	☐	1632516	☐	1632517	☐	1632518	☐	1632519	☐	1632520	☐	360mm - 380mm
380 mm	1632521	☐	1632522	☐	1632523	☐	1632524	☐	1632525	☐	1632526	☐	1632527	☐	1632528	☐	380mm - 410mm
410 mm	1632529	☐	1632530	☐	1632531	☐	1632532	☐	1632533	☐	1632534	☐	1632535	☐	1632536	☐	410mm - 430mm
430 mm	1632537	☐	1632538	☐	1632539	☐	1632540	☐	1632541	☐	1632542	☐	1632543	☐	1632544	☐	430mm - 460mm
460 mm	1632545	☐	1632546	☐	1632547	☐	1632548	☐	1632549	☐	1632550	☐	1632551	☐	1632552	☐	460mm - 480mm
480 mm	1632553	☐	1632554	☐	1632555	☐	1632556	☐	1632557	☐	1632558	☐	1632559	☐	1632560	☐	480mm - 510mm
510 mm	1632561	☐	1632562	☐	1632563	☐	1632564	☐	1632565	☐	1632566	☐	1632567	☐	1632568	☐	510mm - 530mm

(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.

(2) Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.

(3) wij raden aan een rugsysteem te kiezen die 20mm groter in het geval u kiest voor een rompsteun.

MatrX Elite E2 Deep: Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op de lumbale harde steun - met bevestiging

Diepte van het rugsysteem: 160 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte van het rugsysteem: 160 mm (E) max gebruikersgewicht: 150 kg																	
Breedte rug (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)														Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾		
	160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm			510 mm	
360 mm	1632634	☐	1632635	☐	1632636	☐	1632637	☐	1632638	☐	1632639	☐	1632640	☐	1632641	☐	360mm - 380mm
380 mm	1632642	☐	1632643	☐	1632644	☐	1632645	☐	1632646	☐	1632647	☐	1632648	☐	1632649	☐	380mm - 410mm
410 mm	1632650	☐	1632651	☐	1632652	☐	1632653	☐	1632654	☐	1632655	☐	1632656	☐	1632657	☐	410mm - 430mm
430 mm	1632658	☐	1632659	☐	1632660	☐	1632661	☐	1632662	☐	1632663	☐	1632664	☐	1632665	☐	430mm - 460mm
460 mm	1632666	☐	1632667	☐	1632668	☐	1632669	☐	1632670	☐	1632671	☐	1632672	☐	1632673	☐	460mm - 480mm
480 mm	1632674	☐	1632675	☐	1632676	☐	1632677	☐	1632678	☐	1632679	☐	1632769	☐	1632770	☐	480mm - 510mm
510 mm	1632771	☐	1632772	☐	1632773	☐	1632774	☐	1632775	☐	1632776	☐	1632777	☐	1632778	☐	510mm - 530mm

(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.

(2) Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.

MatrX MAC - schuimkussen: bevestigingen inclusief (zonder laterale steun)

Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte v/h rugsysteem (A)	Hoogte van het rugsysteem (D)				Voor stoelen met een zitbreedte van:
	410 mm	460 mm	510 mm	560 mm	
410 mm	1634608	☐	1634609	☐	385mm - 460mm
430 mm	1634612	☐	1634613	☐	405mm - 480mm
460 mm	1634616	☐	1634617	☐	435mm - 510mm
480 mm	1634620	☐	1634621	☐	455mm - 530mm
510 mm	1634624	☐	1634625	☐	485mm - 560mm

NIEUW



MatrX MAC - HUG kussen: bevestigingen inclusief (zonder laterale steun)

Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte v/h rugsysteem (A)	Hoogte van het rugsysteem (D)				Voor stoelen met een zitbreedte van:
	410 mm	460 mm	510 mm	560 mm	
410 mm	1634678	☐	1634679	☐	385mm - 460mm
430 mm	1634682	☐	1634683	☐	405mm - 480mm
460 mm	1634686	☐	1634687	☐	435mm - 510mm
480 mm	1634690	☐	1634691	☐	455mm - 530mm
510 mm	1634694	☐	1634695	☐	485mm - 560mm


NIEUW



MatrX Elite Max: bevestiging inclusief

Diepte van het rugsysteem: 80 mm (C)

Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)		Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾
	410 mm	510 mm	
530 mm	1628240	☐	530mm - 560mm
560 mm	1628242	☐	560mm - 590mm
580 mm	1628244	☐	580mm - 610mm
610 mm	1628246	☐	610mm - 640mm




MatrX Elite Deep Max: bevestiging inclusief			
Diepte van het rugsysteem: 160 mm (C)			
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)		Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾
	510 mm		
530 mm	1584177	☐	530mm - 560mm
560 mm	1584179	☐	560mm - 590mm
580 mm	1584181	☐	580mm - 610mm
610 mm	1583933	☐	610mm - 640mm



MatrX Posture Back: Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering - zonder bevestiging					
Diepte van het rugsysteem: 130 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg					
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)			Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾	
	310 mm	410 mm	510 mm		
360 mm	1544783 ☐	1544784 ☐		330mm - 380mm	
410 mm	1544785 ☐	1515727 ☐	1515728 ☐	380mm - 430mm	
430 mm	1544786 ☐	1515729 ☐	1515730 ☐	410mm - 460mm	
460 mm	1544787 ☐	1515731 ☐	1515732 ☐	430mm - 480mm	
510 mm	1544788 ☐	1518131 ☐	1518132 ☐	480mm - 530mm	

(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.
(2) Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.




MatrX Posture Back Deep: Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem - zonder bevestiging					
Diepte van het rugsysteem: 180 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg					
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)			Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾	
	310 mm	410 mm	510 mm		
360 mm	1545001 ☐	1545002 ☐		330mm - 380mm	
410 mm	1545003 ☐	1545058 ☐	1545059 ☐	380mm - 430mm	
430 mm	1545060 ☐	1545061 ☐	1545062 ☐	410mm - 460mm	
460 mm	1545063 ☐	1545064 ☐	1545065 ☐	430mm - 480mm	
510 mm	1545066 ☐	1545067 ☐	1545068 ☐	480mm - 530mm	

(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.
(2) Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.



MatrX Posture Back Max: bevestiging inclusief			
Diepte van het rugsysteem: 130 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 227 kg			
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)		Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾
	310 mm	410 mm	
510 mm	1544538 ☐	1544657 ☐	510mm - 530mm
560 mm	1544658 ☐	1544659 ☐	560mm - 590mm
610 mm	1544660 ☐	1544661 ☐	610mm - 640mm



MatrX Posture Back Deep Max: bevestiging inclusief			
Diepte van het rugsysteem: 130 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 227 kg			
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)		Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾
	310 mm	410 mm	
510 mm	1543486 ☐	1543487 ☐	510mm - 530mm
560 mm	1543488 ☐	1543489 ☐	560mm - 590mm
610 mm	1543490 ☐	1543491 ☐	610mm - 640mm



CODE		OMSCHRIJVING	Aantal	Publieke prijs in € ¹ , 6% BTW inbegrepen
Stap 3 : Kies het bevestigingssysteem				
Bevestigingen voor MatrX rugsysteem				
Voor Posture Back (Deep)				
1545275	☐	Standaard bevestigingssysteem voor rugsysteem Posture Back, per paar (voor rugbuizen van 17 tot 30 mm diameter)		240,00
1545278	☐	Bevestigingssysteem Split voor Posture Back, per paar (aanbevolen voor montage op een stoel met vaste rugbuizen) (voor rugbuizen van 17 tot 30 mm diameter)		240,00
Voor Max rugsysteem				
1544776	☐	Standaard versterkt bevestigingssysteem voor rugsysteem Max, per paar		480,00
Voor MX2				
1629027	☐	Vaste bevestiging carbon MX2		290,00
1629028	☐	Quick release bevestiging carbon MX2		310,00



Stap 4 : Kies de accessoires				
Accessoires voor MatrX rugsysteem				

Laterale steun voor Matrx MAC					
1634628	☐	Laterale steun 90mm diepte, ambidexter, regelbaar in breedte en hoogte - per stuk		100,00	NIEUW
1634629	☐	Laterale steun 150mm diepte, ambidexter, regelbaar in breedte en hoogte - per stuk		100,00	NIEUW
1634630	☐	Laterale steun 230mm diepte, ambidexter, regelbaar in breedte en hoogte - per stuk		100,00	NIEUW
Rompsteun (enkel voor rugsysteem Elite)					
1544800	☐	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte L		220,00	
1544852	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte L		220,00	
1544853	☐	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte M		220,00	
1544854	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte M		220,00	
1544855	☐	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte S		220,00	
1544856	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte S		220,00	
1544857	☐	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte XS		220,00	
1544858	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte XS		220,00	
1545684	☐	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte L		220,00	
1545685	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte L		220,00	
1545686	☐	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte M		220,00	
1545687	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte M		220,00	
1545688	☐	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte S		220,00	
1545689	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte S		220,00	
1545690	☐	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte XS		220,00	
1545691	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte XS		220,00	
1545167	☐	Vaste rompsteun links - Grootte L		120,00	
1545168	☐	Vaste rompsteun rechts - Grootte L		120,00	
CODE		OMSCHRIJVING	Aantal	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
1545172	☐	Vaste rompsteun links - Grootte S		120,00	
1545225	☐	Vaste rompsteun rechts - Grootte S		120,00	
1545169	☐	Vaste rompsteun links positie hoog of laag - Grootte L		120,00	
1545170	☐	Vaste rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte L		120,00	
Elan Hoofdsteun voor Elite en Posture Back					
Pad van de hoofdsteun					
1603253	☐	Standaard pad 14" - zwarte ademende stof		205,00	
1603254	☐	Standaard pad 10" - zwarte ademende stof		205,00	
1603255	☐	Standaard pad 6" - zwarte ademende stof		205,00	
1603292	☐	Standaard pad 14" - dartex stof		205,00	
1603293	☐	Standaard pad 10" - dartex stof		205,00	
1603294	☐	Standaard pad 6" - dartex stof		205,00	
1603290	☐	Occipitale pad 12" - zwarte ademende stof		205,00	
1603291	☐	Occipitale pad 9" - zwarte ademende stof		205,00	
1603295	☐	Occipitale pad 12" - dartex stof		205,00	
1603296	☐	Occipitale pad 9" - dartex stof		205,00	
1626823	☐	4-punts pad 11" - zwarte ademende stof		400,00	
1626824	☐	4-punts pad 11" - dartex stof		400,00	
Multi-instelbare hardware hoofdsteun					
1603250	☐	Standaard hardware Elan, multi-instelbaar (380mm hoogte)		306,21	
1603251	☐	Hardware voor Elan Mini, multi-instelbaar (280mm hoogte)		306,21	
1603252	☐	Adapter voor bevestiging van hoofdsteun op Flex3 rug		71,45	
Hoofdsteun bevestiging voor Elite en Posture Back					
1544187	☐	Bevestiging hoofdsteun voor breedte 460 tot 510mm van het rugsysteem		61,24	
1544188	☐	Bevestiging hoofdsteun voor breedte 330 tot 430mm van het rugsysteem		61,24	
1544189	☐	Bevestiging hoofdsteun voor breedte 310 mm van het rugsysteem		61,24	
Accessoires					
1632756	☐	Hoofdsteunbevestiging voor Elite E2		50,00	
SP1581931	☐	Universele bevestiging voor hoofdsteun		61,24	
1446010	☐	Bevestiging voor Invacare hoofdsteun op Matrx		40,00	
Andere accessoires (voor alle rugsystemen Matrx)					
1544237	☐	Kit met 4 verlengde installatiepinnen(+50 mm) - Geleverd met gereedschap		61,24	
1551799	☐	Privacy flap - Grootte XS (260 x 410 mm)		70,43	
1551800	☐	Privacy flap - Grootte S (330 x 410 mm)		70,43	
1551903	☐	Privacy flap - Grootte M (380 x 410 mm)		70,43	
1551904	☐	Privacy flap - Grootte L (430 x 410 mm)		70,43	
1580358	☐	Bevestigingsstuk voor harnas op Matrx Posture Back		86,76	
1580359	☐	Bevestigingsstuk voor harnas op Matrx Elite		86,76	