



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® **Matrx Ruggen**
Voorgevormd rugsysteem



- Garantie: 2 jaar


Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
Stap 1 : Kies uw type van het rugsysteem			
Type rugsysteem (geleverd met een lumbale steun)			
	☐	Rugsysteem in carbon Matrx MX2 - zonder bevestiging - diepte 80 mm - max gebruikersgewicht: 114 kg	700,00
	☐	Rugsysteem Matrx Mini - bevestiging incl. - diepte 60 mm - max gebruikersgewicht : 68 kg	700,00
	☐	Rugsysteem Matrx Elite E2 - met bevestiging - diepte 80 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	750,00
	☐	Rugsysteem Matrx Elite E2 Deep - met bevestiging - diepte 160 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	850,00
	☐	Rugsysteem Matrx MAC - schuimkussen - met bevestiging - zonder laterale steun - max gebruikersgewicht: 136 kg	532,04
	☐	Rugsysteem Matrx MAC - HUG kussen - met bevestiging - zonder laterale steun - max gebruikersgewicht: 136 kg	632,04
	☐	Rugsysteem Matrx Elite HD - zonder bevestiging - diepte 80 mm	1.300,00
	☐	Rugsysteem Matrx Elite Deep HD - zonder bevestiging - diepte 160 mm	1.350,00
	☐	Rugsysteem Matrx Posture Back - zonder bevestiging - diepte 130 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	532,04
	☐	Rugsysteem Matrx Posture Back Deep - zonder bevestiging - diepte 180 mm - max gebruikersgewicht: 136 kg	632,04
	☐	Rugsysteem Matrx Posture Back Max - bevestiging incl. - diepte 130 mm - max gebruikersgewicht: 227 kg	1.300,00
	☐	Rugsysteem Matrx Posture Back Deep Max - bevestiging incl. - diepte 180 mm - max gebruikersgewicht: 227 kg	1.350,00



Stap 2 : Kies uw grootte van het rugsysteem

Matrx MX2 carbon: Lumbale steun met zachte uitvoering - zonder bevestiging

Diepte van het rugsysteem: 80 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 114 kg

Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)							Voor stoelen met een zitbreedte van:
	150 mm		230 mm		310 mm		410 mm	
360 mm	1629002	☐	1629003	☐	1629004	☐	1629005	360mm - 380mm
380 mm	1629006	☐	1629007	☐	1629008	☐	1629009	380mm - 410mm
410 mm	1629010	☐	1629011	☐	1629012	☐	1629013	410mm - 430mm
430 mm	1629014	☐	1629015	☐	1629016	☐	1629017	430mm - 460mm
460 mm	1629018	☐	1629019	☐	1629020	☐	1629021	460mm - 480mm

(2)Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen



Matrx Mini: bevestigingen inclusief

Diepte van het rugsysteem: 60 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 68 kg

Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)							Voor stoelen met een zitbreedte van:
	180 mm		260 mm		310 mm		360 mm	
260 mm	1626804	☐	1626805	☐	1626806	☐		250mm - 270mm
280 mm	1626807	☐	1626808	☐	1626809	☐		280mm - 300mm
310 mm	1626810	☐	1626811	☐	1626812	☐	1626813	300mm - 320mm
330 mm	1626814	☐	1626815	☐	1626816	☐	1626817	330mm - 360mm
360 mm	1626818	☐	1626819	☐	1626820	☐	1626821	360mm - 380mm

(2)Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen



Matrx Elite E2 : Lumbale steun in harde uitvoering - met bevestiging

Diepte van het rugsysteem: 80 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte rug (A) ⁽²⁾⁽³⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)															Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾	
	160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm		510 mm		
360 mm	1632513	☐	1632514	☐	1632515	☐	1632516	☐	1632517	☐	1632518	☐	1632519	☐	1632520	☐	360mm - 380mm
380 mm	1632521	☐	1632522	☐	1632523	☐	1632524	☐	1632525	☐	1632526	☐	1632527	☐	1632528	☐	380mm - 410mm
410 mm	1632529	☐	1632530	☐	1632531	☐	1632532	☐	1632533	☐	1632534	☐	1632535	☐	1632536	☐	410mm - 430mm
430 mm	1632537	☐	1632538	☐	1632539	☐	1632540	☐	1632541	☐	1632542	☐	1632543	☐	1632544	☐	430mm - 460mm
460 mm	1632545	☐	1632546	☐	1632547	☐	1632548	☐	1632549	☐	1632550	☐	1632551	☐	1632552	☐	460mm - 480mm
480 mm	1632553	☐	1632554	☐	1632555	☐	1632556	☐	1632557	☐	1632558	☐	1632559	☐	1632560	☐	480mm - 510mm
510 mm	1632561	☐	1632562	☐	1632563	☐	1632564	☐	1632565	☐	1632566	☐	1632567	☐	1632568	☐	510mm - 530mm

(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.

(2) Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.

(3) wij raden aan een rugsysteem te kiezen die 20mm groter in het geval u kiest voor een rompsteun.

Matrx Elite E2 Deep: Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op de lumbale harde steun - met bevestiging

Diepte van het rugsysteem: 160 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte rug (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)															Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾	
	160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm		510 mm		
360 mm	1632634	☐	1632635	☐	1632636	☐	1632637	☐	1632638	☐	1632639	☐	1632640	☐	1632641	☐	360mm - 380mm
380 mm	1632642	☐	1632643	☐	1632644	☐	1632645	☐	1632646	☐	1632647	☐	1632648	☐	1632649	☐	380mm - 410mm
410 mm	1632650	☐	1632651	☐	1632652	☐	1632653	☐	1632654	☐	1632655	☐	1632656	☐	1632657	☐	410mm - 430mm
430 mm	1632658	☐	1632659	☐	1632660	☐	1632661	☐	1632662	☐	1632663	☐	1632664	☐	1632665	☐	430mm - 460mm
460 mm	1632666	☐	1632667	☐	1632668	☐	1632669	☐	1632670	☐	1632671	☐	1632672	☐	1632673	☐	460mm - 480mm
480 mm	1632674	☐	1632675	☐	1632676	☐	1632677	☐	1632678	☐	1632679	☐	1632769	☐	1632770	☐	480mm - 510mm
510 mm	1632771	☐	1632772	☐	1632773	☐	1632774	☐	1632775	☐	1632776	☐	1632777	☐	1632778	☐	510mm - 530mm

(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.

(2)Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.

Matrx MAC - schuimkussen: bevestigingen inclusief (zonder laterale steun)

Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte v/h rugsysteem (A)	Hoogte van het rugsysteem (D)							Voor stoelen met een zitbreedte van:	
	410 mm		460 mm		510 mm		560 mm		
410 mm	1634608	☐	1634609	☐	1634610	☐	1634611	☐	385mm - 460mm
430 mm	1634612	☐	1634613	☐	1634614	☐	1634615	☐	405mm - 480mm
460 mm	1634616	☐	1634617	☐	1634618	☐	1634619	☐	435mm - 510mm
480 mm	1634620	☐	1634621	☐	1634622	☐	1634623	☐	455mm - 530mm
510 mm	1634624	☐	1634625	☐	1634626	☐	1634627	☐	485mm - 560mm

NIEUW



Matrx MAC - HUG kussen: bevestigingen inclusief (zonder laterale steun)

Max gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte v/h rugsysteem (A)	Hoogte van het rugsysteem (D)							Voor stoelen met een zitbreedte van:	
	410 mm		460 mm		510 mm		560 mm		
410 mm	1634678	☐	1634679	☐	1634680	☐	1634681	☐	385mm - 460mm
430 mm	1634682	☐	1634683	☐	1634684	☐	1634685	☐	405mm - 480mm
460 mm	1634686	☐	1634687	☐	1634688	☐	1634689	☐	435mm - 510mm
480 mm	1634690	☐	1634691	☐	1634692	☐	1634693	☐	455mm - 530mm
510 mm	1634694	☐	1634695	☐	1634696	☐	1634697	☐	485mm - 560mm


NIEUW



Matrx Elite Max: bevestiging inclusief

Diepte van het rugsysteem: 80 mm (C)


Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)				Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾
	410 mm		510 mm		
530 mm	1628240	☐	1628241	☐	530mm - 560mm
560 mm	1628242	☐	1628243	☐	560mm - 590mm
580 mm	1628244	☐	1628245	☐	580mm - 610mm
610 mm	1628246	☐	1628247	☐	610mm - 640mm



Matrx Elite Deep Max: bevestiging inclusief				
Diepte van het rugsysteem: 160 mm (C)				
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)		Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾	
	510 mm			
530 mm	1584177	☐	530mm - 560mm	
560 mm	1584179	☐	560mm - 590mm	
580 mm	1584181	☐	580mm - 610mm	
610 mm	1583933	☐	610mm - 640mm	




Matrx Posture Back: Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering - zonder bevestiging						
Diepte van het rugsysteem: 130 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg						
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)					Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾
	310 mm	410 mm	510 mm			
360 mm	1544783	☐	1544784	☐		330mm - 380mm
410 mm	1544785	☐	1515727	☐	1515728	380mm - 430mm
430 mm	1544786	☐	1515729	☐	1515730	410mm - 460mm
460 mm	1544787	☐	1515731	☐	1515732	430mm - 480mm
510 mm	1544788	☐	1518131	☐	1518132	480mm - 530mm
(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.						
(2)Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.						



Matrx Posture Back Deep: Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem - zonder bevestiging						
Diepte van het rugsysteem: 180 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 136 kg						
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)					Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾
	310 mm	410 mm	510 mm			
360 mm	1545001	☐	1545002	☐		330mm - 380mm
410 mm	1545003	☐	1545058	☐	1545059	380mm - 430mm
430 mm	1545060	☐	1545061	☐	1545062	410mm - 460mm
460 mm	1545063	☐	1545064	☐	1545065	430mm - 480mm
510 mm	1545066	☐	1545067	☐	1545068	480mm - 530mm
(1) Door het gebruik van verlengde installatiepinnen (+50mm), zorgt u ervoor dat het rugsysteem kan bevestigd worden op een stoel met een zitbreedte die 25mm breder is.						
(2)Reële breedte geïnstalleerd met het rugkussen.						



Matrx Posture Back Max: bevestiging inclusief					
Diepte van het rugsysteem: 130 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 227 kg					
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)			Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾	
	310 mm	410 mm			
510 mm	1544538	☐	1544657	☐	510mm - 530mm
560 mm	1544658	☐	1544659	☐	560mm - 590mm
610 mm	1544660	☐	1544661	☐	610mm - 640mm



Matrx Posture Back Deep Max: bevestiging inclusief					
Diepte van het rugsysteem: 130 mm (C) - Max gebruikersgewicht: 227 kg					
Breedte v/h rugsysteem (A) ⁽²⁾	Hoogte van het rugsysteem (D)			Voor stoelen met een zitbreedte van: ⁽¹⁾	
	310 mm	410 mm			
510 mm	1543486	☐	1543487	☐	510mm - 530mm
560 mm	1543488	☐	1543489	☐	560mm - 590mm
610 mm	1543490	☐	1543491	☐	610mm - 640mm



CODE		OMSCHRIJVING	Aantal	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
Stap 3 : Kies het bevestigingssysteem				
Bevestigingen voor Matrx rugsysteem				
Voor Posture Back (Deep)				
1545275	☐	Standaard bevestigingssysteem voor rugsysteem Posture Back, per paar (voor rugbuizen van 17 tot 30 mm diameter)		240,00
1545278	☐	Bevestigingssysteem Split voor Posture Back, per paar (aanbevolen voor montage op een stoel met vaste rugbuizen) (voor rugbuizen van 17 tot 30 mm diameter)		240,00
Voor Max rugsysteem				
1544776	☐	Standaard versterkt bevestigingssysteem voor rugsysteem Max, per paar		480,00
Voor MX2				
1629027	☐	Vaste bevestiging carbon MX2		290,00
1629028	☐	Quick release bevestiging carbon MX2		310,00
Stap 4 : Kies de accessoires				



Accessoires voor Matrix rugsysteem				
Laterale steun voor Matrix MAC				
1634628	☐	Laterale steun 90mm diepte, ambidexter, regelbaar in breedte en hoogte - per stuk		118,73
1634629	☐	Laterale steun 150mm diepte, ambidexter, regelbaar in breedte en hoogte - per stuk		118,73
1634630	☐	Laterale steun 230mm diepte, ambidexter, regelbaar in breedte en hoogte - per stuk		118,73
Rompsteun (enkel voor rugsysteem Elite)				
1544800	☐	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte L		220,00
1544852	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte L		220,00
1544853	☐	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte M		220,00
1544854	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte M		220,00
1544855	☐	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte S		220,00
1544856	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte S		220,00
1544857	☐	Wegzwenkbare rompsteun links positie hoog of laag - Grootte XS		220,00
1544858	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte XS		220,00
1545684	☐	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte L		220,00
1545685	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte L		220,00
1545686	☐	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte M		220,00
1545687	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte M		220,00
1545688	☐	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte S		220,00
1545689	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte S		220,00
1545690	☐	Wegzwenkbare rompsteun links - Grootte XS		220,00
1545691	☐	Wegzwenkbare rompsteun rechts - Grootte XS		220,00
1545167	☐	Vaste rompsteun links - Grootte L		120,00
1545168	☐	Vaste rompsteun rechts - Grootte L		120,00
CODE		OMSCHRIJVING	Aantal	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
1545172	☐	Vaste rompsteun links - Grootte S		120,00
1545225	☐	Vaste rompsteun rechts - Grootte S		120,00
1545169	☐	Vaste rompsteun links positie hoog of laag - Grootte L		120,00
1545170	☐	Vaste rompsteun rechts positie hoog of laag - Grootte L		120,00
Elan Hoofdsteun voor Elite en Posture Back				
Pad van de hoofdsteun				
1603253	☐	Standaard pad 14" - zwarte ademende stof		205,00
1603254	☐	Standaard pad 10" - zwarte ademende stof		205,00
1603255	☐	Standaard pad 6" - zwarte ademende stof		205,00
1603292	☐	Standaard pad 14" - dartex stof		205,00
1603293	☐	Standaard pad 10" - dartex stof		205,00
1603294	☐	Standaard pad 6" - dartex stof		205,00
1603290	☐	Occipitale pad 12" - zwarte ademende stof		205,00
1603291	☐	Occipitale pad 9" - zwarte ademende stof		205,00
1603295	☐	Occipitale pad 12" - dartex stof		205,00
1603296	☐	Occipitale pad 9" - dartex stof		205,00
1626823	☐	4-punts pad 11" - zwarte ademende stof		400,00
1626824	☐	4-punts pad 11" - dartex stof		400,00
Multi-instelbare hardware hoofdsteun				
1603250	☐	Standaard hardware Elan, multi-instelbaar (380mm hoogte)		306,21
1603251	☐	Hardware voor Elan Mini, multi-instelbaar (280mm hoogte)		306,21
1603252	☐	Adapter voor bevestiging van hoofdsteun op Flex3 rug		71,45
Hoofdsteun bevestiging voor Elite en Posture Back				
1544187	☐	Bevestiging hoofdsteun voor breedte 460 tot 510mm van het rugsysteem		61,24
1544188	☐	Bevestiging hoofdsteun voor breedte 330 tot 430mm van het rugsysteem		61,24
1544189	☐	Bevestiging hoofdsteun voor breedte 310 mm van het rugsysteem		61,24
Accessoires				
1632756	☐	Hoofdsteunbevestiging voor Elite E2		50,00
SP1581931	☐	Universele bevestiging voor hoofdsteun		61,24
1446010	☐	Bevestiging voor DHCare hoofdsteun op Matrix		40,00
Andere accessoires (voor alle rugsystemen Matrix)				
1544237	☐	Kit met 4 verlengde installatiepinnen(+50 mm) - Geleverd met gereedschap		61,24
1551799	☐	Privacy flap - Grootte XS (260 x 410 mm)		70,43
1551800	☐	Privacy flap - Grootte S (330 x 410 mm)		70,43
1551903	☐	Privacy flap - Grootte M (380 x 410 mm)		70,43
1551904	☐	Privacy flap - Grootte L (430 x 410 mm)		70,43
1580358	☐	Bevestigingsstuk voor harnas op Matrix Posture Back		86,76
1580359	☐	Bevestigingsstuk voor harnas op Matrix Elite		86,76

