

# NY RAMMEAVTALE FOR MANUELLE RULLESTOLER OG DRIVAGGREGAT FRA 1. MARS 2024

Se våre  
**prisforhandlede**  
produkter

På avtale  
med NAV





# e-motion M25 DuoDrive

På avtale  
med NAV

NYHET!

Rangert som **nummer 1**  
i delkontrakt 16.

**Hastighet:** 0-6 km/t

**Rekkevidde:** 25 km (15 km i cruisemodus)

**Maksimal brukervekt:** 150 kg

*Lithium-ion-batteri og -teknologi –  
godkjent for flytransport*



alber

## Kort om produktet:

- Brukerstyrt hjelpemotor til manuelle rullestoler der hjelpemotorene er diskret integrert i drivhjulene.
- Den praktiske kontrollenheten gir deg mulighet til å veksle mellom to ulike kjøreprofiler samt **cruisekontroll** – der du kun trenger å berøre drivringene for å styre. E-motion M25 DuoDrive gjør resten!
- Hjelpemotoren gjør det lettere å bevege seg over lengre distanser, ta fatt på de bratte bakkene og den hjelper også til med nedbremsing i nedoverbakkene.
- De kraftfulle og kompakte hjelpemotorene gjør at den manuelle rullestolen enkelt kan manøvreres med et absolutt minimum av krefter. Dette gjør at e-motion M25 DuoDrive er svært skånsom mot muskler og ledd, og forhindrer overbelastning – samtidig som den bidrar til økt mobilitet og sirkulasjon.
- Hjelpemotorene kan også programmeres individuelt (H/V), for eksempel ved redusert armstyrke på den ene siden.

### Art-nr:

1594446-J

### HMS-nr:

321210

### Beskrivelse:

e-motion M25 drivhjul i **22"**, drivringer i rustfritt stål, kontrollenhet, batterilader og Jack Up tippesikringer

1594428-J

321211

e-motion M25 drivhjul i **24"**, drivringer i rustfritt stål, kontrollenhet, batterilader og Jack Up tippesikringer

1594436-J

321212

e-motion M25 drivhjul i **25"**, drivringer i rustfritt stål, kontrollenhet, batterilader og Jack Up tippesikringer

# e-fix E35/36

På avtale  
med NAV

## Rangert som **nummer 1** i delkontrakt 17

**Hastighet:** 0-6 km/t

**Rekkevidde:** Opptil 16 km

**Maksimal brukervekt:** 120 kg (E35),  
160 kg (E36).

*Lithium-ion-batteri og -teknologi –  
godkjent for flytransport*



alber

## Kort om produktet:

- Brukerstyrt hjelpemotor til manuelle rullestoler der hjelpemotorene er diskret integrert i drivhjulene. Ledsagerstyring er tilgjengelig som tilbehør.
- Kan enkelt monteres på de aller fleste manuelle rullestoler
- Smart og praktisk hjelpemotor med liten svingradius - ideell for både innendørs og utendørs bruk
- Drivhjulene kan enkelt frikobles slik at rullestolen kan kjøres manuelt ved behov. Null friksjon gir samme rulleegenskaper som vanlige hjul.
- Lav vekt på hver enkelt komponent gjør e-fix enkel å håndtere og demontere - noe som gjør den svært transportvennlig
- Praktisk og intuitiv styreboks med joystick (monteres som standard på høyre side)

Art-nr:	HMS-nr:	Beskrivelse:
1566293-J	321208	<b>e-fix E35 drivhjul i 24"</b> , styreboks (montert på høyre side), batteripakke, batteriholder, batterilader og Jack Up-tippesikringer
1566303-J	321209	<b>e-fix E36 drivhjul i 24"</b> , styreboks (montert på høyre side), batteripakke, batteriholder, batterilader og Jack Up-tippesikringer
1566295-J	321207	<b>e-fix E35 drivhjul i 22"</b> , styreboks (montert på høyre side), batteripakke, batteriholder, batterilader og Jack Up-tippesikringer

# e-pilot P15

På avtale  
med NAV

NYHET!



alber

Rangert som **nummer 1**  
i delkontrakt 20.

**Hastighet:** 0-10 km/t

**Rekkevidde:** Opptil 50 km

**Maksimal brukervekt:** 100 kg

*Lithium-ion-batteri og -teknologi –  
godkjent batteri for flytransport kan  
fås som **tilbehør***



## Kort om produktet:

- Brukerstyrt hjelpemotor for den aktive brukeren
- Kobles raskt og enkelt av og på foran den manuelle rullestolen
- Den perfekte kombinasjon av sporty, elegant og ergonomisk – optimal til og fra jobb, byturer eller turer ut i mer ulendt terreng
- Moderne, stilrent design med integrert batteri, skjulte kabler, multifunksjonell fargeskjerm, kraftig fronthjul, lydløse motorer og kraftige hydrauliske skivebremseser.

**Art-nr:**

1592322-L

**HMS-nr:**

321213

**Beskrivelse:**

**e-pilot P15** drivenhet m/ vektlodd for bedre grep, standard frontlys, batteri, lader og multifunksjonelt display. Drivenheten leveres med hvite deksler som standard.

# viaGo V24

På avtale  
med NAV

NYHET!

## Rangert som nummer 1 i delkontrakt 21

**Hastighet:** 0-6 km/t

**Rekkevidde:** 12 km (avhengig av  
brukers vekt, terreng og temperatur)

**Maksimal brukervekt:** 150 kg

*Lithium-ion-batteri og -teknologi –  
godkjent for flytransport*



alber

## Kort om produktet:

- Ledsagerstyrt hjelpemotor til manuelle rullestoler
- Kobles raskt og enkelt av og på bak den manuelle rullestolen
- ViaGo V24 kan til og med bli sittende på rullestolen når den slås sammen
- Praktisk og kompakt hjelpemotor som gir ledsager hjelp til å dytte rullestolen fremover
- Kompakte dimensjoner og lav egenvekt (kun 6 kg!) gjør viaGo svært hendig og enkel å håndtere
- Intuitiv kontrollenhet med store og tydelige knapper gjør viaGo enkel å manøvrere for ledsager

**Art-nr:**      **HMS-nr:**      **Beskrivelse:**

1595002

321214

**viaGo V24** kjøreenhet, håndkontroll og lader

# viamobil V25

På avtale  
med NAV



Rangert som **nummer 3**  
i delkontrakt 21.

**Hastighet:** 0-5,5 km/t

**Rekkevidde:** 20 km

**Maksimal brukervekt:** 160 kg

*Lithium-ion-batteri og -teknologi –  
godkjent for flytransport*



## Kort om produktet:

- Ledsagerstyrt hjelpemotor til manuelle rullestoler
- Kan enkelt monteres på de aller fleste manuelle rullestoler
- Den kraftige motoren mestrer stigninger og oppoverbakker opptil 18 % - uten fysiske anstrengelser for ledsager
- Viamobil V25 hjelper til med kjøring fremover, rygging og oppbremsing i nedoverbakke
- Integrert fjæringssystem gir godt grep, mens det punkteringsfrie dekket gjør turen bekymringsfri
- Kan raskt og enkelt demonteres i små komponenter for enklere håndtering og transport

**Art-nr:**

1521003

**HMS-nr:**

176396

**Beskrivelse:**

**viamobil V25** kjøreenhet inkl. batteri, batterilader og standard håndkontroll .

# Sammenlign de ulike drivaggregatene

Hva er egentlig likhetene og forskjellene mellom de ulike drivaggregatene fra Alber? Og hvem er egnet målgruppe? Finn svarene i denne oversikten.



NYHET!

På anbud med NAV

Alber e-motion M25 DuoDrive hjelpemotor

[Les mer >](#)



På anbud med NAV

Alber e-fix E35/36 hjelpemotor

[Les mer >](#)

Voksen bruker	✓	✓
Høy brukervekt (bariatri)	-	✓
Kan brukes av barn (under 10 år)	✓ (tilgjengelig i 22")	✓
Innendørs bruk	✓	✓
Utendørs bruk	✓	✓
Brukerstyrt	✓	✓
Ledsagerstyrt	-	-
Både brukerstyrt og ledsagerstyrt	-	✓
Maksimal brukervekt	150 kg	E35: 120 kg E36: 160 kg.
Batterikapasitet	36.5 V / 6.8 Ah	36 V / 6 Ah
Motorkapasitet	2 x 80 W	E35: 2 x 110 W, E36: 2 x 150 W
Batteritype	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Fart	0-8.5 km/t	0.5 - 6 km/t
Rekkevidde	25 km (15 km med cruisekontroll)	16 km
Total vekt	15.6 kg (7.8 kg. pr. hjul + kontrollenhet)	E35: 18.9 kg, E36: 19.3 kg
Tilgjengelige hjulstørrelser	22, 24 og 25 "	E35: 22", 24" E36: 24"
Vekt per hjul	7.8 kg	E35: 7.8 kg, E36: 8 kg
Vekt batteri	Integrert i hjulet	2.0 kg
Garanti	24 måneder	24 måneder
Kan tas med på fly	✓	✓
Tilfredsstillende ISO	Ja	Ja

Anbefalt i kombinasjon med rullestol fra Invacare

[Compact 2.0](#)  
[K-serie](#)

[Compact 2.0](#)



**NYHET!**

På anbud med NAV

Alber e-pilot P15  
hjelpemotor[Les mer >](#)

På anbud med NAV

Alber viamobil V25  
hjelpemotor[Les mer >](#)**NYHET!**

På anbud med NAV

Alber viaGo V24  
hjelpemotor[Les mer >](#)Alber SMOOV  
hjelpemotor[Les mer >](#)

✓	✓	✓	✓
-	✓	-	-
-	-	-	-
-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	-	-	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
100 kg	160 kg	150 kg	140 kg
36 V / 13.8 Ah	36V / 6.6 Ah	36 V / 4.5 Ah	36 V / 6.2 Ah
250 W	150 W	250 W	250 W
Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
0.5 - 10 km/t	0-5,5 km/t	0-6 km/t	0 - 10 km/t
50 km	20 km	12 km	20 km
18.4 kg	13,5 kg	6 kg	7.2 kg
16"	9"	5"	6"
15.5 kg	-	-	7.2 kg
3.4 kg	2.3 kg	Integrert i drivenheten	Integrert
24 Måneder	24 Måneder	24 måneder	24 Måneder
Godkjent batteri for flytransport kan fås som tilbehør	✓	✓	✓
Ja	Ja	Ja	Ja
<a href="#">Compact 2.0 K-serie</a>	<a href="#">Compact 2.0 Rea Azalea</a>	<a href="#">Compact 2.0</a>	<a href="#">Compact 2.0 K-serie</a>

# Küschall Compact 2.0 FF (Fast front)

På avtale  
med NAV



## Rangert som **nummer 3** i delkontrakt 4

Sammenleggbar aktiv kryssrammestol m/ fast front. Hydroformet ramme med ergonomisk grep som letter forflytning og reposisjonering.

**Totalvekt** sb42 x sd40 cm: 12.9 kg.  
**Maksimal brukervekt:** 130 kg.

## Kort om produktet (standardkonfigurasjon):

- Nedfellbar, vinkeljusterbar rygg med velcrobånd - **NYHET!**
- Nedfellbare kjørehåndtak - **NYHET!**
- Setetrek med godt velcrofeste til ulike sitteputer - **NYHET!** (Merk: Leveres uten sittepute)
- 70° fast front
- Flip-up fotplate i karbon
- Svart klesbeskytter
- 5" everyday svinghjul - **NYHET!**
- 24" High Performance drivhjul med Maxxis Lite luftdekk og alu drivringer - **NYHET!**
- 3° camber
- Push-bremser
- Tippetrikker, innsvingbare med hånd eller fot

Küschall Compact FF (fast front) er prisforhandlet i 80 ulike størrelser. For fullstendig oversikt over tilgjengelige størrelser, artikkelnumre, HMS-numre og tekniske data, se produktets egen produktside og brosjyre på [invacare.no](http://invacare.no).

# Küschall Compact 2.0 SA (Swing away)

På avtale  
med NAV



## Rangert som **nummer 3** i delkontrakt 5

Sammenleggbar aktiv kryssrammestol med utsvingbare benstøtter. Hydroformet ramme med ergonomisk grep som letter forflytning og reposisjonering.

**Totalvekt** sb42 x sd40 cm: ca 14 kg  
**Maksimal brukervekt:** 130 kg.

## Kort om produktet (standardkonfigurasjon):

- Nedfellbar, vinkeljusterbar rygg med velcrobånd - **NYHET!**
- Nedfellbare kjørehåndtak - **NYHET!**
- Setetrekk med godt velcrofeste til ulike sitteputer - **NYHET!** (Merk: Leveres uten sittepute)
- 70° utsvingbare benstøtter
- Flip-up fotplater
- Kort armlen med svart klesbeskytter
- 5" everyday svinghjul - **NYHET!**
- 24" High Performance drivhjul med Maxxis Lite luftdekk og alu drivringer - **NYHET!**
- 3° camber
- Pull-bremser - **NYHET!**
- Tipplesikringer, innsvingbare med hånd eller fot

Küschall Compact SA (swing away) er prisforhandlet i 80 ulike størrelser. For fullstendig oversikt over tilgjengelige størrelser, artikkelnumre, HMS-numre og tekniske data, se produktets egen produktside og brosjyre på [invacare.no](http://invacare.no).

# Ønsker du mer detaljert informasjon om våre drivaggregat og manuelle rullestoler på avtale med NAV?

Scann QR-kode for vår **Alber-katalog**:



Scann QR-kode for vår **Küschall Compact 2.0-brosjyre**:



Eller les mer på produktenes egne produktsider på [invacare.no](https://www.invacare.no).



Yes, you can.