

Invacare **Extenso D100, D100PLUS, D110, D110PLUS**



Com ajuda destas pinças recoletoras com a extremidade com grampos ou íman, pode apanhar todo o tipo de objetos, quer esteja de pé ou sentado.

Os modelos **D100PLUS** e **D110PLUS** caracterizam-se por serem antideslizantes.

- Extremo curvo para recolher pequenos objetos
- Pequeno íman nos extremos para recolher objetos metálicos

Peças

- ❶ Íman D100-00001

Invacare **Ambio C426AB**




Com um assento confortável e ligeiramente inclinado, esta cadeira alta permite-lhe sentar e levantar sem fadiga.

- Altura regulável
- Assento e encosto almofadados

Peças

- ❶ Assento 426011
- ❷ Ponteira 426012
- ❸ Anel de regulação UNIV-00008
- ❹ Clip 426013

Invacare **Dune C333-1**



Anatómica, a combinação de espuma e a repartição do gel na parte de trás proporciona-lhe um grande conforto e diminui o risco de escaras.

- Leve, funda com abas para facilitar transferências
- 3 medidas

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	D100 e D100PLUS	D110 e D110PLUS	C426AB	C333-1
Peso (kg)	0,3	0,2	7	3
Peso máx utilizador (kg)			100	100
Garantia (anos)	2	2	2	2

Invacare® | **Produtos de apoio para outras atividades da vida diária**

Trusted Solutions,
Passionate People

