

Liste des produits *Invacare*® utilisables dans un véhicule équipé d'un système d'arrimage homologué (*crash-testés*)

Voici la liste des produits *Invacare* conformes à la norme ISO 7176-19 :

Fauteuil Roulant Manuel	Fauteuil Roulant Actif	Fauteuil Roulant Confort & Positionnement	Fauteuil Roulant Electrique
<i>Invacare</i> ® Action ® ⁵ et Action ® ⁵ Rigid	<i>Küschall</i> ® K-Series 2.0	<i>Rea</i> ® Clematis ® Pro	<i>Aviva</i> ® RX20 , <i>Aviva</i> ® RX40
<i>Invacare</i> ® Action ® ⁴ _{NG}	<i>Küschall</i> ® Compact 2.0	<i>Rea</i> ® Dahlia ®	<i>Invacare</i> ® TDX ® SP2
<i>Invacare</i> ® Action ® ³ _{NG} Rocking Chair	<i>Küschall</i> ® Compact Attract	<i>Rea</i> ® Azalea ® Family	<i>Invacare</i> ® TDX ® SP2 NB
<i>Invacare</i> ® Action ® ³ _{NG} , Action ® ³ _{NG} Light & Action ® ³ _{NG} Light Xtra			<i>Invacare</i> ® Storm4 ® Family
<i>Invacare</i> ® Action ® ³ Junior			<i>Invacare</i> ® Esprit Action
<i>Invacare</i> ® Action ® ² _{NG} <i>Invacare</i> ® Action ® ² _{NG} Transit Lite			
<i>Invacare</i> ® Action ® Ampla			

Important : Pour pouvoir utiliser votre fauteuil comme siège dans un véhicule n'oubliez pas de l'équiper de l'option accroche taxi ou de vérifier si cette fonction est en standard sur le produit. Cette option/fonction est accompagnée de pictogramme de ce type sur le fauteuil :



Qu'est-ce que la norme ISO 7176-19 ?

L'ISO 7176-19 est la norme de référence qui s'applique à tous les fauteuils roulants, manuels et électriques, qui, en plus de leur fonction principale de dispositifs de mobilité montés sur roues, peuvent également être utilisés comme sièges face à la route dans les véhicules à moteur par les enfants et adultes ayant une masse corporelle supérieure ou égale à 22 kg. L'ISO 7176-19 définit les exigences de conception et de performance des fauteuils roulants et les méthodes d'essai associées, ainsi que les exigences relatives à l'étiquetage du fauteuil roulant, la documentation publicitaire, les instructions d'utilisation et les avertissements destinés aux utilisateurs.

Voici également la liste des produits compatibles avec la station d'arrimage **DAHL** qui permet la conduite automobile ou le transport passif dans un véhicule en toute sécurité :

- ✓ *Invacare*® **Storm4**®
Family
- ✓ *Invacare*® **TDX**®**SP2**
- ✓ *Aviva*® **RX**
- ✓ *Invacare*® **TDX**®**SP2 NB**



Suivez-nous !

