

ELDRIVEN RULLSTOL

AVIVA RX Modulite



Enastående bakhjulsdriven elrullstol
med det anpassningsbara och bekväma sittsystemet Modulite



| AVIVA RX Modulite

För en trygg och bekväm användning.

Design. Teknologi. Prestanda.

Utforska **AVIVA** RX. En högpresterande bakhjulsdriven elrullstol, kombinerad med Modulite-sitsen för maximal komfort i alla miljöer.



| AVIVA RX Modulte

Design. Teknologi. Prestanda.

Ta en närmare titt på **AVIVA RX**-chassit. Den första från AVIVA familjen. AVIVA RX sätter en ny standard för bakhjulsdrivna elrullstolar. Designad med de senaste tekniska innovationerna för att ge en bästa körprestanda och komfort.



CTC-stötdämpning (patenterad)

Designad för att absorbera vibrationer eller stötar under åkturen. Den ger komfort och en ökad försäkrans om stabilitet med fyra hjul som förblir i kontakt med underlaget.



LiNX G-Trac Gyro

Att färdas längre sträckor eller i högre hastigheter har gjorts ännu enklare med LiNX G-Trac Gyro teknologi. En gyromodul ser till att AVIVA RX håller kursen stadigt och förbättrar körupplevelsen.



Kompakt design

En kortare, smalare hjulbas och låg sitthöjd gör AVIVA RX lätt att manövrera med full kontroll i alla miljöer samt, att det även underlättar vid användning i mindre utrymmen med dess snäva svängradie.



Snygg och stilren

Rena linjer, eleganta färger och en kvalitetsfinish skiljer AVIVA RX från resten. Modern design för att se lika bra ut som den presterar.

| AVIVA RX Modulite

Flera positioneringsalternativ.


Vårt mångsidiga sittsystem Modulite underlättar för individuell positionering och erbjuder på bästa sätt komfort och stöd.

Den spänner från ett enkelt sittande till krav på mer komplexa posturala sitslösningar. Där den modulära designen ger maximalt med positioneringsmöjligheter.



Komplett lösning

Omfattande utbud av sitsval, inklusive ryggstöd, sittedynor, armstöd, nackstöd och mycket mer.



Designad för säkerhet & komfort

50° CoG tilt, 300 mm elektrisk sitslyft med 45° CoG tilt ger bra komfort och säkerhet.



LNX benstöd

Med längdkompensering hjälper till att reducera skjuvning.



Prisbelönt Matrix®

Matrix Sits- och ryggdynor säkerställer en optimal passform varje gång.

Utbud av tilt-alternativ

som ger ökad tryckavlastning och komfort.



300 mm elektrisk sitslyft med upp till 45° elektrisk CoG tilt

| AVIVA RX Modulite

Sittsystem Modulite. Moduluppbyggd mångfald.

Vårt mest populära sittsystem är designat med användaren i åtanke. Det moduluppbyggda sittsystemet gör att Modulite är lätt att skräddarsy för att ge bästa passform och ge exceptionell komfort och stöd

Teknisk Spec.

Sittbredd: 330mm - 530mm

Sittdjup: 410mm - 510mm

Sitthöjd: från 435 mm

Armstödshöjd: 230 - 390mm

Benstödslängd: 280 - 460mm



Anpassnings-
bart sittsystem
för individuella
behov



| AVIVA RX Modulte

Med **LiNX**[®] kontrollsystem.

Invacare **LiNX**[®] kontrollsystem underlättar vid personlig tillpassning och skänker en trygg körupplevelse. Systemet är innovativt och lär sig vanor och körbeteende över tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ.



Manöverboxfäste Maxx Resolve

- Fler inställningsmöjligheter att positionera manöverboxen
- Ställbar hårdhet på kraften som krävs vid undan fällning
- Optimerad komfort och kontroll



3.5" Peksärm

3,5" pekskärm i färg med joystick, hastighetsmätare och en kilometerräknare.



Alternativa styrningar

såsom kompakt joystick, huvud- och sensorstyrning, four-switch proximity.



Inbyggd Bluetooth[®]

Möjliggör anslutning så att användaren kan koppla upp sig mot externa enheter, såsom telefon, PC eller omgivningskontroller.



Input alternativ

En mängd olika signalmoduler möjliggör en personlig inställning för maximal kontroll och trygghet i att elrullstolen reagerar konsekvent.




| AVIVA RX Modulte

Tekniska data.

För mer information om denna produkt, inklusive användarmanual etc. besök vår webbplats www.invacare.se.

Färgval



Sittbredd	Sittdjup	Sitshöjd	Ryggstödshöjd	Armstödshöjd intervall	Benstödslängd intervall	Sitsvinkel intervall

Standard sits

430 - 480 mm	410 - 510 mm	435 - 485 mm	480 mm - 540 mm	275 - 390 mm	290 - 460 mm	0° - 20°
--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	----------

Teleskoperande sits

330 - 530 mm	410 - 510 mm	435 - 485 mm	480, 540, 560 - 610 mm	230 - 360 mm	280 - 460 mm	0° - 50°
--------------	--------------	--------------	------------------------	--------------	--------------	----------

AVIVA RX HD:

620 - 650 mm	510 - 580 mm	435 - 485 mm	540 mm	245 - 360 mm	280 - 460 mm	0° - 30°
--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	----------

Ryggstödsvinkel intervall	Höjd total	Längd total inkl benstöd	Längd total exkl benstöd	Hjulbas	Max brukarvikt	Batterikapacitet

Standard sits

90° - 120°	1000 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	560 mm	136 kg	60/73.5 Ah
------------	---------	----------------	--------	--------	--------	------------

Teleskoperande sits

90° - 120°	1000 - 1335 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	560 mm	136 kg	60/73.5 Ah
------------	----------------	----------------	--------	--------	--------	------------

AVIVA RX HD:

90° - 120°	1000 mm	1026 - 1300 mm	830 mm	635 mm	160 kg	60/73.5 Ah
------------	---------	----------------	--------	--------	--------	------------

Svängdiameter	Max hindertagning	Max. säker lutning	Hastighet	Körsträcka	Totalvikt

AVIVA RX

1506 - 2086 mm	75 mm (100 mm med kantklättrare)	6° / 10.5%	Upp till 12 km/h	Upp till 47 km	Upp till 185.2 kg
----------------	----------------------------------	------------	------------------	----------------	-------------------

| TDX® SP2 Modulte

Dela med dig av dina tankar och erfarenheter och hjälp oss forma framtidens elrullstolar.

Vi bjuder in dig att dela med dig av din erfarenhet. Dina insikter hjälper oss att bättre förstå behoven. Vänligen skanna och fyll i formuläret. Tack för att vi får ta del av din vardag.



Invacare Eldrivna rullstolar-teamet.

Invacare Power Series Team






Dela med dig av din erfarenhet

SUBSCRIBE



”
Min elrullstol gör det möjligt för mig att leva ett självständigt liv och komma ut varje dag.

Ian Mackay
Invacare Ambassador



E L D R I V E N R U L L S T O L

AVIVA RX

AVIVA FX

TDX SP2

Esprit Action

Kompas

Storm 4

Tel: +46 8 761 70 90
sweden@invacare.com
www.invacare.se

©2024 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. SE - AVIVA RX Modulite - 11/2024.

