



AVIVA RX10

P O W E R S E R I E S



Framkomlighet utan begränsningar

Kompakt elrullstol med bakhjulsdrift



AVIVA RX10

Kontroll, trygghet och självständighet – varje dag.

Möt AVIVA RX10 – en kompakt, bakhjulsdriven elrullstol som ger dig enkel kontroll och smidig framkomlighet, i alla miljöer.

Kompakt, intuitiv och trygg att köra – för en bekväm och pålitlig körupplevelse.



| AVIVA RX10

Design. Teknologi. Prestanda.

En spännande ny medlem i **AVIVA RX**-serien. RX10:s kompakta chassi ger en stabil och kontrollerad körupplevelse, för en trygg och bekväm användning varje dag.



539 mm*
chassits bredd



Kompakt design

Med det kortaste och smalaste chassit i serien tar sig **AVIVA RX10** enkelt fram även i trånga inomhusmiljöer. Oavsett om du förflyttar dig mellan rum, tar dig runt hörn eller vänder 360° gör den kompakta designen det smidigt att manövrera – även där utrymmet är som mest begränsat.



Komfort och kontroll

Med **14-tums** drivhjul, två storlekar på länkhjul – **8 eller 9 tum** – och en **75A**-elektronik får du en bekväm och kontrollerad körupplevelse. Oavsett om du kör inomhus eller utomhus erbjuder RX10 en smidig elrullstol utan kompromisser.



Stilren design

AVIVA RX10 är utvecklad med enkelhet i fokus. Den stilrena designen ger diskret och smidig framkomlighet i vardagen.





| AVIVA RX10

Enkel och smidig anpassning

AVIVA RX10 – gör det enkelt och smidigt att anpassa sittandet för optimal komfort.



0-20°

Sitstilt

Elektrisk sitstilt som tillval

0-30°

Manuellt ställbart ryggstöd

Elektrisk ryggfällning som tillval



Valbara sittbredder

430 eller 480mm, där varje storlek kan breddas med 25mm per sida genom justering av armstöd och benstöd.



Justerbart ryggstöd

Individuellt justerbart för att ge optimal komfort och posturalt stöd.



60mm sittdyna i skummaterial

för ökad sittkomfort



Sidoplacerade

fasta 80°-benstöd som är utsvängbara för att underlätta förflyttning.

Ställbar längd: 245–370mm



Armstöd

justerbart i höjd och djup.

Höjdjustering: 240–315mm
Djupjustering: upp till 90mm



Ställbart sitsdjup

410 - 510 mm.



| AVIVA RX10

Med **LiNX**[®] kontrollsystem.

AVIVA RX10 är utvecklad för enkel användning och exakt kontroll, med LiNX-elektronik som underlättar framkomligheten i vardagen.



LED-batteriindikator

Ger trygghet genom tydlig information om batterinivån



Hastighetsreglage

Enkel hastighetsjustering för trygg och smidig manövrering



Parallellbeslag

Gör det enkelt att positionera manöverboxen och komma intill eller in under bord.

RX10 finns, beroende på konfiguration, med LiNX REM060, REM150, REM210 eller REM215.



AVIVA RX10

Tekniska data.

För mer information om denna produkt, inklusive användarmanual etc. besök vår webbplats www.invacare.se.

Färg



Svart

804 - 809 mm*

Svängradie
*beroende på konfiguration



Sittbredd

430 - 480 mm
+25mm justering per sida av armstöd och benstöd



Sittdjup

410 - 510 mm
Justeras i steg om 25mm



Sitshöjd

451 - 471 mm



Ryggstödshöjd

510 mm



Armstödshöjd intervall

240 - 315 mm



Benstödslängd intervall

245 - 370 mm



Sitsvinkel intervall

0° - 20°
(manuell)
0° - 20°
(elektrisk)



Ryggstödsvinkel intervall

90° - 120°



Höjd total

1350 mm



Längd total inkl benstöd

1035 mm



Längd total exkl benstöd

824 mm



Hjulbas

539 mm



Max brukarvikt

136 kg



Batterikapacitet

51Ah (Gel)



Max hindertagning

50 mm



Max. säker lutning

6° (10.5%)



Hastighet

6 alt. 10 km/h



Körsträcka

29.2 km (6 km/ h)
25.6 km (10 km/ h)



Totalvikt

113.6 kg



Drivhjul

14"



Länkhjul

8 alt. 9"

AVIVA RX

AVIVA FX

TDX SP2

Esprit Action

Kompas

Storm 4

P O W E R S E R I E S

Tel: +46 8 761 70 90

sweden@invacare.com

www.invacare.se

©2026 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. AVIVA RX10_SE-24092026

