



Dolomite | **Jazz**

Design och funktion i
samma grepp

Trusted Solutions,
Passionate People



Dolomite Jazz 610/510 är en innovativ lättviktsrollator med en ny spännande design. Den passar bra både för inomhus- och utomhusbruk, och har en hel del nya funktioner och fiffigheter att bjuda på. Bromssystemet är vidareutvecklat, och handtagen har en öppen ergonomisk utformning. Gångutrymmet inne i rollatorn är fortfarande stort för att ge stöd för en aktiv person i vardagen.



Smidig rollator

Dolomite Jazz 510/610 är den första rollatorn som är byggd med sidofälld ram. Hopfällningen är lätthanterad och rollatorn står stadigt i hopfällt läge. Handtagshöjden är justerbar och har ett höjdmärke. *Dolomite Jazz 610* har ett stort gångutrymme inne i rollatorn, och är samtidigt lätt att manövrera. Bromsarna har en ny innovativ design där lätt handkraft räcker för att bromsa.

Design

Dolomite Jazz 510/610 har en modern nätt design med antracitgrå ram och ljusgrå detaljer. Med den nya designen har Dolomite haft en aktiv vardag som målbild förutom stabilitet, kvalitet och gångutrymme. *Dolomite Jazz 510/610* ska vara en smidig följeslagare, som enkelt kan rullas undan och tas med på de flesta dagliga aktiviteter.



Egenskaper och Tillbehör



Ryggband - tillbehör

Till monterat ryggband finns en vaddering. Vadderingen säljs separat. Ryggband, art nr **SP1522062**
Mjukt överdrag till ryggband, art nr **SP1551654**



Korg och mjuk sits

Korgen är ett tillbehör som tar maxvikt 7 kg. Art nr **SP1582945**.

Mjuksitsen är standard. Art nr **SP1563253**.



Bricka - tillbehör

En bricka finns att köpa som tillbehör. Art nr **SP1546264**.



Steghjälp - standard

Steghjälpen sitter monterad på rollatorn från början, den hjälper dig upp på trottoarkanter.

Från 2014.06: Art nr **SP1576558**



Stor korg - tillbehör

Finns i två färger: grå, art nr **SP1582961**, och röd, art nr **SP1582962**. Maxvikt 10 kg.



Käpphållare - tillbehör

Monteras enkelt på din rollator, där kan både käpp eller krycka sättas fast. Art nr **SP1512912**

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Width between outside wheels	Depth	Width between wheels	Overall height	Seat height	Width between handles	Load capacity
Jazz 610	595 mm	690 mm	510 mm	750 - 1000 mm	610 mm	450 mm	7,8 kg
Jazz 510	595 mm	690 mm	510 mm	650 - 800 mm	510 mm	450 mm	7,5 kg

	Wheel diameter	Max. user weight	Depth folded
Jazz 610	200 mm	150 kg	215 mm
Jazz 510	200 mm	150 kg	215 mm

JAZZ



reddot design award
winner 2013



Ramfärg

Antracitgrå



Please notice colors may vary slightly from those displayed above.

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®