



matrix®

SHAPE - rygginlägg

Matrix® SHAPE rygginlägg består av en ryggmatta, en uppsättning av 25 skumblock och en motsvarande uppsättning av elastiska tygband.

- Ryggmattan kan klippas till önskad form/storlek utan att fransa sig. De individuella skumblocken är utformade för att passa inuti tygbanden.
- De monterade skumblocken kan arrangeras och/eller staplas på ryggmattan i valfri konfiguration via kardborren utifrån brukarens behov.
- Matrix® Shape-Inlägg ska fästas på insidan av ryggskalet via de befintliga kardborrebanden. Vid montering av SHAPE i en Matrix MAC HUG ska den installeras bakom HUG-dynan.

- Det är ok att använda SHAPE på andra rullstolsmodeller och ska då fästas mellan rygg och ryggöverdraget.

- Matrix SHAPE-rygginlägg finns i en storlek 40x40cm.
- Skumblocken är 7,5 x 7,5cm. 5 rader med 5 i varje rad

Artikelnummer: 1634816 Matrix Shape

