



Alber® | **viamobil®**

Vårdarstyrt drivaggregat för rullstolar



Alber viamobil är inte bara ett hjälpmedel för påskjutning av rullstolar, utan även en effektiv enhet för bromsning av rullstolen i nedförsbackar. Backar med en lutning på upp till 18 % klaras av på ett säkert sätt utan fysisk kraft från vårdaren. Den kraftfulla motorn på **viamobil** är stark nog att klara en brukarvikt på upp till 160 kg. Intelligent teknik som moderna Lithium-Ion batteri och det innovativa EasyConnex Magnetic Plug System gör **viamobil** till ett drivaggregat i en helt egen klass. **viamobil** passar till nästan alla rullstolar och är inte bara enkel att använda, utan även säker, tack vare den patenterade säkerhetsbrytarensom underlättar för vårdaren om något skulle inträffa.



Dynamisk drift

Den kraftfulla och starka motorn gör **Alber viamobil** till en tillförlitlig partner på varje färd. Det integrerade fjädringssystemet ger drivhjulet perfekt grepp. Däcken är punkteringsfria, någonting som gör varje tur till en njutbar och problemfri upplevelse. Med en knapptryckning sänks drivhjulet och kopplas in automatiskt, och vice versa om rullstolen ska köras manuellt. Det är mycket enkelt att styra viamobil. Drivhjulet sitter i linje med rullstolshjulen, vilket gör det möjligt att kontrollera och manövrera viamobil utan ansträngning.

Lätt att använda, maximal säkerhet

Det innovativa EasyConnex Magnetic Plug System kopplar automatiskt samman styrenheten och laddaren med batteriet. Håll helt enkelt den magnetiska kontakten nära uttaget och - klick - så är den ansluten och låst. Den stora och tydliga skärmen ger vårdaren exakt information om kvarvarande batterikapacitet. Den unika och patenterade säkerhetsbrytaren i styrenheten gör att viamobil kan stanna direkt i kritiska situationer, vilket ger maximal säkerhet för både vårdare och brukare.



Portabel och mångsidig

viamobil kan enkelt demonteras till små, smidiga komponenter för transport. Tack vare lithium-Ion teknik har det kraftfulla batteriet en vikt på endast 2,3 kg och är därmed mycket enkelt att hantera. Det ansluts automatiskt till drivenheten med hjälp av magnetisk kraft. viamobil kan monteras på nästan alla manuella rullstolar. Tack vare sin kompakta storlek påverkas inte komfortrollstolens sitsinställningar såsom rygg och tilt negativt. Endast små fästen behöver monteras på stolen för att fästa viamobil.



viamobil redo för transport

De kompakta och lätta komponenterna är enkla att transportera.



Styrenhet

Med patenterad säkerhetsbrytare, hastighetsjustering, strömbrytare, LCD-skärm, riktningväljare



Uthålligt Litium-Ion batteri

Enkelt att ta bort tack vare systemet med magnetisk kraft.



viamobil drivenhet

Med punkteringsfritt, stadigt gummidäck, automatiskt fjädringssystem för konstant vëghållning, eldriven hjullyft



Enkelt dockningssystem för rullstol



Batteriladdare

Automatisk laddare, laddar upp ett tomt batteri på ca 5 h.



Monteringsats till rullstol

Tillgänglig för olika typer av rullstolar.



Tippskydd

Obligatorisk vid lutningar på > 8 %.










Extra handtag

I kombination med standardrullstolar för enklare på- och avdockning.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Hastighet	Körsträcka	Batterikapacitet	Motoreffekt	Vikt batteri	Maximal säker lutning enligt EN12184	Totalvikt
viamobil	 max. 5.5 km/h	 20 km	 36V / 6,6 Ah	 150 W	 2,3 kg	 18% (11% med 160kg tung brukare)	 13,5 kg (drivenhet 10,3 kg)

Maximalt tillåtna brukarvikt



viamobil 160 kg



Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga
Sverige


Yes, you can.®