


Dacapo

Förebyggande av tryckskador



Komfort och valfrihet

Support surface solutions



Yes, you can.®


Upptäck vårt Dacapo sortiment

Ett omfattande utbud av tryck
fördelnde skummadrasser

I över 20 år har Dacapo varit vårt pålitliga sortiment av tryckfördelnde madrasser som har erbjudit komfort och stöd till användare med risk för trycksador.


Designad i samråd med experter med klinisk kunskap i kombination med vårt designinnovations team.

Dacapo representerar ett komplett utbud av olika madrasslösningar.



Tryckfördelning

Alla våra kliniska madrasser erbjuder effektivt tryck fördelning för varje användares position.



Reducering av skjuv- och friktion


Vårt multistretchtyg i flera riktningar hjälper till att minska skjuv och friktion.



Mikroklimatehantering

Skumstrukturer som säkerställer optimal mikroklimatehantering.

“ Utvecklad för att
erbjuda optimal
nedsjunkning och
tryck fördelning ”




Tryckfördelning


På Invacare använder vi standardiserade tryckmätningsteknologier för information och bättre förståelse för tryckfördelningens effektivitet gällande våra madrasser.

Vi är övertygade om att varje madrassdesign har genomgått rigorösa analyser och tester. I tillägg till tryckmätningen så inkluderar våra tester oberoende hållbarhetstest, cytotoxicitetstester, brandtestning och påskyndat åldrande.

Vi säkerställer att alla våra kliniska madrasser är kvalitetssäkrade och tillhandahåller optimal komfort och stöd för användaren.



Illustrerad ovan Dacapo Excel med användaren i ryggläge.



Funktioner du kan förvänta dig av en Dacapo madrass:



Kvalitetssäkrat hög specificerat skum



Mjukt och stödjande skum



Hållbar och material som andas



Flervägs stretchtyg



Hygienisk maskin tvättbart överdrag



Levereras rullkomprimerad


Dacapo Premier

Vårt flaggskepp, höglastisk skummadrass med U-kärna, är mycket känd för sin positiva inverkan gällande kliniska resultat.

Design med U-kärna erbjuder stabilitet för användare som förflyttar sig i och ur sängen och ökar deras känsla av att vara säkra vid förflyttning. Ett profilerat skuminlägg ger effektiv tryckfördelning.

Profilerna följer kroppens kontur i varje position och ökar kontaktytan med huden, minimera tryck och skjuv.



Dacapo Premier har enastående stöttande och återhämtande egenskaper varvid skummet med hög elasticitet, återhämtar sig extremt bra efter varje användning, ger användaren fortsatte stöd och hjälper till att minska risken för trycksador.



> Flera lager höglastiskt skum.



> Stödjer upp till 180 kg brukarvikt.



> Design med U-kärna underlättar förflyttning med effektivt sidostöd.



> Zonindelad profilering säkerställa en effektiv tryck omfördelning och mikroklimate hantering




Dacapo Excel


Vår senaste tryckfördelande madrass har en flerskiktsyta för att stödja effektivt tryckavlastning och mikroklimathantering.

Speciellt utformad för att följa kroppens konturer samtidigt som den säkerställer optimal mikroklimathantering. Dacapo Excel tillhandahåller enastående avlastning och återhämtning egenskaper. Tillåter användarens kropp att sjunka ned och omslutas i madrassen, vilket minskar trycket på huden.

Dacapo Excel har enastående stöttande och återhämtande egenskaper varvid skummet med hög elasticitet, återhämtar sig extremt bra efter varje användning, ger användaren fortsatte stöd för dem i riskzonen eller i hög risk att utveckla trycksador.



Funktioner du kan förvänta dig av en Dacapo madrass:




Dacapo ecogreen

Ansvarsfullt designat, vår nya tryck omfördelande madrass uppnår klinisk excellens på ett hållbart sätt. Upptäck framtiden.

Designen fokuserar på att uppnå utmärkta kliniska resultat som krävs av vårdpersonalen. Optimal tryckomfördelning, minskning av skjuv och friktion, madrassens hållbarhet såväl som patientkomfort är allt som uppnås samtidigt som vi tar hand om vår planet.

Dacapo Ecogreen är också helt i överensstämmelse med rekommendationerna från EPUAP, för högt specificerad skummadrass.



Dacapo 2 Sided


En kombination av höglastiskt och visco elastiskt skum, som ger utmärkt nedsjunkning och omslutande egenskaper vilket underlättar tryckomfördelning.

Unik profilering gör det möjligt för madrassen att följa användarens kropp i varje position med ökad kontakt med huden. Denna design och funktion hjälper till att minska skjuv och friktion samtidigt som den säkerställer fullt användarstöd.

Dacapo 2-sided är mångsidig och erbjuder ett val av 2-sidor, en sida av höglastiskt skum och en sida av viskoelastiskt skum.



> **Kombination av skum** för optimal nedsjunkning och omslutning.



Funktioner du kan förvänta dig av en Dacapo madrass:




Kvalitetssäkrat hög specificerat skum



Mjukt och stödjande skum



Hållbar och material som andas



Flervägs stretchtyg



Hygienisk maskin tvättbart överdrag



Levereras rullkomprimerad

Dacapo Basic

Att ge patienter en komfortabel och stöttande yta samtidigt som den hjälper till att minska skjuv och friktion.

Vårt höglastiska skum med hög kvalitet ger en effektivt stöd yta för användaren. Hög funktionalitet och återhämtande egenskaper ser till att madrassen återställs och behåller sin form efter varje användning, stödjer användaren under lång tid

Skyddad av vårt multi-stretch, ånggenomsläppligt vätsketäta överdrag som är designad för att vara skonsam mot hud och minska skjuv och friktion.



> **Finns som undermadrass**
Dacapo Basic Low - 6 cm fungerar som en stödjande bas för dynamiska topp madrasser eller liknande.




Dacapo Top

Vår topp madrass i viskoelastiskt skum av hög kvalitet ger ökat stöd när den används i kombination med basmadrasser.

Det temperatur smarta skummet anpassar sig till användarens temperatur och kropps kontur. Med en öppen cellstruktur, är skummet väl ventilerat för att minska uppbyggnaden av värme och fukt, för effektiv mikroklimathantering.

Omsluts av vårt multi-stretchiga tyg som är ett andningsbart överdrag. Dacapo Top erbjuder ett avancerat toppskikt ovanpå basmadrasser.




Dacapo Top Pro

En toppmadrass i skum med högdensitet, som hjälper till att förbättra kliniska resultat när den används tillsammans med en annan basmadrass.

Zonindelad profilering i tre anatomiska områden, samverkar med kroppen och ökar kontaktytan med huden. Minimera skjuv och yttryck med enastående tryckomfördelning.

Dess ånggenomsläppliga cellstruktur säkerställer en ventilerad interiör och dessutom är våra överdrag andningsbara och vätsketäta, Dacapo Top Pro bidrar till ett positivt mikroklimat i huden.



Funktioner du kan förvänta dig av en Dacapo madrass:



Kvalitetssäkrat hög specificerat skum



Mjukt och stödjande skum



Hållbar och material som andas



Flervägs stretchtyg



Hygienisk maskin tvättbart överdrag




Levereras rullkomprimerad

Dacapo Ampla

Vår nya högspecificerade madrass ger effektiv tryckomfördelning och mikroklimat hantering för tyngre brukare.

Designen fokuserar på att uppnå utmärkta kliniska resultat som krävs av vårdpersonal inklusive optimal nedsjunkning och omslutning, tryckomfördelning och minskning av skjuv- och friktionskrafter.

Madrassens bredare dimensioner erbjuder ett fullgott stöd för att säkerställa maximal komfort för användaren i varje position.



Funktioner du kan förvänta dig av en Dacapo madrass:




Dacapo Kid

Vår specialdesignade madrass för barn ger maximalt stöd och komfort, i kombination med vår vårdäng NordBed Kid.

Ett högelastiskt skum i ett lager med fyrkantiga profiler för att säkerställa ökad kontaktyta med huden för effektiv tryckomfördelning. Profileringen överensstämmer med konturerna av barnet för ökat stöd och komfort i alla positioner.

Vårt vätsketäta överdrag är designad med högsta kvalitet och uppfyller hygienstandarder, vilket gör att Dacapo Kid ett bekvämt stöd för vilket barn som helst.



Funktioner du kan förvänta dig av en Dacapo madrass:



Klinisk guide för val av madrass

Alla Dacapo-madrasser har designats för att hantera olika risk nivåer när det gäller förebyggande av trycksador. Beskrivningen nedan beskriver de som är antingen låga, medelhöga eller höga när man överväger olika nivåer för förebyggande av trycksador.



+ Från en madrass med lägre risk till mer avancerade eller segmentspecifika madrasser, där finns något för alla. Dacapo-serien kan man lita på för konsekventa funktioner som aktivt kan bidra till att förebygga trycksador, såsom dess hållbara och andningsbara material, multistretchtyg samt positiv mikroklimathantering.

	Lägre Risk			Hög risk				Specifika segment	
	Dacapo Top	Dacapo Top Pro	Dacapo Basic	Dacapo 2 Sided	Dacapo Excel	Dacapo ecogreen	Dacapo Premier	Dacapo Ampla	Dacapo Kid
Tryck	Låg	Låg	Låg	Medium	Medium	Medium	Hög	Medium	Medium
Skjuv	Låg	Medium	Låg	Medium	Hög	Hög	Hög	Hög	Hög
Friktion	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
Fukt	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg
Temperatur	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg
Stabilitet	Låg	Låg	Medium	Medium	Medium	Medium	Hög	Medium	Medium
Max brukarvikt (KG)	130	150	130	130	150	150	180	350	70
Risk nivå	Komfort & Förebyggande			Högre risknivå					

Kvalitetssäkrad


Vi säkerställer att alla våra kliniska madrasser levererar optimal kvalitet. Utöver tryckmätning omfattar vår testning bl.a. oberoende hållbarhetstestning, cytotoxicitetstestning, brandtestning och accelererat åldrande.

Tekniska data ▼

För mer information om denna produkt, inklusive bruksanvisningen, besök vår hemsida: www.invacare.se



Bredd ▼



Höjd ▼



Längd ▼



Vikt ▼



Brukarvikt ▼



Tvätt temperatur ▼

Dacapo Premier	80 - 120 cm	15 cm	200-210 cm	14 kg	180 kg	95 °C
Dacapo Excel	80 - 120 cm	12, 14 cm	200, 210, 220 cm	10 - 15 kg	130, 150 kg	95 °C
Dacapo Ecogreen	80, 83, 85, 88, 90, 105, 120 cm	15 cm	200 cm	14 kg	150 kg	95 °C
Dacapo 2 Sided	80, 85 cm	15 cm	200, 205 cm	11.5 - 17 kg	130 kg	95 °C
Dacapo Basic	80, 85, 90 cm	12 cm	200 cm	8.5 - 12 kg	130 kg	95 °C
Dacapo Top	80 - 120 cm	7 cm	180 - 215 cm	5 - 7.5 kg	130 kg	95 °C
Dacapo Top Pro	80 - 120 cm	7 cm	200, 215, 220 cm	4.5 - 5 kg	150 kg	95 °C
Dacapo Ampla	85 - 120 cm	15 cm	200 - 205 cm	10 - 14 kg	350 kg	95 °C
Dacapo Kid	60 - 80 cm	10 cm	136 - 180 cm	5 - 6.5 kg	70 kg	95 °C

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®