



Alber® | **e-fix®**

Liten, lätt och snabb



e-fix är utformad för att kombinera fördelarna hos en eldriven och en manuell rullstol för inomhus- och utomhusbruk. Alla som använder en manuell rullstol kan dra fördel av detta unika "två-i-ett"-koncept. **e-fix** komponenterna kan enkelt tas av på bara ett par sekunder och är enkla att transportera. De elektriska motorerna sitter i navet på drivhjulen och den diskreta designen gör **e-fix** till en rullstol som väl passar ett aktivt liv.



Maximal rörlighet

Komponenterna är, med sin relativt låga vikt, enkla att transportera. Drivhjulen, batteripaketet och manöverboxen kan tas av från rullstolen på bara några sekunder med hjälp av patenterade snabbfästen. **e-fix** ryms i bagageutrymmet också på en liten bil, vilket ger maximal personlig frihet.

Mycket lättmanövrerad

Snäv vändradie och kurvtagning gör e-fix till en perfekt följeslagare för såväl inomhus- som utomhusbruk. De effektiva motorerna har en hög kapacitet trots att batterierna är små och lätta. Drivhjulen kan enkelt frikopplas och rullstolen drivas framåt manuellt.

Passar de flesta rullstolar

e-fix-komponenterna kan anpassas till nästan alla manuella rullstolar. Befintliga manuella hjul kan bytas ut mot e-fixdrivhjul, vilket gör att rullstolen kan användas helt manuellt. Manöverboxens TFT-grafikdisplay på 2,4 tum i fullfärg visar lättförståelig information. De tydliga grafiksymbolerna indikerar batteristatus, maximal och aktuell hastighet och andra tillvalsinställningar som batterikapacitet och trippmätare.



Egenskaper



e-fix redo för transport

De kompakta och lätta komponenterna är enkla att ta av och att transportera.



Manöverbox

TFT-grafikdisplay i fullfärg, lätthanterlig och nätt. Integrerad LED belysning för att synas.



Lätta komponenter

Mycket lätt batteripaket som endast väger 2 kg. Drivhjulen väger från 7,8 kg.



Starkare alternativ

Förstärkt och raftfullare version. Finns som tillval för en brukarvikt upp till 160 kg.

Egenskaper



Mycket lätt batteripaket

Kompakta mått, med ojämförlig lätthet och lång livslängd tack vare litium-jon-teknik.



En produkt - två användningsområden

Ändra från eldriven till manuell läge med fullständigt frihjulsläge med en handvridning.



Magnetkontakt "EasyConnex"

Självvägledande kontakt för snabb och säker anslutning.

Egenskaper och tillval



Manöverbox

Körparametrar som kan programmeras, TFT-grafikdisplay i fullfärg, hastighetsmätare, på/av, meny- och ljusknappar.



Batteripaket

Oerhört lätt - endast 2 kg. Mycket kompakt så att det assar också på mycket smala rullstolsramar. Räckvidd upp till 16 km på en laddning. Godkänt att ta med på flygresor.



Batterihållare

Monteras på rullstolsramen. Batteriet kan snabbt sättas i och tas ur med en hand.



Drivhjul

Kan enkelt fästas på rullstolen med hjälp av quick-release och kan tas bort lika enkelt för att spara utrymme under transport.



Automatisk batteriladdare

Automatisk laddningsoch avstängningsfunktion, självvägledande EasyConnex-magnetkontakt.

Tillval



Monteringsatser tillgängligt för de flesta manuella rullstolsmodellerna.



Manöverboxen på ryggen för vårdarstyrning.



Intuitiv vårdarstyrning.



Swing away fäste, konstruktion som gör det möjligt att komma nära intill bord.

Tillval



Tippskydd ställbara i höjd, vinkel och längd. Med uppställningsfunktion.



Snabbval



Stötfångare/handskydd till manöverboxen.



Olika joystickknoppar som tillval.



Transportväska för reservbatteri.



Batteripack på 7,5Ah, ger en körsträcka på upp till 22km. Godkänd för att ta med på flygresor.



Fast montering.



Förlängningsreglage för att underlätta vid frikoppling tillgängligt som set för ett eller två hjul.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Körsträcka	Batterikapacitet	Motoreffekt	Vikt batteri	Maximal säker lutning enligt EN12184	Totalvikt	Maximalt tillåtna brukarvikt
e-fix E35	16 km standard 22 km tillval	6,0 Ah standard 7,5 Ah tillval	2 x 110 W, 36 Volt	2,0 kg 2,0 kg	20%	18,9 kg (ett hjul 7,8 kg)	120 kg
e-fix E36	20 km standard 14 km tillval	7,5 Ah standard 6,0 Ah tillval	2 x 150 W, 36 Volt	2,0 kg 2,0 kg	15%	19,3 kg (ett hjul 8,0 kg)	160 kg

Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga
Sverige

INVACARE
Yes, you can.®