



Alber® | **twion**®

Snabbt och lätt drivaggregat med  
smartphoneanslutning



**twion** skapar en ny dimension av självständighet för användaren. Den öppnar upp för nya platser att besöka och nya erfarenheter. Det kompakta och tysta drivaggregatet med inbyggda lithiumionbatterier ger extra dragkraft, i standardutförandet upp till 6 km/h (tillval upp till 10 km/h). Som ett resultat av de höga kraven på kvalitet i de material som används samt viktreduktion, är **twion** en riktig lättviktare på bara 6 kg per hjul inklusive batterier.



### Oberoende och flexibilitet

**twion** passar på i stort sett alla standardoch aktivrullstolar. Ett litet lättviktsfäste monteras enkelt på rullstolens ram. Quick release-axeln är användarvänlig och gör det enkelt att skifta mellan manuella hjul och twion-hjulen, om det behövs.

### Exklusiv, enkel och perfekt utformad

Varje detalj på **twion** är genomtänkt och designen är perfekt utformad, ändå är drivaggregatet både intuitivt och användarvänligt. Alber värderar högsta kvalitet i både materialval och design. Dessutom erbjuder vi två olika färger och olika däckspecifikationer för att tillgodose alla designönskemål.

### Effektiv och hållbar

Den perfekta kombinationen av en effektiv och helt tyst elektromotor med direkt drift och energiåtervinningssystem, inklusive de hållbara och lätta litiumjonbatterier garanterar en unik och dynamisk körupplevelse med twion. twion har en räckvidd på upp till 20 km på en batteriladdning. Den nya och innovativa laddningskontakten EasyConnex hittar automatiskt rätt position. Laddningsuttaget på hjulet fungerar även som en ON / OFF knapp.



## Egenskaper



### twion redo för transport

De kompakta och lätta komponenterna är lätta att transportera.



### EasyConnex

Kontakten hittar rätt position av sig själv.



### Enkelt att ta av

Quick release-axel för enkel demontering.

## Smartphone App

### twion App och tillvalet Mobility Plus

Smartphones är väl etablerade i vårt moderna samhälle, både som kommunikations-och organisationsverktyg. Så det är bara logiskt att vi också erbjuder digitala tjänster. Ladda bara ner twion Mobility App utan kostnad från Google Play Store på alla Android-smartphones och använd tjänsten när som helst. Till exempel, om service krävs kan den diagnostiska checklistan hjälpa till att lokalisera felet i hjulen. Med tillvalet Mobility Plus kan du använda ännu fler funktioner i twion Mobility



App och kommunicera direkt med twion-hjulen via din smartphone. På detta sätt får du också all viktig information om din körning, såsom avverkat avstånd, batteriladdningsnivå eller hur många kalorier som förbrukats. För den sportige, kan körprofilen ställas in efter personliga behov, eller så kan resor spelas in och sparas via Smartphonens GPS.

## Vid leverans



### Drivhjul

28 ekrar, svart anodiserad, mått 24 "x 1", 120 kg max brukarvikt, integrerade Litium-Ion batterier, batteriindikering, strömbrytare, laddning, Marathon Plus Evolution däck (standard).



### Batteriladdare

Automatisk laddare med Easy Connex magnetisk kontakt och indikatorljus. Automatisk justering av nätspänning mellan 100-240 volt.



### Monteringsfäste

Passar på i stort sett alla aktivrullstolar. Lättviktsaluminium.

## Tillval



### Färgalternativ

Navkåpan finns i svart eller vitt (standard).



### Drivring

Pulverlackad svart aluminium (standard) eller polerat rostfritt stål.



### Däck

Tre olika alternativ: Schwalbe Ultrero, Airborne, Marathon Plus Evolution (standard).



### Mobility Plus-paket

Kräver en Android smartphone med tillgång till internet. Inkluderar hastighetsuppgradering till 10 km/h, BlueDrive fjärrkontroll och andra funktioner.



### Tippskydd med jack up-funktion

Justerbara i höjd, vinkel och längd. Jack up-funktion för enkel hjulborttagning.

## Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Hastighet	Körsträcka	Batterikapacitet	Motoreffekt	Totalvikt	Maximalt tillåtna brukarvikt
6 - 10 km/h	12 - 20 km	37V	2 x 60 W	12,0 kg	120 kg

**MADE IN GERMANY**

Tel: +46 8 761 70 90  
Fax: +46 8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

Invacare AB  
Box 66  
163 91 Spånga  
Sverige

**Yes, you can.®**