

De opvallende **küschall R33** kenmerkt zich door het gepatenteerde Low Impact System! Deze ingebouwde veertechnologie heeft een schokabsorberende functie, waardoor het lichaam van de gebruiker wordt ontlast. De **R33**, een revolutionair design met een onvergelijkbaar comfort.

EXCE

12

R33



EDS YOUR LIMITS



Low Impact System: een geïntegreerde schokdemper



Vaste frame connectie voor de beste stijfheid



Eenvoudige aanpassing van de zithoogte aan de voorzijde



Lichtgewicht ophanging voor kledingbeschermers



Een wereldwijd uniek design



Compact voor transport

TECHNISCHE GEGEVENS

R33



Framehoek

75°/90°
V-frame



Zithoogte

voor: 460 – 510 mm
achter: 430 – 480 mm
in stappen van 10 mm



Veilige hellingshoek

7°



Gewicht

ca. 8,6 kg



Zitbreedte

340 – 440 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte

300 – 480 mm
in stappen van 10 mm



Draaicirkel

920 – 1000 mm



Transportgewicht (zonder achterwielen)

ca. 6 kg



Zitdiepte

350 – 450 mm
in stappen van 25 mm



Zwaartepunt

55 mm/70 mm/
85 mm/100 mm/115 mm



Totale breedte

ZB + 170 mm



Max. gebruikersgewicht

100 kg



Rughoogte

270 – 465 mm
in stappen van 15 mm



Rughoek

74°/78°/82°/86°/90°



Totale lengte

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm