



Confidence in posture solutions

Tilbehør til komfortkørestole



Yes, you can.®

Invacare® Rea komfortkørestole har en bred vifte af tilbehør, der giver brugerne mulighed for at opnå en optimal støtte og siddestilling samt større komfort. Tilbehøret kan anvendes på de fleste Rea komfortmodeller, hvilket giver terapeuterne mulighed for at finde netop den model, der passer brugeren bedst. Ved at tilbyde bedre støtte vil brugeren blive i stand til at deltage i ønskede aktiviteter i en mere afslappet og behagelig siddestilling uden at skulle bruge unødigt energi på at bevare en hensigtsmæssig positionering.

Under tilbehøret i denne brochure finder du et stort bogstav, der refererer til henholdsvis Rea **Azalea** og Rea **Dahlia**.

A = **Azalea**

D = **Dahlia**

Rygge og rygoptioner



Multijusterbar Flex3 stroppryg

Ryggen kan ved hjælp af burrebånd formes individuelt. Ryggen kan justeres i højden og bredden, eventuelt asymmetrisk. Kan monteres med rygslag eller ryg pude. (A) (D)



Flex3 rygplade

Giver kombineret med en ryg pude en fast og stabil støtte. Rygpladen er individuelt højde- og breddejusterbar. (A) (D)



Laguna stroppryg

Dahlia kan leveres med en god basis stroppryg monteret direkte på rygrørene, dog uden mulighed for breddejustering. Denne stroppryg kan kombineres med et komfortabelt rygslag eller ryg pude. (D30)



Bredere ryg

Ved behov for en bredere ryg på et smalt sæde, skal der tilføjes ekstra afstandsstykker mellem chassiset og rygbeslagene samt en bredere ryg. (D)



Komfort rygslag

Et blødt polstret rygslag, der automatisk formes efter stroppryggens facon og brugerens kropskonturer. (A) (D)



Laguna ryg pude

Ryg puden giver med de formede sider i skum brugeren en afslappet og komfortabel støtte. (A) (D)



Mistral² ryg pude

Ryg puden giver med de ekstra store og stabile sidestøtter brugeren en stabil siddestilling med god støtte samtidig med stor bevægelsesfrihed af skuldre og arme. (A) (D)



Passad² ryg pude

Ryg puden giver stabilitet og komfort og er især velegnet til brugere med stort behov for støtte ved skuldre og bækken. (A) (D)

Rygge og rygoptioner



Vicair® Multifunctional O2

Trykafastende og positionerende rygpude, der tilpasses individuelt til den enkelte bruger. Rygpuden er opdelt i separate kamre fyldt med **Vicair® Smartcells™**.

(A) (D)



Matrx® E2 Back dyb

Positionerende rygsystem i smart design, lav vægt, og mere sidestøtte for derved at opnå en komfortabel og optimal postural støtte. Justerbar dybde, højde, vinkel og rotation.

(A) (D)



Matrx® E2 Back standard 51 cm høj

Positionerende rygsystem i smart design, lav vægt, med ekstra blød og tyk polstring, der giver øget komfort og støtte omkring skuldrene, når rygtilt eller sædekip anvendes.

(A) (D)

Skubbehåndtag/-bøjle



Skubbehåndtag

Højdejusterbare skubbehåndtag forberedt for nakke- eller hovedstøtte beregnet til stropryg. (A) (D)



Vinkeljusterbar skubbebøjle

Kan vinkeljusteres så den kan betjenes af hjælpere i forskellige højder. Enkel at justere uden brug af værktøj.

(A) (D)

Sædekip og rygtilt



Hjælperbetjent sædekip- og rygtilt

Ryggen og hele sædeenheten tiltes vha. gaspatron. Både tilt og kip kan låses i ønsket vinkel vha. låsepal. (Låsepal følger med ved levering)

(A) (D)



Elektrisk sæde- og rygtilt

Ryggen og hele sædeenheten kan tiltes elektrisk. Kan benyttes af såvel bruger som hjælper. Kan låses i ønsket vinkel på håndbetjeningen.

(A) (D)



Holder til håndbetjening

Hvis brugeren selv skal kunne skifte siddestilling og ændre trykket bagpå, kan håndbetjeningen placeres indenfor rækkevidde. Monteres under armlænet.

(A) (D)



Brugerbetjent tilt

Ved hjælp af et brugervenligt håndtag kan regulering af tiltet foretages manuelt af brugeren selv. Max. 10°.

(D30)

Sædekip og rygtilt



Rea Azalea



Rea Dahlia 30



Rea Dahlia 45

Rygtilt og sædekip på Azalea, Dahlia 30 og Dahlia 45

Alle Rea komfortkørestole er udstyret med en ryg, der kan tilte op til 30°. For at undgå shear på brugerens ryg er omdrejningspunktet på kørestolsryggen placeret ca. 12 cm over sædepladen. Sædekipet forgår behageligt og med et glidende balancepunkt for at opnå maksimal stabilitet. Sædekip på **Azalea** er 24°, kippet på **Dahlia** er henholdsvis 30° og 45°.


Sæder og siddepuder



Glidesæde

Kan lette positioneringen af brugeren, hvis vedkommende ikke kan placeres helt tilbage på sædet. Udløses vha. et lille greb på højre side.

(A)



Floshape siddepude

Konturformet 10 cm standardpude i skum opskåret i lave profiler. Pudens form følger kroppens konturer, og giver derved en god trykaflastning. Leveres med enten Aero, Plys eller Sky betræk.

(A) (D)



Vicair Multifunctional O2

Trykaflastende og positionerende sædepude, der kan tilpasses individuelt til den enkelte bruger. Se separat brochure for information om sortimentet af Vicair puder.

(A) (D)



Inkontinensbetræk

Det løse inkontinensbetræk passer til standardpuderne. Kan vaskes ved 60°.

(A) (D)



Matrx Libra siddepude

Komfortabel, konturformet skumpude med silikone til brug ved positionering og trykaflastning til brugere i højrisiko. Se separat brochure for information om Matrx Libra puder.

(A) (D)

Benstøtter og fodplader



Vinkeljusterbare benstøtter med længdekompensation

Vinklen kan indstilles ved hjælp af et ergonomisk greb og visuel vinkelmåling. Lægpudderne er anatomisk formet for optimal støtte, og kan svinges frem eller tilbage ved forflytning. **(A) (D)**



80° benstøtter

Benstøtter med justerbare eller faste fodplader. Samt med sving ind/ sving ud funktion, der let aktiveres vha. håndtagets låsemekanisme. **(A) (D)**



90° benstøtter

Bringer fødderne nærmere underlaget og knæene i en snævre vinkel. Kan anvendes til kørestole med små forhjul. **(A) (D)**



Høj montering af benstøtte

Høj montering af benstøtten er særligt velegnet til brugere med korte ben, så fodpladen kan komme højere op. **(A) (D)**



Centerbenstøtte

Benstøtten er højde og vinkeljusterbar og giver mulighed for en helt individuel ben- og fodpositionering. **(A) (D)**



Amputationsbenstøtte

Giver brugeren perfekt støtte til det amputerede ben. Benstøtten er højde-, vinkel- og dybdejusterbar. Med swing-away funktion. **(A) (D)**



Amputationsbenstøtte

Ved at tilføje et beslag til lægstøtten på Azalea Max opnås en justerbar amputationsbenstøtte. **(A Max)**



90° benstøtteophæng

90° ophæng bringer benstøtte og fodplade endnu tættere på sædet og kan dermed give bedre mulighed for støtte af foden fx ved kontrakturer i knæene. **(A) (D)**



Hel fodplade

Fodpladen kan svinges op til siden for lettere forflytning, eller tages helt af sammen med den ene benstøtte. Fodpladen kan vinkel- og dybdereguleres. **(A) (D)**



Fast fodplade

Den faste fodplade kan klappes ned eller op. Fodpladen forbliver i opklappet position. **(A) (D)**



Fodpladeforlænger

Ekstra dybde på fodpladen kan sikre positioneringen af foden. Kan let monteres fremadrettet eller bagudrettet som vist på billedet. **(A) (D)**



Multijusterbar fodplade

Fodpladen kan justeres i vinkel, dybde og sideværts retning for korrekt støtte af foden. Overfladen er skridsikker.

Benstøtter og fodplader



Polstret overtræk til hel fodplade

Polstringen giver en blødere og mere komfortabel støtte for fødderne. 12 mm tyk.

(A) (D)



Polstret overtræk til fodplader

Polstringen giver en blødere og mere komfortabel støtte for foden. 12 mm tyk. (A) (D)



Polstret lægrem

Blød, justerbar lægrem, der kan erstatte lægpuden på den vinkeljusterbare benstøtte, eller den kan bruges som supplement til den faste benstøtte.

(A) (D)

Armlæn og armlænsoptioner



Aftageligt armlæn

Komfortable og højdejusterbare armlæn opadvinklet bagtil for ekstra støtte, når kørestolen er tiltet bagud.

(A) (D)



Armlæn *Dahlia*

På *Dahlia* er armlænene og tøjbeskyttere justerbare i dybde og højde.

(D)



Højt armlæn

Armlæn kan vælges 5 cm højere end standard.

(A)



Armlæn med bred eller smal armlæns pude

Højdejusterbare og aftagelige armlæn med lange armlæns puder i smal eller bred version. Her vist bred.

(A) (D)



Rio armlæn

Højdejusterbart armlæn. Smal, fast armlæns pude for nemmere adgang til at nå drivhjul/ringe.

(A) (D)



Blødt betræk

Til Rio armlænene kan tilvælges blødt, aftageligt betræk for øget komfort.

(A) (D)



Armlæn med ekstra polstring

Blødt armlæn polstret ud i ét foroven og indvendigt giver ekstra støtte og tryk.

(A)



Hemiplegiarmlæn

Højde-, dybde- og vinkeljusterbart hemiplegiarmlæn med blød pude for at give optimal komfort for brugeren.

(A) (D)

Armlæn og armlænsoptioner



Betræk til tøjbeskytter

Skjuler tøjbeskytteren. Sky polstringen og det bløde fyld giver øget komfort indvendig i kørestolen. **(A)**



Indlægs pude til tøjbeskytter

20 mm tyk pude, der reducerer sædebredden. Monteres på den øverste del af tøjbeskytteren således, at den ikke kommer i vejen for sædepuden. **(A)**



Pude til tøjbeskytter

Den 22 mm tykke pude er blød og giver øget komfort samt reducerer sædebredden. **(A) (D)**

Nakke- og hovedstøtter



Hovedstøtte sideværts justerbar

Med vinkeljusterbare "vinger" på siderne. Hovedstøtten er dybde-, vinkel-, højde- og sideværts justerbar og kan dermed indstilles individuelt til den enkelte bruger. **(A) (D)**



Hovedstøtte med hagestyr

Har samme monteringsbeslag som standard hovedstøtten. Udformningen med lange, nedadgående vinger på selve hovedstøttepuden sikrer mulighed for optimal støtte til den mere passive bruger. **(A) (D)**



Nakkestøtte

Har samme monteringsbeslag som hovedstøtten. Blød og konturformet for at give god støtte til nakke og nederste del af hovedet. **(A) (D)**



Vaskbart overtræk

For lettere vedligeholdelse af nakke- og hovedstøtte kan tilvælges et aftageligt og vaskbart overtræk af Sky. **(A) (D)**

Sæde- og rygoptioner



Universal holder til nakkestøtte

Ved behov for alternativ nakkestøtte eller hovedstøtte er der mulighed for en universal holder. (A) (D)



Abduktionskile

Blød, oval abduktionskile til placering mellem lårene. Dybdejusterbar og aftagelig. (A) (D)



Lændestøtte

Løs og komfortabel lændestøttepude kan placeres bag rygslag eller rygpude for øget lændestøtte. (A) (D)



Kiler

Faste positioneringskiler til at give let støtte under sædepude eller bag rygpude. (A) (D)



Sædepladeforlængelse

De tynde og stabile aluminiumsplader kan forlænge sædepladen - evt. asymmetrisk. Kan også anvendes til at forlænge sædet bagud eller øge sædebredden. (D)



Sædepladeforhøjelse

Ekstra 2 cm plade til at montere ovenpå eksisterende sædeplade ved mindre justering af sædehøjden. (A) (D)



Fast kropsstøtte

Kropsstøtten er bredde- og dybdejusterbar samt aftagelig. (A) (A Max) (D)



Kropsstøtte multijusterbar

Er med sine mange indstillingsmuligheder let at forme til den enkelte bruger. Passer til alle typer rygge og rygpuder. (A) (D)



Kropsstøtte svingaway

Kropsstøtte med svingaway beslag fås både med fast støttede pude og med en mere komfortabel, multijusterbar pude. (A) (D)



Kropsstøtte med forlængerarm

Giver en 50 mm højere placering af kropsstøtten end standard kropsstøtte. Specielt velegnet til høje brugere. (A) (D)



Bodypoint seler og veste

Bodypoint seler og veste af forskellige typer støtter og positionerer borgeren. Vælg gerne hoft- eller y-sele i kombination med H-sele eller Brystsele. Se i øvrigt separat Bodypoint brochure for flere seler og bæltter til alle typer af kørestole. (A) (D)



Selefæste

Monteres sammen med nakkestøtte eller hovedstøtte. Sele/ vest kan dermed monteres korrekt over skulderhøjde uden samtidig at presse brugeren ned. (A) (D)

Forhjulsophæng og forhjul



Quick release

Forhjulet kan let afmonteres ved at trykke på quick release, hvilket letter skift af forhjul samt gør stolen mere kompakt ved transport. (D)



Chassisforlænger

Flytter forhjul 50 mm fremad for øget stabilitet og lettere manøvrering ved øget vægt fortil på kørestolen. (A)



Retningsstyr

Holder forhjulene i en lige og fastlåst position, hvilket kan være en fordel ved op- og nedkørsel på en rampe (A)



Forhjul

Fås i størrelserne 5" - 8" og i bløde, massive og luftfyldte dæktyper. (A) (D)

Drivhjul



Drivringe

Fås i aluminium og plast som standard. Rustfri stål, skum eller Black Grip som specialordre. (A) (D)



Enhåndsdrift

Til brugere, der kun kan køre kørestolen med den ene hånd - højre eller venstre. (D)



Egerbeskyttere

Monteres for at beskytte brugerens fingre mod at komme i klemme i egerne. (A) (D)



Tromlebremser på 16", 22" og 24" drivhjul

Sikrer hjælperen fuld kontrol af kørestolens bremses. (A) (D)

Øvrigt tilbehør



Bremseforlænger

Forlænger greb monteres på bremsen for at give en længere kraftarm og lette selve bremsefunktionen. (A) (D)



Trædepedal

Hjælper til at komme ubesværet over kantstene og dørtrin. Monteres altid i højre side. (D)

Øvrigt tilbehør



Bord

Det aftagelige bord er gennemsigtigt og med en behagelig og holdbar overflade. Justerbart i dybden.

(A) (D)



Pude til kørestolsbord

Blød 30 mm tyk pude polstret med Sky, der kan aftørres med vand og sæbe. Fastgøres vha. elastikstropper.

(A) (D)



Bordlås

For at undgå at bordet bliver taget af, kan denne bordlås anvendes.

(A) (D)



Swing-away bord

Dette bord kan svinges op og ned langs med siden af kørestolen, hvis det sidder i vejen ved fx forflytning.

(A) (D)



Fæste for hoftebælte

Placeres foran armlænet på stolen på selve armlænsbeslaget.

(D)



Ekstra monteringsbeslag for sele og bæltter

Benyttes som supplement til standard monteringsbeslagene.

(A)



Hoftebælte

Hoftebæltet sikrer, at bruger ikke glider ud af stolen. Se i øvrigt separat **Bodypoint** brochure for flere seler og bæltter.

(A) (D)



Transportbeslag

Praktisk beslag til fastgørelse af kørestolen under transport. Findes i forskellige udgaver til **Azalea** og **Dahlia**.

(A) (D)



Reflekser

Gør kørestolen synlig i mørke.

(A) (D)



Tilt skala

Til aflæsning af sædekip og rygvinkel i forhold til underlaget.

(A) (D)



Alber e-motion®

Diskret hjælpemotor styret vha. drivringene. Giver brugeren terapeutiske fordele og samtidig langt større frihed til at komme rundt.

(A) (D)



Alber e-fix®

Konverterer en manuel kørestol til en letvægts el-kørestole. **e-fix** demonteres let og kan let medtages i eks. bagagerum.

(A) (D)



Alber scalamobil®

Gør det muligt at komme op og ned ad alle former for trapper, og der kræves kun et minimum af kræfter fra hjælperen. (A) (D)



Alber viamobil®

Gør køreturen lettere og mere skånsom for hjælperen og giver overskud til længere og mere behagelige ture for brugeren. (A) (D)

Invacare Rea komfortkørestol	e-fix E35	e-fix E36	e-motion M25	scalamobil S35	viamobil V25
Rea Azalea	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rea Azalea Assist	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Rea Azalea Base	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rea Azalea Tall	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rea Azalea Max	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
Rea Azalea Minor	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Rea Dahlia 30	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
Rea Dahlia 45	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja

Vær opmærksom på, at ovenstående ikke gælder alle hjulstørrelser, sædehøjder etc. og er afhængig af kørestolens konfiguration.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



© 2022 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print.
Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. Rea Accessories - DK - 10/2022