

PRENEZ LE CONTRÔLE AU TOUCHÉ D'UN ÉCRAN


Le manipulateur REM400



LINX®



**PLUSIEURS ANNÉES DE CRÉATION,
BIENVENUE DANS L'ÉVOLUTION DE LA
RÉVOLUTION...**



DÉCOUVREZ LE MANIPULATEUR LINX REM400 PAR INVACARE



Basé sur le succès de notre premier Technologie intelligente, nous avons subi des tests pour transférer la technologie à votre fauteuil roulant. Grâce à son manipulateur innovant et son écran couleur 3,5" tactile, le LINX REM400 redéfinit la mobilité. Existe-t-il déjà un manipulateur et un écran aussi intelligent? Pas vraiment.




RÊVEZ-VOUS D'UN ÉCRAN TACTILE DANS LEQUEL VOUS PRENEZ LE CONTRÔLE COMPLET?

Bien plus qu'un écran tactile, le REM400 vous permet d'ajuster la luminosité, en ayant accès aux profils de conduite et fonctions d'assise grâce à l'écran tactile, les boutons ou le joystick. Son "mode gants" vous permet de fonctionner avec des gants, tandis que le verrouillage de l'écran tactile réduit le risque de modifications accidentelles de profil/fonction.



PROFILES


Brightness




RÊVEZ-VOUS DE PERSONNALISER VOTRE PROPRE FAUTEUIL ROULANT?




Avec une gamme d'options de personnalisation innovante, le manipulateur REM400 peut être configuré en fonction de vos capacités physiques et cognitives. Le manipulateur dispose d'une fonction par glissement ou appui selon la capacité motrice d'utilisateur. Le pouvoir de choisir entre accès direct ou navigation par menu permet une navigation optimale, pour une utilisation à droite ou à gauche garantissant d'utiliser le fauteuil roulant de votre façon.




Fonction par glissement -
une utilisation à gauche



Fonction par glissement -
une utilisation à droite




Fonction par appui -
une utilisation à gauche



Fonction par appui -
une utilisation à droite



Accès direct



Navigation par menu

RÊVEZ-VOUS DE CONNECTER SANS FIL À VOTRE MONDE?





Avec Bluetooth intégré, le REM400 et REM500 permettent à vous de se connecter à votre téléphone portable, ordinateur et tablet ou à d'autres appareils. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils en simultané et de profiter d'une fonction d'émulation souris. Il n'a jamais été si facile de prendre le contrôle.



Office

11:30

Mouse Move



RÊVEZ-VOUS D'UN JOYSTICK QUI SE DÉPLACE AVEC VOUS?

Le joystick REM400 a été spécialement conçu pour faciliter l'accès à l'écran ; le bouton marche/arrêt est positionné en dehors de l'écran pour éviter les arrêts involontaires ; l'orientation du joystick peut être adaptée pour s'adapter à une large gamme de mouvements et deux accès directs multifonctions situés de part et d'autre du bouton marche/arrêt peuvent être paramétrés ainsi que deux prises Jack pour contacteurs.



**EXISTE-T-IL DÉJÀ UN MANIPULATEUR AUSSI
INTELLIGENT?**

**TECHNOLOGIE INTELLIGENTE LINX : MOBILITÉ
REDÉFINIE**

WWW.INVACARELINX.COM/BELGIE-FR





Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium
Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Le mot, la marque et le logo LiNX sont des marques déposées appartenant à Dynamic Controls et utilisés par Invacare sous licence.

© 2017 Invacare International Sàrl. Indications données à titre d'information. Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

TDXSP2 ULM LINX - BE - 09/2017