





Découvrez nos trois types de rampes : télescopiques en deux ou trois parties, mono rampes ou séparées, pliante en portefeuille.

**Veuillez noter que les références : 1654128 ; 1654129 ; 1654130 sont disponibles à la livraison sous 24, 48 ou 72h.**



## Informations client

Date :

CE

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

## Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

**Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare® - Rampes			Euros	
			Prix Public	
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC
1654128		<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,85	425,00
1654129		<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00
1654130		<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	428,54	450,00

	Rampe Basic	Rampe Quick2go Compact	Mono rampe pliante en aluminium
Références	1654128	1654129	1654130
<b>Performances</b>			
Longueur dépliée	210 cm	200 cm	182,40 cm
Longueur repliée	121 cm	87 cm	182,40 cm
Largeur totale	19,40 cm	23,72 cm	71,40 cm
Largeur intérieure	14,5 cm (pièce)	18 cm (pièce)	69 cm
Capacité maximum	270 kg	260 kg	300 kg
Hauteur obstacle maximum*	13 cm	12 cm	11 cm
Hauteur obstacle maximum**	42 cm	40 cm	36 cm
<b>Caractéristiques</b>			
Hauteurs (flancs)	4,4 cm	5 cm	3,5 cm
Poids produit	8,8 kg (la paire)	13,6 kg (la paire)	13,9 kg
Surface anti-dérapante	Oui	Oui	Oui
Système de verrouillage	Oui	Oui	Non
Système de pliage	Télescopique	Télescopique	Portefeuille