

ReTurn™

Incorporación y transferencias



Plataforma segura

para incorporación y transferencias activas



El dispositivo asistencial que marcó el estándar

ReTurn es más que una plataforma de transferencia: es un dispositivo de rehabilitación. Más versátil que una plataforma giratoria convencional y más asequible que una grúa mecánica de sedestación a bipedestación, ReTurn está siempre a mano y se adapta fácilmente a diferentes usuarios.

Su sencillez y amplio abanico de aplicaciones hacen de ReTurn un dispositivo asistencial que realmente se utiliza, contribuyendo a un mejor entorno de trabajo y reduciendo las lesiones musculoesqueléticas del personal cuidador.

Para el usuario, ReTurn estimula el patrón natural de movimiento durante la transición de sentado a de pie, fortaleciendo los músculos y la capacidad funcional, y apoyando la independencia, la confianza y la dignidad.



ReTurn7500i™

ReTurn7500i comparte la misma placa base que otras versiones de este producto, pero incorpora una escalera elevadora de altura estándar. El peso máximo de usuario de este producto es de 150kg.

Gancho para fijación rápida de ReTurnBelt. Soportes ajustables en altura y anchura en la parte inferior de la pierna para adaptarse a distintos usuarios.

Ruedas con freno, diseño higiénico y peso reducido. Disponible como accesorio una bolsa para transporte y almacenamiento.



ReTurnBelt

ReTurnBelt se fija directamente a la escalera elevadora del ReTurn y compensa la debilidad de las piernas, proporcionando estabilidad adicional durante la transición de sentado a de pie, el entrenamiento de bipedestación, el entrenamiento de la marcha y la transferencias.

Diseño patentado, disponible en varios materiales y tamaños para adaptarse a la mayoría de los usuarios. También puede utilizarse de forma independiente sin el ReTurn.

Estabiliza al usuario en posición vertical y permite una mayor activación, ideal para usuarios con capacidad de carga de peso variable o limitada.

> Diseño patentado

Se fija directamente a la escalera elevadora del ReTurn, o puede usarse de forma independiente durante el entrenamiento de bipedestación y de la marcha.

> Asas verticales y horizontales

Varias asas ofrecen a los cuidadores un agarre firme desde cualquier posición.

> Varios tamaños y materiales

Disponible en distintos materiales para adaptarse a la mayoría de los usuarios y a los requisitos de higiene.

> Compensa la debilidad de las piernas

Proporciona estabilidad adicional cuando la capacidad de carga de peso del usuario es limitada o variable.

> Entrenamiento de bipedestación y de la marcha

Estabiliza al usuario en posición vertical para ejercicios de rehabilitación y transferencia.

> Hebilla de conexión rápida

Resistente, segura y fácil de abrir, cerrar y ajustar.



ReTurn aprovecha la fuerza existente y ayuda en el desarrollo de musculatura

ReTurn es adecuado para la mayoría de los usuarios, tanto niños como adultos. En quienes conservan algo de fuerza, estimula el movimiento natural de sentado a de pie mientras se desarrolla musculatura y capacidad funcional. Un usuario que utiliza ReTurn en casa puede, por lo general, vivir de forma independiente durante más tiempo con el apoyo de un único cuidador.

Múltiples áreas de aplicación

Todos los modelos ReTurn están diseñados para activar al usuario tanto como sea posible. El usuario debe ser capaz de soportar peso al ponerse de pie y tener cierta fuerza en los brazos y equilibrio.

El cuidador mantiene un pie sobre la placa base a modo de contrapeso. Combínelo con el ReTurnBelt para obtener soporte adicional.



Datos técnicos ▼

				
	Peso max. usuario ▼	Altura total ▼	Dim. exteriores placa base (largo x ancho) ▼	Altura placa base ▼
ReTurn7500i c/ apertura para suj. ReTurnBelt	150 kg	1150 mm	685 x 570 mm	40 mm

					
	Escalera elevadora intercambiable ▼	Escaleras compatibles ▼	Ruedas centrales ▼	Ruedas giratorias ▼	Peso total ▼
ReTurn7500i c/ apertura para suj. ReTurnBelt	Si, Standard 7501i	7501, 7401	2 uns., 125mm Ø	4 uns., 35mm/1.38" Ø	16.5 kg

Invacare SAU
Av. del Oeste, 50 -1ª
46001, Valencia
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare International GmbH forma parte del grupo empresarial DHCare. Invacare International GmbH se reserva el derecho a modificar los modelos de productos existentes en cualquier momento. Las especificaciones de los productos pueden variar según la región. ©2026 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Return_ES_T0092026

