



Invacare® **Rea Clemantis®** CE
version stock

Fauteuil roulant électrique à entraînement centralisé extrêmement maniable. Très stable même pour traverser des obstacles. Idéal pour l'intérieur, stable et sûr même à l'extérieur.
Poids de l'utilisateur : 125 kg

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

Code	Poids de l'utilisateur = kg	Designation	
		Rea Clematis®	
		Configuration de base : couleur gris métallisé, profondeur d'assise réglable de 42 à 48 cm, hauteur d'assise de 45 cm, dossier Laguna 2 réglable en hauteur, appui-tête, coussin d'assise Mistral 2, roues avant 200 x 45 soft, pneu anti-crevaison, housse Dartex, poignée de poussée réglable en hauteur, repose-jambes inclinables avec protection de genoux et appui-mollets incl., réglage de l'assise et du dossier par vérin, accoudoirs réglables en hauteur, extension de la largeur d'assise, roues arrière 24", pneus anti-crevaison, main-courantes en aluminium, tube basculeur / anti-bascule la paire, freins standard, talonnières, palettes inclinables et réglables en profondeur	
Version stock			
Frein standard			
1517767		Largeur d'assise de 39 cm	3.498
1517768		Largeur d'assise de 44 cm	3.498
1517769		Largeur d'assise de 49 cm	3.498
Frein tambour			
1518342		Largeur d'assise de 39 cm	3.856
1518361		Largeur d'assise de 44 cm	3.856
1518362		Largeur d'assise de 49 cm	3.856
Version stock pro. (avec package d'accessoires incl.)			
		Configuration de base : (voir ci-dessus), appui-tête avec oreillettes réglable, pelottes latérales, tablette thérapeutique	
Frein standard			
1518589		Largeur d'assise de 39 cm	3.780
1518590		Largeur d'assise de 44 cm	3.780
1518591		Largeur d'assise de 49 cm	3.780
Frein tambour			
1574798		Largeur d'assise de 39 cm	4.138
1574799		Largeur d'assise de 44 cm	4.138
1574800		Largeur d'assise de 49 cm	4.138

