

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Rea® **Dahlia**® 30° Zelfrijder €



Crashtest*
ISO 7176-19



Transport
gewicht 21 KG



135 KG



GESCHIKT VOOR
HULPAANDRIJVING
alber

Manuele comfortrolstoel
Maximaal gebruikersgewicht:
135 kg

*Let op: Laagste 2 zithoogtes (33 en 35 cm) zijn niet gecrashtest.

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
BVA0010	◆ Rea Dahlia 30°	3234,00
BVA0030	◆ Zelfrijder: maat achterwielen 20"/22"/24" met manuele rem	
BVA0060	◆ Zitbreedte 440 mm (medium frame)	
BVA0100	◆ Zitverbreeding instelling: 0 mm	
BVA0110	◆ Zitdiepte 430-500 mm	
BVA0170	◆ Zithoogte 450 mm	
BVA0220	◆ Positieve zithoek 30 graden (niet i.c.m. zelfkanteling)	
BVA0227	◆ Verminderde rughoekverstelling: 20 graden	
BVA0270	◆ Flosshape zitkussen met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
BVA0360	◆ Rechte rugbuizen	
BVA0430	◆ Flex 3 rugleuning, instelbare rugplaat	
BVA0480	◆ Zonder rugverbreeding	
BVA0500	◆ Laguna rugkussen (met laterale steun)	
BVA0570	◆ Rugbekleding met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
BVA0590	◆ Duwhandvatten, gescheiden, hoogte verstelbaar	
BVA0620	◆ Zitkanteling met gasveer, te bedienen door begeleider	
BVA0640	◆ Rughoekverstelling met gasveer, te bedienen door begeleider	
BVA0680	◆ Beensteun positie - standaard	
BVA0700	◆ Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, links	
BVA0750	◆ Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, rechts	
BVA0825	◆ Hoek- en diepte instelbare voetplaat met hielband, links	
BVA0845	◆ Hoek- en diepte instelbare voetplaat met hielband, rechts	
BVA0865	◆ Lange insteekbuis	
BVA0910&0970	◆ Armsteunen, hoogte instelbaar, standaard armlegger	
BVA1110	◆ Neksteun, diepte verstelbaar	
BVA1360	◆ Accentkleur: Blue	
BVA1410	◆ Voorwielbevestiging vast	
BVA1475	◆ Voorwielen 150x30, zwart, medium hard (6")	
BVA1534	◆ Standaard achterwielpositie	
BVA1575	◆ Achterwielen 24"	
BVA1582	◆ Standaard achterwielen	
BVA1605	◆ Luchtbanden, zwart, blokpatroon, 1.3/8"	
BVA1650	◆ Aluminium hoepels	
BVA1720	◆ Manuele remmen, bediend door gebruiker	
BVA1890	◆ Transporthaken	
	◆ Anti-tip	
	◆ Trapdop links en rechts	
	Opmerking	
	Rea Dahlia - geschikt voor in de handel verkrijgbare standaard zitkuipen	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	3234,00
OVERIGE UITVOERINGEN		
BVA0030	◆ Zelfrijder: maat achterwielen 20"/22"/24" met manuele rem	
BVA0042	◆ Eenhandsbediening rechts (nieuw DHR systeem) (alleen i.c.m. 22" of 24" massieve banden) (niet i.c.m. spaakbeschermer Frost)	1159,00
BVA0044	◆ Eenhandsbediening links (nieuw DHR systeem) (alleen i.c.m. 22" of 24" massieve banden) (niet i.c.m. spaakbeschermer Frost)	1159,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

Voor meer informatie over de opties (foto's en uitleg):
www.invacarearea.com


ZITBREEDTE			
BVA0060	◆	Zitbreedte 440 mm (medium frame)	
BVA0050		Zitbreedte 390 mm (klein frame)	GM
BVA0070		Zitbreedte 490 mm (groot frame)	GM
ZITVERBREDING (VOORAF INGESTELD)			
BVA0100	◆	Zitverbreding instelling: 0 mm (niet i.c.m. Flex 3 rugverbreding + 50/100 mm)	
BVA0080		Zitverbreding +50 mm (niet i.c.m. zelfkanteling)	18,00
ZITDIEPTE			
BVA0110	◆	Zitdiepte 430-500 mm	
ZITHOOGTE (zie ook tabel onderaan prijslijst)			
BVA0170	◆	Zithoogte 450 mm (alleen i.c.m. 24" achterwielen / 6" en 8" voorwielen)	
BVA0120		Zithoogte 330 mm (alleen i.c.m. 20" achterwielen / 4" voorwielen)	GM
BVA0130		Zithoogte 350 mm (alleen i.c.m. 20" en 22" achterwielen / 5" voorwielen)	GM
BVA0140		Zithoogte 380 mm (alleen i.c.m. 20" achterwielen / 6" voorwielen, max. kanteling 20 graden en zithoek 10 graden)	GM
BVA0150		Zithoogte 400 mm (alleen i.c.m. 20" en 22" achterwielen / 6" voorwielen)	GM
BVA0160		Zithoogte 430 mm (alleen i.c.m. 24" en 22" achterwielen / 6" voorwielen)	GM
BVA0190		Zithoogte 500 mm (alleen i.c.m. 20" achterwielen / 8" voorwielen)	GM
ZITHOEK - POSITIEF			
BVA0220	◆	Positieve zithoek 30 graden (niet i.c.m. zelfkanteling)	
BVA0200		Positieve zithoek 10 graden (niet i.c.m. zelfkanteling)	GM
BVA0210		Positieve zithoek 20 graden (niet i.c.m. zelfkanteling)	GM
BVA1070		Zithoekmeter	40,00
RUGHOEKVERSTELLING - BEPERKINGEN			
BVA0227	◆	Verminderde rughoekverstelling: 20 graden	
BVA0225		Verminderde rughoekverstelling: 10 graden	GM
BVA0230		Volledige rughoekverstelling: 30 graden	GM
BVA1300		Rughoekmeter	40,00
ZITHOEK - NEGATIEF			
BVA0240		Negatieve zithoek -1 graad (standaard is 0 graden)	GM
ZITKUSSEN			
BVA0270	◆	Floshape zitkussen met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
BVA0274		Floshape zitkussen, zitbekleding Spacer (hetzelfde als wordt gebruikt bij Matrx ruggen)	32,00
Spec.		Zitkussen Matrx Libra (wordt geleverd op separate order in de gekozen zitbreedte en zitdiepte van de rolstoel. Levering onder condities die gelden voor de Matrx Libra zitkussens) Kies hieronder de gewenste soort hoes. Voor maatvoeringen zie Matrx Libra kussens prijslijst.	686,00
		met stretch (incontinentie) hoes	
		met wipe-down (incontinentie) hoes	
		met mesh hoes	
BVA0260		Zitkussen Mistral met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	122,00
BVA1040		Abductieklos (niet i.c.m. verhoogde zitplaat)	259,00
BVA0320		Zonder zitkussen	GM
BVA1030		Incontinentiehoes	88,00
RUGBUIS			
BVA0360	◆	Rechte rugbuisen (voor Flex 3 en Matrx)	
SCHARNIERPUNT RUGVERBREDING (VOORAF INGESTELD)			
BVA0370		Verbreiding + 50 mm	57,00
RUGLEUNING - (let op: bij bestelling op stoel van een Matrx rug wordt deze geleverd in dezelfde breedte als de stoel. Indien dit anders gewenst is: graag rug apart bestellen)			
BVA0430	◆	Flex 3 rugleuning, instelbare rugplaat (niet i.c.m. laterale cover, verbonden duwhandvatten met Rea hoofdsteen en Matrx hoofdsteen)	
BVA0440		Flex 3, met naspanbare instelbare rug (niet i.c.m. Flex 3 + 100 mm en Matrx hoofdsteen, verbonden duwhandvatten met Rea hoofdsteen en privacy flap)	369,00
BVA0390		Matrx Elite E2 (hoes alleen leverbaar in Spacer; niet i.c.m. coverhoes voor spanbandenrug, multiverstelbare zijpeltotten, lumbaal ondersteuningskussen, wiggen en privacy flap)	1005,00



1070



1010



0270



1040



0430



0440

BVA0400		Matrx Elite E2 Deep (hoes alleen leverbaar in Spacer; niet i.c.m. coverhoes voor spanbandenrug, multiverstelbare zijpelotten, lumbaal ondersteuningskussen, wiggen en privacy flap)	1132,00
BVA0450		Rugbuizen zonder rugbekleding	GM
INSTELLINGEN FLEX 3 RUG			
BVA0480	◆	Zonder rugverbreding	
BVA0460		Flex 3 + 50 mm	GM
HOOGTE MATRX RUG			
BVA0455		Hoogte Matrx rug 410 mm	GM
BVA0456		Hoogte Matrx rug 460 mm	GM
BVA0457		Hoogte Matrx rug 510 mm	GM
MATRX RUGGEN KEUZE BREEDTE			
BVA0461		Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)	
BVA0462		Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)	
BVA0463		Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)	
BVA0464		Matrx rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)	
BVA0465		Matrx rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)	
BVA0466		Matrx rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)	
RUGKUSSEN EN BEKLEDING			
BVA0500	◆	Laguna rugkussen (met laterale steun)	
BVA0570	◆	Rugbekleding met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
BVA0490		Dikke coverhoes voor over spanbandenrug	172,00
BVA0510		Mistral 2 rugkussen (steun ter hoogte van de middel) (alleen leverbaar met zwarte wipe-down hoes)	223,00
BVA0520		Passad 2 rugkussen (steun ter hoogte van de schouders)	601,00
BVA0575		Rugbekleding zwart Spacer TR36	33,00
BVA0550		Zonder rugbekleding / kussen	GM
DUWHANDVATTEN			
BVA0590	◆	Duwhandvatten, gescheiden, hoogte verstelbaar	
BVA0600		Duwhandvatten verbonden, hoogte verstelbaar	18,00
BVA0580		Duwstang, hoek en hoogte instelbaar	116,00
ZITKANTELING			
BVA0620	◆	Zitkanteling met gasveer; te bedienen door begeleider	
BVA0632		Zelfkanteling, max. 10 graden (niet i.c.m. werkblad, alleen i.c.m. standaard of smalle armleggers)	124,00
BVA0637		Elektrische zit- en rugkanteling (niet i.c.m. centrale beensteun)	1650,00
RUGHOEKVERSTELLING			
BVA0640	◆	Rughoekverstelling met gasveer; te bedienen door begeleider	
	◆	Optie om rughoekverstelling vast te zetten	
BVA0660		Vaste rughoek (niet i.c.m. elektrische zit- en rugkanteling)	GM
BEENSTEUNEN			
BVA0700	◆	Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, links	
BVA0750	◆	Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, rechts	
BVA0680	◆	Beensteun positie - standaard	
BVA0690		Beensteun positie - hoog (voor lange benen)	56,00
BVA0710		Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links	GM
BVA0760		Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, rechts	GM
BVA0670		Centrale beensteun, inclusief voetplaat en kuitsteun (niet i.c.m. voetplaten, abductiekussen, voetplaatverlenger en instellingskit)	442,00
BVA0730		Amputatiesteun, links	265,00
BVA0780		Amputatiesteun, rechts	265,00
BVA0740		Zonder beensteun, links	GM
BVA0790		Zonder beensteun, rechts	GM
VOETPLATEN			
BVA0825	◆	Hoek- en diepte instelbare voetplaat met hielband, links	
BVA0845	◆	Hoek- en diepte instelbare voetplaat met hielband, rechts	




0500




0520



0510



0490



0600




0590



700/0750




0670



0730/0780

BVA0865	◆	Lange insteekbuis (360 mm)	
BVA0855		Korte insteekbuis (240 mm) (niet i.c.m. comfort beensteunen)	GM
BVA0805		Eéndelige voetplaat, hoek en diepte instelbaar	440,00
BVA1330		Kuitband voor ééndelige voetplaat	29,00
ARMSTEUNEN			
BVA0910&0970	◆	Armsteunen, hoogte instelbaar; standaard armlegger	
BVA0900&0960		Armsteunen, hoogte instelbaar; smalle armlegger	GM
BVA0925&0985		Armsteunen, hoogte instelbaar; armlegger met opstaande elleboogondersteuning	GM
BVA0930		Hemiplegie armsteun, links (niet i.c.m. werkblad en werkbladvergrendeling)	185,00
BVA0990		Hemiplegie armsteun, rechts (niet i.c.m. werkblad en werkbladvergrendeling)	185,00
BVA1020		Kussen voor kledingbeschermer	125,00
BVA0950		Zonder armsteun, links	GM
BVA1010		Zonder armsteun, rechts	GM
HOOFD/NEKSTEUNEN, PELOTEN			
BVA1110	◆	Neksteun, diepte verstelbaar	
BVA1080		Hoofdsteun, zijwaarts en diepte verstelbaar	87,00
BVA1081		Matrx Elan std hoofdkussen (254 mm)	221,00
BVA1082		Matrx Elan std hoofdkussen (355 mm)	221,00
BVA1083		Matrx Elan achterhoofdkussen (229 mm)	221,00
BVA1084		Matrx Elan achterhoofdkussen (305 mm)	221,00
BVA1085		Matrx Elan 4-punts hoofdkussen (229B x 177H mm)	382,00
BVA1086		Matrx Elan 4-punts hoofdkussen (280B x 254H mm)	382,00
BVA1087		Matrx Elan hoofdsteunbevestiging	419,00
BVA1088		Matrx Elan hoofdsteunbevestiging verlengd (extra link)	664,00
BVA1089		Matrx Loxx hoofdsteunbevestiging	419,00
BVA1130		Set van draaiknoppen voor nek- en hoofdsteun	40,00
BVA1100		Hoofdsteun met wangondersteuning, zijdelings verstelbaar	87,00
BVA1240		Zijpelot multiverstelbaar; wegklapbaar, links	248,00
BVA1250		Zijpelot multiverstelbaar; wegklapbaar, rechts	248,00
BVA1265		Laterale positoneringskussens (paar) met klittenband voor bevestiging tussen hoes en rug	57,00
BVA1280		Wiggen (per paar)	43,00
VOORWIELBEVESTIGING			
BVA1410	◆	Voorwielbevestiging vast	
BVA1420		Voorwielbevestiging quick release	47,00
VOORWIELEN			
BVA1475	◆	Voorwielen 150x30, zwart, medium hard (6")	
BVA1435		Voorwielen 100x27, zwart, softroll (4")	41,00
BVA1440		Voorwielen 125x27, zwart, medium hard (5")	41,00
BVA1495		Voorwielen 200x30, zwart, massieve banden (8")	41,00
BVA1505		Voorwielen 200x32, zwart, luchtbanden (8")	41,00
BVA1515		Voorwielen 200x45, zwart, massieve banden (8")	41,00
ACHTERWIELAS POSITIE			
BVA1534	◆	Standaard achterwielpositie	
BVA1538		Meest actieve achterwielpositie (wanneer mogelijk i.v.m. configuratie)	GM
MAAT ACHTERWIELEN			
BVA1575	◆	Achterwielen 24"	
BVA1555		Achterwielen 20" (alleen i.c.m. verstevigde achterwielen en luchtbanden met blokpatroon) (niet i.c.m. RSV hoepels)	44,00
BVA1565		Achterwielen 22" (niet i.c.m. RVS hoepels)	44,00



0830/0870



0910



0900



0900/0960




1020



1100



1080



1110



1083/1084



1081/1082




1085/1086



1087/1088



1089



1265



1480




1500



1510

TYPE ACHTERWIELIEN			
BVA1582	◆	Standaard achterwielen (niet i.c.m. lekvrije luchtbanden en RVS hoepels)	
BVA1584		Verstevigde achterwielen	60,00
BVA1586		Achterwielen met trommelremmen	GM
BVA1588		Eenhandsbediening (alleen i.c.m. luchtbanden met blokpatroon óf massieve banden) (niet i.c.m. Frost spaakbeschermers)	GM
BANDEN			
BVA1605	◆	Luchtbanden, zwart, blokpatroon, 1.3/8"	
BVA1625		Massieve banden, zwart, 1.3/8" (niet i.c.m. 20" achterwielen)	GM
BVA1640		Luchtbanden, zwart, minimum profiel, 1" (past op 22" en 24" achterwielen) (niet i.c.m. eenhandsbediening)	GM
HOEPELS			
BVA1650	◆	Aluminium hoepels	
BVA1660		Plastic gecoate hoepels	160,00
BVA1670		RVS hoepels	170,00
REMMEN			
BVA1720	◆	Manuele remmen, bediend door gebruiker	
BVA1725		Eenhandsrem links	269,00
BVA1727		Eenhandsrem rechts	269,00
BVA1728		Trommelremmen voor begeleider	623,00
SPAAKBESCHERMERS			
BVA1710		Spaakbeschermer Frost	308,00
ACCENT KLEUREN			
BVA1360	◆	Blue	
BVA1370		Silver	GM
BVA1380		Red	GM
BVA1390		Champagne	GM
BVA1400		Petroleum Green	GM
ANTI-TIP			
	◆	Anti-tip	
OPTIES			
	◆	Trapdop links en rechts	
	◆	Transporthaken	
BVA1890		Transporthaken	
BVA1730		Veiligheidsgordel	67,00
BVA1750		Werkblad + montageset	462,00
BVA1756		Collegeblad, doorzichtig, opklapbaar, links (incl. armsteun met rechte, smalle armlegger)	495,00
BVA1757		Collegeblad, doorzichtig, opklapbaar, rechts (incl. armsteun met rechte, smalle armlegger)	495,00
BVA1780		Werkbladvergrendeling	17,00
BVA1840		Instellingskit (maakt opties van instelbaar verstelbaar)	150,00
BVA1900		Zuurstoffleshouder	558,00
BVA8010		Special	P.O.A.



1730



1750



1840

TABEL: ZITHOOGTE-ZITHOEK-WIELMAAT COMBINATIE MOGELIJKHEDEN

Seat height	Rear wheel size	Seat tilt as delivered	Backrest recline as delivered
330 mm	16"	30	30
	20"	10	30
350 mm	16"	30	30
	20"	20	20
	22"	10	30
380 mm	20"	20	10
400 mm	20"	30	20
	22"	20	10
430 mm	22"	30	20
	24"	20	10
450 mm	16"	30	30
	24"	30	20
480 mm	16"	30	30
500 mm	20"	30	30

ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)

Bij een order voor een nieuwe Invacare Rea Dahlia in combinatie met een nieuwe Alber elektrische hulpaandrijving is de montage daarvan gratis.

	Alber e-fix E35/E36, elektrische aandrijf- en besturingseenheid* incl. lader	
	Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepel ondersteuning* incl.lader	
	Alber via GOV24, elektrische duwhulp* incl. lader	
	Alber viamobil V25, elektrische duw- en remhulp* incl. lader	
	*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	

INVACARE UNIQUE

	Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.	
--	--	--

