

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Rea® **Dahlia® 45° Zelfrijder** CE



Crashtest*
ISO 7176-19



Transport
gewicht 21 KG



135 KG



Manuele comfortrolstoel
Maximaal gebruikersgewicht:
135 kg

*Let op: Laagste 2 zithoogtes (35 en 38 cm) zijn niet gecrashtest.

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag


Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
BXA0015	◆ Rea Dahlia 45°	3762,00
BXA0035	◆ Zelfrijder: maat achterwielen 20"/22"/24" met manuele rem	
BXA0060	◆ Zitbreedte 440 mm (medium frame)	
BXA0100	◆ Zitverbreeding instelling: 0 mm	
BXA0110	◆ Zitdiepte 430-500 mm	
BXA0170	◆ Zithoogte 480 mm	
BXA0207	◆ Volledige rughoekverstelling: 30 graden	
BXA0210	◆ Zitdiepte instelbaar	
BXA0200	◆ Positieve zithoek 45 graden	
BXA0230	◆ Flosshape zitkussen	
BXA0300	◆ Zitbekleding met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
BXA0320	◆ Rechte rugbuizen (Flex 3 en Matrix)	
BXA0340	◆ Zonder scharnierpunt rugverbreeding	
BXA0390	◆ Flex 3 rugleuning, instelbare rugplaat	
BXA0440	◆ Zonder rugverbreeding	
BXA0460	◆ Laguna rugkussen (met laterale steun)	
BXA0530	◆ Rugbekleding met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
BXA1070	◆ Neksteun, diepte verstelbaar	
BXA0550	◆ Duwhandvatten, gescheiden, hoogte verstelbaar	
BXA0580	◆ Zitkanteling met gasveer; te bedienen door begeleider	
BXA0600	◆ Rughoekverstelling met gasveer; te bedienen door begeleider	
BXA0640	◆ Beensteun positie - standaard	
BXA0660	◆ Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, links	
BXA0710	◆ Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, rechts	
BXA0810	◆ Hoek- en diepte instelbare voetplaat met lange insteekbuis en hielband, links	
BXA0850	◆ Hoek- en diepte instelbare voetplaat met lange insteekbuis en hielband, rechts	
BXA0880&0940	◆ Armsteunen, hoogte instelbaar; brede armlegger	
BXA1320	◆ Accentkleur: Blue	
BXA1370	◆ Voorwielbevestiging vast	
BXA1465	◆ Voorwielen 200x32, zwart, luchtbanden (8")	41,00
BXA1535	◆ Achterwielen 24"	
BXA1542	◆ Standaard achterwielen	
BXA1565	◆ Luchtbanden, zwart, blokpatroon, 1.3/8"	
BXA1610	◆ Aluminium hoepels	160,00
BXA1680	◆ Manuele remmen, bediend door gebruiker	
BXA1850	◆ Transporthaken	
	◆ Anti-tip	
	◆ Trapdop links en rechts	
	Opmerking	
	Rea Dahlia - geschikt voor in de handel verkrijgbare standaard zitkuipen	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	3963,00
OVERIGE UITVOERINGEN		
BXA0035	◆ Zelfrijder: maat achterwielen 20"/22"/24" met manuele rem	
BXA0042	◆ Eénhandsbediening rechts (nieuw DHR systeem)	1159,00
BXA0044	◆ Eénhandsbediening links (nieuw DHR systeem)	1159,00







De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

Voor meer informatie over de opties (foto's en uitleg):
www.invacarerea.com





ZITBREEDTE			
BXA0060	◆	Zitbreedte 440 mm (medium frame)	
BXA0050		Zitbreedte 390 mm (klein frame)	GM
BXA0070		Zitbreedte 490 mm (groot frame)	GM
ZITVERBREDING (VOORAF INGESTELD)			
BXA0100	◆	Zitverbreding instelling: 0 mm (niet i.c.m. Flex 3 rugverbreding + 50/100 mm)	
BXA0080		Zitverbreding +50 mm	18,00
ZITDIEPTE			
BXA0110	◆	Zitdiepte 430-500 mm	
BXA0210	◆	Zitdiepte instelbaar	
ZITHOOGTE			
BXA0170	◆	Zithoogte 480 mm (alleen i.c.m. 24" achterwielen / 6" of 8" voorwielen)	
BXA0120		Zithoogte 350 mm (alleen i.c.m. 20" achterwielen / 4" voorwielen)	GM
BXA0130		Zithoogte 380 mm (alleen i.c.m. 20" of 22" achterwielen / 5" voorwielen)	GM
BXA0140		Zithoogte 400 mm (alleen i.c.m. 20" achterwielen / 6" voorwielen)	GM
BXA0150		Zithoogte 430 mm (alleen i.c.m. 20" of 22" achterwielen / 6" voorwielen)	GM
BXA0160		Zithoogte 450 mm (alleen i.c.m. 22" of 24" achterwielen / 6" voorwielen)	GM
ZITHOEK			
BXA0200	◆	Positieve zithoek 45 graden	
BXA0190		Positieve zithoek 30 graden	GM
BXA1030		Zithoekmeter	40,00
RUGHOEKVERSTELLING - BEPERKINGEN			
BXA0207	◆	Volledige rughoekverstelling: 30 graden	
BXA0203		Verminderde rughoekverstelling: 10 graden	GM
BXA0205		Verminderde rughoekverstelling: 20 graden	GM
BXA1260		Rughoekmeter	40,00
ZITKUSSEN			
BXA0230	◆	Floshape zitkussen	
Spec.		Zitkussen Matrx Libra (wordt geleverd op separate order in de gekozen zitbreedte en zitdiepte van de rolstoel. Levering onder condities die gelden voor de Matrx Libra zitkussens) Kies hieronder de gewenste soort hoes. Voor maatvoeringen zie Matrx Libra kussens prijslijst.	686,00
		met stretch (incontinentie) hoes	
		met wipe-down (incontinentie) hoes	
		met mesh hoes	
BXA0220		Zitkussen Mistral (alleen i.c.m. zitbekleding met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes)	122,00
BXA1000		Abductieklos	259,00
BXA0280		Zonder zitkussen	GM
ZITBEKLEDING			
BXA0300	◆	Zitbekleding met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
BXA0305		Zitbekleding Black Spacer (hetzelfde als gebruikt wordt bij Matrx ruggen)	33,00
BXA0990		Incontinentiehoes	88,00
RUGBUIJS			
BXA0320	◆	Rechte rugbuizen (Flex 3 en Matrx)	
SCHARNIERPUNT RUGVERBREDING (VOORAF INGESTELD)			
BXA0340	◆	Zonder scharnierpunt rugverbreding	
BXA0330		Verbreding + 50 mm	57,00
RUGLEUNING - (let op: bij bestelling op stoel van een Matrx rug wordt deze geleverd in dezelfde breedte als de stoel. Indien dit anders gewenst is: graag rug apart bestellen)			
BXA0390	◆	Flex 3 rugleuning, instelbare ruglaai (niet i.c.m. laterale cover, verbonden duwhandvatten met Rea hoofdsteun en Matrx hoofdsteun)	
BXA0400		Flex 3, met naspanbare instelbare rug (niet i.c.m. Flex 3 + 100 mm, Matrx hoofdsteun, verbonden duwhandvatten met Rea hoofdsteun en privacy flap)	369,00
BXA0350		Matrx Elite E2 (hoes alleen leverbaar in Spacer; niet i.c.m. coverhoes voor spanbandenrug, multiverstelbare zijpelotten, lumbaal ondersteuningskussen, wiggen en privacy flap)	1005,00



BXA0360		Matrx Elite Deep E2 (hoes alleen leverbaar in Spacer; niet i.c.m. coverhoes voor spanbandenrug, multiverstelbare zijpelotten, lumbaal ondersteuningskussen, wiggen en privacy flap)	1132,00
BXA0410		Rugbuizen zonder rugbekleding	GM
INSTELLINGEN FLEX 3 RUG			
BXA0440	◆	Zonder rugverbreding	
BXA0420		Flex 3 + 50 mm	GM
BXA0430		Flex 3 + 100 mm	GM
HOOGTE MATRX RUG			
BXA0413		Hoogte Matrx rug 410 mm	GM
BXA0415		Hoogte Matrx rug 460 mm	GM
BXA0417		Hoogte Matrx rug 510 mm	GM
MATRX RUGGEN KEUZE BREDTE			
BXA0421		Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)	GM
BXA0422		Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)	GM
BXA0423		Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)	GM
BXA0424		Matrx rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)	GM
BXA0425		Matrx rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)	GM
BXA0426		Matrx rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)	GM
RUGKUSSEN EN BEKLEDING			
BXA0460	◆	Laguna rugkussen (met laterale steun)	
BXA0530	◆	Rugbekleding met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
BXA0450		Dikke coverhoes voor over spanbandenrug (alleen leverbaar met zwarte wipe-down hoes)	172,00
BXA0470		Mistral 2 rugkussen (steun ter hoogte van de middel) (alleen leverbaar met zwarte wipe-down hoes)	223,00
BXA0480		Passad 2 rugkussen (steun ter hoogte van de schouders)	601,00
BXA0535		Rugbekleding zwart Spacer TR36	33,00
BXA0510		Zonder rugbekleding / kussen	GM
ZITKANTELING			
BXA0580	◆	Zitkanteling met gasveer; te bedienen door begeleider	
BXA0595		Elektrische zit- en rugkanteling (niet i.c.m. centrale beensteun)	1650,00
ZITTING			
BXA1010		Asymmetrische zitplaat (2 delen) (niet i.c.m. zitplaatverhoging)	132,00
BXA1020		Zitplaat met zitverhoging van 2 cm	124,00
DUWHANDVATTEN			
BXA0550	◆	Duwhandvatten gescheiden, hoogte verstelbaar	
BXA0560		Duwhandvatten verbonden, hoogte verstelbaar	18,00
BXA0540		Duwstang, hoek en hoogte instelbaar	116,00
BXA0570		Duwhandvatten verbonden, hoogte verstelbaar met mogelijkheid tot plaatsen van Rea hoofdsteun	86,00
RUGHOEKVERSTELLING			
BXA0600	◆	Rughoekverstelling met gasveer; te bedienen door begeleider	
	◆	Optie om rughoekverstelling vast te zetten	
BXA0620		Vaste rughoek (niet i.c.m. elektrische zit- en rugkanteling)	GM
BEENSTEUNEN			
BXA0660	◆	Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, links	
BXA0710	◆	Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, rechts	
BXA0640	◆	Beensteun positie - standaard	
BXA0650		Beensteun positie - hoog (voor lange benen)	56,00
BXA0670		Beensteun 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar; links	GM
BXA0720		Beensteun 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar; rechts	GM
BXA0630		Centrale beensteun, inclusief voetplaat en kuitsteun (niet i.c.m. voetplaten, abductiekussen, voetplaatverlenger en instellingskit)	442,00
BXA0690		Amputatiesteun, links (verplicht i.c.m. anti-tip)	265,00
BXA0740		Amputatiesteun, rechts (verplicht i.c.m. anti-tip)	265,00



BXA0700		Zonder beensteun, links	GM
BXA0750		Zonder beensteun, rechts	GM
VOETPLATEN			
BXA0810	◆	Hoek- en diepte instelbare voetplaat met lange insteekbuis en hielband, links	
BXA0850	◆	Hoek- en diepte instelbare voetplaat met lange insteekbuis en hielband, rechts	
BXA0790		Hoek- en diepte instelbare voetplaat met korte insteekbuis en hielband, links	GM
BXA0830		Hoek- en diepte instelbare voetplaat met korte insteekbuis en hielband, rechts	GM
BXA0760		Eéndelige voetplaat, hoek instelbaar, korte insteekbuis	440,00
BXA0770		Eéndelige voetplaat, hoek instelbaar, lange insteekbuis	440,00
BXA1290		Kuitband voor ééndelige voetplaat	29,00
BXA1310		Gepolsterde kuitband	106,00
ARMSTEUNEN			
BXA0880&0940	◆	Armsteunen, hoogte instelbaar, brede armlegger	
BXA0860&0920		Armsteunen, hoogte instelbaar, smalle armlegger	GM
BXA0870&0930		Armsteunen, hoogte instelbaar, standaard armlegger	GM
BXA0885&0945		Armsteunen, hoogte instelbaar, armlegger met opstaande elleboogondersteuning	GM
BXA0890		Hemiplegie armsteun, links (niet i.c.m. werkblad en werkbladvergrendeling)	185,00
BXA0950		Hemiplegie armsteun, rechts (niet i.c.m. werkblad en werkbladvergrendeling)	185,00
BXA0980		Kussen voor kledingbeschermer	125,00
BXA0910		Zonder armsteun, links	GM
BXA0970		Zonder armsteun, rechts	GM
HOOFD/NEKSTEUNEN, PELOTEN			
BXA1070	◆	Neksteun, diepte verstelbaar	
BXA1040		Hoofdsteun, zijwaarts en diepte verstelbaar	85,00
BXA1041		Matrx Elan std hoofdkussen (254 mm)	221,00
BXA1042		Matrx Elan std hoofdkussen (355 mm)	221,00
BXA1043		Matrx Elan achterhoofdkussen (229 mm)	221,00
BXA1044		Matrx Elan achterhoofdkussen (305 mm)	221,00
BXA1045		Matrx Elan 4-punts hoofdkussen (229B x 177H mm)	382,00
BXA1046		Matrx Elan 4-punts hoofdkussen (280B x 254H mm)	382,00
BXA1047		Matrx Elan hoofdsteunbevestiging	419,00
BXA1048		Matrx Elan hoofdsteunbevestiging verlengd (extra link)	664,00
BXA1049		Matrx Loxx hoofdsteunbevestiging	419,00
BXA1090		Set van draaiknoppen voor nek- en hoofdsteun	40,00
BXA1060		Hoofdsteun met wangondersteuning, zijdelings verstelbaar	87,00
BXA1200		Zijpelot multiverstelbaar, wegklapbaar, links	248,00
BXA1210		Zijpelot multiverstelbaar, wegklapbaar, rechts	248,00
BXA1225		Laterale positoneringskussens (paar) met klittenband voor bevestiging tussen hoes en rug	57,00
BXA1240		Wiggen (per paar)	43,00
ACCENT KLEUREN			
BXA1320	◆	Blue	
BXA1330		Silver	GM
BXA1340		Red	GM
BXA1350		Champagne	GM
BXA1360		Petroleum Green	GM
BXA1365		Zonder kleur accenten	GM
VOORWIELBEVESTIGING			
BXA1370	◆	Voorwielbevestiging vast	




VOORWIELEN			
BXA1435	◆	Voorwielen 150x30, zwart, medium hard	
BXA1395		Voorwielen 100x27, zwart, medium hard (4")	41,00
BXA1400		Voorwielen 125x27, zwart, medium hard (5")	41,00
BXA1465		Voorwielen 200x32, zwart, lucht (8")	41,00
MAAT ACHTERWIELEN			
BXA1535	◆	Achterwielen 24"	
BXA1515		Achterwielen 20" (alleen i.c.m. verstevigde achterwielen en luchtbanden met blokpatroon) (niet i.c.m. RSV hoepels)	44,00
BXA1525		Achterwielen 22" (niet i.c.m. RVS hoepels)	44,00
TYPE ACHTERWIELEN			
BXA1542	◆	Standaard achterwielen (niet i.c.m. lekvrije luchtbanden en RVS hoepels)	
BXA1544		Verstevigde achterwielen	60,00
BXA1546		Achterwielen met trommelremmen (niet i.c.m. luchtbanden met minimum profiel)	GM
BXA1548		Eenhandsbediening (alleen i.c.m. luchtbanden met blokpatroon óf massieve banden) (niet i.c.m. Frost spaakbeschermers)	GM
BANDEN			
BXA1565	◆	Luchtbanden, zwart, blokpatroon, 1.3/8"	
BXA1585		Massieve banden, zwart, 1.3/8" (niet i.c.m. 20" achterwielen)	GM
BXA1595		Luchtbanden, zwart, minimum profiel, 1" (past op 22" en 24" achterwielen) (niet i.c.m. eenhandsbediening)	GM
HOEPELS			
BXA1610	◆	Aluminium hoepels	160,00
BXA1630		RVS hoepels	170,00
REMMEN			
BXA1680	◆	Manuele remmen, bediend door gebruiker	
BXA1685		Eenhandsrem links	269,00
BXA1687		Eenhandsrem rechts	269,00
SPAAKBESCHERMERS			
BXA1670		Spaakbeschermer Frost	308,00
ANTI-TIP			
	◆	Anti-tip	
OPTIES			
	◆	Trapdop links en rechts	
BXA1850	◆	Transporthaken	
BXA1690		Veiligheids gordel	67,00
BXA1710		Werkblad + montageset	462,00
BXA1716		Collegeblad, doorzichtig, opklapbaar; links (incl. armsteun met rechte, smalle armlegger)	495,00
BXA1717		Collegeblad, doorzichtig, opklapbaar; rechts (incl. armsteun met rechte, smalle armlegger)	495,00
BXA1740		Werkbladvergrendeling	17,00
BXA1800		Instellingskit (maakt opties van instelbaar verstelbaar)	150,00
BXA1860		Zuurstoffleshouder	558,00
BXA8000		Special	P.O.A.




BXA1560

BXA1570



BXA1590

BXA1580



TABEL: ZITHOOGTE-ZITHOEK-WIELMAAT COMBINATIE MOGELIJKHEDEN

Seat height	Rear wheel size	Seat tilt as delivered	Backrest recline as delivered	Max seat tilt possible*	Max recline possible*
350 mm	16"	45	30	45	30
	20"	30	30	30	30
380 mm	16"	45	30	45	30
	20"	45	10	45	30
	22"	30	30	30	30
400 mm	20"	45	30	45	30
430 mm	20"	45	30	45	30
	22"	45	30	45	30
450 mm	22"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
480 mm	16"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
500 mm	16"	45	30	45	30

* The seat tilt in this column is possible to reach when it is acceptable that recline is limited further

** The recline in this column is possible to reach when it is acceptable that seat tilt is limited

ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)

Bij een order voor een nieuwe Invacare Rea Dahlia in combinatie met een nieuwe Alber elektrische hulpaandrijving is de montage daarvan gratis.

	Alber e-fix E35/E36, elektrische aandrijf- en besturingseenheid* incl. lader	
	Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepel ondersteuning* incl. lader	
	Alber via GO V24, elektrische duwhulp* incl. lader	
	*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	

INVACARE UNIQUE

	Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.	
--	--	--

