

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Rea® Focus™ 150 Heavy Duty €



Dealer:
Technisch adviseur:
E-mail:
Telefoonnummer:
Plaats:
Referentie:
Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
BGA0001	◆ Rea Focus 150 Heavy Duty - rolstoel voor permanent gebruik	3.528,00
BGA0010	◆ Uitgevoerd met standaard achterwielen (24")	
BGA0030	◆ Zitbreedte 530 mm (+25 mm)	
BGA0044	◆ Zitdiepte 450 mm (groot frame)	
BGA0070	◆ Zithoogte 490 mm	
BGA0170	◆ Kunststof zitplaat met verzonken deel	
BGA0415	◆ Inlegkussens voor zitplaat	
BGA0190	◆ Zitkussen 50 mm schuim (niet in zwart wipe-down hoes)	
BGA0220	◆ Bekleding voor zitkussen zwart Jemima TR18 (nylon)	
BGA0100	◆ Rugleuning met spanbanden, in hoekinstelbaar (-8° +13°) hoogte instelbaar 380-460 mm, met rugfixatiestang (niet in zwart wipe-down hoes)	
BGA0120	◆ Rugbekleding Zwart Jemima, TR18	
BGA0165	◆ Opbouw duwhandvatten in hoogte verstelbaar (+100 mm) (niet i.c.m. neksteun, hoofdsteun, alleen in combinatie met naspanbare rugbekleding)	
0394&0406	◆ Armsteunen hoogte instelbaar; smalle/ lange armlegger (380 mm), links en rechts	
BGA0260	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar; Alu 2003, links	
BGA0290	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar; Alu 2003, rechts	
BGA0330	◆ Voetplaat vaste hoek met lange insteekbuis, links	
BGA0370	◆ Voetplaat vaste hoek met lange insteekbuis, rechts	
BGA0485	◆ Kuitbanden, per paar	
BGA0590	◆ Voorvork met 4-gaten	
BGA0550	◆ Voorwiellagerhuis, in hoek instelbaar (0°, 3°, 6°)	
BGA0564	◆ Voorwielen 8", 200x30, foam	
BGA0720	◆ Camber 0°	
BGA1040	◆ Achterwielbevestiging Quick release	
BGA0610	◆ Achterwielen 24"	
BGA0620	◆ Luchtbanden, visgraatprofiel 24" (of 22") x 1.3/8"	
BGA0660	◆ Aluminium hoepels	
BGA0740	◆ Drukremmen type "Malta"	
BGA0535	◆ Framekleur slate grey	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	3.528,00
OVERIGE UITVOERINGEN		
BGA0010	◆ Uitgevoerd met standaard achterwielen (24")	
BGA0020	◆ Uitgevoerd met trommelremmen (indien met opbouwduwhandvatten, alleen mogelijk met lange duwhandvatten, niet i.c.m. banden met laag profiel)	623,00
ZITBREEDTE		
BGA0030	◆ Zitbreedte 530 mm (+25 mm)	
BGA0035	◆ Zitbreedte 555 mm	GM
ZITDIEPTE		
BGA0044	◆ Zitdiepte 450 mm (hoog frame)	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

BGA0042		Zitdiepte 425 mm instelbaar hoog frame	GM
BGA0046		Zitdiepte 475 mm instelbaar hoog frame	GM
BGA0048		Zitdiepte 500 mm instelbaar hoog frame	GM
ZITHOOGTE			
BGA0070	◆	Zithoogte 490 mm	
BGA0050		Zithoogte 440 mm (niet i.c.m. lange insteekbuis voor voetplaat, alleen in combinatie met 5,5" voorwielen)	80,00
BGA0060		Zithoogte 465 mm (niet i.c.m. lange insteekbuis voor voetplaat, alleen in combinatie met 5,5" of 7" voorwielen)	80,00
BGA0080		Zithoogte 515 mm	47,00
BGA0090		Zithoogte 540 mm (niet i.c.m. 5,5" voorwielen, 7" voorwielen)	80,00
ZITTING			
BGA0170	◆	Kunststof zitplaat met verzonken deel	
BGA0415	◆	Inlegkussens voor zitplaat	
ZITOPTIES			
BGA0190	◆	Zitkussen 50 mm schuim (niet in zwart wipe-down hoes)	
BGA0210		Zonder zitkussen	GM
ZITBEKLEDING			
BGA0220	◆	Bekleding voor zitkussen zwart Jemima TRI8 (nylon)	
BGA0232		Zitbekleding zwart pluche TR35	GM
RUGLEUNING			
BGA0100	◆	Rugleuning met spanbanden, in hoekinstelbaar (-8° +13°) hoogte instelbaar 380-460 mm, met rugfixatiestang (niet in zwart wipe-down hoes)	
RUGBEKLEDING			
BGA0120	◆	Rugbekleding zwart Jemima, TRI8	
BGA0132		Rugbekleding zwart pluche TR35	GM
HOOFD/NEKSTEUNEN, PELOTEN			
BGA0420		Neksteun, vast (altijd in combinatie met duwhandvatten, niet i.c.m. hoofdsteun)	345,00
BGA0430		Hoofdsteun, verstelbaar in hoogte, diepte en hoek (altijd in combinatie met duwhandvatten)	433,00
DUWHANDVATTEN			
BGA0165	◆	Opbouw duwhandvatten in hoogte verstelbaar (+100 mm) (niet i.c.m. neksteun, hoofdsteun, alleen in combinatie met naspanbare rugbekleding)	
BGA0160		Opbouw duwhandvatten in hoogte verstelbaar (+100 mm) met lange duwhandvatten voor trommelremhendelmontage	GM
BGA0162		Opbouw duwhandvatten in hoogte verstelbaar (+100 mm) met korte duwhandvatten voor standaard remmen	GM
ARMSTEUNEN PER PAAR			
0394&0406	◆	Armsteunen hoogte instelbaar, smalle/ lange armlegger (380 mm), links en rechts	
0392&0404		In hoogte instelbaar, brede/korte armlegger (280 mm) (niet i.c.m. werkblad, werkbladvergrendeling)	GM
0396&0412		In hoogte verstelbaar, lange/brede armlegger (niet i.c.m. armsteunvergrendelset)	GM
BGA0780		Armsteunvergrendelset	11,00
BGA0402		Zonder armsteun, links	GM
BGA0414		Zonder armsteun, rechts	GM
BEENSTEUNEN			
BGA0260	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, Alu 2003, links	
BGA0290	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, Alu 2003, rechts	
BGA0250		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° tot 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat links (niet i.c.m. ééndelige voetplaat)	167,00
BGA0280		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° tot 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat rechts (niet i.c.m. ééndelige voetplaat)	167,00
BGA0450		Amputatiesteun links	265,00
BGA0460		Amputatiesteun rechts	265,00
BGA0270		Zonder beensteun, links	GM
BGA0300		Zonder beensteun, rechts	GM
VOETPLATEN			
BGA0330	◆	Voetplaat vaste hoek met lange insteekbuis, links	
BGA0370	◆	Voetplaat vaste hoek met lange insteekbuis, rechts	

BGA0310		Vast, korte insteekbuis, links	GM
BGA0350		Vast, korte insteekbuis, rechts	GM
BGA0320		In diepte en hoek instelbaar; korte insteekbuis, links	50,00
BGA0360		In diepte en hoek instelbaar; korte insteekbuis, rechts	50,00
BGA0340		In diepte en hoek instelbaar; lange insteekbuis, links	50,00
BGA0380		In diepte en hoek instelbaar; lange insteekbuis, rechts	50,00
KUITBANDEN			
BGA0485	◆	Kuitbanden, per paar	
VOORWIELEN			
BGA0590	◆	Voorvork met 4-gaten	
BGA0550	◆	Voorwiellagerhuis, in hoek instelbaar (0°, 3°, 6°)	
BGA0555		Voorwielen 5,5", 140x40, foam	GM
BGA0561		Voorwielen 7", 180x40, foam	GM
BGA0562		Voorwielen 8", 200x27, massief	GM
BGA0564	◆	Voorwielen 8", 200x30, foam	GM
ACHTERWIELOPTIES			
BGA0720	◆	Camber 0°	
ACHTERWIELEN			
	◆	Achterwielbevestiging Quick release	
BGA0610	◆	Achterwielen 24"	
BGA0600		Achterwielen 22" (niet i.c.m. plastic coated hoepels)	45,00
BANDEN			
BGA0620	◆	Luchtbanden, visgraatprofiel 24" (of 22") x 1.3/8"	
BGA0640		Massieve banden 24" (of 22") x 1.3/8"	GM
BGA0655		Banden met laag profiel 24" (of 22") x 1"	26,00
HOEPELS			
BGA0660	◆	Aluminium hoepels	
BGA0680		Plastic coated hoepels	160,00
SPAAKBESCHERMERS			
BGA0730		Spaakbeschermer "Frost"	308,00
REMMEN/REMVERLENGERS			
BGA0740	◆	Drukremmen type "Malta"	
BGA0760		Remverlenger, links	33,00
BGA0761		Remverlenger, rechts	33,00
ANTI-TIP			
BGA0770		Anti-tipsysteem, per paar	128,00
FRAMEKLEUREN			
BGA0535	◆	Framekleur slate grey	
BGA0540		Framekleur shining blue	GM
OPTIES			
BGA0750		Veiligheidsgordel	67,00
BGA0840		Stokhouder	28,00
BGA0790		Trapdop, per stuk	33,00
BGA0810		Werkblad met montageset	249,00
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)			
Bij een order voor een nieuwe Invacare Rea Focus in combinatie met een nieuwe Alber elektrische hulpaandrijving is de montage daarvan gratis.			
		Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader (max. gebr. gewicht 150 kg)	
		Alber e-fix E36, elektrische hulpaandrijving* incl. lader	
		*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	
INVACARE UNIQUE			
		Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.	



