



Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

**Rea<sup>®</sup> Focus<sup>™</sup>** CE



Crashtest  
ISO 7176-19



Transport  
gewicht 10 KG



135 KG



GESCHIKT VOOR  
HULPAANDRIJVING

Manuele modulaire rolstoel  
Maximaal gebruikersgewicht:  
135 kg

Dealer: \_\_\_\_\_

Technisch adviseur: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Referentie: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

◆ Standaardconfiguratie    □ Optie    **GM** Optie zonder meerprijs    **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
<b>BASISMODEL</b>		
BFA0001	◆ Rea Focus - rolstoel voor permanent gebruik	2738,00
BFA0010	◆ Uitgevoerd standaard achterwielen	
BFA0040	◆ Zitbreedte 430 mm	
BFA0074	◆ Zitdiepte 450 mm (hoog frame) (niet i.c.m. zithoogte 365 en 390 mm)	
BFA0130	◆ Zithoogte 490 mm (alleen met 8" voorwielen, geldt alleen bij laag frame)	
BFA0260	◆ Kunststof zitplaat met verzonken deel	
BFA0280	◆ Zitkussen 50 mm schuim (zitbreedtes 375 tot 455 mm wordt er een kussen geleverd met zitdiepte 430 mm, zitbreedte 480 en 505 geleverd met 480 mm kussendiepte)	
BFA0530	◆ Inlegkussens voor zitplaat	
BFA0310	◆ Bekleding voor zitkussen zwart Jemima TRI 8 (nylon)	
BFA0170	◆ Rugbekleding met spanbanden, in hoekinstelbaar (-8° +13°) hoogte instelbaar 380-460 mm, klittenband (niet i.c.m. rugbekleding zwart wipe-down incontinentie hoes, pelotten)	
BFA0540	◆ Rugfixatiestang (niet i.c.m. hoofdsteun, neksteun)	
BFA0210	◆ Rugbekleding zwart Jemima, TRI 8	
BFA0255	◆ Opbouw duwhandvatten in hoogte verstelbaar (+100 mm)	
0484&0514	◆ Armsteunen "Rio" hoogte instelbaar; smalle/ lange armlegger; links + rechts (niet i.c.m. armsteunvergrendeling)	
BFA0350	◆ Beensteun 80°, Alu 2003, links	
BFA0380	◆ Beensteun 80°, Alu 2003, rechts	
BFA0420	◆ Voetplaat vaste hoek met lange insteekbuis, links (niet i.c.m. voetplaatverlenger)	
BFA0460	◆ Voetplaat vaste hoek met lange insteekbuis, rechts (niet i.c.m. voetplaatverlenger)	
BFA0640	◆ Hielbanden, per jaar	
BFA0700	◆ Voorwiellagerhuis, in hoek instelbaar ( 0°, 3°, 6°)	
BFA0735	◆ Voorwielen 6", 150x30, medium hard	
BFA0810	◆ Voorvork met 4-gaten	
BFA0950	◆ Camber 0°	
BFA0821	◆ Achterwielbevestiging Quick release	
BFA0840	◆ Achterwielen 24"	
BFA0850	◆ Luchtbanden, visgraatprofiel 24" x 1.3/8"	
BFA0890	◆ Aluminium hoepels	
BFA0980	◆ Drukremmen type "Malta"	
BFA0690	◆ Framekleur shining blue	
BFA1070	◆ Trapdop	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	2738,00
<b>OVERIGE UITVOERING</b>		
BFA0010	◆ Uitgevoerd standaard achterwielen	
BFA0020	Uitgevoerd met trommelremmen (indien besteld met opbouwduwhandvatten alleen met lange duwhandvatten, niet i.c.m. banden met laag profiel, achterwielpositie camber 2°, wegzwenkbare anti-tip systeem)	623,00
<b>ZITBREEDTE</b>		
BFA0040	◆ Zitbreedte 430 mm (niet i.c.m. MatrX rughoogte 460 mm)	
BFA0030	Zitbreedte 380 mm (niet i.c.m. MatrX rughoogte 460 mm)	GM



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

BFA0035		Zitbreedte 405 mm (niet i.c.m. Matrix rughoogte 460 mm, extra smalle achterwiel bevestiging)	GM
BFA0045		Zitbreedte 455 mm (niet i.c.m. Matrix rughoogte 460 mm, extra smalle achterwiel bevestiging)	GM
BFA0050		Zitbreedte 480 mm (niet i.c.m. Matrix rughoogte 460 mm)	268,00
BFA0055		Zitbreedte 505 mm (niet i.c.m. Matrix rughoogte 310 mm, extra smalle achterwiel bevestiging)	268,00
<b>ZITDIEPTE</b>			
<b>Hoog frame (instelbaar 425 - 500 mm)</b>			
BFA0074	◆	Zitdiepte 450 mm (niet i.c.m. zithoogte < 415 mm)	
BFA0072		Zitdiepte 425 mm (niet i.c.m. zithoogte < 415 mm, rug Laguna/Passad 2 met gasveer, brede gepolsterde armleggers)	GM
BFA0076		Zitdiepte 475 mm (niet i.c.m. zithoogte < 415 mm)	GM
BFA0078		Zitdiepte 500 mm (niet i.c.m. zithoogte < 415 mm)	GM
<b>Laag frame (instelbaar 365 - 450 mm)</b>			
BFA0062		Zitdiepte 375 mm (niet i.c.m. zithoogte > 490 mm, rug Laguna/Passad 2 met gasveer, brede gepolsterde armleggers)	GM
BFA0064		Zitdiepte 400 mm (niet i.c.m. zithoogte > 490 mm)	GM
BFA0066		Zitdiepte 425 mm (niet i.c.m. zithoogte > 490 mm)	GM
BFA0068		Zitdiepte 450 mm (niet i.c.m. zithoogte > 490 mm)	GM
<b>ZITHOOGTE (gemeten van bovenzijde voorzijde zitbuis in loodrechte lijn naar de grond)</b>			
<b>Hoog frame</b>			
BFA0140		Zithoogte 515 mm (niet i.c.m. 5" voorwielen)	47,00
BFA0150		Zithoogte 540 mm (alleen in combinatie met 8" voorwielen, niet i.c.m. 90° active beensteunen)	80,00
<b>Hoog &amp; Laag frame</b>			
BFA0100		Zithoogte 415 mm (niet i.c.m. 8" voorwielen, voetplaten met lange insteekbuis)	80,00
BFA0110		Zithoogte 440 mm (niet i.c.m. voetplaten met lange insteekbuis, 5" voorwielen)	80,00
BFA0120		Zithoogte 465 mm	80,00
BFA0130	◆	Zithoogte 490 mm	
<b>Laag frame</b>			
BFA0080		Zithoogte 365 mm (alleen in combinatie met 5" voorwielen, niet i.c.m. voetplaten met lange insteekbuis, 24" achterwielen)	116,00
BFA0090		Zithoogte 390 mm (alleen in combinatie met 5" & 6" voorwielen, niet i.c.m. voetplaten met lange insteekbuis)	116,00
		<b>Voor hoogte combinaties: kijk ook op <a href="http://www.invacare.nl">www.invacare.nl</a> onder Focus - gebruiksaanwijzing</b>	
<b>ZITTING</b>			
BFA0260	◆	Kunststof zitplaat met verzonken deel	
<b>ZITOPTIES</b>			
BFA0280	◆	Zitkussen 50 mm schuim (niet i.c.m. zitbekleding zwart wipe-down hoes) (bij zitbreedtes 375 tot 455 mm wordt er een kussen geleverd met zitdiepte 430 mm, bij zitbreedtes 480 en 505 geleverd met 480 mm kussendiepte)	
BFA0530	◆	Inlegkussens voor zitplaat	
Spec.		Zitkussen Matrix Flo-tech Image (maat als ZB/ZD rolstoel) (Matrix Flo-tech kussen wordt geleverd op separate order tegen de voor zitkussens geldende condities) Kies hieronder de gewenste hoes. Voor maatvoeringen zie Matrix Flo-tech zitkussens prijslijst.	557,00
		met stretch hoes	
		met wipe-down incontinentie hoes	
		met Aero hoes	
BFA0300		Zonder zitkussen	GM
<b>ZITBEKLEDING</b>			
BFA0310	◆	Bekleding voor zitkussen zwart Jemima TR18 (nylon)	
BFA0322		Zitbekleding zwart pluche TR35 (alleen mogelijk met Mistral rugkussen)	GM
<b>RUGLEUNING</b>			
BFA0170	◆	Rugbekleding met spanbanden, in hoekinstelbaar (-8° +13°) hoogte instelbaar 380-460 mm, Klittenband (niet i.c.m. rugbekleding zwart wipe-down incontinentie hoes, pelotten)	
BFA0160		Hoekinstelbaar (-8° +13°), hoogte instelbaar 380-460 mm, slappe rug (alleen in combinatie met rugbekleding zwart Jemima, TR18, niet i.c.m. rugpelotten)	GM



0530



Matrix Flo-tech Image



0170

BFA0200		Bi-angulair instelbaar ( onder -8° tot +13°, boven +/- 30°) in hoogte instelbaar (405 - 505 mm), spanbanden (alleen in combinatie met opbouw (lange) duwhandvatten, niet i.c.m. rugbekleding zwart wipe-down incontinentie hoes, rugpelotten)	446,00
BFA0190		Laguna, mech. hoek verstelbaar (0° - 30°), vaste duwhandvatten en rugkussen in houten schaal (niet i.c.m. rugbekleding zwart Jemima, opklapbare armsteunen, set wiggen, wegzwenkbare anti-tip, stokhouder)	424,00
BFA0194		Laguna, gasveer hoek verstelbaar (0° - 30°), in hoogte verstelbare opbouw duwhandvatten en rugkussen in houten schaal. (alleen met brede gepolsterde armleggers, niet i.c.m. rugbekleding zwart Jemima, rugfixatiestang, set wiggen, std rugpelotten, wegzwenkbare anti-tip, stokhouder)	1.110,00
<b>RUGLEUNING - MATRX (bij bestelling op stoel wordt de Matrix rug geleverd in dezelfde breedte als de stoel. Indien dit anders gewenst is: graag rug apart bestellen)</b>			
BFA0203		Zonder rugbekleding, voorbereid voor Matrix ruggen	GM
		Voor Matrix ruggen en Matrix accessoires, zie prijslijst Matrix ruggen	
<b>RUGFIXATIE</b>			
BFA0540	◆	Rugfixatiestang (niet i.c.m. hoofdsteun, neksteun)	
<b>RUGBEKLEDING</b>			
BFA0210	◆	Rugbekleding zwart Jemima, TR18	
BFA0222		Rugbekleding zwart pluche TR35	GM
<b>HOOFD/NEKSTEUNEN, PELOTEN</b>			
BFA0550		Neksteun, vast (altijd inclusief in hoogte verstelbare opbouw duwhandvatten) (niet i.c.m. hoofdsteun)	345,00
BFA0560		Hoofdsteun, verstelbaar in hoogte, diepte en hoek (altijd inclusief in hoogte verstelbare opbouw duwhandvatten)	427,00
BFA0570		Set wiggen voor positionering	43,00
BFA0575		Rugpelot, links	166,00
BFA0577		Rugpelot, rechts	166,00
BFA0578		Pelot wegzwenkbaar links (alleen voor Laguna en Passad 2 rug)	211,00
BFA0579		Pelot wegzwenkbaar rechts (alleen voor Laguna en Passad 2 rug)	211,00
<b>DUWHANDVATTEN</b>			
BFA0255	◆	Opbouw (lange) duwhandvatten in hoogte verstelbaar (+100 mm) (niet i.c.m. hoofdsteun, neksteun)	
BFA0250		Opbouw duwhandvatten in hoogte verstelbaar (+100 mm) met lange duwhandvatten voor trommelremhendelmontage (inbegrepen bij hoofdsteun en neksteun)	GM
BFA0252		Opbouw (korte) duwhandvatten in hoogte verstelbaar (+100 mm) voor standaard remmen (niet i.c.m. hoofdsteun, neksteun)	GM
<b>ARMSTEUNEN PER PAAR</b>			
0484&0514	◆	Armsteunen "Rio" hoogte instelbaar; smalle/lange armlegger; links + rechts (niet i.c.m. armsteunvergrendeling)	
0482&0512		Rio hoogte instelbaar; smalle/korte armlegger (niet i.c.m. werkblad, werkbladvergrendeling, armsteunvergrendeling)	GM
0474&0504		Opklapbaar; afneembaar; in hoogte verstelbaar; lange/smalle armlegger (niet i.c.m. werkblad, werkbladvergrendeling, armsteunvergrendeling)	GM
0492&0522		In hoogte verstelbaar; lange/brede armlegger; gepolsterd (niet i.c.m. armsteunvergrendelset)	GM
BFA0665		Armsteunbevestiging t.b.v. opklapbare armsteun	36,00
BFA1050		Armsteunvergrendelset	11,00
<b>BEENSTEUNEN</b>			
BFA0350	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar; Alu 2003, links	
BFA0380	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar; uitneembaar; Alu 2003, rechts	
BFA0340		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar; uitneembaar + kuitplaat links (niet i.c.m. eendelige voetplaat)	167,00
BFA0370		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar; uitneembaar + kuitplaat rechts (niet i.c.m. eendelige voetplaat)	167,00
BFA0580		Amputatiesteun links	265,00
BFA0590		Amputatiesteun rechts	265,00
BFA0360		Zonder beensteun, links	GM
BFA0390		Zonder beensteun, rechts	GM
<b>VOETPLATEN</b>			
BFA0420	◆	Voetplaat vaste hoek met lange insteekbuis, links (niet i.c.m. voetplaatverlenger)	
BFA0460	◆	Voetplaat vaste hoek met lange insteekbuis, rechts (niet i.c.m. voetplaatverlenger)	



0200



Laguna



0194



0540



0550



0560



0575 / 0577



0578 / 0579



0482 / 0512



0350 / 0380 0340 / 0370

BFA0400		Voetplaat vaste hoek met korte insteekbuis, links (niet i.c.m. voetplaatverlenger)	GM
BFA0440		Voetplaat vaste hoek met korte insteekbuis, rechts (niet i.c.m. voetplaatverlenger)	GM
BFA0410		Voetplaat in diepte en hoek instelbaar met korte insteekbuis, links	50,00
BFA0450		Voetplaat in diepte en hoek instelbaar met korte insteekbuis, rechts	50,00
BFA0430		Voetplaat in diepte en hoek instelbaar met lange insteekbuis, links	50,00
BFA0470		Voetplaat in diepte en hoek instelbaar met lange insteekbuis, rechts	50,00
BFA0620		Voetplaatverlenger, links	25,00
BFA0630		Voetplaatverlenger, rechts	25,00
<b>HIELBANDEN</b>			
BFA0640	◆	Hielbanden, per paar	
<b>VOORWIELEN</b>			
BFA0700	◆	Voorwiellagerhuis, in hoek instelbaar ( 0°, 3°, 6°)	
BFA0715		Voorwielen 5", 125x27, massief	GM
BFA0720		Voorwielen 5,5", 140x40, foam (niet i.c.m. in hoogte verstelbare 7 positie voorvork)	GM
BFA0735	◆	Voorwielen 6", 150x30 medium hard	
BFA0756		Voorwielen 7", 180x40 foam (niet i.c.m. in hoogte verstelbare 7 positie voorvork)	GM
BFA0760		Voorwielen 8", 200x27, medium hard	GM
BFA0770		Voorwielen 8", 200x30, foam	GM
<b>VOORVORK</b>			
BFA0810	◆	Voorvork met 4-gaten	
BFA0820		Voorvork in hoogte instelbaar in 7 posities	150,00
<b>ACHTERWIELOPTIES</b>			
BFA0950	◆	Camber 0°	
BFA0960		Camber 2°	GM
<b>ACHTERWIELEN</b>			
BFA0821	◆	Achterwielbevestiging Quick Release	
BFA0840	◆	Achterwielen 24"	
BFA0830		Achterwielen 22"	45,00
BFA0825		Achterwielen 20" (alleen in combinatie met luchtbanden)	45,00
BFA0822		Extra smalle achterwiel bevestiging	GM
<b>BANDEN</b>			
BFA0850	◆	Luchtbanden, visgraatprofiel 24" (of 22") x 1.3/8"	
BFA0870		Massieve banden 24" (of 22", 16") x 1.3/8"	GM
BFA0885		Banden met laag profiel 24" (of 22") x 1"	26,00
<b>HOEPELS</b>			
BFA0890	◆	Aluminium hoepels	
BFA0910		Plastic coated hoepels	160,00
<b>SPAAKBESCHERMERS</b>			
BFA0970		Spaakbeschermer "Frost"	308,00
<b>REMMEN/REMVERLENGERS</b>			
BFA0980	◆	Drukremmen type "Malta"	
BFA0990		Remmen voor éénhandsbediening met remverlenger, links, incl. remverlenger	275,00
BFA1000		Remmen voor éénhandsbediening met remverlenger, rechts, incl. remverlenger	275,00
BFA1040		Remverlenger, links (niet i.c.m. remmen voor éénhandsbediening)	33,00
BFA1041		Remverlenger, rechts (niet i.c.m. remmen voor éénhandsbediening)	33,00
<b>ANTI-TIP</b>			
BFA1060		Anti-tipsysteem, per paar	85,00
BFA1065		Anti-tipsysteem, per paar, wegzwenkbaar (niet i.c.m. stokhouder)	128,00
<b>FRAMEKLEUREN</b>			
BFA0690	◆	Framekleur shining blue	
BFA0685		Framekleur slate grey	GM
<b>OPTIES</b>			
BFA1070	◆	Trapdop	
BFA1030		Veiligheidsgordel met gespsluiting	67,00
BFA1120		Stokhouder	28,00
BFA1090		Werkblad met montageset	249,00



0980



0990 / 1000




**ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)**
**Bij een order voor een nieuwe Invacare Rea Focus in combinatie met een nieuwe Alber elektrische hulpaandrijving is de montage daarvan gratis.**

	Alber e-fix E35, elektrische hulpaandrijving* incl. lader	
	Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
	Alber twion M24, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
	Alber via GOV24, elektrische duwhulp* incl. lader	
	Alber viamobilV25, elektrische duw- en remhulp* incl. lader	
	*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	

**INVACARE UNIQUE**

	Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.	
--	--	--