

Robin[®] EVO

Designet for brugere og plejepersonale



En ny avanceret loftlift

Fokuserer på sikker og værdig forflytning



En forbedret løsning til forflytninger

Invacare Robin® EVO er vores nye og forbedrede loftlift designet til nutidens udfordringer i både hjemmeplejen og plejeboliger.

Undersøgelser viser, at 59% af skader blandt sundhedspersonale skyldes manuel håndtering af brugere¹. Fysisk belastning og akavede arbejdsstillinger fører til rygskader og forskellige muskel- og skeletlidelser, hvilket resulterer i personalefravær.

Implementering af effektive forflytningsrutiner hjælper med til at forebygge skader og sikrer et ansvarligt og sikkert arbejdsmiljø for både personale og brugere.

Med en stigning i regler for manuel håndtering samt personalemangel, skal løft og forflytninger udføres af færre plejere. Loftlifte kan bidrage til at gøre arbejdet lettere for plejepersonalet.



Optimering af personaleressourcer

Forflytninger kan foretages af kun **én plejepersonale**.



Forbedret arbejdsmiljø

Flere undersøgelser har vist, at loftlifte markant reducerer den statiske belastning for plejepersonalet og **mindsker antallet af forflytninger med op til 47%²**.



Værdighed for brugerne

Robin® EVO loftlift er en effektiv løsning til manuel håndtering, der **fokuserer på brugerens værdighed og sikkerhed**.

Robin® EVO loftlift er
velegnet til forskellige
hjemme- og
plejemiljøer.



1. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): p. 340-344

2. Van plafondtilsysteem naar plafondzorgsysteem een praktijkgericht onderzoek naar de effecten van grootschalige introductie van plafondtilsystemen, Hanneke JJ Knibbe, Nico E Knibbe. LOCOmotion, November 2021

Tryghed og bedre interaktion med Robin® EVO

Baseret på vores velkendte Robin® design er Robin® EVO den næste generation af loftlifte, der indeholder forbedringer for sikre effektive løft og forflytninger.

Det nye design bevarer mange af Robin®'s populære funktioner, men med et fornyet fokus på at

understøtte kvalitetspleje med én enkelt plejer, hvilket skaber tryghed for både plejepersonale og bruger.



1

Positiv interaktion

2-strop konceptet er designet til at fremme effektiv kommunikation og positive interaktioner mellem bruger og plejer, hvilket hjælper med at reducere angst og øge tillid.

2

Ekstra sikkerhedsfunktioner

Fra den nye LED-skærm til driftsikonerne og nødstoppet, er Robin® EVO designet med fokus på sikkerhed.

3

Endnu mere effektiv

Det nye design betyder flere løftecykler pr. opladning, højere løftehastighed og en forbedret samlet batterilevetid.





Valg af løftesejl

Invacares Optislings er et essentielt supplement til Robin® EVO løftlift. Hvert sejl giver sikre, støttende og komfortable forflytninger. Alle sejl er omhyggeligt designet til at arbejde med brugerens kropsform, hvilket sikrer en perfekt pasform og den nødvendige støtte.

Optislings sortimentet omfatter tretten modeller i op til seks størrelser og med tre forskellige stoftyper. Der er et Invacare sejl til alle.



Tekniske data ▼

For mere information, herunder brugermanualen, besøg venligst vores hjemmeside: www.invacare.dk



Længde af motor ▼

505 mm



Bredde af motor ▼

190 mm



Højde af motor ▼

211 mm



Længde af stropper ▼

2,5 meter



Løftehastighed ▼

4,2 cm/s uden belastning
3,7 cm/s med 200 kg belastning



Totalvægt ▼

9,5 kg



Max brugervægt ▼

200 kg

Løft pr. opladning: Ca. 90. (brugervægt 80 kg, 0,5 m op/ned)

Spænding mellem batteri/lift: 24V DC

Strømforsyning: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 1A

Overholder kravene i ISO 10535:2021



Robin® EVO er designet specielt til brugere, der ikke kan mobilisere sig selvstændigt og har brug for støtte fra plejepersonale. Dette mobilitetsniveau er identificeret som niveau D og E, ifølge MK5's mobilitetsklassifikation.

I MK5 klassificeres den funktionelle mobilitet i fem niveauer (A, B, C, D og E) baseret på brugerens begrænsninger og evne til at samarbejde under forflytningen. LOCOMotion (Knibbe & Knibbe)

Tlf.: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark

