

KÜSCHALL COMPACT attract

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato
ragione sociale
indirizzo
email
num telefono

Dati Utente
Nome & Cognome
indirizzo
email
num telefono



Carrozzina ad autopinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera
Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017

Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV.

Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi
Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi




- | Prezzo al pubblico | |
|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> DDY0014 | KÜSCHALL COMPACT attract |
| <input type="checkbox"/> DDY0211 | Telaio Standard |
| <input type="checkbox"/> DDY1416 | Braccioli a "T", regolabili in altezza, estraibili, ridotti per tavolo, fianchetto in plastica |
| <input type="checkbox"/> DDY0921 | Ruota posteriore 24" ACTIVE pneumatica, con corrimano in Alluminio, 24 raggi e mozzo nero |

€ 1.610

Antiribaltamento compreso nel prezzo
(barrare una tra le opzioni proposte a fianco)

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> DDY1702 | Montato a DX |
| <input type="checkbox"/> DDY1703 | Montato a SX |
| <input type="checkbox"/> | Senza Antiribaltamento |



Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

BARRA LA TUA SCELTA

Leggere sempre le note a fianco

		LARGHEZZA SEDUTA in mm							
		360 mm DDY0126	380 mm DDY0128	400 mm DDY0130	420 mm DDY0132	440 mm DDY0134	460 mm DDY0136	480 mm DDY0138	500 mm DDY0140
		Crociera Singola				Crociera Triplex			
PROFONDITÀ SEDUTA in mm	360 mm DDY0412	○	○	○	○	○	○	○	○
	380 mm DDY0415	○	○	○	○	○	○	○	○
	400 mm DDY0417	○	○	○	○	○	○	○	○
	420 mm DDY0420	○	○	○	○	○	○	○	○
	440 mm DDY0422	○	○	○	○	○	○	○	○
	460 mm DDY0424	○	○	○	○	○	○	○	○
	480 mm DDY0427	○	○	○	○	○	○	○	○
	500 mm DDY0429	○	○	○	○	○	○	○	○

ALTEZZA SCHIENALE (RH)

- | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> DDY0506 | 330 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DDY0524 | 450 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DDY0509 | 345 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DDY0526 | 465 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DDY0512 | 360 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DDY0528 | 480 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DDY0514 | 375 mm | ◆ | <input type="checkbox"/> DDY0530 | 495 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> DDY0516 | 390 mm | ○ | | | |
| <input type="checkbox"/> DDY0518 | 405 mm | ○ | | | |
| <input type="checkbox"/> DDY0520 | 420 mm | ○ | | | |
| <input type="checkbox"/> DDY0522 | 435 mm | ○ | | | |

ALTEZZA SEDUTA ANTERIORE DA TERRA (Shv)

- | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> DDY0845 | 430 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DDY0852 | 500 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> DDY0846 | 440 mm | ○ | <input type="checkbox"/> DDY0853 | 510 mm | ○ |

ST 360 e 380 non compatibile con posizione 1 ruote posteriori, e con ruote anteriori da 7" e posizione 2 ruote posteriori.
ST 400 non compatibile con ruote da 7" e posizione 1 ruote posteriori

Dettaglio piastra verticale per le regolazioni e crociera triplex



Per altezze seduta da terra pari a 470 o inferiori non è possibile montare ruote da 7"
Per altezze seduta da terra pari a 440 o inferiori non è possibile montare ruote da 6"

<input type="checkbox"/>	DDY0847	450 mm	○	<input type="checkbox"/>	DDY0854	520 mm	○
<input type="checkbox"/>	DDY0848	460 mm	○				
<input type="checkbox"/>	DDY0849	470 mm	○				
<input type="checkbox"/>	DDY0850	480 mm	○				
<input type="checkbox"/>	DDY0851	490 mm	○				

ALTEZZA SEDUTA POSTERIORE DA TERRA (SHh)

<input type="checkbox"/>	DDY0945	400 mm	○	<input type="checkbox"/>	DDY0950	450 mm	◆
<input type="checkbox"/>	DDY0946	410 mm	○	<input type="checkbox"/>	DDY0951	460 mm	○
<input type="checkbox"/>	DDY0947	420 mm	○	<input type="checkbox"/>	DDY0952	470 mm	○
<input type="checkbox"/>	DDY0948	430 mm	○	<input type="checkbox"/>	DDY0953	480 mm	○
<input type="checkbox"/>	DDY0949	440 mm	○	<input type="checkbox"/>	DDY0954	490 mm	○

LUNGHEZZA GAMBE

<input type="checkbox"/>	DDY1679	380 mm	○	<input type="checkbox"/>	DDY1684	430 mm	◆
<input type="checkbox"/>	DDY1680	390 mm	○	<input type="checkbox"/>	DDY1685	440 mm	○
<input type="checkbox"/>	DDY1681	400 mm	○	<input type="checkbox"/>	DDY1686	450 mm	○
<input type="checkbox"/>	DDY1682	410 mm	○	<input type="checkbox"/>	DDY1687	460 mm	○
<input type="checkbox"/>	DDY1683	420 mm	○				

SCHIENALE**TUBI SCHIENALE**

<input type="checkbox"/>	DDY0736	Tubi schienale dritti (schienale non reclinabile)	◆				
<input type="checkbox"/>	DDY0705	Lumbal (con curvatura lombare)	○				
<input type="checkbox"/>	DDY0720	Reclinabile da -8° a +12° con angolo settato a (vedi sotto)				€ 190	

ANGOLO DELLO SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DDY0707	82° (= -8°)	○	<input type="checkbox"/>	DDY0719	94° (= +4°)	○
<input type="checkbox"/>	DDY0718	86° (= -4°)	○	<input type="checkbox"/>	DDY0711	98° (= +8°)	○
<input type="checkbox"/>	DDY0709	90° (= 0°)	○	<input type="checkbox"/>	DDY0712	102° (= +12°)	○

TELA SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DDY0700	Fissa imbottita	10			◆	
<input type="checkbox"/>	DDY0725	Tela schienale tensionabile nera con tasca e clip magnetica				○	
<input type="checkbox"/>	DDY0735	Tensionabile con Velcro, imbottita con fodera traspirante Aero Back				€ 150	

MANOPOLE DI SPINTA

<input type="checkbox"/>	DDY0702	Fisse, lunghe				€ 40	
<input type="checkbox"/>	DDY0750	Senza manopole di spinta				○	
<input type="checkbox"/>	DDY0751	Fisse, corte				◆	
<input type="checkbox"/>	DDY0703	Regolabili in altezza, montate dietro				€ 150	
<input type="checkbox"/>	DDY0733	Regolabili in altezza, integrate				€ 150	
<input type="checkbox"/>	DDY0704	Pieghevoli				€ 150	

TUBO TENSORE

<input type="checkbox"/>	DDY1491	Tubo tensore ribaltabile ed estraibile				€ 150	
--------------------------	---------	--	--	--	--	-------	--

SEDUTA

<input type="checkbox"/>	DDY0611	Tela sedile con una fascia in Velcro centrale				◆	
<input type="checkbox"/>	DDY0600	Cuscino standard, h 60 mm				€ 50	
<input type="checkbox"/>	DDY0606	Marsupio completo di cinturino per fissaggio				€ 70	
<input type="checkbox"/>	DDY0616	Astuccio porta oggetti Piccolo				€ 25	
<input type="checkbox"/>	DDY0617	Astuccio porta oggetti Grande				€ 30	

PEDANE & POGGIAPIEDI

<input type="checkbox"/>	DDY1540	Pedane ad Angolo aperto 70°				◆	
<input type="checkbox"/>	DDY1542	Pedane ad Angolo chiuso 90°				○	
<input type="checkbox"/>	DDY1555	Senza portapedane				○	
<input type="checkbox"/>	DDY1562	Poggiapiedi Doppio in plastica, montato avanti				○	
<input type="checkbox"/>	DDY1563	Poggiapiedi Doppio in plastica, montato indietro				◆	
<input type="checkbox"/>	DDY1573	Poggiapiedi Doppio in plastica, regolabile in inclinazione e profondità				○	
<input type="checkbox"/>	DDY1530	Cinturino fermatallon				◆	
<input type="checkbox"/>	DDY1534	Striscia poggia polpaccio				€ 20	

SPONDINE & BRACCIOLI

<input type="checkbox"/>	DDY1424	Spondine paraabiti fisse in plastica, pieghevoli sullo schienale				○	
<input type="checkbox"/>	DDY1425	Spondine parafrangente estraibili in plastica				○	
<input type="checkbox"/>	DDY1426	Spondine parafrangente fisse in plastica				○	
<input type="checkbox"/>	DDY1401	Spondine paraabiti fisse in carbonio, pieghevoli sullo schienale				€ 40	
<input type="checkbox"/>	DDY1408	Spondine parafrangente estraibili in carbonio				€ 190	
<input type="checkbox"/>	DDY1405	Spondine parafrangente fisse in carbonio				€ 140	
<input type="checkbox"/>	DDY1411	Bracciolo Tubolare				€ 170	
<input type="checkbox"/>	DDY1445	Bracciolo Rehab nero reg in altezza, rimovibile, swing-away, flip-back, con nuovo appoggio comfort				€ 190	
<input type="checkbox"/>	DDY1416	Bracciolo a T ridotto per tavolo				◆	
<input type="checkbox"/>	DDY1421	Bracciolo a T Imbottitura lunga				€ 160	
<input type="checkbox"/>	DDY1440	Bracciolo a T Ridotto per tavolo con impugnatura				€ 160	
<input type="checkbox"/>	DDY1441	Bracciolo a T con imbottitura e impugnatura				€ 180	

COLORI TELAIO

<input type="checkbox"/>	DDY0360	Attract Nero	◆	<input type="checkbox"/>	DDY0311	Attract Rosso	○
<input type="checkbox"/>	DDY0307	Attract Grigio	○	<input type="checkbox"/>	DDY0308	Attract Blu	○

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare Matrix**
Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.




Telaio 70°: differenza altezza min/max da 0 mm a 80 mm. 90°: differenza altezza min/max da 30mm a 80 mm

Telaio 70° la (UL) max uguale a SHv-20mm ; 90° la (UL) max uguale SHv-30mm

L'altezza seduta posteriore da terra 400mm non è compatibile con spondine parafrangente fisse. Lunghezza gambe 460 o inferiore non è compatibile con pedane 90°

Dettaglio piastra angolo dello schienale



La tela schienale fissa imbottita non è compatibile con tubo tensore e manopole regolabili in altezza montate dietro.

Il tubo tensore non è previsto per le manopole reg in altezza integrate e altezza schienale 330 - 390 mm.

I freni a tamburo non sono previsti senza manopole di spinta, manopole fisse corte e pieghevoli

Portapedane elevabili o per amputato compatibili con quelle della famiglia Action.

Angolo chiuso 90° non compatibile con UL 450 e

Le spondine parafrangente estraibili aumentano di circa 15 mm la larghezza della seduta
Le spondine parafrangente fisse non sono compatibili con altezza seduta posteriore da terra SHh 400 mm
I braccioli a T con impugnatura non sono compatibili con campanatura 3°, SHh 400/410 mm, con SHh 420/430 e con posizione Ruote post. 1

Scarica o fatti inviare gratuitamente il catalogo accessori per scoprire di più sul nuovo bracciolo Rehab.




RUOTE ANTERIORI			
<input type="checkbox"/>	DDY0810	5" Everyday nera	○
<input type="checkbox"/>	DDY0863	5" Comfort nera	◆
<input type="checkbox"/>	DDY0821	6" Pneumatiche	€ 20
<input type="checkbox"/>	DDY0820	6" Comfort, gomma nera	○
<input type="checkbox"/>	DDY0822	7" Comfort, gomma nera	€ 50
ATTACCO RUOTA ANTERIORE			
<input type="checkbox"/>	DDY0864	Montato in alto	○
<input type="checkbox"/>	DDY0865	Montato di serie	○
<input type="checkbox"/>	DDY0866	Montato basso	○
SCELTA DELLA RUOTA			
FISSAGGIO DELLA RUOTA			
<input type="checkbox"/>	DDY0250	Standard	◆
RUOTE POSTERIORI			
POSIZIONE MOZZO RUOTA POSTERIORE			
<input type="checkbox"/>	DDY0264	1° posizione dal davanti	○
<input type="checkbox"/>	DDY0265	2° posizione dal davanti	◆
<input type="checkbox"/>	DDY0266	3° posizione dal davanti	○
DIMENSIONI RUOTE POSTERIORI			
<input type="checkbox"/>	DDY0902	24"	◆
CAMPANATURA			
<input type="checkbox"/>	DDY0282	0°	◆
<input type="checkbox"/>	DDY0283	3°	○
TIPO RUOTA POSTERIORE			
<input type="checkbox"/>	DDY0921	Ruote Active da 24"	◆
<input type="checkbox"/>	DDY0915	24" kuschall Starec. Mozzo Starec, cerchione nero, raggi incrociati	€ 290
<input type="checkbox"/>	DDY0908	24" High Performance. Mozzo Starec, cerchione e raggi neri	€ 560
<input type="checkbox"/>	DDY0906	24" Spinergy LXX. Mozzo, cerchione e raggi neri	€ 890
<input type="checkbox"/>	DDY0923	Freno a tamburo per accompagnatore	€ 250
COPERTONI			
<input type="checkbox"/>	DDY1014	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche	◆
<input type="checkbox"/>	DDY1004	24" scolpito, pieno, nero	€ 50
<input type="checkbox"/>	DDY1008	24" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato solo con ruote high performance	€ 80
<input type="checkbox"/>	DDY1011	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio	€ 90
CORRIMANO			
<input type="checkbox"/>	DDY1113	24" Alluminio Light grigio montato a 30 mm	◆
<input type="checkbox"/>	DDY1102	24" Supergripp montato a 30 mm regolabile fino a 40 mm	€ 150
<input type="checkbox"/>	DDY1104	24" Acciaio inox montato a 30 mm	€ 40
<input type="checkbox"/>	DDY1106	24" Titanio montato a 30 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	DDY1120	Corbolife Gekko S 24" - 25" montato a 30 mm	€ 290
<input type="checkbox"/>	DDY1200	Copriraggi 24" Trasparenti	€ 80
SICUREZZA & ACCESSORI			
<input type="checkbox"/>	DDY1311	Freno a trazione ATTRACT	○
<input type="checkbox"/>	DDY1312	Freno a spinta ATTRACT	○
<input type="checkbox"/>	DDY1306	Freno a trazione standard	€ 50
<input type="checkbox"/>	DDY1302	Freno Performance	€ 70
<input type="checkbox"/>	DDY1303	Freno Active (Sport)	€ 70
<input type="checkbox"/>	DDY1730	Cintura pelvica	€ 50
<input type="checkbox"/>	DDY1710	Catarifrangenti montati	€ 50
<input type="checkbox"/>	DDY1702	Antiribaltamento Lato destro	◆
<input type="checkbox"/>	DDY1703	Antiribaltamento Lato sinistro	○
<input type="checkbox"/>	DDY1704	Antiribaltamento Ambo i lati	€ 190
<input type="checkbox"/>	DDY1729	Protezioni posteriori montate in plastica del telaio (paio)	€ 50
<input type="checkbox"/>	DDY1760	Vassoio trasparente, ribaltabile, regolabile in profondità	€ 350
<input type="checkbox"/>	DDY1708	Aiuto ribaltamento Lato destro	€ 60
<input type="checkbox"/>	DDY1709	Aiuto ribaltamento Lato sinistro	€ 60
<input type="checkbox"/>	DDY1718	Aiuto ribaltamento ambo i lati	€ 120
<input type="checkbox"/>	DDY1706	Porta bastone lato destro	€ 70
<input type="checkbox"/>	DDY1707	Porta bastone lato sinistro	€ 70
<input type="checkbox"/>	DDY1719	Porta bastone ambo i lati	€ 140
<input type="checkbox"/>	DDY1728	Borsa per ruote (per ruote da 22" 24" e 26")	€ 100

ruote da 5" per SHv da 430 a 520
ruote da 6" per SHv da 450 a 520
ruote da 7" per SHv da 470 a 520

Ruote da 6" e da 7" non compatibili con portapedane/telaio anteriore 90°

1° posizione non possibile con ST 360 mm e 380 mm. La posizione 1 rende la carrozzina più attiva. Nel disegno sotto le possibilità di montaggio della piastra posizione ruota posteriore.



Ruote Starec mozzo, cerchione e raggi neri incrociati (2 mm).
Ruote High Performance, mozzo cerchione e raggi neri (1,5 mm).
Ruote Spinergy LXX, mozzo cerchione e raggi neri (3 mm).

Corrimano opzionali non compatibili con ruote active. Copertone da 24" non compatibile con ruote High Performance o Spinergy LXX. Smartguard antiforatura con spessore maggiorato di 5 mm. Fibra high-tech V-Guard resistente al taglio.

Freno a trazione Attract no con ST 360, 380 mm e 400 mm con posizione 1 ruote posteriori.

Il freno a tamburo per accompagnatore non è possibile con campanatura 3° e ruote Active. Solo con manopole di spinta fisse lunghe.

Freni Performance e Active non possibili con profondità seduta da 360 e 380mm. Con profondità 400mm solo posizione 3, con profondità 420 con posizione 2 e 3.

Vassoio trasparente ribaltabile regolabile in profondità è installabile solo con braccioli a T.

Completa la tua carrozzina scegliendo i sistemi di posizionamento **BodyPoint**

Catalogo Optionals Kuschall
Scarica direttamente dalla sezione prodotto sul nostro sito il nostro nuovo catalogo con tutti le foto degli optionals kuschall



Maggiori informazioni nel nostro sito

Kuschall è un marchio registrato. Le informazioni riportate in questo catalogo sono state aggiornate prima di andare in stampa. Kuschall AG si riserva di modificare in qualsiasi momento i modelli esistenti. E' vietata la riproduzione del catalogo parte di esso, così come l'utilizzo delle immagini, senza l'autorizzazione di Kuschall AG. L'azienda, il marchio e il logo Kuschall AG appartengono al gruppo Invacare®.

Invacare Mecc San s.r.l. | Via dei Pini, 62 |
36016 - THIENE (VI) | Tel.: +39 0445 380059 |
Fax: +39 0445 380034 | www.invacare.it |
www.kuschall.it | e-mail: italia@invacare.com

Kuschall AG, Switzerland - All rights reserved