



INVACARE® TOP END®
SCHULTE ELITE
SÉRIE 7000 BB




Le fauteuil roulant **Invacare® Top End® Schulte Elite Serie 7000 BB** est plus rapide, plus léger, plus solide et meilleur que jamais. En 2011, il a marqué les esprits avec de nouveaux matériaux pour ses têtes de fourches et son système de sécurisation des canons d'axes permettant d'alléger son poids et d'augmenter ses performances. Chaque fauteuil roulant Schulte Elite Serie 7000 BB est conçu sur mesure selon le cahier des charges d'un athlète, le tout contrôlé par Paul Schulte lui-même. L'ingénieur de Top End, 3 fois paralympien, fut un membre très actif de l'équipe nationale masculine de basket fauteuil aux USA.

Caractéristiques

Châssis fixe sur mesure en aluminium 7005
Roulette anti-bascule 58mm réglable en hauteur
Dossier fixe avec hauteur réglable ou fixe
Toile d'assise et toile de dossier réglables en tension
Position de l'axe fixe avec empattement fixe
Carrossage fixe : 15°, 18° ou 20°
Roues High performance Sun Component® :
24", 25", 26" ou 700C
Bord d'attaque 4 parties
Mains-courantes anodisées

Pneus gonflables à haute pression
Système de réglage précis de la fourche
Roues AV 72 mm
Palette réglable en hauteur
Peinture traitée par chaleur
Protection arrière du châssis
Système de sécurisation des canons d'axes
Poids max. 250 lb. (approx. 113kg)

Modèle : PS7



1. Double roulette anti-bascule pivotante
2. Système de réglage précis de la fourche
3. Option protège-vêtement soudé en aluminium avec plaque
4. Centre de gravité réglable
5. Roulette anti-bascule réglable en hauteur
6. Châssis en Aluminium 7005 traité thermiquement

Options

Centre de gravité réglable
Roues Spinergy® SLX ou Spox
Roues Sun Equalizer
12 fixations de mains-courantes
Assise avant rétrécie
Assise rigide avec barre aluminium soudée
Double roulette anti-bascule
Ceintures à clip
Assise avant double amputé

Palette plateforme avec rebord
Palette réglable en angle
Protège-vêtements vissés en aluminium
Protège-vêtements soudés
Protège-vêtements fixe en carbone ou aluminium
Axes en titane
Mains-courantes titanium
Protection arrière du châssis
Calibre d'alignement