

# Action<sup>®1</sup> R



Silla de entrada en la gama Action  
con alta funcionalidad.



La **Action' R** es una silla de ruedas de entrada en la gama **Action**, lo cual no compromete su funcionalidad. Su chasis de acero plegable por cruceta ha sido desarrollado basándose en las décadas de experiencia en diseño de Invacare. La **Action' R** está disponible en dos versiones: auto-propulsable con ruedas de radios de 24" para usuarios más activos y una versión de kit transit con ruedas pequeñas de 12", para los usuarios más dependientes.

- **Funcionalidad y confort mejorados**
- **Seis tallas y dos versiones**
- **Calidad comprobada por un líder de mercado**

## Funcionalidad mejorada

Los nuevos reposabrazos se abaten para facilitar las transferencias. Las almohadillas se pueden montar en dos posiciones: corta o larga, según el soporte que necesita el paciente. Además se pueden quitar fácilmente para el transporte.



### Fiabilidad y calidad aseguradas

Con años de experiencia en sillas de acero, la **Action' R** es un silla fiable y robusta.

### Reposapiés elevables

Los reposapiés elevables Eco proporcionan un confort extra para los usuarios.

### Action' R - Ruedas 12"

Versión kit transit más fácil de maniobrar en interiores.

### Dispositivo antivuelco

Proporciona estabilidad en pendientes o suelos irregulares.

## Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

|                          | Ancho de asiento                     | Profundidad de asiento | Ángulo de asiento | Altura asiento/suelo | Ángulo de respaldo | Altura de respaldo | Ángulo parte delantera del chasis | Regulación de los reposapiernas |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Versión auto-propulsable | 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm | 425 mm                 | 3°                | 495 mm               | 0° / 7°            | 430 mm             | 70°                               | 330 - 455 mm                    |

|                          | Altura de reposabrazos | Ancho total <sup>4</sup>               | Ancho plegada | Largo total <sup>4</sup> | Largo total sin reposapiés | Altura total | Pendiente máxima <sup>1</sup> | Radio de giro <sup>2</sup> |
|--------------------------|------------------------|--|---------------|--------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| Versión auto-propulsable | 240 mm                 | Ancho de asiento + 195 mm <sup>5</sup> | 250 mm        | 1085 - 1125 mm           | 835 - 875 mm               | 950 mm       |                               |                            |

|                          | Peso máximo del usuario | Peso total          | Peso de transporte <sup>3</sup> |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Versión auto-propulsable | 125 kg                  | A partir de 17.5 kg | A partir de 10 kg               |

### 1. Estabilidad

Pendiente máxima con los frenos: 7°  
Estabilidad cuesta abajo: 18°  
Estabilidad cuesta arriba: 9°  
Estabilidad pendiente de costado: 19°

### 2. Radio de giro

Radio de giro mínimo: 915mm

### 3. Dimensiones plegada

Altura plegada: 735 - 950 mm  
Profundidad plegada: 1025 mm  
Ancho plegada: 250 mm

### 4. Dimensiones totales


En algunas configuraciones, el ancho total o la longitud exceden los límites autorizados, el acceso a las salidas de emergencia es imposible

5. Ancho de asiento + 195 mm (ruedas 24")  
Ancho de asiento + 160 mm (ruedas 12")



Esta silla de ruedas no está destinada a ser utilizada como asiento en un vehículo

## Color chasis



## Tapizado



Por favor, tenga en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente de los del catálogo.

\* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.