

# Action<sup>®2</sup> NG



La referencia en sillas de aluminio.



La silla **Action<sup>2</sup><sub>NG</sub>** ha sido desarrollada a partir de la referencia del mercado en sillas de aluminio: **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** con la que comparte la misma plataforma.

Es el modelo ideal para los usuarios que buscan fiabilidad, comodidad y seguridad con buenos resultados de desplazamiento y un peso total reducido. Además, comparte componentes con las otras sillas de la gama **Action** para facilitar el almacenamiento de recambios en la ortopedia.

### Ligera y cómoda

La nueva silla **Invacare Action<sup>2</sup><sub>NG</sub>** ofrece una gran estabilidad gracias a su robusto y cómodo sistema de plegado. Es una silla fácil de transportar con un peso reducido. La compatibilidad de piezas y recambios (reposabrazos, pescantes, paletas...) con las demás sillas de la Familia **Action (3<sub>NG</sub> y 4<sub>NG</sub>)** representa una gran ventaja en lo que se refiere a mantenimiento.

### Nueva configuración

Los últimos cambios en **Action<sup>2</sup><sub>NG</sub>**: respaldo fijo con tapizado acolchado, reposabrazos abatibles, soporte de rueda trasera tipo **Action<sup>3</sup>**, constituyen una mejora indiscutible, en perfecta adecuación con las necesidades del mercado.

### Características y opciones



#### Respaldo fijo con tapizado acolchado

Ofrece una gran estabilidad y un confort óptimo. Altura 43 cm.

#### Reposabrazos abatibles

Facilitan las transferencias laterales tanto para el usuario como para el acompañante.

#### Gama de accesorios

Reposapiernas elevables, reposacabezas, asiento inodoro, etc.

### Datos técnicos <sup>1</sup>

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

	Ancho de asiento	Profundidad asiento	Altura asiento	Ángulo respaldo	Altura respaldo	Ángulo parte delantera del chasis	Regulación de los reposapiés	Ancho total
<b>Auto-propulsable</b>	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 / 425 mm <sup>2</sup>	485 mm	0°	430 mm	80°	330 / 460 mm	Ancho de asiento + 200 mm
<b>Transit</b>	405 / 430 / 455 mm	400 / 425 mm <sup>2</sup>	485 mm	0°	430 mm	80°	330 / 460 mm	Ancho de asiento + 155 mm

	Altura reposabrazos	Ancho plegada	Largo total	Largo total sin reposapiés	Alto total	Peso máximo del usuario	Peso total	Peso de transporte
<b>Auto-propulsable</b>	240 mm	325 mm	1040 mm	820 mm	945 mm	125 kg	16,2 kg	8,9 kg
<b>Transit</b>	240 mm	240 mm	900 mm	680 mm	940 / 970 mm	125 kg	14,9 kg	12,1 kg


### Color de chasis

Gris perla



### Color de tapizado

Nylon negro



1. Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

2. Profundidad de asiento de 400 mm regulable a 425 mm cambiando la posición del tapizado de asiento.



Crash test  
ISO 7176-19