



Confidence in posture solutions

Azalea[®] Alta



Confort y posicionamiento
para usuarios altos.



Yes, you can.[®]

Esta silla ha sido especialmente diseñada para usuarios altos. Con una altura de asiento superior de 500 mm., un asiento regulable en profundidad desde 480 hasta 550 mm. y extensión de chasis como estándar, es el modelo perfecto para este colectivo.



Sistema de basculación con DSS (Dual Stability System)

Al bascular el asiento, el centro de gravedad se desplaza para que la **Rea Azalea Alta** pueda conservar su estabilidad y sus buenos resultados de conducción. Está disponible el cojín **Flo-Shape Contour Visco** como opción, para usuarios con riesgo de desarrollar escaras.

Respaldo multiajustable Flex3

El respaldo Flex3 ofrece posibilidades sin límite en cuanto a confort y posicionamiento. Se adapta perfectamente a la morfología de todos los usuarios ya que se puede regular tanto en altura como en anchura mediante placas independientes.

La **Rea Azalea Alta** está equipada con un dispositivo de basculación de asiento (hasta 25°) con transferencia de peso y una reclinación del respaldo de 30°. Estos dos movimientos se pueden regular con facilidad de forma manual o eléctrica. Este modelo está disponible tanto en versión auto-propulsable como kit transit y en 5 colores: gris perla, azul, arena, rojo y verde eléctrico.

Características y opciones



Flex3, respaldo rígido con placas independientes

Además de regulable en altura, el nuevo Flex3 es ahora ajustable en anchura (+50 o +100mm).



Asiento regulable en profundidad

Desde 480 hasta 550 mm.



Altura de asiento superior y extensión de chasis como estándar

Altura de asiento de 500 mm. + 50 mm. de longitud de chasis para una estabilidad máxima.

Datos Técnicos ¹


Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web www.invacare.es

	Ancho de asiento	Profundidad asiento	Altura asiento	Altura respaldo	Altura reposabrazos	Regulación de los reposapiés	Ángulo de asiento	Ángulo respaldo
Rea Azalea Tall	390 - 550 mm	480 - 550 mm	500 mm	500 - 800 mm (Sin cojín de asiento)	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° a +20° (22/24") -1° a +25° (16")	0° - 30°

	Ancho total	Alto total	Largo total	Peso total	Peso máximo del usuario	Peso de transporte	Prueba de choque	
Rea Azalea Tall	SW ² +260 mm (24")/SW ² +220 mm (16") SW ² +290 mm (24"+freno tambor)	1000 - 1300 mm	950 - 1070 mm	34 kg	Max 135 kg	18,7 kg	ISO 7176-19	 PRODUCTO COMPATIBLE COMPATIBLE

1. Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son sujetas a cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.
2. SW=ancho de asiento

Color chasis



Color tapizado

