



Confidence in posture solutions

# Azalea<sup>®</sup> Max



Silla bariátrica de confort y posicionamiento.



Primer modelo en el segmento de sillas posicionadoras para usuarios de peso elevado, la *Rea **Azalea Max*** ha sido concebida para adaptarse a la morfología de los usuarios obesos y proporcionarles confort y seguridad. Con anchos de asiento desde 550 ó 610 mm. (+ 100 mm) y un peso máximo de usuario de 180 kg, la *Rea **Azalea Max*** dispone de un sistema de basculación de asiento manual con transferencia de peso. Este movimiento puede ser eléctrico para más comodidad tanto para el usuario como para el ayudante.

### Una silla adaptada a las necesidades de los usuarios de peso elevado

La *Azalea Max* ofrece dos anchos de asiento: 550 mm. ó 610 mm. - regulables en 100 mm. a través de los reposabrazos. La profundidad de asiento es regulable desde 530 hasta 600 mm.

### Sistema DSS (Dual Stability System) : compensación ergonómica y puntos de fijación altos


Al estar situados en posición alta y cerca de las articulaciones de la cadera y de la rodilla, los puntos de fijación de los reposapiernas y del respaldo de la *Azalea Max* contribuyen a minimizar las presiones y fricciones para garantizar un correcto posicionamiento y limitar el riesgo de escaras.

## Características



### Respaldo anatómico

El respaldo es reversible. Su diseño permite elegir entre una curvatura baja (lordosis) o alta para usuarios que requieren una apertura mayor de la pelvis.



### Paleta monobloc especial

Abatible y desmontable en tres partes.



### Apoya pantorrillas reforzados

Ajustables en ángulo y profundidad de forma individual. Para un soporte óptimo.

## Datos Técnicos <sup>1</sup>

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Ancho de asiento	Profundidad asiento	Altura asiento	Altura respaldo	Altura reposabrazos	Regulación de los reposapiés	Ángulo de asiento	Ángulo respaldo
<i>Rea <b>Azalea Max</b></i> 550; 610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°	0°-30°
<i>Rea <b>Azalea Max Assist</b> <sup>2</sup></i> 550; 610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°	0°-30°

Ancho total	Alto total	Largo total	Peso total	Peso máximo del usuario	Peso de transporte	Pendiente máxima con freno de estacionamiento
<i>Rea <b>Azalea Max</b></i> Ancho de asiento + 250 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg	max. 180 kg	33 kg	7°
<i>Rea <b>Azalea Max Assist</b> <sup>2</sup></i> Ancho de asiento + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg	max. 180 kg	37 kg	7°



1. Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son sujetas a cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.
2. Assist = ruedas 16"


## Color chasis

Gris Perla




## Color tapizado

Dartex Negro TR26



Terciopelo negro TR35



Tejido microventilado negro TR36

