

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale
 indirizzo
 email
 numero di telefono

Dati Utente

Nome & Cognome
 indirizzo
 email
 num telefono


- DKA0067 **KÜSCHALL K-SERIES**
 Configurazione Std comprensiva di Ruote Active

Prezzo al pubblico

€ 2.150

- UKA0001 **UNIQUE**
 Designed by you. Built by us.
- DKA0000 *costruzione speciale extra scheda ordine*

quotazione su richiesta



Carrozzina ad autopinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi. Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV. NR Repertorio DM 1915758/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

Casella da barrare Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

TIPO DI TELAIO

<input type="checkbox"/> DKA1040	75° in alluminio	◆
<input type="checkbox"/> DKA1050	75° in alluminio - con adduzione	○
<input type="checkbox"/> DKA1060	75° in alluminio allungato + 50 mm	€ 115
<input type="checkbox"/> DKA1070	90° in alluminio	€ 115
<input type="checkbox"/> DKA1080	90° in alluminio - con adduzione	€ 115
<input type="checkbox"/> DKA1090	90° in alluminio allungato + 50 mm	€ 115

SOSPENSIONI

<input type="checkbox"/> DKA1200	sospensioni seduta da 40-65 Kg	€ 330
<input type="checkbox"/> DKA1210	sospensioni seduta da 65-85 Kg	€ 330
<input type="checkbox"/> DKA1220	sospensioni seduta da 85-100 Kg	€ 330

LARGHEZZA SEDUTA (SW)

<input type="checkbox"/> DKA1310	320 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1335	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1315	340 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1340	440 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1320	360 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1345	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1325	380 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1350	480 mm	€ 50
<input type="checkbox"/> DKA1330	400 mm	◆	<input type="checkbox"/> DKA1355	500 mm	€ 50

PROFONDITA' SEDUTA (SD)

<input type="checkbox"/> DKA1410	350 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1465	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1420	375 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1475	475 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1435	400 mm	◆	<input type="checkbox"/> DKA1490	500 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1450	425 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1495	525 mm	○

POSIZIONE SEDUTA (SP)

<input type="checkbox"/> DKA1500	Posizione 1 : 140 mm + attiva	○	<input type="checkbox"/> DKA1530	Posizione 4 : 95 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1510	Posizione 2 : 125 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1540	Posizione 5 : 80 mm - attiva	○
<input type="checkbox"/> DKA1520	Posizione 3 : 110 mm	○			

ALTEZZA SCHIENALE (BH)

DKA1600 **Da selezionare in caso di schienale Matrix**

<input type="checkbox"/> DKA1605	270 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1645	390 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1610	285 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1650	405 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1615	300 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1655	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1620	315 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1660	435 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1625	330 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1665	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1630	345 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1670	465 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1635	360 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1675	480 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1640	375 mm	◆			

ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)

<input type="checkbox"/> DKA1740	450 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1760	490 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1745	460 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1765	500 mm	◆
<input type="checkbox"/> DKA1750	470 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1770	510 mm	○
<input type="checkbox"/> DKA1755	480 mm	○	<input type="checkbox"/> DKA1775	520 mm	○



Leggere sempre le note a fianco


Le misure della nuova **SERIE-K 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

TELAIO 90°
 ora compatibile
 con RUOTE DA 5"

Sospensioni compatibili solo con la posizione 2 della seduta. Non compatibili con profondità seduta 320, 480 e 500 mm.

Con profondità seduta maggiore di 45 cm, è necessario il telaio allungato + 5cm.

Larghezza seduta da 480 solo con telaio addotto



ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)

<input type="checkbox"/>	DKA1815	390 mm	○	<input type="checkbox"/>	DKA1845	450 mm	○
<input type="checkbox"/>	DKA1820	400 mm	○	<input type="checkbox"/>	DKA1850	460 mm	○
<input type="checkbox"/>	DKA1825	410 mm	○	<input type="checkbox"/>	DKA1855	470 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
<input type="checkbox"/>	DKA1830	420 mm	○	<input type="checkbox"/>	DKA1860	480 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
<input type="checkbox"/>	DKA1835	430 mm	○	<input type="checkbox"/>	DKA1865	490 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
<input type="checkbox"/>	DKA1840	440 mm	◆				

LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

<input type="checkbox"/>	DKA1918	290 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DKA1938	390 mm	○
<input type="checkbox"/>	DKA1920	300 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DKA1940	400 mm	○
<input type="checkbox"/>	DKA1922	310 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DKA1942	410 mm	○
<input type="checkbox"/>	DKA1924	320 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DKA1944	420 mm	○
<input type="checkbox"/>	DKA1926	330 mm	€ 65	<input type="checkbox"/>	DKA1946	430 mm	◆
<input type="checkbox"/>	DKA1928	340 mm	○	<input type="checkbox"/>	DKA1948	440 mm	○
<input type="checkbox"/>	DKA1930	350 mm	○	<input type="checkbox"/>	DKA1950	450 mm	○
<input type="checkbox"/>	DKA1932	360 mm	○	<input type="checkbox"/>	DKA1952	460 mm	○
<input type="checkbox"/>	DKA1934	370 mm	○	<input type="checkbox"/>	DKA1954	470 mm	○
<input type="checkbox"/>	DKA1936	380 mm	○	<input type="checkbox"/>	DKA1956	480 mm	○

A seconda della configurazione il poggiatesta può essere montato alto quando:

75° LLL ≤ FSTF - 30mm
90° LLL ≤ FSTF - 40mm

LLL < 390 mm

SCHIENALE

MATERIALE SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DKA2000	Alluminio	◆				
<input type="checkbox"/>	DKA2050	Titanio	€ 265				

Telaio in alluminio non possibile con SW 320 mm

TIPO SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DKA2100	Standard con tubo tensore	◆				
<input type="checkbox"/>	DKA2150	Tubo tensore montato basso (285mm)	○				

TELA SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DKA2210	Fissa Air Light, traforata ed imbottita sui lati	€ 130				
<input type="checkbox"/>	DKA2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM	◆				
<input type="checkbox"/>	DKA2230	Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back	€ 165				
<input type="checkbox"/>	DKA2240	Senza tela schienale	○				

SCHIENALI MATRX

<input type="checkbox"/>	DKA2300	MX2 altezza 150mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809			
<input type="checkbox"/>	DKA2305	MX2 altezza 230mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809			
<input type="checkbox"/>	DKA2310	MX2 altezza 305mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809			
<input type="checkbox"/>	DKA2315	MX2 altezza 405mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809			
<input type="checkbox"/>	DKA2316	Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850			
<input type="checkbox"/>	DKA2317	Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850			
<input type="checkbox"/>	DKA2318	Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850			
<input type="checkbox"/>	DKA2320	Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850			
<input type="checkbox"/>	DKA2322	Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850			
<input type="checkbox"/>	DKA2325	Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850			
<input type="checkbox"/>	DKA2330	Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850			
<input type="checkbox"/>	DKA2331	Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850			
<input type="checkbox"/>	DKA2332	Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809			
<input type="checkbox"/>	DKA2334	Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809			
<input type="checkbox"/>	DKA2335	Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809			
<input type="checkbox"/>	DKA2340	Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809			
<input type="checkbox"/>	DKA2345	Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809			
<input type="checkbox"/>	DKA2350	Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809			
<input type="checkbox"/>	DKA2355	Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809			
<input type="checkbox"/>	DKA2357	Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809			

LARGHEZZA SCHIENALI MATRX

<input type="checkbox"/>	DKA2360	360 MM	○				
<input type="checkbox"/>	DKA2362	380 MM	○				
<input type="checkbox"/>	DKA2364	410 MM	○				
<input type="checkbox"/>	DKA2366	430 MM	○				
<input type="checkbox"/>	DKA2368	460 MM	○				
<input type="checkbox"/>	DKA2370	480 MM	○				
<input type="checkbox"/>	DKA2372	510 MM	○				

MANOPOLE DI SPINTA

<input type="checkbox"/>	DKA2400	Senza manopole di spinta	○				
<input type="checkbox"/>	DKA2410	Fisse, corte	◆				
<input type="checkbox"/>	DKA2420	Fisse, lunghe	€ 55				
<input type="checkbox"/>	DKA2430	Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro	€ 165				
<input type="checkbox"/>	DKA2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 170				
<input type="checkbox"/>	DKA2450	Pieghevoli	€ 170				



Tubi telescopici montati dietro non compatibili con altezza schienale da 285 a 330 e braccioli tubolari

Manopole pieghevoli non compatibili con altezza schienale da 315 a 330 e braccioli tubolari

KÜSCHALL K-SERIES

onesolution.

SCHIENALE INCLINABILE (RW)

<input type="checkbox"/> DKA2500	74°	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> DKA2560	86°	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> DKA2520	78°	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> DKA2580	90°	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> DKA2540	82°	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> DKA2590	94°	<input type="radio"/>

SEDUTA

TELA SEDUTA

<input type="checkbox"/> DKA2600	Standard, fissa in Nylon nero	<input checked="" type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> DKA2610	Tensionabile con strap centrale		€ 60	
<input type="checkbox"/> DKA2630	Tela seduta Light		€ 100	

OPTIONAL SEDUTA

<input type="checkbox"/> DKA2700	Cuscino seduta standard, 60 mm con visco		€ 50	
<input type="checkbox"/> DKA2710	Cuscino Matrx Flo-Tech Lite		€ 135	
<input type="checkbox"/> DKA2720	Cuscino LIBRA		€ 629	
<input type="checkbox"/> DKA2740	CLASSIC VISCO CUSHION 375 X 400 MM		€ 80	
<input type="checkbox"/> DKA2742	CLASSIC VISCO CUSHION 405 X 400 MM		€ 80	
<input type="checkbox"/> DKA2744	CLASSIC VISCO CUSHION 430 X 430 MM		€ 80	
<input type="checkbox"/> DKA2746	CLASSIC VISCO CUSHION 455 X 400 MM		€ 80	
<input type="checkbox"/> DKA2800	Marsupio anteriore rimuovibile completo di cinturino con clip di fissaggio		€ 90	
<input type="checkbox"/> DKA2910	Astuccio grande sotto la seduta		€ 45	

POGGIAPIEDI

<input type="checkbox"/> DKA3200	Tubolare in alluminio con profilo Hydroforming	<input checked="" type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> DKA3210	Tubolare in titanio		€ 220	
<input type="checkbox"/> DKA3220	Unico in carbonio, regolabile in inclinazione		€ 175	
<input type="checkbox"/> DKA3230	Unica ribaltabile lateralmente		€ 310	

COPERTURA POGGIPIEDE

<input type="checkbox"/> DKA3290	Copripiedana in plastica		€ 65	
----------------------------------	--------------------------	--	------	--

Poggiatallone e poggiapolpoggio

<input type="checkbox"/> DKA3300	Striscia fermapolpaccio sul telaio	<input checked="" type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> DKA3305	Striscia fermapolpaccio con supporto		€ 20	

SPONDINE

<input type="checkbox"/> DKA3405	Spondine Paraabiti dritte in plastica, ribaltabili indietro	<input checked="" type="radio"/>		
<input type="checkbox"/> DKA3420	Spondine Paraabiti dritte in carbonio, ribaltabili indietro		€ 105	
<input type="checkbox"/> DKA3440	Spondine Parafango estraibili, reg. in H in carbonio		€ 220	
<input type="checkbox"/> DKA3450	Spondine Parafango estraibili e reg.li in H in plastica		€ 155	

BRACCIOLI

<input type="checkbox"/> DKA3480	Braccioli Tubolari Regolabili in altezza, estraibili con imbottitura		€ 180	
<input type="checkbox"/> DKA3490	Braccioli a T Regolabili in altezza, estraibili, RIDOTTI, senza fianchetto, solo con spondine dritte		€ 165	
<input type="checkbox"/> DKA3495	Braccioli a T Regolabili in altezza, estraibili, LUNGHI, senza fianchetto, solo con spondine dritte		€ 165	

COLORE TELAIO DI SERIE

<input type="checkbox"/> DKA4000	Nero spaziale	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> DKA4030	Rosso Carminio	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> DKA4010	Grigio antracite	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> DKA4040	Azzurro	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> DKA4020	Bianco candido	<input type="radio"/>			

COLORE TELAIO SPECIAL

<input type="checkbox"/> DKA4060	Giallo Fluo	€ 300	<input type="checkbox"/> DKA4100	Nero lucido	€ 300
<input type="checkbox"/> DKA4130	Grigio argento	€ 300	<input type="checkbox"/> DKA4170	Arancione dinamite	€ 300
<input type="checkbox"/> DKA4145	Pearl Night Blue	€ 300	<input type="checkbox"/> DKA4180	Verde foresta	€ 300
<input type="checkbox"/> DKA4150	Rosso rubino	€ 300	<input type="checkbox"/> DKA4050	Personale, su richiesta	Preventivo
<input type="checkbox"/> DKA4070	Viola atomico	€ 300			

STILE

<input type="checkbox"/> DKA4190	Decalcomania	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> DKA4195	Etichetta	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> DKA4197	Senza etichetta o decalcomania	<input type="radio"/>			

COLORE DECALCOMANIA

<input type="checkbox"/> DKA4200	Nero	€ 150	<input type="checkbox"/> DKA4230	Rosso	€ 150
<input type="checkbox"/> DKA4210	Grigio scuro	€ 150	<input type="checkbox"/> DKA4240	Blu	€ 150
<input type="checkbox"/> DKA4220	Grigio chiaro	€ 150	<input type="checkbox"/> DKA4250	Oro	€ 150

COLORE ETICHETTA

<input type="checkbox"/> DKA4300	Nera	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> DKA4310	Rossa	<input checked="" type="radio"/>
----------------------------------	------	-----------------------	----------------------------------	-------	----------------------------------

RUOTE

RUOTE ANTERIORI

<input type="checkbox"/> DKA5000	3" Supersport	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> DKA5300	5" Everyday, gomma nera	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> DKA5050	4" Everyday, gomma nera	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> DKA5350	5" Comfort, gomma nera	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> DKA5100	4" Comfort, gomma nera	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> DKA5400	5" Starec cerchio nero	€ 110
<input type="checkbox"/> DKA5150	4" Starec cerchio nero	€ 110	<input type="checkbox"/> DKA5450	5" FrogLegs Cerchio Nero	€ 110
<input type="checkbox"/> DKA5200	4" FrogLegs Cerchio Nero	€ 110	<input type="checkbox"/> DKA5500	5" FrogLegs Cerchio Argento	€ 110
<input type="checkbox"/> DKA5250	4" FrogLegs Cerchio Argento	€ 110			

Tensionabile con strap non compatibile con profondità seduta 525 mm

Tela seduta light non compatibile con larghezza seduta > 420 mm e larghezza seduta > 425 mm

matrx
SOLUZIONI PER IL COMFORT



340mm & profondità seduta ≤ 375mm
Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con

Cuscino Matrx VI non disponibile con larghezza seduta ≤ 340mm & profondità seduta ≤ 380mm
Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420mm

Telaio diritto: Poggiapiedi montato alto non possibile con SW 360 mm
Telaio addotto: Poggiapiedi montato alto non possibile con SW 360 - 400 mm

Poggiapiede ribaltabile non compatibile con telaio addotto e larghezza seduta 480 - 500 mm

Spondine estraibili in carbonio aumentano di 20 mm la larghezza della seduta.

Braccioli tubolari non compatibili con manopole pieghevoli o regolabili in altezza. Braccioli a T non possibili con altezza seduta posteriore < 420 mm

Colori di serie personalizzabili con decalcomania ed etichetta

Colori telaio SPECIAL personalizzabili solo con etichetta. + 10 giorni tempi di consegna

CENTRO DI GRAVITA'			Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG
<input type="checkbox"/>	DKA6020	Posizione standard, asse fisso	◆
<input type="checkbox"/>	DKA6030	Prolunga ruote posteriori Light (3 posizioni) - scegliere poi posizione 1° asse	€ 105
<input type="checkbox"/>	DKA6040	Prolunga ruote posteriori (5 posizioni) - scegliere poi posizione 1° asse	€ 105
1° ASSE			
<input type="checkbox"/>	DKA6050	Vario-Ax, angolo regolabile a 1° / 3° / 7° / 10° di campanatura	€ 300
<input type="checkbox"/>	DKA6060	Alluminio	◆
<input type="checkbox"/>	DKA6070	Carbonio	€ 220
POSIZIONE DEL 1° ASSE			
<input type="checkbox"/>	DKA6100	1a posizione (dal davanti)	○
<input type="checkbox"/>	DKA6110	2a posizione (dal davanti)	○
<input type="checkbox"/>	DKA6120	3a posizione (dal davanti)	○
<input type="checkbox"/>	DKA6130	4a posizione (dal davanti)	○
<input type="checkbox"/>	DKA6140	5a posizione (dal davanti)	○
ANGOLO DI CAMPANATURA DEL 1° ASSE			
<input type="checkbox"/>	DKA6200	Campanatura a 0°	◆
<input type="checkbox"/>	DKA6210	Campanatura a 3°	○
<input type="checkbox"/>	DKA6220	Campanatura a 6°	○
2° ASSE			
<input type="checkbox"/>	DKA6230	Alluminio	€ 140
<input type="checkbox"/>	DKA6240	Vario-Ax, angolo regolabile a 1° / 3° / 7° / 10° di campanatura	€ 300
ANGOLO DI CAMPANATURA DEL 2° ASSE			
<input type="checkbox"/>	DKA6250	Campanatura a 0°	○
<input type="checkbox"/>	DKA6260	Campanatura a 3°	○
<input type="checkbox"/>	DKA6270	Campanatura a 6°	○
PERNO TETRA CLIP			
<input type="checkbox"/>	DKA6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip	€ 125
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI			
<input type="checkbox"/>	DKA6410	24"	◆
<input type="checkbox"/>	DKA6420	25"	○
<input type="checkbox"/>	DKA6430	26"	€ 170
TIPO RUOTA POSTERIORE			
<input type="checkbox"/>	DKA6500	24" Ruote Active (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero	◆
<input type="checkbox"/>	DKA6510	24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero	€ 110
<input type="checkbox"/>	DKA6520	24" - 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero	€ 290
<input type="checkbox"/>	DKA6550	24" - 25" Spinergy LXX - 18 raggi diametro 3 mm, tutto nero	€ 650
COPERTONI			
<input type="checkbox"/>	DKA6600	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche	◆
<input type="checkbox"/>	DKA6625	24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato	€ 85
<input type="checkbox"/>	DKA6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio	€ 95
<input type="checkbox"/>	DKA6660	24" scolpito, pieno, nero	€ 60
CORRIMANO			
<input type="checkbox"/>	DKA6700	24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm	€ 150
<input type="checkbox"/>	DKA6710	24" - 26" Acciaio, solo a 30 mm	€ 100
<input type="checkbox"/>	DKA6720	24" Titanio, solo a 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 220
<input type="checkbox"/>	DKA6740	24" - 25" Carbolife Gekko montato 30 mm	€ 340
<input type="checkbox"/>	DKA6750	24" Carbolife Gekko S, a 30 mm regolabile a 40 mm	€ 340
<input type="checkbox"/>	DKA6760	24" Carbolife CurveL a 30 mm regolabile a 40 mm	€ 340
<input type="checkbox"/>	DKA6770	24" Carbolife Quadro, a 30 mm regolabile a 40 mm	€ 340
<input type="checkbox"/>	DKA6780	24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm	◆
<input type="checkbox"/>	DKA6790	24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm	€ 120
COPRIRAGGI			
<input type="checkbox"/>	DKA6900	24" - 26" Trasparenti	€ 100
<input type="checkbox"/>	DKA6910	24" - 26" Neri	€ 100
SICUREZZA & ACCESSORI			
FRENI			
<input type="checkbox"/>	DKA7210	Freno a spinta, leva piegata	◆
<input type="checkbox"/>	DKA7230	Freno Performance	€ 85
<input type="checkbox"/>	DKA7240	Freno Active	€ 85
<input type="checkbox"/>	DKA7250	Freno Light Active	€ 210
PROLUNGA FRENO			
<input type="checkbox"/>	DKA7300	Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55

Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG

Prolunga ruote non compatibile con asse in carbonio e altezza seduta posteriore < 410 mm

Quando è selezionato anche il secondo asse, il primo viene posizionato nella prima posizione

Secondo asse posizionato solo nella quinta posizione della prolunga delle ruote

Massimo 3° di differenza di campanatura tra i 2 assi

Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy

Ruote Active SOLO con corrimano in alluminio e non compatibili con copriraggi

Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXX.



KÜSCHALL K-SERIES

onesolution.

ANTIRIBALTAMENTO		
<input type="checkbox"/>	DKA7500 Antiribaltamento Lato destro	€ 120
<input type="checkbox"/>	DKA7510 Antiribaltamento Lato sinistro	€ 120
<input type="checkbox"/>	DKA7520 Antiribaltamento ambo i lati	€ 200
KIT DI TRASPORTO		
<input type="checkbox"/>	DKA7600 Kit per il trasporto della persona in auto - etichette	€ 90
CINTURE		
<input type="checkbox"/>	DKA7800 Cintura pelvica con chiusura a scatto	€ 60
<input type="checkbox"/>	DKA7810 Bodypoint Evoflex 2 punti, S	€ 145
<input type="checkbox"/>	DKA7820 Bodypoint Evoflex 2 punti, M	€ 145
<input type="checkbox"/>	DKA7830 Bodypoint Evoflex 2 punti, L	€ 145
ACCESSORI		
<input type="checkbox"/>	DKA7910 Catarifrangenti (forniti a parte)	€ 60
<input type="checkbox"/>	DKA8010 Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 60
<input type="checkbox"/>	DKA8200 Porta bastone, lato dx	€ 75
<input type="checkbox"/>	DKA8210 Porta bastone, lato sx	€ 75
<input type="checkbox"/>	DKA8300 Ruote da 3" per passaggi stretti (dispositivo antibarriera)	€ 200
<input type="checkbox"/>	DKA8500 Pompa	€ 25
<input type="checkbox"/>	DKA8550 Kit attrezzi	€ 15
<input type="checkbox"/>	DKA8600 Kit regolazione altezza posteriore	€ 55
<input type="checkbox"/>	DKA8650 Borsa per ruote	€ 95
<input type="checkbox"/>	DKA8680 Ruote complete Mountain Bike da 24" con corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 480

Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, autoribaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone

 Bodypoint®



UNIQUE
 Designed by you. Built by us.

CUCITURE COLORATE per tela schienale AERO BACK (DKA2230)

<input type="checkbox"/>	UKA2241	Giallo NEON	€ 170	<input type="checkbox"/>	UKA2244	Bianco	€ 170
<input type="checkbox"/>	UKA2242	Rosa NEON	€ 170	<input type="checkbox"/>	UKA2245	Rosso	€ 170
<input type="checkbox"/>	UKA2243	Blu	€ 170	<input type="checkbox"/>	UKA0002	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

RICAMO per tela schienale AERO BACK (DHA2230)

<input type="checkbox"/>	UKA2246	Faccina Emoticon Smile	€ 260	<input type="checkbox"/>	UKA2250	Cactus	€ 260
<input type="checkbox"/>	UKA2248	Viaggiatore	€ 260	<input type="checkbox"/>	UKA2251	Logo Kuschall colorato	€ 260
<input type="checkbox"/>	UKA2249	Fiori di ciliegio	€ 260	<input type="checkbox"/>	UKA0003	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

RICAMO con effetto vellutato per AERO BACK (DHA2230)

<input type="checkbox"/>	UKA2253	Faccina Emoticon Smile	€ 120	<input type="checkbox"/>	UKA2257	Cactus	€ 120
<input type="checkbox"/>	UKA2255	Viaggiatore	€ 120	<input type="checkbox"/>	UKA2259	Tavolozza colori	€ 120
<input type="checkbox"/>	UKA2256	Fiori di ciliegio	€ 120	<input type="checkbox"/>	UKA0004	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

CUCITURE COLORATE per tela seduta standard (DH2600)

<input type="checkbox"/>	UKA2602	Giallo NEON	€ 170	<input type="checkbox"/>	UKA2605	Bianco	€ 170
<input type="checkbox"/>	UKA2603	Rosa NEON	€ 170	<input type="checkbox"/>	UKA2606	Rosso	€ 170
<input type="checkbox"/>	UKA2604	Blu	€ 170	<input type="checkbox"/>	UKA0005	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

SPONDINE TRASPARENTI DIRITTE (DHA3405)

<input type="checkbox"/>	UKA3422	Trasparente	€ 700	<input type="checkbox"/>	UKA3426	Rosso NEON	€ 700
<input type="checkbox"/>	UKA3423	Blu trasparente	€ 700	<input type="checkbox"/>	UKA0006	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta
<input type="checkbox"/>	UKA3424	Giallo NEON	€ 700	<input type="checkbox"/>	UKA0007	Design personalizzato	quotazione su richiesta
<input type="checkbox"/>	UKA3425	Arancione NEON	€ 700	<input type="checkbox"/>			

NUOVI COLORI TELAIO

<input type="checkbox"/>	UKA4101	Lucido a specchio	€ 1.050	<input type="checkbox"/>	UKA4104	Viola prugna	€ 750
<input type="checkbox"/>	UKA4102	Verde pastello	€ 750	<input type="checkbox"/>	UKA4105	Salmone	€ 750
<input type="checkbox"/>	UKA4103	Blu cielo	€ 750	<input type="checkbox"/>	UKA0008	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta
<input type="checkbox"/>	UKA4066	Finitura effetto SMALTO per i nuovi colori					€ 590

COLORE DECALCOMANIA

<input type="checkbox"/>	UKA4252	Giallo NEON	€ 215	<input type="checkbox"/>	UKA4255	Rosa NEON	€ 215
<input type="checkbox"/>	UKA4253	Verde NEON	€ 215	<input type="checkbox"/>	UKA4256	Rosso NEON	€ 215
<input type="checkbox"/>	UKA4254	Arancione NEON	€ 215	<input type="checkbox"/>	UKA0009	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

COLORE MOZZO per ruote anteriori FROGLEGS cod. 5200 e 5450

<input type="checkbox"/>	UKA5502	Rosa	€ 250	<input type="checkbox"/>	UKA5507	Viola	€ 250
<input type="checkbox"/>	UKA5504	Arancione	€ 250	<input type="checkbox"/>	UKA5508	Rosso	€ 250
<input type="checkbox"/>	UKA5506	Blu	€ 250	<input type="checkbox"/>	UKA5509	Oro	€ 250

TIPO DI CUSCINETTO per forcelle anteriori da 4" e 5"

<input type="checkbox"/>	UKA5510	Cuscinetti ceramici per le ruote anteriori 4" e 5"					€ 390
--------------------------	---------	--	--	--	--	--	-------

TIPO RUOTA POSTERIORE

<input type="checkbox"/>	UKA6551	24" - 25" Spinergy LITE EXTREME LX - Colori UNIQUE disponibili					€ 1.510
<input type="checkbox"/>	UKA6552	24" - 25" Spinergy LITE EXTREME X-LACED XLX - Colori UNIQUE disponibili					€ 1.580
<input type="checkbox"/>	UKA6553	24" - 25" Spinergy X-LACED SPORT LITE EXTREME XLX - Colori UNIQUE disponibili					€ 1.680
<input type="checkbox"/>	UKA6554	24" - 25" Spinergy CARBON FIBER CLX - Colori UNIQUE disponibili					€ 1.915

COLORE CERCHIONE ANODIZZATO solo per Spinergy

<input type="checkbox"/>	UKA6557	Blu	€ 135	<input type="checkbox"/>	UKA6560	Arancione	€ 135
<input type="checkbox"/>	UKA6558	Oro	€ 135	<input type="checkbox"/>	UKA6561	Rosso	€ 135
<input type="checkbox"/>	UKA6559	Verde	€ 135	<input type="checkbox"/>	UKA6562	Viola	€ 135

COLORE MOZZO ANODIZZATO solo per Spinergy

<input type="checkbox"/>	UKA6563	Blu	€ 135	<input type="checkbox"/>	UKA6567	Arancione	€ 135
<input type="checkbox"/>	UKA6564	Oro	€ 135	<input type="checkbox"/>	UKA6568	Rosso	€ 135
<input type="checkbox"/>	UKA6565	Argento	€ 135	<input type="checkbox"/>	UKA6569	Viola	€ 135
<input type="checkbox"/>	UKA6566	Verde	€ 135				

COLORE RAGGI solo per Spinergy

<input type="checkbox"/>	UKA6570	Blu	€ 135	<input type="checkbox"/>	UKA6574	Rosso	€ 135
<input type="checkbox"/>	UKA6571	Verde	€ 135	<input type="checkbox"/>	UKA6575	Viola	€ 135
<input type="checkbox"/>	UKA6572	Arancione	€ 135	<input type="checkbox"/>	UKA6576	Bianco	€ 135
<input type="checkbox"/>	UKA6573	Rosa	€ 135	<input type="checkbox"/>	UKA6577	Giallo	€ 135

TIPO DI CUSCINETTO solo per Spinergy

<input type="checkbox"/>	UKA6579	Cuscinetti ceramici per le ruote posteriori					€ 300
--------------------------	---------	---	--	--	--	--	-------

PERSONALIZZAZIONE KIT UNIQUE

<input type="checkbox"/>	UKA6960	KIT UNIQUE 1 - Colore forcelle					€ 310
<input type="checkbox"/>	UKA6961	KIT UNIQUE 2 - Colore forcelle, supporto schienale, tappi seduta, mosetti freno					€ 450
<input type="checkbox"/>	UKA6962	KIT UNIQUE 3 - Colore forcelle, supporto schienale, tappi seduta, mosetti freno, supporti asse					€ 470

COLORI PREMIUM ANODIZZATI PER IL KIT UNIQUE

<input type="checkbox"/>	UKA6963	Rosso	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	UKA6968	Oro	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	UKA6964	Viola	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	UKA6969	Chamagne	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	UKA6965	Rame	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	UKA6970	Rosa	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	UKA6966	Verde	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	UKA6971	Blu	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	UKA6967	Arancione	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	UKA6972	Finitura a specchio	<input type="radio"/>

Per il Logo Kuschall ricamato, specificare il RAL


UNIQUE
 Designed by you. Built by us.

onesolution.
 one order. one delivery. onesolution

3D VISUALIZER

KÜSCHALL matrix® HP Bodypoint