

# KÜSCHALL K-SERIES

Attract

onesolution.

## Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale  
indirizzo  
email  
numero di telefono

## Dati Utente

Nome & Cognome  
indirizzo  
email  
num telefono

Codifica consigliata in configurazione standard



Codifica NT 1999

12.21.06.060

Codifica NT 2025

12.22.03.009

(\*) Totalmente a nomenclatore. Verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del tariffario vigente nella regione di competenza.

Nr. Rep. DM: 1915758/R

## DKD0067 KÜSCHALL K-SERIES

Configurazione Std comprensiva di:  
Spandina parafrangente estraibili in plastica  
Tela schienale Premium  
Antiribaltamento



Carrozzina ad autospinna sulle ruote posteriori a telaio rigido, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.009 + aggiuntivi. Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV. **NR Repertorio DM 1915758/R**

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

☐ Casella da barrare ☒ Configurazione Standard ☐ Opzioni senza sovrapprezzo

## SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

Leggere sempre le note a fianco

### TIPO DI TELAIO

<input type="checkbox"/> DKD1040	75° in alluminio	◆
<input type="checkbox"/> DKD1050	75° in alluminio - con adduzione	€ 115
<input type="checkbox"/> DKD1060	75° in alluminio allungato + 50 mm	€ 115
<input type="checkbox"/> DKD1070	90° in alluminio	○
<input type="checkbox"/> DKD1080	90° in alluminio - con adduzione	€ 115
<input type="checkbox"/> DKD1090	90° in alluminio allungato + 50 mm	€ 115

### LARGHEZZA SEDUTA (SW)

<input type="checkbox"/> DKD1310	320 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1335	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1315	340 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1340	440 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1320	360 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1345	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1325	380 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1350	480 mm	€ 50
<input type="checkbox"/> DKD1330	400 mm	◆	<input type="checkbox"/> DKD1355	500 mm	€ 50

### PROFONDITA' SEDUTA (SD)

<input type="checkbox"/> DKD1410	350 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1465	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1420	375 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1475	475 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1435	400 mm	◆	<input type="checkbox"/> DKD1490	500 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1450	425 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1495	525 mm	○

### POSIZIONE SEDUTA (SP)

<input type="checkbox"/> DKD1500	Posizione 1 : 140 mm + attiva	○	<input type="checkbox"/> DKD1530	Posizione 4 : 95 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1510	Posizione 2 : 125 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1540	Posizione 5 : 80 mm - attiva	○
<input type="checkbox"/> DKD1520	Posizione 3 : 110 mm	○			

### ALTEZZA SCHIENALE (BH)

<input type="checkbox"/> DKD1600	Da selezionare in caso di schienale Matrix				
<input type="checkbox"/> DKD1605	270 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1645	390 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1610	285 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1650	405 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1615	300 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1655	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1620	315 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1660	435 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1625	330 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1665	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1630	345 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1670	465 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1635	360 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1675	480 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1640	375 mm	◆			

### ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)

<input type="checkbox"/> DKD1740	450 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1760	490 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1745	460 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1765	500 mm	◆
<input type="checkbox"/> DKD1750	470 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1770	510 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1755	480 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1775	520 mm	○


Le misure della nuova **SERIE-K 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

TELAIO 90° ora compatibile con RUOTE DA 5"



Con profondità seduta maggiore di 45 cm, è necessario il telaio allungato + 5cm.

Larghezza seduta da 480 solo con telaio addotto



**ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)**

<input type="checkbox"/> DKD1815	390 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1845	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1820	400 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1850	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1825	410 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1855	470 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
<input type="checkbox"/> DKD1830	420 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1860	480 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
<input type="checkbox"/> DKD1835	430 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1865	490 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
<input type="checkbox"/> DKD1840	440 mm	◆			

**LUNGHEZZA GAMBE (LLL)**

<input type="checkbox"/> DKD1918	290 mm	€ 65	<input type="checkbox"/> DKD1938	390 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1920	300 mm	€ 65	<input type="checkbox"/> DKD1940	400 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1922	310 mm	€ 65	<input type="checkbox"/> DKD1942	410 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1924	320 mm	€ 65	<input type="checkbox"/> DKD1944	420 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1926	330 mm	€ 65	<input type="checkbox"/> DKD1946	430 mm	◆
<input type="checkbox"/> DKD1928	340 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1948	440 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1930	350 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1950	450 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1932	360 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1952	460 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1934	370 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1954	470 mm	○
<input type="checkbox"/> DKD1936	380 mm	○	<input type="checkbox"/> DKD1956	480 mm	○

A seconda della configurazione il poggiatesta può essere montato alto quando:

75° LLL ≤ FSTF - 30mm  
90° LLL ≤ FSTF - 40mm

LLL < 390 mm

**SCHIENALE**
**MATERIALE SCHIENALE**

<input type="checkbox"/> DKD2000	Alluminio	◆
----------------------------------	-----------	---

Telaio in alluminio non possibile con SW 320 mm

**TIPO SCHIENALE**

<input type="checkbox"/> DKD2100	Standard con tubo tensore	◆
<input type="checkbox"/> DKD2150	Tubo tensore montato basso (285mm)	○

**TELA SCHIENALE**

<input type="checkbox"/> DKD2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM	◆
<input type="checkbox"/> DKD2240	Senza tela schienale	○

**SCHIENALI MATRIX**

<input type="checkbox"/> DKD2300	MX2 altezza 150mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
<input type="checkbox"/> DKD2305	MX2 altezza 230mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
<input type="checkbox"/> DKD2310	MX2 altezza 305mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
<input type="checkbox"/> DKD2315	MX2 altezza 405mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
<input type="checkbox"/> DKD2316	Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/> DKD2317	Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/> DKD2318	Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/> DKD2320	Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/> DKD2322	Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/> DKD2325	Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/> DKD2330	Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/> DKD2331	Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
<input type="checkbox"/> DKD2332	Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/> DKD2334	Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/> DKD2335	Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/> DKD2340	Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/> DKD2345	Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
<input type="checkbox"/> DKD2350	Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/> DKD2355	Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
<input type="checkbox"/> DKD2357	Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809

**LARGHEZZA SCHIENALI MATRIX**

<input type="checkbox"/> DKD2360	360 MM	○
<input type="checkbox"/> DKD2362	380 MM	○
<input type="checkbox"/> DKD2364	410 MM	○
<input type="checkbox"/> DKD2366	430 MM	○
<input type="checkbox"/> DKD2368	460 MM	○
<input type="checkbox"/> DKD2370	480 MM	○
<input type="checkbox"/> DKD2372	510 MM	○

**MANOPOLE DI SPINTA**

<input type="checkbox"/> DKD2400	Senza manopole di spinta	○
<input type="checkbox"/> DKD2410	Fisse, corte	◆
<input type="checkbox"/> DKD2420	Fisse, lunghe	€ 55
<input type="checkbox"/> DKD2430	Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro	€ 165
<input type="checkbox"/> DKD2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 170
<input type="checkbox"/> DKD2450	Pieghevoli	€ 170



**SCHIENALE INCLINABILE (RW)**

<input type="checkbox"/> DKD2500	74°	○	<input type="checkbox"/> DKD2560	86°	○
<input type="checkbox"/> DKD2520	78°	○	<input type="checkbox"/> DKD2580	90°	○
<input type="checkbox"/> DKD2540	82°	◆	<input type="checkbox"/> DKD2590	94°	○

**matrix**  
ALWAYS RESPOND


Tubi telescopici montati dietro non compatibili con altezza schienale da 285 a 330 e braccioli tubolari

Manopoli pieghevoli non compatibili con altezza schienale da 315 a 330 e braccioli tubolari

SEDUTA							
TELA SEDUTA					Tensionabile con strap non compatibile con profondità seduta 525 mm Tela seduta light non compatibile con larghezza seduta > 420 mm e larghezza seduta >425 mm		
<input type="checkbox"/>	DKD2600	Standard, fissa in Nylon nero		◆			
<input type="checkbox"/>	DKD2601	Telino seduta con strap centrale (femmina) e 2 laterali (maschio)		€ 35			
OPTIONAL SEDUTA					Cuscino LIBRA non disponibile con larghezza sduta ≤ 340mm & profondità seduta ≤ 375mm Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con		
<input type="checkbox"/>	DKD2700	Cuscino seduta standard, 60 mm con visco		€ 50			
<input type="checkbox"/>	DKD2720	Matrx LIBRA		€ 629			
POGGIAPIEDI							
<input type="checkbox"/>	DKD3200	Tubolare in alluminio con profilo Hydroforming		◆			
<input type="checkbox"/>	DKD3220	Unico in carbonio, regolabile in inclinazione		€ 175			
COPERTURA POGGIAPIEDE					Telaio diritto: Poggiapiedi montato alto non possibile con SW 360 mm Telaio addotto: Poggiapiedi montato alto non possibile con SW 360 - 400 mm		
<input type="checkbox"/>	DKD3290	Copripedana in plastica		€ 65			
Poggiatallone e poggia polpaccio					Poggiapiede ribaltabile non compatibile con telaio addotto e larghezza seduta 480 - 500 mm		
<input type="checkbox"/>	DKD3300	Striscia fermapolpaccio sul telaio		◆			
<input type="checkbox"/>	DKD3305	Striscia fermapolpaccio con supporto		€ 20			
SPONDINE							
<input type="checkbox"/>	DKD3450	Spondine Parafango estraibili e reg.li in H in plastica		◆	Spondine estraibili aumentano di 20 mm la larghezza della seduta.		
<input type="checkbox"/>	DKD3440	Spondine Parafango estraibili, reg. in H in carbonio		€ 270			
BRACCIOLI							
<input type="checkbox"/>	DKD3480	Braccioli Tubolari Regolabili in altezza, estraibili con imbottitua		€ 190			
COLORE TELAIO							
<input type="checkbox"/>	DKD4000	Nero spaziale	○	<input type="checkbox"/>	DKD4030 Rosso Carminio	€ 50	
<input type="checkbox"/>	DKD4010	Grigio antracite	€ 50	<input type="checkbox"/>	DKD4040 Azzurro	€ 50	
<input type="checkbox"/>	DKD4020	Bianco candido	○				
STILE							
<input type="checkbox"/>	DKD4197	Senza etichetta o decalcomania	○	<input type="checkbox"/>	DKA4195 Etichetta	◆	
COLORE ETICHETTA							
<input type="checkbox"/>	DKD4300	Nera	○	<input type="checkbox"/>	DKA4310 Rossa	◆	
RUOTE							
RUOTE ANTERIORI							Ruote da 4" solo con FSTF < 540 mm.
<input type="checkbox"/>	DKD5050	4" Everyday, gomma nera	○	<input type="checkbox"/>	DKD5300 5" Everyday, gomma nera	○	
<input type="checkbox"/>	DKD5100	4" Comfort, gomma nera	○	<input type="checkbox"/>	DKD5350 5" Comfort, gomma nera	◆	
CENTRO DI GRAVITA'							Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG
<input type="checkbox"/>	DKD6020	Posizione standard, asse fisso				◆	
<input type="checkbox"/>	DKD6030	Prolunga ruote posteriori Light (3 posizioni) - scegliere poi posizione 1° asse			€ 105		
ASSE							Prolunga ruote non compatibile con asse in carbonio e altezza seduta posteriore < 410 mm Quando è selezionato anche il secondo asse, il primo viene posizionato nella prima posizione
<input type="checkbox"/>	DKD6060	Alluminio				◆	
POSIZIONE ASSE							
<input type="checkbox"/>	DKD6100	1a posizione (dal davanti)				○	
<input type="checkbox"/>	DKD6110	2a posizione (dal davanti)				○	
<input type="checkbox"/>	DKD6120	3a posizione (dal davanti)				○	
ANGOLO DI CAMPANATURA ASSE							
<input type="checkbox"/>	DKD6200	Campanatura a 0°				◆	
<input type="checkbox"/>	DKD6210	Campanatura a 3°				○	
PERNO TETRA CLIP							Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy
<input type="checkbox"/>	DKD6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip			€ 125		
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI							
<input type="checkbox"/>	DKA6410	24"				◆	
<input type="checkbox"/>	DKA6420	25"				○	
<input type="checkbox"/>	DKA6430	26"				€ 170	
TIPO RUOTA POSTERIORE							Ruote Active SOLO con corrimano in alluminio e non compatibili con copriraggi
<input type="checkbox"/>	DKD6500	24" Ruote <b>Active</b> (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero			◆		
<input type="checkbox"/>	DKD6510	24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero			€ 110		
COPERTONI							Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXX.
<input type="checkbox"/>	DKD6600	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche			◆		
<input type="checkbox"/>	DKD6625	24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato			€ 85		
<input type="checkbox"/>	DKD6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio			€ 95		
<input type="checkbox"/>	DKD6660	24" scolpito, pieno, nero			€ 60		
CORRIMANO							
<input type="checkbox"/>	DKD6700	24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm			€ 150		
<input type="checkbox"/>	DKD6760	24" <b>Carbolife CurveL</b> a 30 mm regolabile a 40 mm			€ 340		
<input type="checkbox"/>	DKD6780	24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm			◆		
<input type="checkbox"/>	DKD6790	24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm			€ 120		

# KÜSCHALL K-SERIES

Attract

onesolution.

## SICUREZZA & ACCESSORI

<b>FRENI</b>			
<input type="checkbox"/>	DKD7210 Freno a spinta, leva piegata	◆	
<b>PROLUNGA FRENO</b>			
<input type="checkbox"/>	DKD7300 Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55	Prolunga freno solo con freno a spinta.
<b>ANTIRIBALTAMENTO</b>			
<input type="checkbox"/>	DKD7500 Antiribaltamento Lato destro	◆	
<input type="checkbox"/>	DKD7510 Antiribaltamento Lato sinistro	○	
<input type="checkbox"/>	DKD7520 Antiribaltamento ambo i lati	€ 200	Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, aiutoribaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone
<b>KIT DI TRASPORTO</b>			
<input type="checkbox"/>	DKD7600 Kit per il trasporto della persona in auto - etichette	€ 90	
<b>ACCESSORI</b>			
<input type="checkbox"/>	DKD8010 Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 60	
<input type="checkbox"/>	DKD8200 Porta bastone, lato dx	€ 75	
<input type="checkbox"/>	DKD8210 Porta bastone, lato sx	€ 75	
<input type="checkbox"/>	DKD8300 Ruote da 3" per passaggi stretti (dispositivo antibarriera)	€ 200	
<input type="checkbox"/>	DKD8680 Ruote complete Mountain Bike da 24" con corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 480	



**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.

**onesolution.**  
one order. one delivery. onesolution

**3D VISUALIZER**

KÜSCHALL matrx® HP Bodypoint®