

Leo[®]

Perfekt til ture i nærområdet



Yes, you can.

Sikker, kompakt og kvik

Invacare Leo er el-scooteren for dig, som fortrinsvis kører i byen eller i indkøbscenteret. Leo er en sikker, kompakt og kvik el-scooter. Leo har en størrelse, hvormed du kan komme rundt i supermarkedet, rundt i nærområdet eller på besøg. Leo kombinerer ergonomi og stil, og giver frihed og uafhængighed. Leo er det oplagte valg for dig, som ønsker at komme godt og sikkert omkring.



Sikker og kontrolleret kørsel

- › Leo er for dig, som fortrinsvis kører mindre ture i indkøbscenteret eller rundt i byen. Med Leo kan du nyde en kontrolleret og sikker køretur. Leo har relativt store hjul, en god motor og behagelig affjedring. Du kan med ro i sindet stole på, at Leo bringer dig sikkert hen, hvor du ønsker det. For større sikkerhed i trafikken er Leo forsynet med et lyssystem, der inkluderer kraftige forlygter, bremselys og blinklys, der automatisk slår fra.

Behageligt og ergonomisk design

- › Den ergonomiske styrebøjle sikrer nem og præcis manøvrering. Styrebøjlen sikrer ligeledes, at du ikke bliver udmattet i armene, selv på længere køreture. Håndgrebet til den justerbare ratstamme er placeret midt på ratstammen og er let at nå. Sædet er komfortabelt og har mulighed for individuel indstilling for at opnå en optimal og komfortabel siddestilling.


Fart og sikkerhed

- › Leo har den fart og batterikapacitet, der kræves af en ideel el-scooter for dig, som fortrinsvis kører kortere ture. Leo kan uden brug af værktøj, skilles ad og transporteres i en almindelig personbil.

Ved kun at benytte komponenter af den bedste kvalitet, har vi sikret, at Leo er pålidelig og servicevenlig. Leo er testet på det tyske testlaboratorium TÜV og lever op til alle gældende europæiske standarder.



Egenskaber og tilbehør



Justerbar ratstamme

Ratstammen kan hurtig og let justeres efter ønsker og behov.



Bremselys

Bremselys advarer om at farten sænkes og minimerer risikoen for uheld.



Komfortabelt sæde

Kan tilpasses i rygvinkel, højde, frem/tilbage, ift. armlæn og drejes 360 grader.



Frikobling

Gør det muligt at skubbe el-scooteren manuelt.



Integrerede skærme

Beskytter elektronikken og drivenheden mod vand og snavs.



Transport

Leo kan skilles ad og transporteres i en almindelig personbil.



Stokkeholder

Til at fastgøre stok eller albuestok sikkert under kørsel.



Opbevaring med lås

Opbevaringsboks med lås til personlige ejendele.



Hoftesele

Hoftesele giver sikkerhed og hjælper til at holde dig på plads i sædet.



Sidespejl

Sidespejl kan monteres efter behov i højre, venstre eller i begge sider.



Garageovertræk

Beskytter scooteren mod regn og snavs.

Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.



Rygbredde
470 mm



Sædedybde
410 mm



Sædehøjde fra gulv
460 - 560 mm



Ryghøjde
475 mm



Chassisbredde
590 mm



Totallængde
1220 mm



Vægt
59 kg (u/batterier)
83 kg (m/batterier)



Max. brugervægt
136 kg



Batterikapacitet
2 x 36 Ah



Vendediameter
2620 mm



Max. højde på
forhindringer
60 mm



Frihøjde
70 mm



Max. hældning
10°



Motorer
240 W



Kørestrækning
38 km



Hastighed
8 km/h

Farve



Blå

Betræk



Sort

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37,
2605 Brøndby
Danmark



Yes, you can.