



Dolomite | **Soprano**

Rollatoren med de store hjul



*Dolomite **Soprano*** er en let udendørs rollator med store hjul, der sikrer gode køreegenskaber til at komme frem selv i ujævnt terræn. Den er let at håndtere og kan blive stående i sammenklappet position. **Soprano** klarer en høj brugervægt og har samtidig et enkelt og let design.

Kommer frem overalt

*Dolomite **Soprano*** er let at køre på grund af de store og massive hjul. De gode køreegenskaber i ujævnt terræn og den robuste ramme med en brugervægt helt op til 160 kg gør, at de fleste kommer nemt frem overalt.

Egenskaber og tilbehør



Store solide hjul

Giver mulighed for at færdes på ujævnt terræn. Har hylde til varer som standard.



Kabelfri, integreret bremsesystem

Bremsen justeres automatisk sammen med højdeindstillingen.



Tilbehør









Soprano er kompatibel med en lang række af Dolomite tilbehøret.


Bliver stående i sammenklappet position

Soprano bliver stående i sammenklappet position, hvilket gør rollatoren ideel at parkere på selv lidt plads, fx ved en tur i teatret eller andre steder med mange mennesker. Sammenklappet fylder den kun 320 mm og kan derfor nemt transporteres i bagagerummet på de fleste biltyper.

Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk/da>

Totalbredde	Dybde	Afstand mellem hjul	Højde interval	Sædehøjde	Afstand mellem håndtag	Hjul-diameter	Vægt
 630 mm	 760 mm	 550 mm	 780 - 980 mm	 620 mm	 440 mm	 260 mm	 10,8 kg

Max brugervægt

*Dolomite **Soprano*** 160 kg



Farve

Champagne



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®