



Yes, you can.

Invacare Mecc San S.r.l.
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)
Tel: 0445 38 00 59 Fax: 0445 38 00 34
www.invacare.it

**Carrozzina Elettronica per uso esterno
per bariatrici. Portata max 220 kg**

<p>Invacare® Storm⁴ MAX</p> <p>Carrozzina elettronica ad uso esterno per utenti bariatrici. Sedile MAX 490/550/610 mm regolabile in larghezza di 100 mm (tramite allargamento dei braccioli), seduta basculante e schienale inclinabile manualmente (optional elettricamente), braccioli regolabili in altezza, portapedane separate con poggipiedi unico inclinabile. Elettronica ACS2, motori da 350 W e velocità max 6 km/h. Autonomia oltre 36 km. Batterie da 73 Ah e caricabatterie. Portata massima: 220 kg - Certificazione: CE, ISO, CERAH Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.009 + 12.24.06.163 + /.172 + /.175 + 18.09.39.103 + aggiuntivi Nr. Rep. DM: 223085/R</p>	<p>CE</p>	<p><input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input type="checkbox"/> ORDINE</p>	<p>Timbro Rivenditore</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Riferimento Assistito: _____</p>
---	-----------	--	--

Indicate la vostra scelta barrando la casella ◆ Configurazione standard ○ Optional non a pagamento (NC 9999) : non compatibile con l'opzione 9999

Invacare® Storm⁴ MAX		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
AWA0000	Invacare® Storm⁴ Max	11500,00
TIPO SEDUTA		
AWA1145	1 Seduta MAX	◆
Schienale - Altezza 630-680 mm con larghezza seduta 550 e 610 mm/Altezza 570-620 mm con larghezza seduta 490 mm		
AWA1106	Schienale tensionabile con fodera imbottita e rivestita in Nylon nero	◆
Larghezza seduta 490 mm (allargabile + 100 mm tramite spostamento braccioli)		
Larghezza seduta 550 mm (allargabile + 100 mm tramite spostamento braccioli)		
AWA0378	Larghezza seduta 550 mm (base del sedile)	○
AWA1459	Cuscino sedile Max (550 x 635 mm)	◆
Larghezza seduta 610 mm (allargabile + 100 mm tramite spostamento braccioli)		
AWA0380	Larghezza seduta 610 mm (base del sedile)	NC: 0503 ◆
AWA1459	Cuscino sedile Max (610 x 635 mm)	◆
Profondità seduta (regolabile in 3 posizioni)		
AWA0396	560 mm	○
AWA0397	595 mm	◆
Riduttore di profondità seduta		
AWA0399	Riduttore di profondità di 130 mm	○
Fodera sedile e schienale		
AWA0278	Dartex (bielastico, idrorepellente, traspiante)	◆
Braccioli		
AWA0635	Braccioli estraibili, regolabili in altezza 250-340 mm, allargabili lateralmente	◆
Imbottitura dei braccioli		
AWA0647	Imbottitura lunghezza 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	◆
AWA0649	Imbottitura allungata (+ 50 mm, totale 375 mm) regolabile in profondità	50,00
Maniglione di spinta (posteriore)		
AWA1307	Maniglione di spinta	◆
ACCESSORI DEL SEDILE		
AWA1432	Poggiatesta con alette parietali, regolabile in altezza, profondità, lateralmente ed inclinazione	220,00
AWA1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabili in altezza, profondità, lateralmente ed inclinazione	240,00
Nota: Una volta compilata questa sezione relativa al tipo di seduta, passare direttamente alla sezione relativa alle REGOLAZIONI DELLA SEDUTA		
REGOLAZIONI DELLA SEDUTA		
Altezza seduta da terra		
AWA1025	Fissa a 480 mm (cuscino sedile escluso)	◆
AWA1006	Fissa a 510 mm (cuscino sedile escluso)	○
Basculamento della seduta		
AWA1002	Manuale da 0° a 15°, tramite madrevite posta sotto la seduta	◆
AWA1014	Elettrico da 0° a 15° tramite comando elettrico	800,00
Inclinazione dello schienale		
AWA0958	Manuale 0° - 25°, tramite madrevite posta sotto seduta	◆
AWA0947	Elettrica 0° - 25°, con compensazione in lunghezza del tronco	800,00

Invacare® Storm ⁴ MAX		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
PORTAPEDANA		
Porta pedane separate (al paio)		
AWA0564	Angolo fisso, rinforzate, non estraibili	NC: 0522 <input type="checkbox"/> ◆
AWA0503	Inclinabili meccanicamente da 90° a 65° Vari F senza poggiaolpacci, estraibili	NC: 0599, 0380 <input type="checkbox"/> 250,00
Poggiapolpaccio		
AWA0583	Poggiapolpacci imbottiti e regolabili in profondità, altezza ed inclinazione (fissati su telaio)	<input type="checkbox"/> ◆
Poggiapiedi unico - Regolabile in altezza		
AWA0599	Poggiapiedi unico, inclinabile	NC: 0503 <input type="checkbox"/> ◆
AWA0522	Poggiapiedi unico, inclinabile - Rinforzato per utenti con peso maggiore di 200 kg	NC: 0564 <input type="checkbox"/> 200,00
Nota: Una volta compilata questa sezione relativa al tipo di seduta, passare direttamente alla sezione relativa ai COMANDI ELETTRONICI		
COMANDI ELETTRONICI		
Elettronica LiNX		
AWA2204	Comando LiNX _____ DLX-REM216: guida+attuatori+luci	<input type="checkbox"/> ◆
Supporto consolle di comando per Elettronica LiNX		
AWA1707	Supporto snodabile a dx	<input type="checkbox"/> ◆
AWA1708	Supporto snodabile a sx	<input type="checkbox"/> ○
AWA2227	A DX per accompagnatore	<input type="checkbox"/> 150,00
AWA2228	A SX per accompagnatore	<input type="checkbox"/> 150,00
Doppio comando LiNX (DLX-ACU200 come secondo comando): solo guida, velocità max 6 Km/h		
AWA2219	Comando accompagnatore ACU200 montato dietro, compatibile con tutti i comandi LiNX	<input type="checkbox"/> 450,00
AWA2245	Comando intuitivo IDC montato dietro per LiNX	<input type="checkbox"/> 900,00
AWA1207	Supporto snodabile a destra	<input type="checkbox"/> ◆
AWA1208	Supporto snodabile a sinistra	<input type="checkbox"/> ○
AWA1221	Supporto montato a DX, sganciabile	<input type="checkbox"/> ○
AWA1222	Supporto montato a SX, sganciabile	<input type="checkbox"/> ○
Accessori per Elettronica LiNX		
AWA2251	Pulsantiera esterna a 10 tasti per accesso diretto agli attuatori.	<input type="checkbox"/> 400,00
AWA2217	Montata a DX vicino al comando	<input type="checkbox"/> ○
AWA2218	Montata a SX vicino al comando	<input type="checkbox"/> ○
AWA2227	Montata dietro per l'accompagnatore a DX	<input type="checkbox"/> ○
AWA2228	Montata dietro per l'accompagnatore a SX	<input type="checkbox"/> ○
AWA2252	Predisposizione per pulsante esterno	<input type="checkbox"/> 70,00
AWA1685	Pulsante rotondo rosso	<input type="checkbox"/> 110,00
AWA1686	Pulsante rotondo giallo	<input type="checkbox"/> 110,00
AWA1687	Pulsante rotondo verde	<input type="checkbox"/> 110,00
AWA1690	Pulsante rotondo blu	<input type="checkbox"/> 110,00
AWA1711	Pulsante Piko rosso	<input type="checkbox"/> 110,00
AWA1712	Pulsante Piko giallo	<input type="checkbox"/> 110,00
AWA1713	Pulsante Piko verde	<input type="checkbox"/> 110,00
AWA1714	Pulsante Piko arancione	<input type="checkbox"/> 110,00
AWA1715	Pulsante Piko blu	<input type="checkbox"/> 110,00
AWA1716	Pulsante Piko nero	<input type="checkbox"/> 110,00
AWA2721	Pomello sagomato a U da 3", PC101A	<input type="checkbox"/> 75,00
AWA2722	Pomello sagomato a U da 4", PC102A	<input type="checkbox"/> 75,00
AWA2723	Pomello a cupola, PC107A	<input type="checkbox"/> 75,00
AWA2724	Pomello a fungo, PC110A	<input type="checkbox"/> 75,00
TELAIO		
Colori della carenatura		
AWA0202	Blu	<input type="checkbox"/> ◆
AWA0228	Nero	<input type="checkbox"/> ○
AWA0220	Champagne	<input type="checkbox"/> ○
AWA0204	Rosso ciliegia trasparente	<input type="checkbox"/> ○
Ruote anteriori		
AWA0840	10" pneumatiche, grigie	<input type="checkbox"/> ◆
AWA0858	10" antiforatura (sigillate), grigie	<input type="checkbox"/> 90,00
AWA0842	10" antiforatura (anello pieno), grigie	<input type="checkbox"/> 90,00
Ruote posteriori		
AWA0771	14" pneumatiche, grigie	<input type="checkbox"/> ◆
AWA0773	14" antiforatura (sigillate), grigie	<input type="checkbox"/> 90,00
AWA0750	14" antiforatura (anello pieno), grigie	<input type="checkbox"/> 90,00

Invacare® Storm ⁴ MAX		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
MOTORE - BATTERIE - CARICABATTERIE		
Motore (velocità max)		
AWA1277	6 km/h SSD (Single Stage Drive)	□ ◆
AWA1364	Batterie al gel da 73,5 Ah	□ ◆
AWA1343	Caricabatteria da 8 A (200-250 V)	□ ◆
Sospensioni posteriori		
AWA1203	Sospensioni HD	□ ◆
Sistema giroscopico G-track		
AWA1215	G-track - Sistema brevettato giroscopico per il controllo della traiettoria e stabilità in marcia	□ 900,00
OPTIONAL DI SICUREZZA		
Fanaleria e Luci		
AWA1437	Sistema luci a LED con fari e frecce anteriori e posteriori fisse	□ ◆
Ruote antibaltamento		
AWA1204	Ruote antibaltamento	□ ◆
Sistema di ancoraggio della carrozzina per trasporto in auto		
AWA1493	Ganci di fissaggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per bloccare in auto la carrozzina senza occupante	□ 100,00
AWA1494	Ganci di ancoraggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per usare la carrozzina come sedile passeggero secondo ISO7176-19:2001 - OBBLIGATORIO Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001	□ 200,00
Cintura di contenimento		
AWA1455	Cintura di contenimento con chiusura a scatto XL	□ 100,00
Specchietto retrovisore		
AWA1415	Specchietto retrovisore montato a dx	□ 50,00
AWA1339	Specchietto retrovisore montato a sx	□ 50,00
ACCESSORI		
Parafanghi		
AWA1417	Parafanghi per ruote posteriori	□ 80,00