



*STORM<sup>®4</sup>*  
*STORM<sup>®4</sup> X-PLORE*

Trusted Solutions,  
Passionate People<sup>®</sup>



## **STORM<sup>4</sup> | STORM<sup>4</sup> X-plore**

Costruita per gli  
utenti più esigenti

---

**Storm<sup>4</sup>** è stata pensata per soddisfare appieno le richieste degli utenti più esigenti che cercano in un ausilio configurabilità, prestazioni e adattabilità.

**Storm<sup>4</sup>** unisce queste caratteristiche a 4 ruote ammortizzate, che attenuano qualsiasi shock e migliorano la trazione su ogni tipo di terreno. Un connubio che assicura sempre performance di alto livello.

Invacare è ora orgogliosa di montare su entrambi i modelli la nuova elettronica intuitiva LiNX, in grado di rivoluzionare l'esperienza di guida.



## Comando **LiNX**

### Semplicemente facile

L'elettronica **LiNX** è stata sviluppata con l'unico scopo di essere semplice, intuitiva e affidabile. Facile da capire e da usare per chiunque, anche per persone con limitate capacità cognitive.

Caratteristiche principali:

- ▶ Vistoso pulsante di accensione
- ▶ Joystick ergonomico estremamente sensibile
- ▶ Immediata lettura dello stato di carica delle batterie
- ▶ Potenziometro intuitivo
- ▶ Funzioni servomotori a lettura immediata
- ▶ Sblocco comando senza chiave



**STORM<sup>4</sup>**

Your perfect solution.



## Sfreccia per la città con **Storm<sup>4</sup>**

### **Estremamente configurabile**

Grazie al suo innovativo sistema modulare Invacare **Storm<sup>4</sup>** si adatta facilmente alle più diverse richieste degli utenti. Il tipo di guida e la velocità si possono selezionare a seconda delle esigenze, sia nell'uso interno che esterno.

Una vasta gamma di schienali sono disponibili nella versione Modulite, in abbinata alla variazione in larghezza di seduta e schienale, per garantire sempre una postura ottimale. Il lifter telescopico, inoltre, riesce ad abbassare la seduta fino a 400 mm per un agevole avvicinamento ai tavoli.

### **Una questione di estetica**

Lo stile moderno di **Storm<sup>4</sup>** mette in risalto la sua robustezza e le ottime prestazioni di guida. Le luci al LED completano un design assolutamente elegante. La parte frontale può essere abbellita con fascioni colorati che conferiscono un tocco accattivante.



**STORM<sup>4</sup> X-plore**

Inarrestabile su ogni tipo di terreno



## La soluzione perfetta per ogni tipo di terreno - **Storm<sup>4</sup> X-plore**

### **Migliorate prestazioni in esterno**

In aggiunta all'affermato equipaggiamento di **Storm<sup>4</sup>**, la versione **Storm<sup>4</sup> X-plore** è munita di 4 sospensioni indipendenti integrate ad ammortizzatori regolabili, che assicurano elevate performance su ogni tipo di terreno. 4 gomme pneumatiche migliorano ulteriormente l'elasticità del mezzo e assicurano ottime prestazioni sullo sterrato. Tutto questo, in abbinata alla nuova elettronica **LiNX**, rende **Storm<sup>4</sup> X-plore** un sistema intelligente che "impara" col tempo le modalità di guida dell'utente. Questo e molto altro ancora rendono **Storm<sup>4</sup> X-plore** il mezzo ideale in ogni situazione.

### **Baculamento, reclinazione e lifter**

Su **Storm<sup>4</sup> X-plore** puoi sperimentare i benefici di un basculamento a 25°, sia nella versione manuale che elettrica (optional), per un comfort ottimale e una estrema stabilità posturale. A ciò si aggiunge la reclinazione dello schienale fino a 30°, che rende il movimento naturale grazie al fulcro di rotazione posto in alto per minimizzare le forze di taglio e scivolamento.

**Storm<sup>4</sup> X-plore** può vantare anche un lifter a colonna con escursione di 205 mm, che fonde l'utilità ad un design gradevole.



## Accomodatevi

Sia **Storm<sup>4</sup>** che **Storm<sup>4</sup> X-plore** vantano una aumentata escursione in fatto di elevazione, basculamento e reclinazione. Ciò va a beneficio della routine dell'utente che sarà agevolato in tutte le attività quotidiane. Un'elevazione maggiore significa maggiore indipendenza nel raggiungere gli oggetti posti in alto, mentre la reclinazione ed il basculamento sono funzionali ad una postura comoda.

25° Tilt



30° Recline



Telescopic lift  
of 250mm



## Caratteristiche e Optional



### Colori

Personalizza la tua **Storm<sup>4</sup>** scegliendo tra 6 diversi colori da applicare ai fascioni laterali. Volendo renderla unica contatta il servizio UNIQUE per qualsiasi richiesta fuori dallo standard.



### Luci al LED

Intense e penetranti le luci al LED anteriori e posteriori garantiscono la tua sicurezza anche al buio.



### Seduta ribassata

Altezza minima da terra 400 mm (solo con lifter -optional) per migliorare l'accessibilità sotto i tavoli e agevolare i trasferimenti in auto.



### Basculamento 25°

L'angolazione della seduta può essere regolata meccanicamente o elettricamente (optional) per raggiungere il comfort ottimale.



### Reclinazione 30°

Un movimento di reclinazione "naturale" grazie alla posizione elevata del fulcro.



### Seduta telescopica

Il cuore pulsante della versione **Modulite™**, una seduta che si adatta ad innumerevoli regolazioni in larghezza e profondità.



### Braccioli ribaltabili

Sulla seduta **Modulite** si possono applicare braccioli mutiregolabili e ribaltabili per appagare la ricerca di comodità e facilitare i trasferimenti.



### Reclinazione elettrica

Sei sempre in tempo per montare il movimento elettrico dello schienale; può essere facilmente applicato anche in un secondo momento.



### Binari

4 barre telescopiche che compongono la seduta permettono regolazioni in continuo e accolgono i supporti dei braccioli e altri optional applicabili alla seduta.



### Sospensioni\*\*

Gli ammortizzatori anteriori sono regolabili a seconda delle esigenze dell'utente, quelli posteriori sono pensati per affrontare la sfida di ogni terreno.

## Seduta

---

Invacare è anche leader nella produzione di sistemi di postura che forniscono il degno completamento alla configurazione delle carrozzine elettroniche.

Tutti i cuscini della nostra gamma Matrix si adattano perfettamente a **Storm<sup>4</sup>** e **Storm<sup>4</sup> X-plore**, permettendoti di trovare la tua posizione ideale con stile.

Scopri di più sui sistemi di postura Invacare su [www.invacare.it](http://www.invacare.it)



Matrix

## **Personalizza** la tua carrozzina con Invacare UNIQUE

---

Invacare UNIQUE è un servizio specializzato a tua disposizione a cui indirizzare ogni tua richiesta di personalizzazione dei nostri prodotti.

Ogniqualevolta hai una richiesta che esula dallo standard, un vezzo estetico con cui rendere unica la tua carrozzina, non fermarti! Indirizza la tua richiesta al nostro team di esperti che con competenza, professionalità e comprovata esperienza, ne valuterà la fattibilità e troverà la soluzione più adatta alle tue esigenze.





Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
THIENE (VI) - Italy  
Tel.: +39 0445 380059  
Fax: +39 0445 380034  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)  
e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

Trusted Solutions,  
Passionate People®

