



Yes, you can.®

Storm® 4 Storm® 4 X-plore Modulite AA1



2 OPTIONS OFFERTES :

Manipulateur REM 400

Equipement route

NOUVEAU

Accoudoirs **relevables** de série

Pantographe **Maxx Resolve**
escamotable int/ext

Prix Public TTC
à partir de


9 542,81 €





UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint

matrix
SCIENCE OF SEATING

LINX

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 630 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 400 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 10"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 150 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
CE 	
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				<input checked="" type="radio"/> Configuration standard		<input type="radio"/> Options sans supplément de prix	
Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
ATB0015	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm®4 Assise AA1 - Code LPPR 9125967		9 045,32	9 542,81	3 487,95	
				+ 7,42 € HT d'éco-participation			
ATB0018	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm®4X-plore AA1 - Code LPPR 9125967	NC : 1030	9 918,34	10 463,85	3 487,95	
				+ 7,42 € HT d'éco-participation			
DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTES A SELECTIONNER PARMi :							
ATB0135	<input type="checkbox"/>	Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBF2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ATB0140	<input type="checkbox"/>	Equipelement route de sécurité extra-lumineux LED 30 LUX - ATB1437	NC : 2201, 2203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
ATB2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆		
							
ATB2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
							
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705				
ATB2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ATB2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆		
ATB2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ATB2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers MatrX, 2143, 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ATB2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ATB2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
ATB2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Coussin d'assise							
ATB2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg)		◆	◆		
							
ATB2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00	
ATB2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00		
ATB2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00		
							
Cannes de dossier							
ATB2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ATB2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Poignées à pousser							
ATB2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆		
ATB2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2210, 2245	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

3 x LPPR

NOUVEAU



2111














2112









2143








2147












2144







Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Type de dossier						
ATB2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247	◆	◆	 2171
ATB2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	226,54	239,00	 2173
ATB2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	188,63	199,00	
ATB2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		798,10	842,00	
ATB2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ATB2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ATB2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ATB2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ATB2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ATB2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ATB2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
ATB2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	 2191
ATB2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
ATB2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	 2198
ATB2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ATB2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445	◆	◆	Nouveau de série
ATB2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ATB2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
Manchettes						
ATB2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	 Gouttière hémiplégique
ATB2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ATB2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		133,65	141,00	 Gouttière concave hémiplégique
Gouttières hémiplégiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
OPTIONS D'ASSISE						
Cale-cuisses						
ATB2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ATB2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ATB2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Appuis-têtes et autres accessoires							
ATB1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		51,18	54,00		
ATB1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur		273,93	289,00		 1432
ATB1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		361,14	381,00		 1427
ATB2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		427,49	451,00		 2324
ATB2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00		 2325
ATB1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	385,78	407,00		 1445
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER (poids max. 150 kg)							
Hauteur d'assise (avec ou sans lift, mesurée sans coussin d'assise)							
ATB1023	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 450 mm		◆	◆		
ATB1025	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 480 mm		○	○		
ATB1030	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 400 à 650 mm, poids max.150 kg)	NC : Version X-plore, 2201	1 895,73	2 000,00		
ATB1040	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg)(pour Storm®4 et Storm®4 X-plore)	NC : 2201	1 895,73	2 000,00		
Inclinaison d'assise							
ATB1002	<input type="checkbox"/>	Inclinaison manuelle par vis de 0° à 9°		◆	◆		
ATB1014	<input type="checkbox"/>	Inclinaison électrique de 0° à 25°	NC : 2201	677,73	715,00		
Inclinaison de dossier pour assises Modulite							
ATB0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆		 DOSSIER RABATTABLE
ATB0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		815,17	860,00		
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle							
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses		Sur devis		
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°			Sur devis		
Potences repose-pieds							
ATB0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables int/ext		◆	◆		
ATB0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°	NC : 0512	311,85	329,00		
ATB0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00		
Palettes (la paire)							
ATB0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○		
ATB0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆		
ATB0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		122,27	129,00		
MANIPULATEURS							
ATB2201	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM110 : Conduite	NC 1367, 1437, 1436, 0926, 1030, 1040, 1014, 0977, 0557, 0539, 0549, 0531, (2220+1285), 2231, 2232, 2229, 0012, 0014,	◆	◆		 REM110
ATB2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX : REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○		 REM211
ATB2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○		 REM216
ATB2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 - Écran couleur tactile et bluetooth : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00		 REM400 Bluetooth
ATB2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00		 REM500 Bluetooth




Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Option REM400							
ATB2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00		 2270
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○		
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○		
ATB1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1404	◆	◆		
ATB1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1405	○	○		
ATB1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 1404, (2231/2232 + 2207/2213), (2233 + 2235/2213/2241)	○	○		 NOUVEAU
ATB1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 1405, (2231/2232 + 2208/2214), (2233 + 2236/2214/2242)	○	○		 1709, 1710
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00		
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	33,85	35,71	35,71	
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	33,85	35,71	35,71	
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500							
ATB2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆		 2209
ATB2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○		2210
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis			
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00		
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)							
ATB2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26	 REM050
ATB2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26	 2219
ATB2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 354,05	1 428,52	714,26	 2245
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact		◆	◆		
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact		○	○		
ATB1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LINX		◆	◆		
ATB1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LINX		○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure							

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ATB2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 371,56	1 447,00	 2231 2232
ATB2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00	
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ATB2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	 2230
ATB2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	 2247
Commande Mini Joystick proportionnel						
ATB2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur est désactivé)	NC : 2240	5 648,34	5 959,00	 2233
ATB2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ATB2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00	
ATB2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00	
ATB2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
ATB2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
ATB2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ATB2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 1287	○	○	
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 1286	○	○	
ATB2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ATB2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
Accessoires LINX						
ATB2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	472,99	499,00	 2253
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ATB2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ATZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ATB1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
ATB1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ATB1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ATB1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ATB2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ATB1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
ATB1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ATB1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ATB1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ATB1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ATB1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Joysticks Bodypoint - livrés non montés							
ATB2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm		100,00	105,50		 2721
ATB2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm		100,00	105,50		
ATB2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50		 2723
ATB2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50		 2724
BASE MOTRICE OPTIONS							
Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus)							
ATB0202	<input type="checkbox"/>	Gris et Bleu transparent		○	○		
ATB0228	<input type="checkbox"/>	Gris et Noir Shiny		○	○		
ATB0220	<input type="checkbox"/>	Gris et Tendance Champagne		○	○		
ATB0204	<input type="checkbox"/>	Gris et Rouge cerise transparent		217,06	229,00		
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL :..... (RAL : gris +indice de couleur)		764,93	807,00		
Roues avant							
ATB0851	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris		◆	◆		
ATB0853	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaison gris		130,81	138,00		
ATB0855	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris		150,71	159,00		
Roues arrière							
ATB0771	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆		 0771
ATB0773	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Pneu anti-crevaison gris à crampons		○	○		 0855
ATB0750	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Bandage plein gris à crampons		71,09	75,00		
PERFORMANCES							
Moteurs							
ATB1277	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 6 km/h		○	○		
ATB1285	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h		◆	◆		
ATB1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○		
Batteries & Chargeur							
ATB1364	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah		◆	◆		
ATB1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
ATB1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		◆	◆		
SUSPENSIONS arrière réglables pour Storm®4 (nc: version X-plore)							
ATB1240	<input type="checkbox"/>	Suspensions faibles (Poids maximum Utilisateur 80 kg) - rappel vert		○	○		 1240
ATB1241	<input type="checkbox"/>	Suspensions moyennes (Poids maximum Utilisateur entre 70 et 100 kg) - rappel rose		◆	◆		1241
ATB1242	<input type="checkbox"/>	Suspensions fortes (Poids maximum Utilisateur entre 90 et 150 kg) - rappel bleu		○	○		1242
SUSPENSIONS réglables pour Storm®4 X-plore (nc: Storm®4)							
ATB1233	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière Hitec		◆	◆		
ATB1238	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant jusqu'à 100 kg		◆	◆		
ATB1239	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant au dessus de 100 kg		○	○		
GYROSCOPE							
G-Trac							
ATB1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
Eclairage							
ATB1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	492,89	520,00		
ATB2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	663,51	700,00		
ATB1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆		
Roulettes anti-bascule							
ATB1205	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé standard		◆	◆		
ATB1204	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé escamotables (-53mm de longueur hors tout en position haute)		144,08	152,00		 1244
Monte-trottoir							
ATB1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 1450	291,00	307,00		

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ATB1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○	
Accroche-taxi						
ATB1493	<input type="checkbox"/>	2 fixations avant intérieures (réversibles en latéral + 20 mm HT) et 2 fixations arrière		◆	◆	
ATB1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 2128	○	○	
Ceintures de maintien						
ATB1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Bodypoint	◆	◆	 1329
ATB2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	56,87	60,00	
ATB1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		311,85	329,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ATB2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	
ATB2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	2701, 2702
ATB2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	
ATB2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	2703, 2704
ATB2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	
ATB2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	2705, 2706
Rétroviseur						
ATB1415	<input type="checkbox"/>	Droit		70,14	74,00	
ATB1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		70,14	74,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ATB2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	 2128
Porte-canne						
ATB1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		68,25	72,00	
ATB1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		68,25	72,00	
Garde-boue (la paire)						
ATB1416	<input type="checkbox"/>	Sur roues avant		○	○	
ATB1417	<input type="checkbox"/>	Sur roues arrière		○	○	
Tablette escamotable						
ATB1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		503,32	531,00	
ATB1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		503,32	531,00	

Prix en baisse

<i>Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Trousse à outils						
ATB1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		33,18	35,00	
Accessoires						
SP1522428	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Bleu (la paire)		40,76	43,00	
SP1523651	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Noir (la paire)		40,76	43,00	
SP1529145	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Champagne (la paire)		40,76	43,00	
SP1529393	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Rouge (la paire)		40,76	43,00	
SP1529395	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Blanc (la paire)		40,76	43,00	
SP1529397	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Vert (la paire)		40,76	43,00	
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130

<i>Invacare® Storm 4 & X-plore AA1</i>	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)			
	Assise	Assise Standard ATB2110	Assise modulable rigide ATB2111	Assise modulable souple ATB2112
Type d'assise (fixe ou avec lift)				
ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm
ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm
ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm
ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm