

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1

Fauteuil électrique à roues arrière motrices d'intérieur et d'extérieur



Descriptif :

- Électronique LiNX de série, programmable et évolutive
- Poids du fauteuil : à partir de 175 kg
- Poids max utilisateur : 150 kg
- Garantie 2 ans, hors batterie et pièces d'usure

NOUVEAU

UNE OPTION OFFERTE, A CHOISIR PARMI :

- **Repose-jambes** ergonomiques électriques (ATB0531)
- Manipulateur **REM216** ou **REM400** avec écran couleur et fonction Bluetooth (ATB2204/ATB2205) et **équipement route de sécurité LED** (ATB1437)
- **Élévation d'assise (lift)** (ATB1094)

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **6 975,90 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique



Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
ATB0015	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm®4 Assise AA1 - Code LPPR 9125967		8 234,12	8 687,00	3 487,95	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ATB0018	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm®4X-plore AA1 - Code LPPR 9125967	NC : 1030	9 918,34	10 463,85	3 487,95	3x LPPR
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMI :							
ATB0100	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques 0-80° - ATB0531	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ATB0110	<input type="checkbox"/>	Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth et Equipement route de sécurité - ATB2205 et ATB1437	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		NOUVEAU
ATB0115	<input type="checkbox"/>	Manipulateur REM216 et Equipement route de sécurité - ATB2204 et ATB1437	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ATB0120	<input type="checkbox"/>	Élévation d'assise (lift) - (ATB1030/ATB1040)	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
ATB2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		 2111
ATB2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2112

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705			
ATB2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
ATB2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ATB2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ATB2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers MatrX, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ATB2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
ATB2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
ATB2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
ATB2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg)		◆	◆	
ATB2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ATB2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ATB2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
ATB2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ATB2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ATB2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ATB2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2219, 2245	○	○	
Type de dossier						
ATB2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247	◆	◆	
ATB2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	196,21	207,00	
ATB2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	164,93	174,00	
ATB2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		798,10	842,00	
ATB2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ATB2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm		717,54	757,00	
ATB2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,54	757,00	
ATB2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		717,54	757,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ATB2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ATB2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ATB2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		○	○	



2143



2147

2144



DOSSIER RABATTABLE















2171



2173

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accoudoirs						
ATB2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191
ATB2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 mm à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	 2198
ATB2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	247,39	261,00	
ATB2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	○	○	
ATB2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445	○	○	
ATB2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
ATB2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
Manchettes						
ATB2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ATB2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		78,67	83,00	
ATB2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	
Gouttières hémipoplégiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémipoplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		 Gouttière concave
OPTIONS D'ASSISE						
Cale-cuisses						
ATB2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	 1432
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ATB2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ATB2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	 1427
Appuis-têtes et autres accessoires						
ATB1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		43,60	46,00	 2323, 2324, 2322
ATB1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur		237,91	251,00	
ATB1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		314,69	332,00	 2325, 2326
ATB2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante		383,89	405,00	 2327
ATB2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00	
ATB1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrx	336,49	355,00	 1445
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER (poids max. 150 kg)						
Hauteur d'assise (avec ou sans lift, mesurée sans coussin d'assise)						
ATB1023	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 450 mm		◆	◆	
ATB1025	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 480 mm		○	○	
ATB1030	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 400 à 650 mm, poids max.150 kg)	NC : Version X-plore, 2201	1 895,73	2 000,00	
ATB1040	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg)(pour <i>Storm®4</i> et <i>Storm®4 X-plore</i>)	NC : 2201	1 895,73	2 000,00	BAISSE DE TARIF !
Inclinaison d'assise						
ATB1002	<input type="checkbox"/>	Inclinaison manuelle par vis de 0° à 9°		○	○	DE SÉRIE !
ATB1014	<input type="checkbox"/>	Inclinaison électrique de 0° à 25°	NC : 2201	◆	◆	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Inclinaison de dossier pour assises Modulite							
ATB0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆		
ATB0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		708,06	747,00		
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle							
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis			
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis			
Potences repose-pieds							
ATB0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables int/ext		◆	◆		
ATB0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°	NC : 0512	271,09	286,00		
ATB0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00		
Palettes (la paire)							
ATB0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○		
ATB0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆		
ATB0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		247,39	261,00		
MANIPULATEURS							
ATB2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX : REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	◆	◆	       2270	
ATB2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	○	○		
ATB2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 - Écran couleur tactile et bluetooth : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	984,83	1 039,00		
ATB2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	576,30	608,00		
Option REM400							
ATB2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00		
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	 REM500   2209 2210	
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○		
ATB1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1404	◆	◆		
ATB1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1405	○	○		
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00		
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	685,31	723,00		
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	33,85	35,71		35,71
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	33,85	35,71		35,71
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500							
ATB2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆		
ATB2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○		
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis			
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00		
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	685,31	723,00		
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ATB2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ATB2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
ATB2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 563,98	1 650,00	714,26
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact		◆	◆	
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact		○	○	
ATB1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		◆	◆	
ATB1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ATB2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 192,42	1 258,00	
ATB2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 312,80	1 385,00	
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ATB2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
ATB2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
Commande Mini Joystick proportionnel						
ATB2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur est désactivé)	NC : 2240	3 366,82	3 552,00	
ATB2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ATB2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ATB2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ATB2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Options complémentaires LiNX						
ATB2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	
ATB2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ATB2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 1287	○	○	
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 1286	○	○	
ATB2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ATB2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
Accessoires LiNX						
ATB2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	236,02	249,00	
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	



2219
2245



2231
2232



2230



2247



2233















2251









2253

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
Autres accessoires et contacteurs							
ATB2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○		
ATZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis			
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)							
ATB1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00		
ATB1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00		
ATB1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00		
ATB1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00		
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)							
ATB2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00		
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)							
ATB1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00		
ATB1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00		
ATB1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00		
ATB1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00		
ATB1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00		
ATB1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00		
Joysticks Bodypoint - livrés non montés							
ATB2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50		
ATB2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50		
ATB2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50		
ATB2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50		
BASE MOTRICE OPTIONS							
Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus)							
ATB0202	<input type="checkbox"/>	Gris et Bleu transparent		○	○		
ATB0228	<input type="checkbox"/>	Gris et Noir Shiny		○	○		
ATB0220	<input type="checkbox"/>	Gris et Tendance Champagne		○	○		
ATB0204	<input type="checkbox"/>	Gris et Rouge cerise transparent		217,06	229,00		
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL :..... (RAL : gris +indice de couleur)		764,93	807,00		
Roues avant							
ATB0851	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris		◆	◆		
ATB0853	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaison gris		130,81	138,00		
ATB0855	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris		150,71	159,00		
Roues arrière							
ATB0771	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆		
ATB0773	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Pneu anti-crevaison gris à crampons		130,81	138,00		
ATB0750	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Bandage plein gris à crampons		238,86	252,00		
PERFORMANCES							
Moteurs							
ATB1277	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 6 km/h		○	○		
ATB1285	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h		◆	◆		
ATB1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○		
Batteries & Chargeur							
ATB1364	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah		◆	◆		
ATB1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
ATB1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		◆	◆		
SUSPENSIONS arrière réglables pour Storm®4 (nc: version X-plore)							
ATB1240	<input type="checkbox"/>	Suspensions faibles (Poids maximum Utilisateur 80 kg) - rappel vert		○	○		
ATB1241	<input type="checkbox"/>	Suspensions moyennes (Poids maximum Utilisateur entre 70 et 100 kg) - rappel rose		◆	◆		
ATB1242	<input type="checkbox"/>	Suspensions fortes (Poids maximum Utilisateur entre 90 et 150 kg) - rappel bleu		○	○		



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
SUSPENSIONS réglables pour Storm®4 X-plore (nc: Storm®4)							
ATB1233	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière <i>Hitec</i>		◆	◆		
ATB1238	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant jusqu'à 100 kg		◆	◆		
ATB1239	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant au dessus de 100 kg		○	○		
GYROSCOPE							
G-Trac							
ATB1215	<input type="checkbox"/>	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 035,07	1 092,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement <i>Bodypoint</i> : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 							
OPTIONS							
Eclairage							
ATB1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)		650,24	686,00		
ATB1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	1437	
Roulettes anti-bascule							
ATB1205	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule standard		◆	◆		
ATB1204	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule escamotables (-53mm de longueur hors tout en position haute)		144,08	152,00		
Monte-trottoir							
ATB1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 1450	291,00	307,00	1244	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse]							
Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk							
ATB1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil <i>Dahl</i> . La station d'accueil <i>Dahl</i> permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○	 	
Accroche-taxi							
ATB1493	<input type="checkbox"/>	2 fixations avant intérieures (réversibles en latéral + 20 mm HT) et 2 fixations arrière		◆	◆		
ATB1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 2128	○	○		
Ceintures de maintien							
ATB1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Bodypoint	◆	◆	 1329	
ATB2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	19,91	21,00		
ATB1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		271,09	286,00		
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)							
ATB2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00		
ATB2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	2701, 2702	
ATB2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00		
ATB2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	2703, 2704	
ATB2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00		
ATB2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	2705, 2706	
Rétroviseur							
ATB1415	<input type="checkbox"/>	Droit		70,14	74,00		
ATB1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		70,14	74,00		

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros																																		
				Prix Public		LPPR*																																
				HT	TTC																																	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)																																						
ATB2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	 2128																																
Porte-canne																																						
ATB1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		68,25	72,00																																	
ATB1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		68,25	72,00																																	
Garde-boue (la paire)																																						
ATB1416	<input type="checkbox"/>	Sur roues avant		88,15	93,00	1416 1417																																
ATB1417	<input type="checkbox"/>	Sur roues arrière		220,85	233,00																																	
Tablette escamotable																																						
ATB1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		503,32	531,00																																	
ATB1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		503,32	531,00																																	
Trousse à outils																																						
ATB1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		29,38	31,00																																	
SP1522428	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Bleu (la paire)		40,76	43,00																																	
SP1523651	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Noir (la paire)		40,76	43,00																																	
SP1529145	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Champagne (la paire)		40,76	43,00																																	
SP1529393	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Rouge (la paire)		40,76	43,00																																	
SP1529395	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Blanc (la paire)		40,76	43,00																																	
SP1529397	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Vert (la paire)		40,76	43,00																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Invacare® Storm 4 & X-plore AA1</th> <th colspan="3">Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)</th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">Assise</th> <th rowspan="2">Assise Standard ATB2110</th> <th rowspan="2">Assise modulable rigide ATB2111</th> <th rowspan="2">Assise modulable souple ATB2112</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Type d'assise (fixe ou avec lift)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm</td> <td>450 mm</td> <td>450 mm</td> <td>480 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm</td> <td>480 mm</td> <td>480 mm</td> <td>510 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm</td> <td>400 à 650 mm</td> <td>400 à 650 mm</td> <td>430 à 680 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm</td> <td>440 à 690 mm</td> <td>440 à 690 mm</td> <td>470 à 720 mm</td> </tr> </tbody> </table>						Invacare® Storm 4 & X-plore AA1		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)			Assise		Assise Standard ATB2110	Assise modulable rigide ATB2111	Assise modulable souple ATB2112	Type d'assise (fixe ou avec lift)			ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm	ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm	ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm	ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm
Invacare® Storm 4 & X-plore AA1		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)																																				
Assise		Assise Standard ATB2110	Assise modulable rigide ATB2111	Assise modulable souple ATB2112																																		
					Type d'assise (fixe ou avec lift)																																	
ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm																																		
ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm																																		
ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm																																		
ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm																																		
Rampes en accessoire																																						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530																																
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128																																
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129																																
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130																																