

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1

Fauteuil électrique à roues arrière motrices d'intérieur et d'extérieur



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Électronique LINX de série, programmable et évolutive
- Poids du fauteuil : à partir de 175 kg
- Poids max utilisateur : 150 kg
- Garantie 2 ans, hors batterie et pièces d'usure

NOUVEAU

UNE OPTION OFFERTE, A CHOISIR PARI MI :

- **Repose-jambes** ergonomiques électriques (ATB0531)
- Manipulateur **REM216** ou **REM400** avec écran couleur et fonction Bluetooth (ATB2204/ATB2205) et **équipement route de sécurité LED** (ATB1437)
- **Élévation d'assise (lift)** (ATB1094)

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **6 975,90 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

| | | | | Euros | | | 3x LPPR |
|---------|---|--|----------|---------------------------------|----------|--|---------|
| | | | | Prix Public | LPPR* | | |
| CODE | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | HT | TTC | | | |
| ATB0015 | <input type="checkbox"/> Invacare® Storm®4 Assise AA1 - Code LPPR 9125967 | | 8 234,12 | 8 687,00 | 3 487,95 | | |
| | | | | + 7,00 € HT d'éco-participation | | | |
| ATB0018 | <input type="checkbox"/> Invacare® Storm®4X-plore AA1 - Code LPPR 9125967 | NC : 1030 | 9 918,34 | 10 463,85 | 3 487,95 | | |
| | | | | + 7,00 € HT d'éco-participation | | | |

UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARI MI :

| | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------|
| ATB0100 | <input type="checkbox"/> Repose-jambes ergonomiques électriques 0-80° - ATB0531 | NC : 2201, 2203, 2204, 2206 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| ATB0110 | <input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth et Équipement route de sécurité - ATB2205 et ATB1437 | NC : 2201, 2203, 2204, 2206 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | NOUVEAU |
| ATB0115 | <input type="checkbox"/> Manipulateur REM216 et Équipement route de sécurité - ATB2204 et ATB1437 | NC : 2201, 2203, 2204, 2206 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| ATB0120 | <input type="checkbox"/> Élévation d'assise (lift) - (ATB1030/ATB1040) | NC : 2201, 2203, 2204, 2206 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |











ASSISE MODULITE MODULABLE


| Type d'assise | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|--|------|
| ATB2111 | <input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU | | ◆ | ◆ | | 2111 |
| ATB2112 | <input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU | | ○ | ○ | | 2112 |

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1 | | | | Euros | | |
|--|--------------------------|--|---|-------------|--------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Largeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | | | |
| | | 330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183) | NC : 2143, 2701, 2703, 2705 | | | |
| ATB2121 | <input type="checkbox"/> | 380 mm | NC : 2143, 2701, 2703, 2705 | ○ | ○ | |
| ATB2122 | <input type="checkbox"/> | 430 mm | NC : 2701, 2703, 2705 | ◆ | ◆ | |
| ATB2123 | <input type="checkbox"/> | 480 mm | NC : 2702, 2704, 2706 | ○ | ○ | |
| ATB2124 | <input type="checkbox"/> | 530 mm | NC : dossiers MatrX, 2143, 2702, 2704, 2706 | ○ | ○ | |
| Profondeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | | | |
| ATB2132 | <input type="checkbox"/> | 410 mm | NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint | ○ | ○ | |
| ATB2134 | <input type="checkbox"/> | 460 mm | | ◆ | ◆ | |
| ATB2136 | <input type="checkbox"/> | 510 mm | NC : 2143 | ○ | ○ | |
| Coussin d'assise | | | | | | |
| ATB2142 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg) | | ◆ | ◆ | |
| ATB2143 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg) | NC : 2155 | 76,78 | 81,00 | 81,00 |
| ATB2147 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg) | NC : 2155 | 293,84 | 310,00 | |
| ATB2144 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée) | NC : 2155 | 293,84 | 310,00 | |
| Cannes de dossier | | | | | | |
| ATB2162 | <input type="checkbox"/> | Hauteur 540 mm | | ○ | ○ | |
| ATB2163 | <input type="checkbox"/> | Hauteur 480 mm | NC : 2173 | ○ | ○ | |
| Poignées à pousser | | | | | | |
| ATB2107 | <input type="checkbox"/> | Poignées à pousser | | ◆ | ◆ | |
| ATB2108 | <input type="checkbox"/> | Sans poignées à pousser | NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2219, 2245 | ○ | ○ | |
| Type de dossier | | | | | | |
| ATB2171 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière | NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247 | ◆ | ◆ | |
| ATB2179 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir | NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan | 196,21 | 207,00 | |
| ATB2173 | <input type="checkbox"/> | Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna | NC : 2128 | 164,93 | 174,00 | |
| ATB2174 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back , hauteur 400 mm | | 798,10 | 842,00 | |
| ATB2175 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back , hauteur 500 mm | | 798,10 | 842,00 | |
| ATB2176 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite , hauteur 500 mm | | 717,54 | 757,00 | |
| ATB2177 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite TR , hauteur 500 mm | | 717,54 | 757,00 | |
| ATB2178 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm | | 717,54 | 757,00 | |
| <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i> | | | | | | |
| Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration) | | | | | | |
| ATB2151 | <input type="checkbox"/> | Nylon noir | | ◆ | ◆ | |
| ATB2152 | <input type="checkbox"/> | Revêtement PU bi-extensible noir | | ○ | ○ | |
| ATB2155 | <input type="checkbox"/> | Mesh noir | | ○ | ○ | |



| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1 | | | | Euros | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------|----------|-------|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR* | |
| | | | | HT | TTC | | |
| Accoudoirs | | | | | | | |
| ATB2191 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire | | ◆ | ◆ | |  2191 |
| ATB2181 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs réglables en hauteur de 340 mm à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire | | 60,66 | 64,00 | | |
| ATB2198 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire | NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses | 247,39 | 261,00 | |  2198 |
| ATB2183 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté) | NC : cale-cuisses | ○ | ○ | | |
| ATB2193 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm | NC : 1445 | ○ | ○ | | |
| ATB2192 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm | NC : 1445 | 302,37 | 319,00 | | |
| ATB2194 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm | NC : 1445 | 302,37 | 319,00 | | |
| Manchettes | | | | | | | |
| ATB2195 | <input type="checkbox"/> | Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire | | ◆ | ◆ | | |
| ATB2196 | <input type="checkbox"/> | Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire | | 78,67 | 83,00 | | |
| ATB2197 | <input type="checkbox"/> | Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire | | 92,89 | 98,00 | | |
| Gouttières hémiplégiques | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale | | Sur devis | | |  |
| | <input type="checkbox"/> | Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18° | | Sur devis | | |  Gouttière concave hémiplégique |
| OPTIONS D'ASSISE | | | | | | | |
| Cale-cuisses | | | | | | | |
| ATB2184 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | |
| ATB2186 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | |
| ATB2188 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | |
| ATB2185 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | |
| ATB2187 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | |
| ATB2189 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | |
| Hauteur des supports de cale-cuisse | | | | | | | |
| ATB2164 | <input type="checkbox"/> | Supports pour cale-cuisse 155 mm | | ◆ | ◆ | | |
| ATB2165 | <input type="checkbox"/> | Supports pour cale-cuisse 206 mm | | ○ | ○ | |  1427 |
| Appuis-têtes et autres accessoires | | | | | | | |
| ATB1307 | <input type="checkbox"/> | Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques) | | 43,60 | 46,00 | | |
| ATB1432 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur | | 237,91 | 251,00 | |  2323, 2324, 2322 |
| ATB1427 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir | | 314,69 | 332,00 | |  2325, 2326 |
| ATB2324 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante | | 383,89 | 405,00 | | |
| ATB2325 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante | | 427,49 | 451,00 | |  2327 |
| ATB1445 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire) | NC : dossiers Matrix | 336,49 | 355,00 | |  1445 |
| AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER (poids max. 150 kg) | | | | | | | |
| Hauteur d'assise (avec ou sans lift, mesurée sans coussin d'assise) | | | | | | | |
| ATB1023 | <input type="checkbox"/> | Hauteur d'assise fixe 450 mm | | ◆ | ◆ | |  BAISSE DE TARIF ! |
| ATB1025 | <input type="checkbox"/> | Hauteur d'assise fixe 480 mm | | ○ | ○ | | |
| ATB1030 | <input type="checkbox"/> | lift électrique 250 mm (de 400 à 650 mm, poids max.150 kg) | NC : Version X-plore, 2201 | 1 895,73 | 2 000,00 | | |
| ATB1040 | <input type="checkbox"/> | lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg)(pour Storm®4 et Storm®4 X-plore) | NC : 2201 | 1 895,73 | 2 000,00 | | |
| Inclinaison d'assise | | | | | | | |
| ATB1002 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison manuelle par vis de 0° à 9° | | ◆ | ◆ | | DE SÉRIE ! |
| ATB1014 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison électrique de 0° à 25° | NC : 2201 | 787,68 | 831,00 | | |

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|---|---|-------------|----------|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Inclinaison de dossier pour assises Modulite | | | | | | |
| ATB0975 | <input type="checkbox"/> | Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS | | ◆ | ◆ | |
| ATB0977 | <input type="checkbox"/> | Electrique de 0° à 30° - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS | | 708,06 | 747,00 | |
| REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS | | | | | | |
| Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle | | | | | | |
| PW-2006 | <input type="checkbox"/> | Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°) | NC : cale-cuisses | Sur devis | |  |
| PW-2007 | <input type="checkbox"/> | Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7° | | Sur devis | | |
| Potences repose-pieds | | | | | | |
| ATB0503 | <input type="checkbox"/> | Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables int/ext | | ◆ | ◆ | |
| ATB0533 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes manuels de 0° à 80° | NC : 0512 | 271,09 | 286,00 |  0533 |
| ATB0531 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° | NC : 0512, 2201 | 1 507,11 | 1 590,00 | |
| Palettes (la paire) | | | | | | |
| ATB0512 | <input type="checkbox"/> | Fixes | | ○ | ○ | |
| ATB0504 | <input type="checkbox"/> | Réglables en inclinaison | | ◆ | ◆ | |
| ATB0513 | <input type="checkbox"/> | Réglables en inclinaison et en profondeur | | 247,39 | 261,00 | |
| MANIPULATEURS | | | | | | |
| ATB2201 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur LINX REM110 : Conduite | NC 1367, 1437, 1436, 0926, 1030, 1040, 1014, 0977, 0557, 0539, 0549, 0531, (2220+1285), 2231, 2232, 2229, 0012, 0014, | ○ | ○ |  REM110  REM211  REM216  REM400  REM500  |
| ATB2203 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur LINX : REM211 : Conduite et contrôle des vérins | NC : 2231, 2232, 2229, 2270 | ◆ | ◆ | |
| ATB2204 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur LINX : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage | NC : 2231, 2232, 2229, 2270 | ○ | ○ | |
| ATB2205 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur LINX REM400 - Écran couleur tactile et bluetooth : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris | NC : 2220 | 984,83 | 1 039,00 | |
| ATB2206 | <input type="checkbox"/> | Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NECESSITE UNE COMMANDE SPECIALE (2231, 2232, 2229) | NC : 2220, 2270 | 576,30 | 608,00 | |
| Option REM400 | | | | | | |
| ATB2270 | <input type="checkbox"/> | Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire | | 340,28 | 359,00 |  2270 |
| Fixation de la commande principale (REM211/216/400) | | | | | | |
| ATB1207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite réversible, non escamotable | NC : 1404 | ○ | ○ | |
| ATB1208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche réversible, non escamotable | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| ATB1707 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcée | NC : 1404 | ◆ | ◆ | |
| ATB1708 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcée | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| ATB1709 | <input type="checkbox"/> | Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite | NC : 1404, (2231/2232 + 2207/2213), (2233 + 2235/2213/2241) | ○ | ○ |  |
| ATB1710 | <input type="checkbox"/> | Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche | NC : 1405, (2231/2232 + 2208/2214), (2233 + 2236/2214/2242) | ○ | ○ | |
| ATB2213 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 685,31 | 723,00 | |
| ATB2214 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405, 1339 | 685,31 | 723,00 | |
| ATB2227 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128 | 33,85 | 35,71 | 35,71 |
| ATB2228 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128 | 33,85 | 35,71 | 35,71 |
| ATZ2239 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|---|---|---|----------|--------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Montage de l'écran de contrôle LINX REM500 | | | | | | |
| ATB2209 | <input type="checkbox"/> | Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 1404 | ◆ | ◆ | |
| ATB2210 | <input type="checkbox"/> | Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| PW-4005 | <input type="checkbox"/> | Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm | | Fabrication spéciale Sur Devis | | |
| ATB2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 685,31 | 723,00 | |
| ATB2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405, 1339 | 685,31 | 723,00 | |
| ATZ2239 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne) | | | | | | |
| ATB2220 | <input type="checkbox"/> | Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h) | NC : 1221, 1222, 2227, 2228 | 677,02 | 714,26 | 714,26 |
| ATB2219 | <input type="checkbox"/> | Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins | NC : 1221, 1222, 2227, 2228 | 1 091,94 | 1 152,00 | 714,26 |
| ATB2245 | <input type="checkbox"/> | Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié | NC : 1207, 1208 | 1 563,98 | 1 650,00 | 714,26 |
| ATB1207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact | | ◆ | ◆ | |
| ATB1208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact | | ○ | ○ | |
| ATB1221 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LINX | | ◆ | ◆ | |
| ATB1222 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LINX | | ○ | ○ | |
| Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215 | | | | | | |
| Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure | | | |  | | |
| Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500 | | | | | | |
| ATB2231 | <input type="checkbox"/> | Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g) | | 1 192,42 | 1 258,00 | |
| ATB2232 | <input type="checkbox"/> | Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g) | | 1 312,80 | 1 385,00 | |
| ATB2207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | NC : 1404 | ◆ | ◆ | |
| ATB2208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| ATB2213 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 717,54 | 757,00 | |
| ATB2214 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405, 1339 | 717,54 | 757,00 | |
| ATZ2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM | | | | | | |
| ATB2230 | <input type="checkbox"/> | ATOM ASL104 + contacteur egg | NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240 | 5 648,34 | 5 959,00 | |
| ATB2247 | <input type="checkbox"/> | PROTON ASL104P + contacteur egg | NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240 | 5 648,34 | 5 959,00 | |
| Commande Mini Joystick proportionnel | | | | | | |
| ATB2233 | <input type="checkbox"/> | Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur est désactivé) | NC : 2240 | 3 366,82 | 3 552,00 | |
| ATB2235 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite | | ○ | ○ | |
| ATB2236 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche | | ○ | ○ | |
| ATB2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | 717,54 | 757,00 | |
| ATB2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | 717,54 | 757,00 | |
| ATB2241 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | 717,54 | 757,00 | |
| ATB2242 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche | | 717,54 | 757,00 | |
| ATZ2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |



2209
2210



2219
2245



2231
2232













2230













2247







2233

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|-----------------------|-------------|--------|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Options complémentaires LINX | | | | | | |
| ATB2251 | <input type="checkbox"/> | Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252 | | 530,81 | 560,00 |  2251 |
| ATB2217 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à droite | NC : 2209, 2213, 1415 | ○ | ○ | |
| ATB2218 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à gauche | NC : 2210, 2214 | ○ | ○ | |
| ATB2227 | <input type="checkbox"/> | Fixation tierce-personne à droite | NC : 2128, 1287 | ○ | ○ | |
| ATB2228 | <input type="checkbox"/> | Fixation tierce-personne à gauche | NC : 2128, 1286 | ○ | ○ | |
| ATB2225 | <input type="checkbox"/> | Sans montage | | ○ | ○ | |
| ATB2252 | <input type="checkbox"/> | Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins | | 87,20 | 92,00 |  2253 |
| Accessoires LINX | | | | | | |
| ATB2253 | <input type="checkbox"/> | Prises de charge USB | NC : Bodypoint | 236,02 | 249,00 | |
| ATB2207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | | ○ | ○ |  |
| ATB2208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | | ○ | ○ | |
| Autres accessoires et contacteurs | | | | | | |
| ATB2300 | <input type="checkbox"/> | A inclure avec le fauteuil | | ○ | ○ |  |
| ATZ2301 | <input type="checkbox"/> | A connecter et programmer (Spécial) | | Sur devis | | |
| Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500) | | | | | | |
| ATB1685 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Rouge | | 130,81 | 138,00 |  |
| ATB1686 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Jaune | | 130,81 | 138,00 | |
| ATB1687 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Vert | | 130,81 | 138,00 | |
| ATB1690 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Bleu | | 130,81 | 138,00 | |
| Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500) | | | | | | |
| ATB2254 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Egg, noir | | 103,32 | 109,00 |  |
| Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500) | | | | | | |
| ATB1711 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Rouge | | 130,81 | 138,00 | |
| ATB1712 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Jaune | | 130,81 | 138,00 | |
| ATB1713 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Vert | | 130,81 | 138,00 | |
| ATB1714 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Orange | | 130,81 | 138,00 | |
| ATB1715 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Bleu | | 130,81 | 138,00 | |
| ATB1716 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Noir | | 130,81 | 138,00 | |
| Joysticks Bodypoint - livrés non montés | | | | | | |
| ATB2721 | <input type="checkbox"/> | Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3") | | 100,00 | 105,50 |  2721 2722 2723 2724 |
| ATB2722 | <input type="checkbox"/> | Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4") | | 100,00 | 105,50 | |
| ATB2723 | <input type="checkbox"/> | Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm | | 100,00 | 105,50 | |
| ATB2724 | <input type="checkbox"/> | Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm | | 100,00 | 105,50 | |
| BASE MOTRICE OPTIONS | | | | | | |
| Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus) | | | | | | |
| ATB0202 | <input type="checkbox"/> | Gris et Bleu transparent | | ○ | ○ |  |
| ATB0228 | <input type="checkbox"/> | Gris et Noir Shiny | | ○ | ○ | |
| ATB0220 | <input type="checkbox"/> | Gris et Tendance Champagne | | ○ | ○ | |
| ATB0204 | <input type="checkbox"/> | Gris et Rouge cerise transparent | | 217,06 | 229,00 | |
| ATZ0299 | <input type="checkbox"/> | Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL :..... (RAL : gris +indice de couleur) | | 764,93 | 807,00 | |
| Roues avant | | | | | | |
| ATB0851 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris | | ◆ | ◆ |  0771 0855 |
| ATB0853 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaison gris | | 130,81 | 138,00 | |
| ATB0855 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris | | 150,71 | 159,00 | |
| Roues arrière | | | | | | |
| ATB0771 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 8 - 14" Pneumatique gris à crampons | | ◆ | ◆ |  0771 0855 |
| ATB0773 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 8 - 14" Pneu anti-crevaison gris à crampons | | 130,81 | 138,00 | |
| ATB0750 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 8 - 14" Bandage plein gris à crampons | | 238,86 | 252,00 | |

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1 | | | | Euros | | | |
|--|--------------------------|---|--|-------------|----------|--|-------|
| | | | | Prix Public | | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | | |
| PERFORMANCES | | | | | | | |
| Moteurs | | | | | | | |
| ATB1277 | <input type="checkbox"/> | Moteurs OPS Drive 6 km/h | | ○ | ○ | | |
| ATB1285 | <input type="checkbox"/> | Moteurs OPS Drive 10 km/h | | ◆ | ◆ | | |
| ATB1223 | <input type="checkbox"/> | Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h | | ○ | ○ | | |
| Batteries & Chargeur | | | | | | | |
| ATB1364 | <input type="checkbox"/> | Batteries 73,5 Ah | | ◆ | ◆ | | |
| ATB1313 | <input type="checkbox"/> | Chargeur OptiCharge 10 A | | ◆ | ◆ | | |
| ATB1314 | <input type="checkbox"/> | Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44) | | ◆ | ◆ | | |
| SUSPENSIONS arrière réglables pour Storm®4 (nc: version X-plore) | | | | | | | |
| ATB1240 | <input type="checkbox"/> | Suspensions faibles (Poids maximum Utilisateur 80 kg) - rappel vert | | ○ | ○ |  1240 1241 1242 | |
| ATB1241 | <input type="checkbox"/> | Suspensions moyennes (Poids maximum Utilisateur entre 70 et 100 kg) - rappel rose | | ◆ | ◆ | | |
| ATB1242 | <input type="checkbox"/> | Suspensions fortes (Poids maximum Utilisateur entre 90 et 150 kg) - rappel bleu | | ○ | ○ | | |
| SUSPENSIONS réglables pour Storm®4 X-plore (nc: Storm®4) | | | | | | | |
| ATB1233 | <input type="checkbox"/> | Suspensions arrière Hitec | | ◆ | ◆ | | |
| ATB1238 | <input type="checkbox"/> | Suspensions avant jusqu'à 100 kg | | ◆ | ◆ | | |
| ATB1239 | <input type="checkbox"/> | Suspensions avant au dessus de 100 kg | | ○ | ○ | | |
| GYROSCOPE | | | | | | | |
| G-Trac | | | | | | | |
| ATB1215 | <input type="checkbox"/> | Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite) | | 1 035,07 | 1 092,00 |  | |
| OPTIONS DE POSITIONNEMENT | | | | | | | |
| Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.  | | | | | | | |
| OPTIONS | | | | | | | |
| Eclairage | | | | | | | |
| ATB1437 | <input type="checkbox"/> | Equipement route de sécurité LED - clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500) | | 650,24 | 686,00 | | |
| ATB1254 | <input type="checkbox"/> | Sans éclairage | | ◆ | ◆ | | |
| Roulettes anti-bascule | | | | | | | |
| ATB1205 | <input type="checkbox"/> | Roulettes anti-basculé standard | | ◆ | ◆ | | |
| ATB1204 | <input type="checkbox"/> | Roulettes anti-basculé escamotables (-53mm de longueur hors tout en position haute) | | 144,08 | 152,00 |  | |
| Monte-trottoir | | | | | | | |
| ATB1244 | <input type="checkbox"/> | Monte-trottoir NC : 1450 | | 291,00 | 307,00 | | |
| Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk | | | | | | | |
| ATB1450 | <input type="checkbox"/> | Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy , Citroen Berlingo , Peugeot Partner . Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise. | | ○ | ○ |  | |
| Accroche-taxi | | | | | | | |
| ATB1493 | <input type="checkbox"/> | 2 fixations avant intérieures (réversibles en latéral + 20 mm HT) et 2 fixations arrière | | ◆ | ◆ | | |
| ATB1494 | <input type="checkbox"/> | Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire NC : 2128 | | ○ | ○ | | |

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|----------------|-------------|--------|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Ceintures de maintien | | | | | | |
| ATB1329 | <input type="checkbox"/> | Fermeture à boucle type automobile | NC : Bodypoint | ◆ | ◆ |  1329 |
| ATB2113 | <input type="checkbox"/> | Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise | NC : Bodypoint | 19,91 | 21,00 | |
| ATB1332 | <input type="checkbox"/> | Harnais de maintien en H | | 271,09 | 286,00 | |
| Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses) | | | | | | |
| ATB2701 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L | | 156,40 | 165,00 |  2701, 2702 |
| ATB2702 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M | | 156,40 | 165,00 | |
| ATB2703 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L | | 133,65 | 141,00 |  2703, 2704 |
| ATB2704 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M | | 133,65 | 141,00 | |
| ATB2705 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L | | 116,59 | 123,00 |  2705, 2706 |
| ATB2706 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M | | 116,59 | 123,00 | |
| Rétroviseur | | | | | | |
| ATB1415 | <input type="checkbox"/> | Droit | | 70,14 | 74,00 | |
| ATB1339 | <input type="checkbox"/> | Gauche | | 70,14 | 74,00 | |
| Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg) | | | | | | |
| ATB2128 | <input type="checkbox"/> | Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable) | | 150,71 | 159,00 |  2128 |
| Porte-canne | | | | | | |
| ATB1312 | <input type="checkbox"/> | Côté droit | | 68,25 | 72,00 | |
| ATB1363 | <input type="checkbox"/> | Côté gauche | | 68,25 | 72,00 | |
| Garde-boue (la paire) | | | | | | |
| ATB1416 | <input type="checkbox"/> | Sur roues avant | | 88,15 | 93,00 | |
| ATB1417 | <input type="checkbox"/> | Sur roues arrière | | 220,85 | 233,00 | |
| Tablette escamotable | | | | | | |
| ATB1404 | <input type="checkbox"/> | Côté droit | | 503,32 | 531,00 | |
| ATB1405 | <input type="checkbox"/> | Côté gauche | | 503,32 | 531,00 | |
| Trousse à outils | | | | | | |
| ATB1333 | <input type="checkbox"/> | Trousse à outils | | 29,38 | 31,00 | |
| SP1522428 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Bleu (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |
| SP1523651 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Noir (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |
| SP1529145 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Champagne (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |
| SP1529393 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Rouge (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |
| SP1529395 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Blanc (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |
| SP1529397 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Vert (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |

| Invacare® Storm 4 & X-plore AA1 | | Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm) | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Assise | Type d'assise (fixe ou avec lift) | Assise Standard | Assise modulable rigide | Assise modulable souple |
| | | ATB2110 | ATB2111 | ATB2112 |
| | ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm | 450 mm | 450 mm | 480 mm |
| | ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm | 480 mm | 480 mm | 510 mm |
| | ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm | 400 à 650 mm | 400 à 650 mm | 430 à 680 mm |
| | ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm | 440 à 690 mm | 440 à 690 mm | 470 à 720 mm |

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1 | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|-------------|----------|--|
| | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | HT | TTC | |
| Rampes en accessoire | | | | | |
| 1440530 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg | 1 787,68 | 1 886,00 |  1440530 |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg | 402,84 | 425,00 |  1654128 |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg | 805,69 | 850,00 |  1654129 |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | 426,54 | 450,00 |  1654130 |