

Storm® 4 & Storm® 4 X-plore Modulite AA2



2 OPTIONS OFFERTES

AU CHOIX ENTRE :

- Repose-jambes électriques
- Lift + Bascule d'assise électrique
- Manipulateur REM 400
- Equipement route

NOUVEAU DE SERIE

- Accoudoirs relevables
- Pantographe *Maxx Resolve* escamotable int/ext
- Garde-boues

Prix Public TTC
à partir de
10 893,00€

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint

matrx
SCIENCE OF SEATING

LiNX

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 630 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 400 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 10"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 150 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	



☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix	
Invacare® <i>Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
ATC0016	☐	Invacare® <i>Storm®4 AA2</i> - Code LPPR 9125996		10 325,12	10 893,00	3 938,01	
				+ 7,42 € HT d'éco-participation			
ATC0019	☐	Invacare® <i>Storm®4 X-plore AA2</i> - Code LPPR 9125996	NC : 1030	11 198,13	11 814,03	3 938,01	
				+ 7,42 € HT d'éco-participation			
DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTES A SELECTIONNER PARMI :							
ATC0100	☐	Repose-jambes ergonomiques <i>électriques</i> de 0° à 80° - ATC0531		☐	☐		
ATC0120	☐	Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg) - ATC1040, ATC1030		☐	☐		
ATC0135	☐	Manipulateur <i>REM400</i> avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBG2205	NC : 2220	☐	☐		
ATC0140	☐	Équipement route de sécurité extra-lumineux LED 30 LUX - ATC1437		☐	☐		
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
ATC2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		☒	☒		
ATC2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		☐	☐		
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705				
ATC2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	☐	☐		
ATC2122	☐	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	☒	☒		
ATC2123	☐	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	☐	☐		
ATC2124	☐	530 mm	NC : dossiers MatrX, 2143,	☐	☐		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ATC2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198,	☐	☐		
ATC2134	☐	460 mm		☒	☒		
ATC2136	☐	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm dans le cas d'un fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <i>Flex 3</i>	NC : 2143	☐	☐		
Coussin d'assise							
ATC2142	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg)		☒	☒		
ATC2143	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00	
ATC2147	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00		
ATC2144	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00		

3 x LPPR

NOUVEAU



2111



2112



2143



2147



2144

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cannes de dossier						
ATC2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
ATC2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ATC2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆	
ATC2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2219, 2245	○	○	
Type de dossier						
ATC2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247	◆	◆	
ATC2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appui-tête Elan	226,54	239,00	
ATC2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ATC2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ATC2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ATC2176	☐	Matrx Elite , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ATC2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ATC2178	☐	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ATC2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
ATC2152	☐	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ATC2155	☐	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
ATC2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
ATC2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
ATC2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
ATC2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ATC2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445	◆	◆	
ATC2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ATC2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
Manchettes						
ATC2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ATC2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ATC2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		133,65	141,00	
Gouttières hémiplégiques						
	☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		



2171



2173



2191



2198

Nouveau
de série



Gouttière
hémiplégique



Gouttière
concave
hémiplégique

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cale-cuisses						
ATC2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATC2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATC2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATC2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATC2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATC2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ATC2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ATC2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ATC1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		51,18	54,00	
ATC1350	☐	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur		◆	◆	 1350
ATC1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur		○	○	 1432
ATC1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		361,14	381,00	 1427
ATC2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		427,49	451,00	 2324
ATC2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00	 2325
ATC1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	385,78	407,00	 1445
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER (poids max. 150 kg)						
Hauteur d'assise (avec ou sans lift, mesurée sans coussin d'assise)						
ATC1023	☐	Hauteur d'assise fixe 450 mm		◆	◆	
ATC1025	☐	Hauteur d'assise fixe 480 mm		○	○	
ATC1030	☐	Lift électrique 250 mm (de 400 à 650 mm, poids max.150 kg)	NC : Version X-plore	1 895,73	2 000,00	 1030
ATC1040	☐	Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg)(pour Storm®4 et Storm®4 X-plore)		1 895,73	2 000,00	
Inclinaison d'assise						
ATC1002	☐	Inclinaison manuelle par vis de 0° à 9°		○	○	
ATC1014	☐	Inclinaison électrique de 0° à +25°		◆	◆	 DOSSIER RABATTABLE
Inclinaison de dossier pour assises Modulite						
ATC0977	☐	Electrique de 0° à 30° - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	☐	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences repose-pieds						
ATC0533	☐	Repose-jambes manuels de 0° à 80°		◆	◆	
ATC0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		879,62	928,00	
Palettes (la paire)						
ATC0504	☐	Réglables en inclinaison		◆	◆	
ATC0513	☐	Réglables en inclinaison et en profondeur		122,27	129,00	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX							
Commande principale pour électronique LiNX							
ATC2203	☐	Manipulateur LiNX : REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2331, 2232, 2229, 2270	◆	◆		 REM211  REM216  REM400 Bluetooth  REM500 Bluetooth
ATC2204	☐	Manipulateur LiNX : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2331, 2232, 2229, 2270	○	○		
ATC2205	☐	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00		
ATC2206	☐	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00		
Option REM400							
ATC2270	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00		 2270
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
ATC1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○		NOUVEAU  1709, 1710
ATC1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○		
ATC1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆		
ATC1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○		
ATC1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 1404, (2231/2232 + 2207/2213), (2233 + 2235/2213/2241)	○	○		
ATC1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 1405, (2231/2232 + 2208/2214), (2233 + 2236/2214/2242)	○	○		
ATC2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
ATC2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00		
ATC2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1287, 2128	33,85	35,71	35,71	
ATC2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1286, 2128	33,85	35,71	35,71	
ATZ2229	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500							
ATC2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆		 2209 2210
ATC2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○		
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis			
ATC2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
ATC2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00		
ATZ2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)							
ATC2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	714,26	 REM050  2219  2245
ATC2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26	
ATC2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26	
ATC1207	☐	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact		◆	◆		
ATC1208	☐	Fixation à gauche- uniquement REM050 et Compact		○	○		
ATC1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		◆	◆		
ATC1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
ATC2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 371,56	1 447,00		 2231 2232
ATC2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00		
ATC2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆		
ATC2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
ATC2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
ATC2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
ATZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
ATC2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00		 2230  2247
ATC2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00		
Commande Mini Joystick proportionnel							
ATC2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	5 648,34	5 959,00		 2233
ATC2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○		
ATC2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○		
ATC2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
ATC2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
ATC2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00		
ATC2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00		
ATZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Options complémentaires LiNX							
ATC2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00		 2251
ATC2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○		
ATC2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○		
ATC2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287	○	○		
ATC2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286	○	○		
ATC2225	☐	Sans montage		○	○		
ATC2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00		

 REM050

 2219

 2245

 2231
2232

 2230

 2247

 2233

 2251

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accessoires LiNX						
ATC2253	☐	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	472,99	499,00	
ATC2207	☐	Fixation à droite		○	○	
ATC2208	☐	Fixation à gauche		○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ATC2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ATZ2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ATC1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
ATC1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ATC1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ATC1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ATC2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ATC1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
ATC1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ATC1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ATC1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ATC1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ATC1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ATC2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50	
ATC2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50	
ATC2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	
ATC2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
BASE MOTRICE						
Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus)						
ATC0202	☐	Gris et Bleu transparent		○	○	
ATC0228	☐	Gris et Noir Shiny		○	○	
ATC0204	☐	Gris et Rouge cerise transparent		217,06	229,00	
ATZ0299	☐	Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL :..... (RAL : gris +indice de couleur)		764,93	807,00	
Roues avant						
ATC0851	☐	3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris		◆	◆	
ATC0853	☐	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaisson gris		130,81	138,00	
ATC0855	☐	3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris		150,71	159,00	
Roues arrière						
ATC0771	☐	3.00 x 8 -14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆	
ATC0773	☐	3.00 x 8 -14" Pneu anti-crevaisson gris à crampons		○	○	
ATC0750	☐	3.00 x 8 -14" Bandage plein gris à crampons		71,09	75,00	
PERFORMANCES						
Moteurs						
ATC1277	☐	Moteurs OPS Drive 6 km/h		○	○	
ATC1285	☐	Moteurs OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
ATC1223	☐	Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○	
Batteries & Chargeur						
ATC1364	☐	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
ATC1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	



2253





2721
2722



2723



2724





0771



0855

Prix en baisse



2253




2721
2722



2723



2724



0771



0855

Prix en baisse

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
SUSPENSIONS arrière réglables pour Storm®4 (nc: version X-plore)						
ATC1240	☐	Suspensions faibles (Poids maximum Utilisateur 80 kg) - rappel vert		○	○	 1240 1241 1242
ATC1241	☐	Suspensions moyennes (Poids maximum Utilisateur entre 70 et 100 kg) - rappel rose		◆	◆	
ATC1242	☐	Suspensions fortes (Poids maximum Utilisateur entre 90 et 150 kg) - rappel bleu		○	○	
SUSPENSIONS réglables pour Storm®4 X-plore (nc: Storm®4)						
ATC1233	☐	Suspensions arrière Hitec		◆	◆	
ATC1238	☐	Suspensions avant jusqu'à 100 kg		◆	◆	
ATC1239	☐	Suspensions avant au dessus de 100 kg		○	○	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ATC1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Eclairage						
ATC1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	492,89	520,00	
ATC2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	663,51	700,00	
ATC1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Roulettes anti-basculé						
ATC1205	☐	Roulettes anti-basculé standard		◆	◆	 1244
ATC1204	☐	Roulettes anti-basculé escamotables (-53mm de longueur hors tout en position haute)		144,08	152,00	
Monte-trottoir						
ATC1244	☐	Monte-trottoir	NC : 1450	291,00	307,00	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ATC1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.			○	 
Accroche-taxi						
ATC1494	☐	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes		◆	◆	
Ceintures de maintien						
ATC1329	☐	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	 1329
ATC2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		56,87	60,00	
ATC1332	☐	Harnais de maintien en H		311,85	329,00	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ATC2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	
ATC2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ATC2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	
ATC2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ATC2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	
ATC2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
Rétroviseur						
ATC1415	☐	Droit		70,14	74,00	
ATC1339	☐	Gauche		70,14	74,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ATC2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	
Porte-canne						
ATC1312	☐	Côté droit		68,25	72,00	
ATC1363	☐	Côté gauche		68,25	72,00	
Garde-boue (la paire)						
ATC1416	☐	Sur roues avant		○	○	
ATC1417	☐	Sur roues arrière		○	○	
Tablette escamotable						
ATC1404	☐	Côté droit		503,32	531,00	
ATC1405	☐	Côté gauche		503,32	531,00	
Trousse à outils						
ATC1333	☐	Trousse à outils		33,18	35,00	
Accessoires						
SP1522428	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Bleu (la paire)		40,76	43,00	
SP1523651	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Noir (la paire)		40,76	43,00	
SP1529145	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Champagne (la paire)		40,76	43,00	
SP1529393	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Rouge (la paire)		40,76	43,00	
SP1529395	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Blanc (la paire)		40,76	43,00	
SP1529397	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Vert (la paire)		40,76	43,00	
Rampes en accessoire						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques aluminium revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum:260kg		805,69	850,00	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128


Prix en baisse



1654128



1654129



1654130



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128

Prix en baisse



1654128



1654129



1654130

Invacare® Storm 4 & X-plore AA2		Hauteur d'assise sol/plaque d'assise (en mm)			
Type d'assise (fixe ou avec lift)	Assise	Assise RECARO Storm 4 ATC1152	Assise RECARO Storm 4 X-plore ATC1152	Assise Modulite Standard ATC2110	Assise Modulite modulable rigide ATC2111
					Assise Modulite modulable souple ATC2112
ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480		480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	nc	400 à 650 mm	400 à 650 mm
ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	440 à 690 mm	430 à 680 mm
					470 à 720 mm

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2025 Invacare International Sarl