



Storm® 4 & X-Plore

Modulite

FREP Classe B



Configuration disponible

Storm 4 & Storm 4 X-Plore
Appui-tête / Dossier électrique 30° /
Bascule d'assise électrique 25° / Repose-
jambes manuels / Equipement route 30
Lux / Batterie 75 Ah / REM400 /
programmable à 12 km/h...

Adjonctions disponibles

Lift colonne 250 mm
(LPPR/PLV 1500,00€)
Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00€)
PAP membres Inférieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)
PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)
Ccommande personnalisée
(LPPR/PLV 1500,00€)
Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)

Prescripteurs :

- Equipe pluridisciplinaire constituée d'un médecin spécialiste MPR ou Médecin titulaire d'un DU appareillage et d'un ergothérapeute ou d'un

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

11 680,50 €

Forfait MAD1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint

matrix
SCIENCE OF SEATING

LINX

mo-vis
moving forward together

STORM® 4 & X-Plore FREP Classe B

Informations client	Caractéristiques produit	
Date :	Largeur hors tout	630 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise	à partir de 400 mm
Code client :	Moteurs	340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse	6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries	73 Ah
	Electronique	Linx
	Roues motrices	14"
	Roues avant	10"
	Franchissement	60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur	150 kg
	Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure

Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace DHCare Pro sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard	☐ Options sans supplément de prix		
Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore FREP Classe B				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
ATB0000	☐	Invacare® Storm®4 FREP Classe B - Code LPPR 9541105	NC : 1233, 1238, 1239	11 071,56	11 680,50	11 680,50
				+ 9,42 € HT d'éco-participation		
ATE0017	☐	Invacare® Storm®4 X-plore FREP Classe B - Code LPPR 9541105	NC : 1030, 1240, 1241, 1242	11 071,56	11 680,50	11 680,50
				+ 9,42 € HT d'éco-participation		
PACK POSITIONNEMENT PAP						
ATB0155	☐	Pack PAP 2: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Cale-cuisse (la paire)	NC : 0160, 2125, 2142, 2143, 2148, 2144, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	568,72	600,00	600,00 (5)
ATB0160	☐	Pack PAP 3: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Dossier Matrx MAC ou MAC Hug	NC : 2125, 2142, 2143, 2148, 2144, 2171, 2179, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 2324, 2325, 1445, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	1 137,44	1 200,00	1200,00 (4&5)
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Type d'assise						
ATB2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆	 2111
ATB2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm ☐ Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		○	○	 2112
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €						

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705			
ATB2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
ATB2122	☐	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ATB2123	☐	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ATB2124	☐	530 mm	NC : 2143, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2702, 2704, 2706	○	○	
ATB2125	☐	550 mm	NC : 2132, 2134, 2142, 2143, 2147, 2144, 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 2179, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2168, 2169, 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2151, 2152, 2183, 2197, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 1404, 1405	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ATB2132	☐	410 mm	NC : 2198, 2196, 2197	○	○	
ATB2134	☐	460 mm		◆	◆	
ATB2136	☐	510 mm	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
ATB2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg)		◆	◆	
ATB2148	☐	Coussin d'assise (hauteur 90 mm) pour largeur d'assise 550 mm	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	○	○	
ATB2143	☐	Coussin d'assise Matrix Contour Visco_{NG} 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	76,78	81,00	81,00
ATB2147	☐	Coussin d'assise Matrix Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg) Livré avec 2 housses	NC : 1905	331,75	350,00	600,00 (5)
 Coussins Vicair - voir fiche de mesures					600,00 (5)	
Première cale de positionnement pour coussin Matrix Libra						
ATB1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ATB1981	☐	Plot d'abduction Matrix (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ATB1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ATB1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrix Libra						
ATB1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ATB1981	☐	Plot d'abduction Matrix (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ATB1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ATB1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Cannes de dossier						
ATB2162	☐	Hauteur 540 mm		◆	◆	
ATB2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	



2143



2147

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction. PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600.00 € - Inclus dans le prix du fauteuil



(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € - Inclus dans le prix du fauteuil

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Poignées à pousser						
ATB2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆	
ATB2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228, 1332	○	○	
Type de dossier						
ATB2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2152, 2155, 1445, 2230, 2247	◆	◆	
ATB2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2151, 2155, 2193, 2192, 2194, 2230, 2247, 2128	180,09	190,00	600,00 (4)
ATB2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2128	○	○	
ATB2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ATB2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ATB2176	☐	Matrx Elite , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ATB2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ATB2178	☐	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ATB2168	☐	Matrx MAC , Mesh noir	NC : 1445	995,26	1 050,00	Sur devis (9)
ATB2169	☐	Matrx MAC HUG , Mesh noir	NC : 1445	995,26	1 050,00	Sur devis (9)
Hauteur du dossier Matrx MAC						
ATB2380	☐	405 mm (16")	NC : 1445	○	○	
ATB2381	☐	455 mm (18")	NC : 1445	◆	◆	
ATB2382	☐	505 mm (20")	NC : 1445	○	○	
ATB2383	☐	560 mm (22")	NC : 1445	○	○	
Maintiens latéral Gauche pour dossier Matrx MAC						
ATB2385	☐	Maintien latéral Gauche 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
ATB2386	☐	Maintien latéral Gauche 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
ATB2387	☐	Maintien latéral Gauche 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	



2171



2173

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ - Inclus dans le prix du fauteuil

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



2171



2173

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Maintiens latéral Droite pour dossier Matrx MAC						
ATB2389	☐	Maintien latéral Droite 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
ATB2390	☐	Maintien latéral Droite 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
ATB2391	☐	Maintien latéral Droite 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
Réglage largeur du dossier Matrx MAC						
ATB2393	☐	Ajusté = Largeur d'assise - 25 mm	NC : 1445	○	○	
ATB2394	☐	Standard = Largeur d'assise	NC : 1445	◆	◆	
ATB2395	☐	Large = Largeur d'assise + 25 mm	NC : 1445	○	○	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ATB2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
ATB2152	☐	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ATB2155	☐	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
ATB2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
ATB2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
ATB2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189	○	○	
ATB2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189	○	○	
ATB2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445	○	○	
ATB2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	○	○	
ATB2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	○	○	
Manchettes						
ATB2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ATB2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		○	○	
ATB2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	○	○	
Gouttières hémiplégiques						
	☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		Sur devis (9)
	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
OPTIONS D'ASSISE						
Cale-cuisses						
ATB2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
ATB2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
ATB2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
ATB2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
ATB2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
ATB2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



2191




2198



Gouttière hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ATB2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ATB2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes						
ATB1350	☐	Appui-nuque, réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	○	○	
ATB1432	☐	Appui-tête Rea revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	○	○	
ATB1427	☐	Appui-tête Kontour Rea multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	○	○	
ATB2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	○	○	
ATB2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	○	○	
ATB1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○	
Tendeur de dossier						
ATB1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		○	○	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
ATB1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)		236,97	250,00	600,00 (4)
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER (poids max. 150 kg)						
Hauteur d'assise (avec ou sans lift, mesurée sans coussin d'assise)						
ATB1023	☐	Hauteur d'assise fixe 450 mm		◆	◆	
ATB1025	☐	Hauteur d'assise fixe 480 mm		○	○	
ATB1030	☐	Lift électrique 250 mm (de 400 à 650 mm, poids max.150 kg) - Low Rider		1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)
ATB1040	☐	Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg)(pour Storm®4 et Storm®4 X-plore)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)
Inclinaison d'assise						
ATB1002	☐	Inclinaison manuelle par vis de 0° à 9°		○	○	
ATB1014	☐	Inclinaison électrique de 0° à 25°		○	○	
Inclinaison de dossier pour assises Modulite						
ATB0977	☐	Electrique de 0° à 30° - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	☐	Manuel, UL 290 à 385 mm (réglable 90°, 107°, 130°, 162°)	NC : cale-cuisses	Sur devis	Sur devis (9)	
PW-2007	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences repose-pieds						
ATB0503	☐	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables int/ext - UL 290 à 470 mm		◆	◆	
ATB0533	☐	Repose-jambes manuels rélables en angle de 0° à 80° type Storm®4 - UL 290 à 470 mm	NC : 0512	○	○	
ATB0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° - UL 290 à 470 mm	NC : 0512	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)
Palettes (la paire)						
ATB0512	☐	Fixes		◆	◆	
ATB0504	☐	Réglables en inclinaison		○	○	
ATB0513	☐	Réglables en inclinaison et en profondeur		○	○	

1432

1427

2324

2325

1445



DOSSIER RABATTABLE



(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€

(4) code LPPR : 9981399 - VHP PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(7) code LPPR : 9928838 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



1432



1427



2324



2325



1445



DOSSIER RABATTABLE



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
MANIPULATEURS							
ATB2203	☐	Manipulateur LINX : REM211 : Conduite et contrôle des vérins (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2209, 2210, 2231, 2232, 2230, 2247, 2233, 2837	◆	◆		 REM211  REM216  REM400 Bluetooth®  REM500 Bluetooth®
ATB2204	☐	Manipulateur LINX : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2209, 2210, 2231, 2232, 2230, 2247, 2233	○	○		
ATB2205	☐	Manipulateur LINX REM400 - Écran couleur tactile et bluetooth : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris (force de poussée 190 g)	NC : 2209, 2210, 2220	○	○		
ATB2206	☐	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NECESSITE UNE COMMANDE SPECIALE (2231, 2232)	NC : 2270, 1207, 1208, 1707, 1708, 1709, 1710, 2227, 2228, 2220	○	○		
Option REM400							
ATB2270	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		○	○		 2270
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
ATB1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2207, 2213, 2235, 2213, 2241, 1404	○	○		 1709, 1710
ATB1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2208, 2214, 2236, 2214, 2242, 1405	○	○		
ATB1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcée	NC : 2207, 2213, 2235, 2213, 2241, 1404	◆	◆		
ATB1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcée	NC : 2208, 2214, 2236, 2214, 2242, 1405	○	○		
ATB1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 2207, 2213, 2235, 2213, 2241, 1415, 1404	TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE			
ATB1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 2208, 2214, 2236, 2214, 2242, 1339, 1405	TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE			
ATB2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2235, 2213, 2241, 2217, 1415	787,68	831,00	Sur devis (9)	
ATB2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2236, 2214, 2242, 2218, 1339	787,68	831,00		
ATB2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2220, 2219, 2128	○	○		
ATB2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2220, 2219, 2128	○	○		
ATZ2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)	
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500							
ATB2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2207, 2213, 2235, 2213, 2241, 2217, 1415, 1404, 1405	◆	◆		 2209
ATB2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2208, 2214, 2236, 2214, 2242, 2218, 1339, 1404, 1405	○	○		
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		Sur devis (9)	
ATB2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2235, 2213, 2241, 2217, 1415	787,68	831,00		
ATB2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2236, 2214, 2242, 2218, 1339	787,68	831,00		
ATZ2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
(9) code LPPR : 4960062 - VHP. adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore FREP Classe B				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)							
ATB2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	 REM050  2219  2245
ATB2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	
ATB2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	
ATB1207	☐	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact	NC : 2207, 2213, 2235, 2213, 2241, 1404	○	○		
ATB1208	☐	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact	NC : 2208, 2214, 2236, 2214, 2242, 1405	○	○		
ATB1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX	NC : 2227	○	○		
ATB1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX	NC : 2228	○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
 Commandes spéciales mo-Vis - voir fiche de mesures						Sur devis (9)	
        							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
ATB2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	 2231 2232
ATB2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	
ATB2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404, 2217	◆	◆		 2230  2247  2233
ATB2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405, 2218	○	○		
ATB2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2235, 2213, 2241, 2217, 1415	787,68	831,00	Sur devis (9)	
ATB2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2236, 2214, 2242, 2218, 1339	787,68	831,00		
ATZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
ATB2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)	 2230  2247
ATB2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233	5 648,34	5 959,00		
Commande Mini Joystick proportionnel							
ATB2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur est désactivé)	NC : 2128	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)	 2233
ATB2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite	NC : 2217, 1415, 1404	○	○		
ATB2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche	NC : 2218, 1339, 1405	○	○		
ATB2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2235, 2213, 2241, 2217, 1415	787,68	831,00	Sur devis (9)	
ATB2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2236, 2214, 2242, 2218, 1339	787,68	831,00		
ATB2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00		
ATB2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00		
ATZ2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
(6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€							
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Options complémentaires LINX						
ATB2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	Sur devis (9)
ATB2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 1404	○	○	
ATB2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 1405	○	○	
ATB2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2219, 2220	○	○	
ATB2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2219, 2220	○	○	
ATB2225	☐	Sans montage		○	○	
ATB2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	Sur devis (9)
Accessoires LINX						
ATB2253	☐	Prises de charge USB	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
ATB2207	☐	Fixation à droite	NC : 2217, 1404	○	○	
ATB2208	☐	Fixation à gauche	NC : 2218, 1405	○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ATB2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ATZ2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		Sur devis (9)
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ATB1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis (9)
ATB1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ATB1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ATB1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ATB2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	Sur devis (9)
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ATB1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis (9)
ATB1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ATB1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ATB1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ATB1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ATB1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint à l'unité - livré non monté						
ATB2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm		○	○	
ATB2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm		○	○	
ATB2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		○	○	
ATB2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		○	○	
BASE MOTRICE OPTIONS						
Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus)						
ATB0202	☐	Gris et Bleu transparent		○	○	
ATB0228	☐	Gris et Noir Shiny		○	○	
ATB0204	☐	Gris et Rouge cerise transparent		○	○	
ATZ0299	☐	Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL :..... (RAL : gris +indice de couleur)		764,93	807,00	
Roues avant						
ATB0851	☐	3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris		◆	◆	
ATB0853	☐	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaisson gris		○	○	
ATB0855	☐	3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris		○	○	
Roues arrière						
ATB0771	☐	3.00 x 8 - 14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆	
ATB0773	☐	3.00 x 8 - 14" Pneu anti-crevaisson gris à crampons		○	○	
ATB0750	☐	3.00 x 8 - 14" Bandage plein gris à crampons		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
ATB1277	☐	Moteurs OPS Drive 6 km/h		○	○	
ATB1285	☐	Moteurs OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
ATB1223	☐	Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP. adionction spécifique. supplément sur devis - Sur devis						



2251



2253




2721



2723



2724



0771

0855

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
Batteries & Chargeur							
ATB1364	☐	Batteries 73,5 Ah		◆	◆		
ATB1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
ATB1314	☐	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		○	○		
SUSPENSIONS arrière réglables pour Storm®4 (nc: version X-plore)							
ATB1240	☐	Suspensions faibles (Poids maximum Utilisateur 80 kg) - rappel vert		○	○	 1240 1241 1242	
ATB1241	☐	Suspensions moyennes (Poids maximum Utilisateur entre 70 et 100 kg) - rappel rose		◆	◆		
ATB1242	☐	Suspensions fortes (Poids maximum Utilisateur entre 90 et 150 kg) - rappel bleu		○	○		
SUSPENSIONS réglables pour Storm®4 X-plore (nc: Storm®4)							
ATB1233	☐	Suspensions arrière Hitec		◆	◆		
ATB1238	☐	Suspensions avant jusqu'à 100 kg		◆	◆		
ATB1239	☐	Suspensions avant au dessus de 100 kg		○	○		
GYROSCOPE							
G-Trac							
ATB1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9) 	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
Eclairage							
ATB1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning		○	○		
ATB1254	☐	Sans éclairage		◆	◆		
Roulettes anti-basculer							
ATB1205	☐	Roulettes anti-basculer standard		◆	◆	 1244	
ATB1204	☐	Roulettes anti-basculer escamotables (-53mm de longueur hors tout en position haute)		144,08	152,00		Sur devis (9)
Monte-trottoir							
ATB1244	☐	Monte-trottoir	NC : 1450	291,00	307,00	Sur devis (9)	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk							
ATB1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		330,81	349,00	Sur devis (9) 	
Accroche-taxi							
ATB1493	☐	2 fixations avant intérieures (réversibles en latéral + 20 mm HT) et 2 fixations arrière		◆	◆		
ATB1494	☐	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○		
(9) code LPPR : 4960062 - VHP. adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Ceintures de maintien						
ATB1329	☐	Fermeture à boucle type automobile	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	☐	☐	
ATB2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	☐	☐	
ATB1332	☐	Harnais de maintien en H	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	236,97	250,00	600,00 (4)
Ceintures et harnais de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ATB2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ATB2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
ATB2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ATB2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
ATB2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ATB2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
Rétroviseur						
ATB1415	☐	Droit		☐	☐	
ATB1339	☐	Gauche		☐	☐	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ATB2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		☐	☐	
Porte-canne						
ATB1312	☐	Côté droit		☐	☐	
ATB1363	☐	Côté gauche		☐	☐	
Garde-boue (la paire)						
ATB1416	☐	Sur roues avant		☐	☐	
ATB1417	☐	Sur roues arrière		☐	☐	
Tablette escamotable						
ATB1404	☐	Côté droit		125,12	132,00	132,00 (3)
ATB1405	☐	Côté gauche		125,12	132,00	132,00 (3)
Trousse à outils						
ATB1333	☐	Trousse à outils		33,18	35,00	
Accessoires						
SP1522428	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Bleu (la paire)		☐	☐	
SP1523651	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Noir (la paire)		☐	☐	
SP1529145	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Champagne (la paire)		☐	☐	
SP1529393	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Rouge (la paire)		☐	☐	
SP1529395	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Blanc (la paire)		☐	☐	
SP1529397	☐	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Vert (la paire)		☐	☐	



1329



1455



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis	 1654130

Invacare® Storm 4 & X-plore AAI		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)		
Type d'assise (fixe ou avec lift)	Assise	Assise Standard	Assise modulable rigide	Assise modulable souple
		ATB2110	ATB2111	ATB2112
ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm
ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm
ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm
ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm

(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€

(3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€


(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€

(7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



1654128



1654129



1654130